

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови или моче человека кинетическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Креатинин2 Реагенты для ARCHITECT (Creatinine2)»

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Креатинин2 Реагенты для ARCHITECT (Creatinine2), Кат. № 04S9520



REF

04S9520

IVD



Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке и плазме крови или моче человека кинетическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Креатинин2 Реагенты для ARCHITECT (Creatinine2)»

8 комплектов картриджей по 450 тестов в составе: 1. Реагент 1 (R1): 8 x 53,9 мл; 2. Реагент 2 (R2): 8 x 21,4 мл; 3. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland.

Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Креатинин2 Реагенты для ARCHITECT (Creatinine2), Кат. № 04S9520

Crea2




Creatinine2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 8 x 53.9 mL

CONTAINS: PICRIC ACID

R2 8 x 21.4 mL



IVD



REF 04S9520



8 x 450

0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия
инструкции



Exp.

LOT

Двумерный
код

Версия маркировки

Уникальный идентификатор изделия (код)

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott

**Макет маркировки компонентов медицинского изделия Креатинин2 Реагенты для ARCHITECT
(Creatinine2), Кат. № 04S9520**

G93340R01 ABBOTT AIDD Longford, Ireland	Штрих-код FOR USE WITH ARCHITECT Crea2 R1 53.9 mL IVD REF 04S95R  15°C 30°C SN Exp. LOT  	R1 G93342R01 Crea2
G93341R02 ABBOTT AIDD Longford, Ireland	Штрих-код FOR USE WITH ARCHITECT Crea2 R2 21.4 mL IVD REF 04S95T CONTAINS: PICRIC ACID  15°C 30°C SN Exp. LOT  	R2 G93343R01 Crea2

Зсего прошито и пронумеровано



листов

Подпись



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке и
плазме крови или моче человека кинетическим спектрофотометрическим методом
на биохимических анализаторах ARCHITECT «Креатинин2 Реагенты для
ARCHITECT (Creatinine2)»**




Creatinine2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 8 x 53.9 mL

R2 8 x 21.4 mL

CONTAINS: PICRIC ACID



IVD



REF 04S9520



8 x 450



www.corelaboratory.abbott/IFU

R02



Exp.

2023-12-06

LOT

44387UD00



G93339R02

(01) 00380740159535 (17) 231206
(10) 44387UD00 (240) 04S9520

Creaz


Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lismaruck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000
PRODUCT OF IRELAND

 **Abbott**

[illegible]precautions apply to: **R1**

- severe skin burns and eye damage.
- corrosive to metals.

