


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

*Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый «ФЭСТ» по
ТУ 32.50.50 – 294 – 10973749 – 2023, варианты исполнения:*

- 1. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый «ФЭСТ» длиной 1400 мм;*
- 2. Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый «ФЭСТ» длиной 1600 мм.*



Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового рифленого «ФЭСТ»
длиной 1400 мм

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый «ФЭСТ»

по ТУ 32.50.50-294-10973749-2023,
исполнение 1 - длиной 1400 мм
РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 09.2023

Партия № 001

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности, завязав узел. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.



Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового
рифленого «ФЭСТ» длиной 1400 мм



Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового рифленого «ФЭСТ»
длиной 1600 мм

Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый «ФЭСТ»

по ТУ 32.50.50-294-10973749-2023,
исполнение 2 - длиной 1600 мм
РУ №

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001
Сертификат выдан АНО «ЦМКС» (№ РОСС RU.0001.13ФК82).

СРОК ГОДНОСТИ - 5 ЛЕТ
с даты изготовления

Изготовлено 09.2023

Партия № 001

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Руководство по эксплуатации

Наложение жгута.

Жгут накладывают на одежду или подкладывают ткань в месте наложения жгута.

Жгут подводят под конечность выше раны. Затем захватывают его у конца и в средней части, растягивают и, уже в растянутом виде, обертывают вокруг конечности. Первый тур жгута должен быть самым тугим, последующие - более слабыми. Постепенно уменьшая растяжение резины, жгут закрепляют на конечности, завязав узел. Туры его укладывают достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления тканей между ними.

Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения или прекращение прощупывания пульса.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. К жгуту прикрепляют бирку с указанием времени наложения или аналогичная запись делается прямо на жгуте.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового
рифленого «ФЭСТ» длиной 1600 мм



Общий вид маркировки Жгута кровоостанавливающего резинового рифленого «ФЭСТ»



Общий вид Жгута кровоостанавливающего резинового рифленого «ФЭСТ» в транспортной таре с маркировкой



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23

ФЭСТ®

**Жгут кровоостанавливающий
резиновый рифленный «ФЭСТ»**
по ТУ 32.50.50-294-10973749-2023,
исполнение 2 - длиной 1600 мм
РУ №

Количество	50 шт.
Партия №	001
ОКК	02
Изготовлено	09.2023

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Жгут следует хранить в помещении при температуре от +5° до +25°С и относительной влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Жгут не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

Макет маркировки транспортной тары медицинского изделия «Жгут
кровоостанавливающий резиновый рифленный «ФЭСТ»

Прошито, пронумеровано,
опечатано

7 (Семь) листов

Директор Шахов Д.А.

