

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме
крови человека спектрофотометрическим методом на
биохимических анализаторах ARCHITECT «АСТ2 Реагенты для
ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации ACT2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2), кат. № 04S9020



REF

4S90-20

IVD



Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (ACT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «ACT2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2)», 4 комплекта картриджей по 300 тестов в составе:

- Реагент 1 (ARCHITECT Aspartate Aminotransferase2 R1) — 4 x 28,2 мл
- Реагент 2 (ARCHITECT Aspartate Aminotransferase2 R2) — 4 x 18,5 мл
- Инструкция по применению— 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия /

Производственная площадка: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / **Страна происхождения:** Ирландия

РУ № _____ **от** _____ / **Инструкция по применению на русском языке:**
www.corelaboratory.abbott/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия АСТ2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2), кат. № 04S9020

AST2

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Aspartate Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase (AST) in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **RT** Active ingredients: L-aspartic acid (103.860 g/L), β -NADH (0.610 g/L), lactate dehydrogenase (4.000 KU/L), and malate dehydrogenase (2.000 KU/L).
- **RZ** Active ingredient: α -ketoglutaric acid (6.570 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott




Aspartate Aminotransferase2 **FOR USE WITH ARCHITECT**

R1 4 x 28.2 mL

R2 4 x 18.5 mL



CONTAINS: AZIDE



IVD



REF 04S9020



4 x 300

0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия



Exp.

Двумерный
штрихкод


LOT

Уникальный идентификатор изделия (код)


G93266R04

Маркировка компонентов медицинского изделия АСТ2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2), кат. № 04S9020

Реагент 1



Реагент 2



**Макет маркировки медицинского изделия ACT2 Реагенты для ARCHITECT
(Aspartate Aminotransferase2), кат. № 04S9030**



4S90-30



Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (ACT) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «ACT2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2)», 4 комплекта картриджей по 990 тестов в составе:

- Реагент 1 (ARCHITECT Aspartate Aminotransferase2 R1) – 4 x 84,5 мл
- Реагент 2 (ARCHITECT Aspartate Aminotransferase2 R2) – 4 x 53,8 мл
- Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия /

Производственная площадка: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / **Страна происхождения:** Ирландия

РУ № _____ **от** _____ / Инструкция по применению на русском языке:
www.corelaboratory.abbott/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ACT2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2), кат. № 04S9030

AST2

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Aspartate Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase (AST) in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- R1** Active ingredients: L-aspartic acid (103.860 g/L), β -NADH (0.610 g/L), lactate dehydrogenase (4.000 KU/L), and malate dehydrogenase (2.000 KU/L).
- R2** Active ingredient: α -ketoglutaric acid (6.570 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott




Aspartate Aminotransferase2 **FOR USE WITH ARCHITECT**

R1 4 x 84.5 mL

R2 4 x 53.8 mL



CONTAINS: AZIDE



IVD



REF 04S9030



4 x 990 0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия



LOT


Двумерный штрихкод**

Уникальный идентификатор изделия (код)


G93265R04

Маркировка компонентов медицинского изделия ACT2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase2), кат. № 04S9030

Реагент 1



Реагент 2




Всего прошито и пронумеровано

7

листов


Подпись




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия



**Набор реагентов для количественного определения
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови
человека спектрофотометрическим методом на биохимических
анализаторах ARCHITECT «ACT2 Реагенты для ARCHITECT
(Aspartate Aminotransferase2)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)





Фотографическое изображение картриджей реагентов, входящих в состав МИ АСТ2 Реагенты для ARCHITECT (Aspartate Aminotransferase) картриджей по 300 тестов






Aspartate Aminotransferase2 FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 84.5 mL

R2 4 x 53.8 mL



CONTAINS: AZIDE

IVD



REF 04S9030



4 x 990 0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

R03



Exp.

2025-03-06

LOT

56339UD00



G93265R03

(01) 00380740155759 (17) 250306

(10) 56339UD00 (240) 04S9030





Всего прошито и пронумеровано

7

листов

Подпись

