

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме
крови человека спектрофотометрическим методом на
биохимических анализаторах Alinity с «АСТ2 Реагенты для
Alinity с (Aspartate Aminotransferase2)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
 АСТ2 Реагенты для Alinity c (Aspartate Aminotransferase2), Кат № 04T8620



REF 04T86-20 **IVD**



Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «АСТ2 Реагенты для Alinity c (Aspartate Aminotransferase2)»,

Вариант исполнения:

4 картриджа по 300 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity c Aspartate Aminotransferase2 R1) — 4 x 28,7 мл
- Реагент 2 (Alinity c Aspartate Aminotransferase2 R2) — 4 x 19,3 мл
- Инструкция по применению— 1 шт.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/ ____ от ____/ ____/ Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия АСТ2 Реагенты для Alinity c (Aspartate Aminotransferase2), Кат № 04T8620

AST2
Aspartate Aminotransferase2
 Abbott

Information from USA only **RU ONLY**

The Aspartate Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase (AST) in human serum or plasma on the Alinity c system.

• **[R1]** Active ingredients: L-aspartic acid (103.860 g/L), β-NADH (0.610 g/L), lactate dehydrogenase (4.000 IU/L), and malate dehydrogenase (2.000 IU/L).

• **[R2]** Active ingredient: α-ketoglutaric acid (6.570 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA.

AST2

REF 04T8620 **4 x 300**

www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия

Двухмерный*

ИТННХКОЛ

Уникальный идентификатор изделия (код)

R1 4 x 28.7 mL

R2 4 x 19.3 mL

CONTAINS: AZIDE

Alinity c

CE 0123


PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000


Маркировка компонентов медицинского изделия АСТ2 Реагенты для Alinity с (Aspartate Aminotransferase2), Кат № 04Т8620

Alinity c R1 28.7 mL CONTAINS: AZIDE Двумерный штрихкод* Двумерный штрихкод ABBOTT AID0 Longford, Ireland G93261R01 SN	AST2 Aspartate Aminotransferase2 04T86 R2 19.3 mL Двумерный штрихкод* IVD Exp. LOT G93263R01 Abbott	H06611R01 AST2
---	--	--

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
 ACT2 Реагенты для Alinity c (Aspartate Aminotransferase2), Кат № 04T8630



04T86-30



Набор реагентов для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «АСТ2 Реагенты для Alinity c (Aspartate Aminotransferase2)»,

Вариант исполнения:

4 картриджа по 780 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alinity c Aspartate Aminotransferase2 R1) — 4 x 67,5 мл
- Реагент 2 (Alinity c Aspartate Aminotransferase2 R2) — 4 x 43,3 мл
- Инструкция по применению— 1 шт.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland

Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия АСТ2 Реагенты для Alinity c (Aspartate Aminotransferase2), Кат № 04T8630

AST2
Aspartate Aminotransferase2
 Abbott

INFORMATION FOR USA ONLY (Rx ONLY)

The Aspartate Aminotransferase2 assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase (AST) in human serum or plasma on the Alinity c system.

- **[R1]** Active ingredients: L-aspartic acid (103.860 g/L), β-NADH (0.610 g/L), lactate dehydrogenase (4.000 IU/L), and malate dehydrogenase (2.000 IU/L).
- **[R2]** Active ingredient: o-ketoglutaric acid (6.570 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA.

AST2

REF 04T8630 4 x 780

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp. LOT

Версия

Двухмерный штрих-код

Уникальный идентификатор изделия (код)

G9325-8804

R1 4 x 67.5 mL

R2 4 x 43.3 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott Ireland Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3221000

PRODUCT OF IRELAND

Маркировка компонентов медицинского изделия АСТ2 Реагенты для Alinity c (Aspartate aminotransferase2), Кат № 04Т8630

 Alinity c R1 67.5 mL CONTAINS: AZIDE Двумерный штрихкод* Двумерны й штрихкод 2°C 8°C  ABBOTT AID0 Longford, Ireland G93260R01 SN	AST2 Aspartate Aminotransferase2 04T86 R2 43.3 mL !  Exp. LOT Двумерны й штрихкод* IVD G93262R01 	H06611 R01 AST2 ID
--	---	--

Всего прошито и пронумеровано

5 листов



Подпись


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови
человека спектрофотометрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с «АСТ2 Реагенты для Alinity с (Aspartate
Aminotransferase2)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)













Всего прошито и пронумеровано

7

листов

Подпись

