

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2023 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови
“РеалБест ЭкстраМаг-авто”**

1. Образцы этикеток на компоненты набора “РеалБест ЭкстраМаг-авто”

Наименование компонента	Этикетка
Лизирующий раствор (ЛР)	
Раствор для отмывки №1 (PO1)	
Раствор для отмывки №2 (PO2)	
Элюирующий раствор (ЭР)	
Отрицательный контрольный образец (ОКО)	
Внутренний контрольный образец (ВКО)	
Сорбент (суспензия магнитных частиц)	

2. Образцы этикеток на коробку “РеалБест ЭкстраМаг-авто” (Упаковка 1)

2.1. Верхняя этикетка

REF	X-XXXX	набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови
РеалБест ЭкстраМаг-авто (Упаковка 1)		
LOT XXXX	СОСТАВ:	LOT
1. Лизирующий раствор (ЛР)		2 фл. по 56 мл xxxxx
2. Раствор для отмывки №1 (PO1)		2 фл. по 30 мл xxxxx
3. Раствор для отмывки №2 (PO2)		2 фл. по 110 мл xxxxx
4. Элюирующий раствор (ЭР)		2 фл. по 15 мл xxxxx
5. Сорбент (суспензия магнитных частиц)		4 пр. по 3,5 мл xxxxx
6. Отрицательный контрольный образец (ОКО)		1 фл. 18 мл xxxxx
7. Внутренний контрольный образец (ВКО)		1 пр. 2 мл xxxxx
8. Крышка для штатива		1 шт.
ТУ 21.20.23-200-23548172-2023 РУ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Инструкция и паспорт к набору размещены на сайте vector-best.ru		

2.2. Боковая этикетка №1

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
			XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX
РеалБест ЭкстраМаг-авто (Упаковка 1)			
		 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

2.3. Боковая этикетка №2

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www. vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

3. Образцы этикеток на коробку “РеалБест ЭкстраМаг-авто” (Упаковка 2)

3.1. Верхняя этикетка

REF	X-XXXX	набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови
РеалБест ЭкстраМаг-авто (Упаковка 2)		
LOT XXXX	СОСТАВ:	
1. Планшет глубоколоночный		7 шт.
2. Гребенка наконечников		1 шт.
ТУ 21.20.23-200-23548172-2023 РУ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Инструкция и паспорт к набору размещены на сайте vector-best.ru		
АО «Вектор-Бест» Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru		
		


3.2. Боковая этикетка

REF	X-XXXX	LOT	XXXX
			
			XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX
РеалБест ЭкстраМаг-авто (Упаковка 2)			
	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству

АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«41» 04 2023 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"




Масяго
07

Масяго А.В.
20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

ИЗ ОБРАЗЦОВ СЫВОРОТКИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ

(РеалБест ЭкстраМаг-авто)

по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023


серия 1


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови «РеалБест ЭкстраМаг-авто» по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023 Серия 1















Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови «РеалБест ЭкстраМаг-авто» по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023 №4
Серия 1 Упаковка 1
















АО «Вектор-Бест»


Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида Упаковки 2 медицинского изделия Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови «РеалБест ЭкстраМаг-авто» по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023
Серия 1 Упаковка 2







Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.

07 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2023 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
ИЗ ОБРАЗЦОВ СЫВОРОТКИ И ПЛАЗМЫ КРОВИ
(РеалБест ЭкстраМаг-авто)
по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023
серия 2

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови «РеалБест ЭкстраМаг-авто» по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023 Серия 2







Фотографическое изображение общего вида Упаковки 1 медицинского изделия Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из образцов сыворотки и плазмы крови «РеалБест ЭкстраМаг-авто» по ТУ 21.20.23-200-23548172-2023
Серия 2 Упаковка 1 (Без штатива)





























АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru







Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго " 07 " 2023 г. Масяго А.В.