

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий - индивидуальный
предприниматель ООО «БИ Плюс»

Потака В.Ф.

2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия:

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA


Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №1:

Рулон комбинированный плоский одноразовый DENTAL FORMULA РКП для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 50 до 600 мм с шагом 5 мм, длина от 100 до 200 м с шагом 50 м.



Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №2:

Рулон комбинированный со складкой одноразовый DENTAL FORMULA PKC для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 50 до 600 мм с шагом 5 мм, складка от 20 до 100 мм с шагом 5 мм, длина от 100 до 200 м с шагом 50 м.




Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №3:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПКПС для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм




Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №4:

Пакет комбинированный плоский одноразовый DENTAL FORMULA ПКП для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм




Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №5:

Пакет из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПБПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм




Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №6:

Пакет из отбеленной крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПББПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №7:

Пакет из крафт-бумаги комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПБКПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



Фотографическое изображение изделия, вариант исполнения №8:

Пакет из отбеленной крафт-бумаги комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПББКПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм






УТВЕРЖДАЮ

Управляющий - индивидуальный
предприниматель ООО «БИ Плюс»

Потака В.Ф.

2024 г.



МАКЕТЫ УПАКОВКИ

медицинского изделия:

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA

Ниже приведены графические макеты маркировки медицинского изделия и его групповой упаковки. На макетах оставлены места для информации, которая будет нанесена для конкретного типа и размера изделия после получения регистрационного удостоверения:

Размер XXX мм x XXX м / XXX мм x XXX мм x XXX м / XXX мм x XXX мм

Номер партии XXXXXXXXXX

Дата изготовления XX.XX.XXXX

Срок годности XX.XX.XXXX

Количество в упаковке XX шт.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Артикул XXXXXXXXXXXX

Штрих-код XXXXXXXXXXXXX

Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №1:

Рулон комбинированный плоский одноразовый DENTAL FORMULA РКП для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 50 до 600 мм с шагом 5 мм, длина от 100 до 200 м с шагом 50 м.

DENTAL  FORMULA		РКП XXX мм x XXX м					 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай		
☐	ПАР	конечный цвет серо-черный	☐	ЭО	конечный цвет желтый	☐	ФОРМ	конечный цвет зеленый	партия: XXXXXXXXX годен до: XX.XX.XXXX

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Рулон комбинированный плоский одноразовый DENTAL FORMULA РКП для паровой и газовой стерилизации XXX мм x XXX м

DENTAL  FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, Но.123 СинЕ Рoad, Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development District, Anqing, Anhui Province, China.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1., +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ПАР	ЭО	ФОРМ
-----	----	------


Количество в упаковке:	XX штук
------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X



Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №2:

Рулон комбинированный со складкой одноразовый DENTAL FORMULA РКС для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 50 до 600 мм с шагом 5 мм, складка от 20 до 100 мм с шагом 5 мм, длина от 100 до 200 м с шагом 50 м.

DENTAL  FORMULA		РКС XXX мм x XXX мм x XXX м					 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай
	ПАР	конечный цвет серый		30	конечный цвет желтый		ФОРМ
							конечный цвет зеленый
						партия: XXXXXXXXXX годен до: XX.XX.XXXX	

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Рулон комбинированный со складкой одноразовый DENTAL FORMULA PKC для паровой и газовой стерилизации XXX мм x XXX мм x XXX м

DENTAL  FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, Но.123 СинЕ Род, Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development District, Anqing, Anhui Province, China.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ПАР	ЭО	ФОРМ
-----	----	------



Количество в упаковке:	XX штук
------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X



Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №3:

Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПКПС для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

DENTAL  FORMULA		ПКПС XXX мм x XXX мм				 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай		
								
☐	ПАР	конечный цвет серо-черный	☐	ЭО	конечный цвет желтый	☐	ФОРМ	конечный цвет зеленый

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Пакет комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПКПС для паровой и газовой стерилизации XXX мм x XXX мм

DENTAL  FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, Но.123 СинЕ Род, Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development District, Anqing, Anhui Province, China.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ПАР	ЭО	ФОРМ
-----	----	------



Количество в упаковке:	XX штук
------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X



Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №4:

Пакет комбинированный плоский одноразовый DENTAL FORMULA ПКП для паровой и газовой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

DENTAL		FORMULA	ПКП XXX мм x XXX мм				Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай	
								
	ПАР	конечный цвет серо-черный		ЭО	конечный цвет желтый		ФОРМ	конечный цвет зеленый

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Пакет комбинированный плоский одноразовый DENTAL FORMULA ПКП для паровой и газовой стерилизации XXX мм x XXX мм

DENTAL  FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, Но.123 СинЕ Рoad, Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development District, Anqing, Anhui Province, China.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ПАР	ЭО	ФОРМ
-----	----	------



Количество в упаковке:	XX штук
------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X



Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №5:

Пакет из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПБПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



DENTAL FORMULA

ПБПС XXX мм x XXX мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата время вскрытия/Подпись:

☐

ВОЗД

конечный цвет
зелёный

☐

ПАР

конечный цвет
серо-черный





 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай

**Материал упаковочный одноразовый для стерилизации
DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Пакет
из крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый
DENTAL FORMULA ПБПС для воздушной и паровой
стерилизации XXX мм x XXX мм**

DENTAL FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, No.123 СинЕ Рoad, Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development District, Anqing, Anhui Province, China.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ВОЗД	ПАР
------	-----

Количество в упаковке:	XX штук
------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X



Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №6:

Пакет из отбеленной крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПББПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

DENTAL  FORMULA

ПББПС XXX мм x XXX мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата время вскрытия/Подпись:

ВОЗД

конечный цвет
зелёный

ПАР

конечный цвет
серо-черный

 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай

Материал упаковочный одноразовый для стерилизации DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Пакет из отбеленной крафт-бумаги плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПББПС для воздушной и паровой стерилизации XXX мм x XXX мм

DENTAL FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, No.123 СинЕ Род, Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.
Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development District, Anqing, Anhui Province, China.

Уполномоченный представитель производителя (изготовителя) на территории РФ: ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12, литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.



ВОЗД

ПАР

Количество
в упаковке:

XX штук

LOT

XXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X

Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №7:

Пакет из крафт-бумаги комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПБКПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм



DENTAL FORMULA

ПБКПС XXX мм x XXX мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата время вскрытия/Подпись:



ВОЗД

ПАР

конечный цвет
зелёный

конечный цвет
серо-черный



 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай

**Материал упаковочный одноразовый для стерилизации
DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Пакет
из крафт-бумаги комбинированный плоский
самоклеющийся одноразовый DENTAL FORMULA ПБКПС
для воздушной и паровой стерилизации XXX мм x XXX мм**

DENTAL  FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, No.123 СинЕ Рoad,
Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development
District, Anqing, Anhui Province, China.

**Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)
на территории РФ:** ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12,
литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ВОЗД	ПАР
------	-----

Количество в упаковке:	XX штук
---------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXX



X XX XXXXX XXXXX X



Макет упаковки медицинского изделия, вариант исполнения №8:

Пакет из отбеленной крафт-бумаги комбинированный плоский самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПББКПС для воздушной и паровой стерилизации, размеры: ширина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм, длина от 30 до 1000 мм с шагом 5 мм

DENTAL  FORMULA

ПББКПС XXX мм x XXX мм

Содержимое пакета:

Дата стерилизации/Подпись:

Дата время вскрытия/Подпись:

ВОЗД

конечный цвет
зелёный

ПАР

конечный цвет
серо-черный

 Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай

**Материал упаковочный одноразовый для стерилизации
DENTAL FORMULA, вариант исполнения: Пакет
из отбеленной крафт-бумаги комбинированный плоский
самоклеящийся одноразовый DENTAL FORMULA ПБКПС
для воздушной и паровой стерилизации XXX мм x XXX мм**

DENTAL **F** FORMULA®

Назначение. Материал упаковочный предназначен для одноразового использования при финишной стерилизации медицинских изделий, сохранении стерильности до места их использования и соблюдении асептических свойств.



Аньцин Баоцзе Пекеджинг Ко., Лтд., Китай, Но.123 СинЕ Рoad,
Девелопмент Дистрикт, Аньцин, провинция Аньхой, Китай.

Anqing Baojie Packaging Co., Ltd., No.123 XingYe Road, Development
District, Anqing, Anhui Province, China.

**Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)
на территории РФ:** ООО «БИ Плюс», Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, пер. 6-й Верхний, д. 12,
литера А, часть пом. 5.3.1, +7 (812) 309-36-62, beplus@beplus.spb.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Не использовать по истечении срока годности.

ВОЗД	ПАР
------	-----

Количество в упаковке:	XX штук
---------------------------	---------

LOT	XXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX
	XX.XX.XXXX

Артикул: XXXXXXXXX





Всего прошито и скреплено
лист 18 ЛИСТА/ОВ/
Управляющий-ИП
ИТАКА В.Ф.