

Фотографическое изображение первичной упаковки

Первичная упаковка для форм комплектации «ВПЧ-тест-16/18», «ВПЧ-тест-31/33», «ВПЧ-тест-6/11», «ВПЧ-тест-14» - коробка размером 100x58x48,5 (±5 мм)



ООО «ТестГен»

432072, РФ, г. Ульяновск

44-й проезд Инженерный
дом. 9, офис 13

+7 499 705 03 75

info@testgen.ru

www.testgen.ru



ТестГен
Генетика
Нового поколения

ТестГен
Генетика
Нового поколения

Первичная упаковка для формы комплектации «ВПЧ-тест-21» - коробка размером 98x92,5x50 мм (±5 мм)





ООО «ТестГен»

432072, РФ, г. Ульяновск
44-й проезд Инженерный
дом. 9, офис 13

+7 499 705 03 75

info@testgen.ru

www.testgen.ru

● PHOTO COPY
● QR CODE CAMERA

Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-21»



Состав набора:

LOT 202308-281



2023-08



2024-08

-24°C -16°C



ПЦР-буфер	2 пробирки, по 1350 мкл
Праймер-микс HPV-№1 (6, 11, 44)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№2 (16, 18, 26)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№3 (31, 33, 35)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№4 (39, 45, 51)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№5 (52, 68, 56)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№6 (58, 59, 66)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№7 (53, 73, 82)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 1100 мкл
КО-2	1 пробирка, 1100 мкл
ПКО	1 пробирка, 1350 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения





«ВПЧ-тест-21»
Праймер-микс HPV-№7
(53,73,82)
960 мкл
Лот: 202308-281

ТестГен

«ВПЧ-тест-21»
Праймер-микс HPV-№5
(52,68,56)
960 мкл
Лот: 202308-281

ТестГен

«ВПЧ-тест-21»
Праймер-микс HPV-№4
(39,45,51)
960 мкл
Лот: 202308-281

ТестГен

«ВПЧ-тест-21»
Праймер-микс HPV-№3
(31,33,35)
960 мкл
Лот: 202308-281

ТестГен




Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-16/18»

LOT 202308-284

 2023-08

 2024-08

 -24°C -16°C



Состав набора:

ПЦР-буфер
Праймер-микс HPV-16/18 (16, 18)
КО-1
КО-2
ПКО
ОКО



1 пробирка, 390 мкл
1 пробирка, 960 мкл
1 пробирка, 160 мкл
1 пробирка, 160 мкл
1 пробирка, 200 мкл
1 пробирка, 1800 мкл



ТестГе
Генетика
нового поколения

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца
при проведении количественного анализа - 90 образцов


РУ № _____ от _____

Только для In vitro диагностики
Только для профессионального применения

NOTES
NO CAMERA











Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-31/33»

LOT 202308-286

 2023-08

 2024-08


 -24°C -16°C



Состав набора:

ПЦР-буфер
Праймер-микс HPV-31/33 (31, 33)
КО-1
КО-2
ПКО
ОКО

1 пробирка, 390 мкл
1 пробирка, 960 мкл
1 пробирка, 160 мкл
1 пробирка, 160 мкл
1 пробирка, 200 мкл
1 пробирка, 1800 мкл



Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____

Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения



«ВПЧ-тест-31/33»

ПКО
200 мкл

Лот: 202308-286

ТестГен

«ВПЧ-тест-31/33»

ОКО
1800 мкл

Лот: 202308-286

ТестГен

«ВПЧ-тест-31/33»

КО-2
160 мкл

Лот: 202308-286

ТестГен

«ВПЧ-тест-31/33»

КО-1
160 мкл

Лот: 202308-286

ТестГен

«ВПЧ-тест-31/33»

Праймер-микс
HPV-31/33(31,33)
960 мкл

Лот: 202308-286

ТестГен


«ВПЧ-тест-31/33»

ПЦР-буфер
390 мкл

Лот: 202308-286

ТестГен

ITE 9
CAMERA







Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-6/11»

LOT 202308-288

 2023-08

 2024-08

 -16°C
-24°C



Состав набора:

ПЦР-буфер
Праймер-микс HPV-6/11 (6, 11)
КО-1
КО-2
ПКО
ОКО



1 пробирка, 390 мкл
1 пробирка, 960 мкл
1 пробирка, 160 мкл
1 пробирка, 160 мкл
1 пробирка, 200 мкл
1 пробирка, 1800 мкл



Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____


Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения


OTE 9
CAMERA





9
MERA











Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022
Форма комплектации «ВПЧ-тест-14»

LOT 202308-290

 2023-08

 2024-08


 -24°C



Состав набора:

ПЦР-буфер	2 пробирки, по 960 мкл
Праймер-микс HPV-16/18 (16, 18)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№3 (31, 33, 35)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№4 (39, 45, 51)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№5 (52, 68, 56)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№6 (58, 59, 66)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 800 мкл
КО-2	1 пробирка, 800 мкл
ПКО	1 пробирка, 960 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

IVD




Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
 при проведении качественного анализа - 94 образца
 при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения













Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
344 (тридцать четыре) листов
Должность: руководитель отдела сертификации (по
доверенности № 54/01 от 27.12.2023 г.)
Халидова Л.М. Л.М.



Макет этикеток упаковки изделия медицинского назначения
«Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типа и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022»

Макет этикеток первичной упаковки


Форма комплектации «ВПЧ-тест-21»

Макет этикеток на крышки пробирок	Макет этикеток на пробирки
ПЦР-6	«ВПЧ-тест-21» ПЦР-буфер 1350 мкл Лот: ГТГГММ-XX 
6, 11, 44	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№1 (6, 11, 44) 960 мкл Лот: ГТГГММ-XXX 
16, 18, 26	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№2 (16, 18, 26) 960 мкл Лот: ГТГГММ-XX 
31, 33, 35	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№3 (31, 33, 35) 960 мкл Лот: ГТГГММ-XXX 
39, 45, 51	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№4 (39, 45, 51) 960 мкл Лот: ГТГГММ-XX 
52, 68, 56	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№5 (52, 68, 56) 960 мкл Лот: ГТГГММ-XX 
58, 59, 66	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№6 (58, 59, 66) 960 мкл Лот: ГТГГММ-XXX 

53, 73, 82	«ВПЧ-тест-21» Праймер-микс HPV-№7 (53, 73, 82) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
КО-1	«ВПЧ-тест-21» КО-1 1100 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
КО-2	«ВПЧ-тест-21» КО-2 1100 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
ПКО	«ВПЧ-тест-21» ПКО 1350 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
ОКО	«ВПЧ-тест-21» ОКО 1800 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 

Форма комплектации «ВПЧ-тест-16/18»

Макет этикеток на крышки пробирок	Макет этикеток на пробирки
-----------------------------------	----------------------------

ПЦР-6	«ВПЧ-тест-16/18» ПЦР-буфер 390 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
16, 18	«ВПЧ-тест-16/18» Праймер-микс HPV-16/18 (16, 18) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
КО-1	«ВПЧ-тест-16/18» КО-1 160 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
КО-2	«ВПЧ-тест-16/18» КО-2 160 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 
ПКО	«ВПЧ-тест-16/18» ПКО 200 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ 

ОКО	«ВПЧ-тест-16/18» ОКО 1800 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
-----	---	---------

Форма комплектации «ВПЧ-тест-31/33»


Макет этикеток на крышки пробирок	Макет этикеток на пробирки
-----------------------------------	----------------------------

ПЦР-6	«ВПЧ-тест-31/33» ПЦР-буфер 390 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
31, 33	«ВПЧ-тест-31/33» Праймер-микс HPV-31/33 (31, 33) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
КО-1	«ВПЧ-тест-31/33» КО-1 160 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
КО-2	«ВПЧ-тест-31/33» КО-2 160 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
ПКО	«ВПЧ-тест-31/33» ПКО 200 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
ОКО	«ВПЧ-тест-31/33» ОКО 1800 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен


Форма комплектации «ВПЧ-тест-6/11»

Макет этикеток на крышки пробирок	Макет этикеток на пробирки
-----------------------------------	----------------------------

ПЦР-6	«ВПЧ-тест-6/11» ПЦР-буфер 390 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен
6, 11	«ВПЧ-тест-6/11» Праймер-микс HPV-6/11 (6, 11) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	ТестГен

КО-1	«ВПЧ-тест-6/11» КО-1 160 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	
КО-2	«ВПЧ-тест-6/11» КО-2 160 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	
ПКО	«ВПЧ-тест-6/11» ПКО 200 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	
ОКО	«ВПЧ-тест-6/11» ОКО 1800 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	

Форма комплектации «ВПЧ-тест-14»

Макет этикеток на крышки пробирок		Макет этикеток на пробирки	
ЩР-6		«ВПЧ-тест-14» ЩР-буфер 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	
16, 18		«ВПЧ-тест-14» Праймер-микс HPV-16/18 (16, 18) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХХ	
31,33,35		«ВПЧ-тест-14» Праймер-микс HPV-№3 (31,33,35) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	
39,45,51		«ВПЧ-тест-14» Праймер-микс HPV-№4 (39,45,51) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХХ	
52,68,56		«ВПЧ-тест-14» Праймер-микс HPV-№5 (52,68,56) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	
58,59,66		«ВПЧ-тест-14» Праймер-микс HPV-№6 (58,59,66) 960 мкл Лот: ГТГГММ-ХХ	

КО-1	«ВПЧ-тест-14» КО-1 800 мкл Лот: ГТТГММ-XX	
КО-2	«ВПЧ-тест-14» КО-2 800 мкл Лот: ГТТГММ-XX	
ПКО	«ВПЧ-тест-14» ПКО 960 мкл Лот: ГТТГММ-XX	
ОКО	«ВПЧ-тест-14» ОКО 1800 мкл Лот: ГТТГММ-XX	

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Форма комплектации «ВПЧ-тест-21»

Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-21»

LOT ГТТГММ-XXX

 ГТТГ-ММ

 ГТТГ-ММ

 -16°C

 -24°C

Состав набора:

ПЦР-буфер	2 пробирки, по 1350 мкл
Праймер-микс HPV-№1 (6, 11, 44)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№2 (16, 18, 26)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№3 (31, 33, 35)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№4 (39, 45, 51)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№5 (52, 68, 56)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№6 (58, 59, 66)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№7 (53, 73, 82)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 1100 мкл
КО-2	1 пробирка, 1100 мкл
ПКО	1 пробирка, 1350 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца,
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____

Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

IVD

Форма комплектации «ВПЧ-тест-16/18»

Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-16/18»

LOT ГГГГММ-XXX

Состав набора:

IVD



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ

-24°C -16°C



ПЦР-буфер	1 пробирка, 390 мкл
Праймер-микс HPV-16/18 (16, 18)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 160 мкл
КО-2	1 пробирка, 160 мкл
ПКО	1 пробирка, 200 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца,
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Форма комплектации «ВПЧ-тест-31/33»

Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-31/33»

LOT ГГГГММ-XXX

Состав набора:

IVD



ГГГГ-ММ



ГГГГ-ММ

-24°C -16°C



ПЦР-буфер	1 пробирка, 390 мкл
Праймер-микс HPV-31/33 (31, 33)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 160 мкл
КО-2	1 пробирка, 160 мкл
ПКО	1 пробирка, 200 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца,
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Форма комплектации «ВПЧ-тест-6/11»


Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-6/11»

LOT ГГГГММ-XXX

 ГГГГ-ММ

 ГГГГ-ММ

 -24°C -16°C



Состав набора:

ПЦР-буфер	1 пробирка, 390 мкл
Праймер-микс HPV-6/11 (6, 11)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 160 мкл
КО-2	1 пробирка, 160 мкл
ПКО	1 пробирка, 200 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца,
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

IVD

Форма комплектации «ВПЧ-тест-14»

Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Форма комплектации «ВПЧ-тест-14»

LOT ГГГГММ-XXX

 ГГГГ-ММ

 ГГГГ-ММ

 -24°C -16°C



Состав набора:

ПЦР-буфер	2 пробирки, по 960 мкл
Праймер-микс HPV-16/18 (16, 18)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№3 (31, 33, 35)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№4 (39, 45, 51)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№5 (52, 68, 56)	1 пробирка, 960 мкл
Праймер-микс HPV-№6 (58, 59, 66)	1 пробирка, 960 мкл
КО-1	1 пробирка, 800 мкл
КО-2	1 пробирка, 800 мкл
ПКО	1 пробирка, 960 мкл
ОКО	1 пробирка, 1800 мкл

Количество определений, на которое рассчитан набор реагентов:
при проведении качественного анализа - 94 образца,
при проведении количественного анализа - 90 образцов

РУ № _____ от _____
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

IVD

Макет вторичной (потребительской) упаковки
Информация, нанесенная типографическим методом



Макет этикетки транспортной тары

Набор реагентов для качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) низкого канцерогенного риска 6, 11, 44 типов и высокого канцерогенного риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 68, 56, 58, 59, 66, 53, 73, 82 типов в клиническом материале методом мультиплексной ПЦР-РВ «ВПЧ-тест» по ТУ 21.20.23-060-97638376-2022

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор «ВПЧ-тест» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре от минус 16 до минус 24°C в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре от 2 до 8°C в течении двух недель. Допускается заморозка/оттаивание набора «ВПЧ-тест» не более 10 раз. После вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «ВПЧ-тест» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор «ВПЧ-тест» транспортировать при температуре от минус 16 до минус 24 °C в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре от 2 до 8°C в течении двух недель. Атмосферное давление не контролируется, так как не влияет на качество изделия. Для обеспечения соблюдения условий транспортирования на протяжении всего срока транспортирования набор реагентов помещается в термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования для временного хранения и транспортирования с подготовленными хладоэлементами. Тип, объем и количество хладоэлементов, закладываемых в термоконтейнер с транспортируемыми наборами реагентов, а также объем термоконтейнера подбираются в зависимости от продолжительности и условий транспортирования. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	 
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листов

Должность: руководитель отдела сертификации (по
доверенности № 54/01 от 27.12.2023 г.)

Халилова, П.М. 

