

We keep promises. Always.

УТВЕРЖДАЮ
Иванов Д. В.
Генеральный директор
ООО "БИОМАПАС"

«23» августа 2024 г.



Фотографические изображения общего вида
и образцы маркировки медицинского изделия

«Установка стоматологическая
STERN WEBER S380 TRc,
в вариантах исполнения, с принадлежностями»

Производства Чефла С.К. (Cefla s.c.), Италия

ООО "Biomapas"


Vozdvizhenka str. 10, 125009 Moscow

Phone: +370 37 36 66 30; fax: +370 37 36 67 51; e-mail: info@biomapas.com


Company code: 7703810308/770301001, Bank account No. 40702810632280002639

Филиал Санкт-Петербургский АО Альфа-Банк, SWIFT: INN: 770401001 BIC: 044030786

www.biomapas.eu



Общий вид стоматологической установки, установленной в кабинете,
Установка стоматологическая STERN WEBER S380 TRc, вариант исполнения Continental




Установка стоматологическая STERN WEBER S380 TRc, вариант исполнения International




Гидроблок в заводской сборке
(вкл. гидропневматическую систему, устройства гигиены и аспирации)



Чаша-плевательница и
устройство подачи воды в стакан




Столик врача стоматолога с верхней подачей инструментов (Continental)



Столик врача стоматолога с нижней подачей инструментов (International) и
Пульт управления с дисплеем Full Touch 7" MULTIMEDIA




Пневматический тормоз для пантографического кронштейна столика врача и
Держатель инструментов с технологией Side-Flex




Шприц-пистолет воздушно-водяной стоматологический
(6-ти функциональный воздушно-водяной прямой и изогнутый)




Скалер производства CEFLA S.C.,
Микромотор производства CEFLA S.C.,



Электронный апекслокатор в составе




Держатель подносов для инструментов,
рассчитанный на 2 стандартных подноса, крепление на столик врача




Силиконовая защита автоклавируемая и поднос для инструментов



Модуль ассистента (общий вид)



Столик ассистента на двухшарнирном кронштейне на 3 инструмента, регулируемый по высоте.



Канюля аспирационная

Кресло стоматологическое Stern 380P



Кресло стоматологическое Stern 380P (в положении «лежа»)




Кресло стоматологическое Stern 380P (в положении «полулежа»)



Кресло стоматологическое Stern 380P (в положении «сидя»)



Лампа стоматологическая Venus Plus MCT



Модуль мультимедиа: медицинский Barco, диагональ 22",
консоль и держатель для монитора



Блок управления установкой напольный



Стул врача или ассистента стоматолога вариант исполнения Т7

Руководство по эксплуатации


 **SEPLA S.C.** VIA SELICE PROV. MODENA 23/A - 41028 MODA (BO) ITALY
PLANT VIA SPOCCIA 14/C - 41028 MODA (BO) ITALY

FULL TOUCH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
S280 TRc - S300 - S320 TR - S380 TRc
SURGICAL SINGLE CART


RU

Образцы заводской маркировки




3


Главная идентификационная маркировка стом. установки




Блок управления установкой



Лампа стоматологическая



Кресло стоматологическое



Стул для врача или ассистента стоматолога

Проект маркировки медицинского изделия на русском языке (на упаковке)

Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Установка стоматологическая STERN WEBER S380 TRc, вариант исполнения Continental

Изделие предназначено для оказания профессиональной стоматологической помощи, включая лечение заболеваний полости рта и зубов разной степени сложности, осуществление диагностики состояния зубов и полости рта, гигиенических процедур для предупреждения и профилактики заболеваний полости рта, послеоперационного контроля.

Серийный номер и дата выпуска: см. на основной маркировке изделия.

Регистрационное удостоверение РЗН YYYY/XXXX от год.месяц.день.

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "БИОМАПАС"

105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, пом. 2/1.

Телефон: +7 903 1306046

Электронная почта: cefla_meddev@ru.biomapas.com



Изделие предназначено для непродолжительного режима работы -прерывистого функционирования:
кресло стоматологическое Stern 380P: работа 25с, остановка 10 мин.

Проект маркировки стула для врача или ассистента стоматолога на русском языке

Стул для врача или ассистента стоматолога, вариант исполнения T7

Производитель: CEFLA S.C., Via Bicocca 14/C - 40026 Imola (BO), Italy, Италия

Уполномоченный Представитель производителя в Российской Федерации:

ООО "БИОМАПАС"

105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, пом. 2/1.

Телефон: +7 903 1306046

Электронная почта: cefla_meddev@ru.biomapas.com

Серийный номер и дата выпуска: см. на основной маркировке изделия

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы, установленный изготовителем: 10 лет

Прошито и пронумеровано 27/9649210/2024 и скреплено печатью 27/9649210/2024 листа(ов).

ООО «БИОМАПАС»

Генеральный директор

Иванов Д.В.

(подпись)

М.П.

«28» августа 2024 года

