

EGRO

ООО «ЕГРО»
195027, г. Санкт-Петербург ул. Магнитогорская 11
ИНН 780 655 84 10
КПП 780 601 001 ОГРН 119 784 706 9090

Генеральный директор
ООО «ЕГРО»
Мякишев Е.В.

М.П. (подпись)

Дата: 23 АПР 2024

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4

Производитель:

“Линет спол. с р.о.”
(Linet spol. s r.o.)

2024г.

Оглавление

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4.

Варианты исполнения:

1. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента в составе:

- 1.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).
- 1.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).
- 1.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).
- 1.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).
- 1.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).
- 1.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).
- 1.7. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона бедренной секции и секции голени (1 шт.).
- 1.8. Механическая система регулировки длины ложа с 2-мя фиксаторами (1 шт.).
- 1.9. Механическая система регулировки наклона секции голени с 2-мя кронштейнами (1 шт.).
- 1.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (2 шт.).
- 1.11. Панель управления системой взвешивания и мониторинга веса пациента, интегрированная в боковое ограждение (2шт.).
- 1.12. Панель управления, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).
- 1.13. Панель управления для пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).
- 1.14. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.) (при необходимости).
- 1.15. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).
- 1.16. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
- 1.17. Блок управления центральный (1 шт.).
- 1.18. Блок резервного питания (1 шт.).
- 1.19. Кабель питания (1 шт.).
- 1.20. Система взвешивания и мониторинга веса пациента (1 шт.).
- 1.21. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):
 - панели пластиковые (2 шт.);
 - вставки цветные (2 шт.).
- 1.22. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы (2 шт.).
- 1.23. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).
- 1.24. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.25. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).
- 1.26. Ходовая часть:
 - рама ходовой части (1 шт.);
 - колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.);
 - механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.);

- выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости);
- моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости).
- пластиковый кожух ходовой части 1-секционный (1шт.) (при необходимости);
- пластиковый кожух ходовой части 2-секционный (1шт.) (при необходимости);
- пластиковый кожух ходовой части 3-секционный (1шт.) (при необходимости).
- 1.27. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).
- 1.28. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый (1 шт.) (при необходимости).
- 1.29. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).
- 1.30. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).
- 1.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).
- 1.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).
- 1.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.35. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.36. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 1.37. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).
- 1.38. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (1 шт.) (при необходимости).
- 1.39. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (1 шт.) (при необходимости).
- 1.40. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (1 шт.) (при необходимости).
- 1.41. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (1 шт.) (при необходимости).
- 1.42. Держатель инфузионный с 3 -мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (1 шт.) (при необходимости).
- 1.43. Держатель инфузионный с 3 -мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).
- 1.44. Держатель инфузионный с 4 -мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).
- 1.45. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.46. Подставка для монитора (1 шт.) (при необходимости).
- 1.47. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.48. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.49. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.50. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).

- 1.51. Держатель таблички с именем пациента (1 шт.) (при необходимости).
- 1.52. Полка для письма (1 шт.) (при необходимости).
- 1.53. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.54. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.55. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.56. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.57. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 1.58. Поручни для толкания (2 шт.) (при необходимости).
- 1.59. Держатель кассеты для рентгенологического исследования (1 шт.) (при необходимости).
- 1.60. Полочка для белья (1 шт.) (при необходимости).
- 1.61. Руководство по эксплуатации (1 шт.).

2. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 в составе:

- 2.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).
- 2.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).
- 2.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).
- 2.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).
- 2.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).
- 2.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).
- 2.7. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона бедренной секции и секции голени (1 шт.).
- 2.8. Механическая система регулировки длины ложа с 2-мя фиксаторами (1 шт.).
- 2.9. Механическая система регулировки наклона секции голени с 2-мя кронштейнами (1 шт.).
- 2.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (2 шт.).
- 2.11. Панель управления, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).
- 2.12. Панель управления для пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).
- 2.13. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.) (при необходимости).
- 2.14. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.15. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
- 2.16. Блок управления центральный (1 шт.).
- 2.17. Блок резервного питания (1 шт.).
- 2.18. Кабель питания (1 шт.).
- 2.19. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):
 - панели пластиковые (2 шт.);
 - вставки цветные (2 шт.).
- 2.20. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы (2 шт.).
- 2.21. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).
- 2.22. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).

- 2.23. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).
- 2.24. Ходовая часть:
- рама ходовой части (1 шт.);
 - колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.);
 - механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.);
 - выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости);
 - моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости);
 - пластиковый кожух ходовой части 1-секционный (1 шт.) (при необходимости);
 - пластиковый кожух ходовой части 2-секционный (1 шт.) (при необходимости);
 - пластиковый кожух ходовой части 3-секционный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.25. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).
- 2.26. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый (1 шт.) (при необходимости).
- 2.27. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).
- 2.28. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).
- 2.29. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).
- 2.30. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).
- 2.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.35. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).
- 2.36. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (1 шт.) (при необходимости).
- 2.37. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (1 шт.) (при необходимости).
- 2.38. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (1 шт.) (при необходимости).
- 2.39. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (1 шт.) (при необходимости).
- 2.40. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.41. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.42. Держатель инфузионный с 4-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.43. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).


- 2.44. Подставка для монитора (1 шт.) (при необходимости).
- 2.45. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.46. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.47. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.48. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.49. Держатель таблички с именем пациента (1 шт.) (при необходимости).
- 2.50. Полка для письма (1 шт.) (при необходимости).
- 2.51. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.52. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.53. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.54. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.55. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.56. Поручни для толкания (2 шт.) (при необходимости).
- 2.57. Держатель кассеты для рентгенологического исследования (1 шт.) (при необходимости).
- 2.58. Полочка для белья (1 шт.) (при необходимости).
- 2.59. Руководство по эксплуатации (1 шт.).

Все основные функциональные элементы/части вариантов МИ идентичны (имеют одинаковые технические характеристики/параметры) и изготавливаются для двух вариантов исполнений, кроме двух позиций:

- Панель управления системой взвешивания и мониторинга веса пациента, интегрированная в боковое ограждение (2шт.)
- Система взвешивания и мониторинга веса пациента (1 шт.). - Данные позиции используются только для варианта исполнения: Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента в составе.

Остальные фотографические изображения совмещены и указаны для двух вариантов исполнения.


1. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента в составе:



2. Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 в составе:



- 1.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).
2.1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе) (1 шт.).




- 1.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).
- 2.2. Спинная секция ложа рентгенопрозрачная с держателем кассеты для исследований (1 шт.) (при необходимости).



- 1.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).
2.3. Спинная секция ложа пластиковая (1 шт.) (при необходимости).



- 1.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).
2.4. Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа (1 шт.).



- 1.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).
2.5. Система экстренного опускания спинной секции ложа (CPR) (1 шт.).




- 1.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).
- 2.6. Двигатель линейный с приводом регулировки наклона спинной секции (1 шт.).



- [illegible]


- 1.8. Механическая система регулировки длины ложа с 2-мя фиксаторами (1 шт.).
2.8. Механическая система регулировки длины ложа с 2-мя фиксаторами (1 шт.).




- 1.9. Механическая система регулировки наклона секции голени с 2-мя кронштейнами (1 шт.)
2.9. Механическая система регулировки наклона секции голени с 2-мя кронштейнами (1 шт.).



- 1.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (2 шт.).
2.10. Колонны электрические, телескопические регулировки высоты и наклона ложа (2 шт.).




1.11. Панель управления системой взвешивания и мониторинга веса пациента, интегрированная в боковое ограждение (2шт.).



- 1.12. Панель управления, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).
- 2.11. Панель управления, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).




- 1.13. Панель управления для пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).
- 2.12. Панель управления для пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт.) (при необходимости).




1.14. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.) (при необходимости).


2.13. Панель управления ручная дистанционная (1 шт.) (при необходимости).



- 1.15. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).
2.14. Пульт управления ручной дистанционный (1 шт.) (при необходимости).



- 1.16. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).
2.15. Панель ножная регулировки высоты ложа с педалями (2 шт.) (при необходимости).



1.17. Блок управления центральный (1 шт.).

2.16. Блок управления центральный (1 шт.).




1.18. Блок резервного питания (1 шт.).

2.17. Блок резервного питания (1 шт.).




1.19. Кабель питания (1 шт.).

2.18. Кабель питания (1 шт.).



1.20. Система взвешивания и мониторинга веса пациента (1 шт.).



1.21. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):

2.19. Ограждения кровати торцевые (2 шт.):



- панели пластиковые (2 шт.);
- панели пластиковые (2 шт.);



- вставки цветные (2 шт.).
- вставки цветные (2 шт.).



- 1.22. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрасной платформы (2 шт.).
2.20. Механизм фиксации торцевых ограждений, интегрированный в раму матрасной платформы (2 шт.).




1.23. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).

2.21. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые (4 шт.).



- 1.24. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.22. Держатель - рельс для крепления принадлежностей (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.25. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).
2.23. Разъем USB для зарядки мобильных устройств (2 шт.) (при необходимости).




1.26. Ходовая часть:


2.24. Ходовая часть:




- рама ходовой части (1 шт.);
- рама ходовой части (1 шт.);




- колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.);
- колесо на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами (4 шт.);




- механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.);
- механизм центрального управления блокировкой колес с 4-мя педалями управления (1 шт.);




- выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости);
- выдвижное 5-е направляющее колесо (при необходимости);



- моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости).
- моторизованная ходовая система с дополнительным 5-м колесом, электромотором и пультом управления (1 шт.) (при необходимости);




- пластиковый кожух ходовой части 1-секционный (1шт.) (при необходимости);
- пластиковый кожух ходовой части 1-секционный (1шт.) (при необходимости);



- пластиковый кожух ходовой части 2-секционный (1шт.) (при необходимости);
- пластиковый кожух ходовой части 2-секционный (1шт.) (при необходимости);



- пластиковый кожух ходовой части 3-секционный (1шт.) (при необходимости).
- пластиковый кожух ходовой части 3-секционный (1шт.) (при необходимости).




- 1.27. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).
- 2.25. Система матрацная с воздушными ячейками переменного давления и компрессором (1 шт.) (при необходимости).



- 1.28. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый (1 шт.) (при необходимости).
- 2.26. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый (1 шт.) (при необходимости).




- 1.29. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).
- 2.27. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки и интегрированными панелями управления (1 шт.).




- 1.30. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).
- 2.28. Опора для облегчения вставания пациента MobiLift с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт.) (при необходимости).




- 1.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).
- 2.29. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками (1 шт.) (при необходимости).




- 1.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).
- 2.30. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки (1 шт.) (при необходимости).



- 1.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.31. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).




- 1.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.32. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).



1.35. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).

2.33. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).




- 1.36. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).
- 2.34. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения (1 шт.) (при необходимости).



- 1.37. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).
- 2.35. Комплект дополнительных защитных боковых ограждений с противотравматичными чехлами (из 2 шт.) (при необходимости).




- 1.38. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (1 шт.) (при необходимости).
2.36. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная (1 шт.) (при необходимости).



1.39. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (1 шт.) (при необходимости).

2.37. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная (1 шт.) (при необходимости).



- 1.40. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (1 шт.) (при необходимости).
2.38. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента (1 шт.) (при необходимости).



- 1.41. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (1 шт.) (при необходимости).
2.39. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая (1 шт.) (при необходимости).



1.42. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (1 шт.) (при необходимости).


2.40. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный (1 шт.) (при необходимости).




- 1.43. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.41. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).



- 1.44. Держатель инфузионный с 4 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).
- 2.42. Держатель инфузионный с 4 –мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный (1 шт.) (при необходимости).




- 1.45. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.43. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.46. Подставка для монитора (1 шт.) (при необходимости).
2.44. Подставка для монитора (1 шт.) (при необходимости).



- 1.47. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.45. Держатель мешка мочеприемника (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.48. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.46. Держатель кислородного баллона вертикальный (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.49. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.47. Держатель кислородного баллона горизонтальный (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.50. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.48. Держатель костылей (не более 2 шт.) (при необходимости).




- 1.51. Держатель таблички с именем пациента (1 шт.) (при необходимости).
2.49. Держатель таблички с именем пациента (1 шт.) (при необходимости).




1.52. Полка для письма (1 шт.) (при необходимости).

2.50. Полка для письма (1 шт.) (при необходимости).



- 1.53. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).
- 2.51. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.54. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.52. Подушка фиксирующая для латеральных наклонов (не более 2 шт.) (при необходимости).




1.55. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).


2.53. Лоток пластиковый процедурный с креплением на торцевое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.56. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.54. Держатель кислородных трубок с креплением на раму (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.57. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).
2.55. Держатель принадлежностей универсальный с креплением на боковое ограждение (не более 2 шт.) (при необходимости).



- 1.58. Поручни для толкания (2 шт.) (при необходимости).
2.56. Поручни для толкания (2 шт.) (при необходимости).



- 1.59. Держатель кассеты для рентгенологического исследования (1 шт.) (при необходимости).
2.57. Держатель кассеты для рентгенологического исследования (1 шт.) (при необходимости).




1.60. Полочка для белья (1 шт.) (при необходимости).


2.58. Полочка для белья (1 шт.) (при необходимости).



1.61. Руководство по эксплуатации (1 шт.).
2.59. Руководство по эксплуатации (1 шт.).




Руководство по эксплуатации



ELEGANZA 4

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4



D9U001GE4-0101_09

Версия: 09

Дата опубликования: 2020-05

Макеты стикера с русскоязычной маркировкой:

для варианта исполнения: Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента:

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4 с системой взвешивания и мониторинга веса пациента	
 Производитель: "Линет спол. с р.о." (Linet spol. s r.o.) Чешская Республика, Želevčice 5, 274 01, Slaný, Czech Republic, тел.: +420 312 576 111 info@linet.com Место производства: "Линет спол. с р.о." (Linet spol. s r.o.) Чешская Республика, Želevčice 5, 274 01, Slaný, Czech Republic, тел.: +420 312 576 111 info@linet.com 	Уполномоченный представитель в РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕГРО" (ООО "ЕГРО") ИНН: 780 655 8410 Адрес места нахождения юридического лица: 195027, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 11, ЛИТЕР А, ПОМ./ОФИС 1Н, 2Н, 3Н/704 Тел: + 7 (812) 717 90 10 egro.ru@mail.ru
IP X4	Срок службы: 10 лет
Режим работы	Изделия с продолжительным режимом работы и повторно-кратковременной нагрузкой
Рабочий цикл	2 минуты ВКЛ / 18 минут ВЫКЛ
Защита от поражения электрическим током	Класс I
Предохранитель	2x T1.6A L 250 В для 230 В (Версия без i-Drive) 2 x T2A L 250В для 230 В (Версия с i-Drive)
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	от 30% до 75 %
Давление окружающей среды	795 гПа - 1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

для варианта исполнения: Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4:

Кровать медицинская многофункциональная Eleganza 4	
 Производитель: "Линет спол. с р.о." (Linet spol. s r.o.) Чешская Республика, Želevčice 5, 274 01, Slaný, Czech Republic, тел.: +420 312 576 111 info@linet.com Место производства: "Линет спол. с р.о." (Linet spol. s r.o.) Чешская Республика, Želevčice 5, 274 01, Slaný, Czech Republic, тел.: +420 312 576 111 info@linet.com 	Уполномоченный представитель в РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕГРО" (ООО "ЕГРО") ИНН: 780 655 8410 Адрес места нахождения юридического лица: 195027, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАГНИТОГОРСКАЯ, Д. 11, ЛИТЕР А, ПОМ./ОФИС 1Н, 2Н, 3Н/704 Тел: + 7 (812) 717 90 10 egro.ru@mail.ru
IP X4	Срок службы: 10 лет
Режим работы	Изделия с продолжительным режимом работы и повторно-кратковременной нагрузкой
Рабочий цикл	2 минуты ВКЛ / 18 минут ВЫКЛ
Защита от поражения электрическим током	Класс I
Предохранитель	2x T1.6A L 250 В для 230 В (Версия без i-Drive) 2 x T2A L 250В для 230 В (Версия с i-Drive)
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	от 30% до 75 %
Давление окружающей среды	795 гПа - 1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 81 листов

Генеральный директор
ООО «ЕГРО»
Мякишев Е.В.

М.П. (подпись)

