

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

АО «Биохиммак Диагностика»

Пичугина Л.В.

«23» июля

2024



Фотографические изображения медицинского изделия:

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus

Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd.  
(Ханчжоу Биоэр Текнолоджи Ко., Лтд., Китай)



**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus, вид спереди**



**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus, вид спереди**




**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus, вид сбоку**



**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus, вид сбоку**



**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus, вид сзади**



Оригинальная маркировка на основном блоке амплификатора



Оригинальная маркировка на основном блоке амплификатора

**Информацию на стикере считать приоритетной**

Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Род источника питания: переменный ток 200-240В, 50Гц/60Гц, 600 Вт.

Уполномоченный представитель производителя:

Акционерное общество «Биохиммак Диагностика» (АО «Биохиммак Диагностика»)

119311, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-т Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3

8(495) 647-27-40



Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (Ханчжоу Биозер Текнолоджи Ко., Лтд., Китай)

1192 BinAn Rd, Binjiang District, 310053 Hangzhou, People's Republic of China

**Остальную информацию и символы см. на оригинальной маркировке**

Макет стикера на русском языке на основном блоке амплификатора

**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus**

*Информацию на стикере считать приоритетной.*

*Остальную информацию и символы смотреть на оригинальной маркировке.*

**Состав**

- Блок основной – 1 шт.;
- Кабель питания 220В – 1 шт.;
- USB-конвертер – 1 шт.;
- Bluetooth-конвертер - 1 шт.;
- Рукоятка для ручного открывания реакционного блока - 1 шт.;
- USB-флеш-накопитель (BIOER) – 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Упаковочный лист – 1 шт.

**Габаритные размеры**

713 (Д)\* 676 (Ш)\* 642 (В) мм

**Масса**

Масса основного блока 28±1 кг, масса в транспортной упаковке 55±1 кг

**Условия транспортирования и хранения:**

Температура: -20°C-55°C, относительная влажность: ≤80%



Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (Ханчжоу Биозер Текнолоджи Ко., Лтд., Китай)

1192 BinAn Rd, Binjiang District, 310053 Hangzhou, People's Republic of China

Макет маркировки транспортной упаковки



**Кабель питания 220В**



USB-конвертер, вид спереди




USB-конвертер, вид сзади




**Bluetooth-конвертер, вид спереди**




**Bluetooth-конвертер, вид сзади**



**Рукоятка для ручного открывания реакционного блока**



USB-флеш-накопитель (BIOER)



Оригинальная маркировка компонента: USB-флеш-накопитель (BIOER)

**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus**

*- USB-конвертер – 1 шт.*

**За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации.**



Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (Ханчжоу Биоэр Текнолоджи Ко., Лтд., Китай)  
1192 BinAn Rd, Binjiang District, 310053 Hangzhou, People's Republic of China

Макет стикера на русском языке компонента: USB-конвертер

**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus**

- Bluetooth-конвертер – 1 шт.

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации.



Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (Ханчжоу Биозер Текнолоджи Ко., Лтд., Китай)  
1192 BinAn Rd, Binjiang District, 310053 Hangzhou, People's Republic of China

**Макет стикера на русском языке компонента: Bluetooth-конвертер**

**Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический, автоматический, с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени LineGene 9600 Plus**

- USB-флеш-накопитель (BIOER) – 1 шт.

За дополнительной информацией и описанием обратитесь к руководству по эксплуатации.



Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (Ханчжоу Биозер Текнолоджи Ко., Лтд., Китай)  
1192 BinAn Rd, Binjiang District, 310053 Hangzhou, People's Republic of China

**Макет стикера на русском языке компонента: USB-флеш-накопитель (BIOER)**



Транспортная тара



Транспортная тара



# SHOCKINDICATOR MONITORED SHIPMENT

Serial Number: JJSY- 969513

IF SHOCKINDICATOR IS  
**RED**

1. DO NOT REFUSE SHIPMENT
2. MAKE NOTATIONS ON DELIVERY RECEIPT AND INSPECT FOR DAMAGE
3. IF DAMAGE IS DISCOVERED, LEAVE IN ORIGINAL CONTAINER AND PACKAGE AND REQUEST IMMEDIATE INSPECTION FROM CARRIER WITHIN 15 DAYS OF DELIVERY

**WARNING**

Patent Number: ZL2004200413052  
上海佳加展普包装技术有限公司监制



Маркировка транспортной тары

**精密仪器**

Precision Instrument Inside

**小心轻放**

Handle With Care



**严禁倒置**

No Inversion

**严禁撞击**

& Strike

吊运及装运过程中, 箱体的斜度<30°, 谢谢合作!  
Slant less Than 30° During Transit. Thanks A Lot!

注: 建议搬运方式如下图所示。  
Note: The suggested transportation method is shown in the figure below.



Name:

LIUJIAN SHIYI HUIYI HUIYI HUIYI HUIYI

Model:

PHI-1000000

SN:

11111111111111111111

Quantity:

1 set

Net Weight:

45.00 kg

Gross weight:

45.00 kg

Made in China

吊运  
Stant

Name: LineGene 9600 Plus Fluorescent Quantitative Detection System

Model: FQD-96A (EA6)

Sn:  BYQ6B84E-660371

Quantity: 1 Set

Net Weight: 32.00 kg

Gross weight: 55.00 kg


Made in China

Маркировка транспортной тары


示倒直 严禁撞击  
No Inversion & Strike

及装运过程中，箱体的斜度 $<30^\circ$ ，谢谢合作！  
nt less Than  $30^\circ$  During Transit.Thanks A Lot!

注：建议搬运方式如下图所示。  
Note:The suggested transportation method is shown in the figure below.



Маркировка транспортной тары



Транспортировочный короб



Транспортировочный короб

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью: 26 листа (-ов)

Генеральный директор Л.В. Пичугина / Пичугина Л.В.  
М.П.

