

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity c (Uric Acid2)»

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2), Кат. № 04U0920



04U0920



Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2)»

4 картриджа по 160 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (R1) – 4 x 17,4 мл;
2. Реагент 2 (R2) – 4 x 14,3 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации

Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2), Кат. № 04U0930



04U0930



Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2)»

4 картриджа по 500 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (R1) – 4 x 44,7 мл;
2. Реагент 2 (R2) – 4 x 36,3 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Мочевая кислота² Реагенты для Alinity c (Uric Acid²), Кат. №04U0920

Uric²
Uric Acid²

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

For the quantitation of uric acid in human serum, plasma, or urine on the Alinity c system.

Measurements obtained by this device are used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metabolic disorders, including renal failure, gout, leukemia, psoriasis, starvation or other wasting conditions, and of patients receiving cytotoxic drugs.

- **Active ingredient:** TODB (0.847 g/L).
- **Active ingredients:** 4-aminoantipyrine (0.285 g/L), peroxidase (POD) (4.000 KU/L), and uricase (2.000 KU/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Uric²

REF **04U0920**  **4 x 160**

 www.corelaboratory.abbott/1FU

 Exp.

LOT

Версия

Двумерный штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)

G93239R0.4



R1 4 x 17.4 mL

R2 4 x 14.3 mL

CONTAINS: AZIDE

!



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000


IVD

CE

PRODUCT OF IRELAND

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Мочевая кислота² Реагенты для Alinity c (Uric Acid²), Кат. №04U0930

Uric²
Uric Acid²

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

For the quantitation of uric acid in human serum, plasma, or urine on the Alinity c system.

Measurements obtained by this device are used in the diagnosis and treatment of numerous renal and metabolic disorders, including renal failure, gout, leukemia, psoriasis, starvation or other wasting conditions, and of patients receiving cytotoxic drugs.

- **Active ingredient:** TODB (0.847 g/L).
- **Active ingredients:** 4-aminoantipyrine (0.285 g/L), peroxidase (POD) (4.000 KU/L), and uricase (2.000 KU/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Uric²

REF **04U0930**  **4 x 500**

 www.corelaboratory.abbott/1FU

 Exp.

LOT

Версия

Двумерный штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)

G93239R0.4



R1 4 x 44.7 mL

R2 4 x 36.3 mL

CONTAINS: AZIDE

!




Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD

CE

PRODUCT OF IRELAND

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Мочевая кислота² Реагенты для Alinity c
(Uric Acid²), Кат. № 04U0920

 Alinity c  R1 17.4 mL  CONTAINS: AZIDE   ABBOTT AID0 Longford, Ireland G93241R01 	Uric2 Uric Acid² R2 14.3 mL CONTAINS: AZIDE   LOT  IVD G93243R02 	H06609R01 Uric2 
---	---	---

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity c
(Uric Acid2), Кат. № 04U0930

Alinity c R1 44.7 mL CONTAINS: AZIDE Двумерный Штрих-код Двумерный Штрих-код ABBOTT AIDD Longford, Ireland G93240R01 SN	Uric2 Uric Acid2 04U09 R2 36.3 mL Двумерный Штрих-код CONTAINS: AZIDE IVD Exp. LOT G93242R02	H06609R01 Uric2
---	---	---

Подпись



ООО «Цирми»
limited liability company





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2)»

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Мочевая кислота² Реагенты для Alinity с (Uric Acid²), кат. № 04U0920



Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity c (Uric Acid2), кат. № 04U0930



Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2) , кат. № 04U0920



en

Uric2

04U09

G93244R02

B4U090

REF 04U0920

REF 04U0930

ns

se

requires the handling of human specimens,
human-sourced materials and all
with potentially infectious materials be
ious and handled in accordance with
borne Pathogens. Biosafety Level 2
l, national, and institutional biosafety
materials that contain, are suspected of
ted with infectious agents.³⁻⁶

precautions apply to: **R1** and **R2**

contains methylisothiazolones and sodium
oxide.

may cause an allergic skin reaction.
armful.

Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота² Реагенты для Alinity с (Uric Acid²), кат. № 04U0920



Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity c (Uric Acid2) , кат. № 04U0930



Фотографическое изображение общего вида МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity с (Uric Acid2), кат. № 04U0930



en

Uric2

04U09

G93244R02

B4U090

REF 04U0920

REF 04U0930

ns

lse

requires the handling of human specimens.
human-sourced materials and all
with potentially infectious materials be
lous and handled in accordance with
borne Pathogens. Biosafety Level 2
l, national, and institutional biosafety
r materials that contain, are suspected of
ited with infectious agents.³⁻⁶

precautions apply to: **R1** and **R2**

contains methylisothiazolones and sodium
zide.

may cause an allergic skin reaction.
irritant to

Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
Мочевая кислота2 Реагенты для Alinity c (Uric Acid2), кат. № 04U0920



8

листов

Подпись

