



ООО «БиоЛайн»

197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Е,
тел.: (812) 320-49-49, факс: (812) 320-49-40, e-mail: main@bioline.ru
ИНН 7813118690 / КПП 781301001 / ОГРН 1037804011453

«УТВЕРЖДАЮ»



Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий

ООО «БиоЛайн»

Л.В. Хохлова

"24" июня 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

**Микротом ротационный «ГистоДрим» (HistoDream) в вариантах
исполнения, с принадлежностями**



SPEDIZIONE SOTTO IL CONTROLLO DI | MONITORED SHIPMENT | EXPEDICIÓN BAJO CONTROL DE

SHOCKWATCH®

ATTENZIONE | **CAUTION** | **PRECAUCIÓN**

SE L'INDICATORE È ROSSO:

IF INDICATOR IS RED:

SI EL INDICADOR ESTÁ ROJO:

1. NON RIFIUTATE LA CONSEGNA

2. SCRIVETE SUL DOCUMENTO CHE L'INDICATORE SEGNA ROSSO E POI CONTROLLATE SE IL CONTENUTO È DANNEGGIATO.

3. SE IL CONTENUTO È DANNEGGIATO LASCIATELO NELL'IMBALLO ORIGINALE E CHIEDETE UN'ISPEZIONE DA PARTE DEL TRASPORTATORE ENTRO 3 GIORNI DALLA CONSEGNA.

1. DO NOT REFUSE SHIPMENT

2. MAKE NOTATION ON DELIVERY RECEIPT AND INSPECT FOR DAMAGE.

3. IF DAMAGE IS DISCOVERED, LEAVE ITEM IN ORIGINAL CONTAINER AND PACKAGING AND REQUEST IMMEDIATE INSPECTION FROM CARRIER WITHIN 3 DAYS OF DELIVERY.

1. NO RECHAZE EL ENVÍO

2. ESCRIBA EN EL ALBARÁN QUE EL INDICADOR ESTÁ ROJO E INSPECCIONE LA MERCANCÍA PARA VER SI TIENE ALGÚN DAÑO.

3. SI EL CONTENIDO ESTÁ DANADO, DÉJELO EN EL EMBALAJE ORIGINAL Y RECLAME UNA INMEDIATA INSPECCIÓN DEL TRANSPORTISTA EN UN PLAZO DE TRES DÍAS.

SpotSee™
SHOCKDOT
WARNING
HANDLE WITH CARE

Any RED color indicates rough handling. If RED, note on Bill of Lading and inspect product.



Scan QR code to verify authenticity.

www.spotsee.io

S/N: 0770361690

MODEL: SD-25G

PATENT# 8,387,552

Distributore:
Distributor:
Distribuidor:

PROPAGROUP - Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (TO) Italy - tel. +39.011.950.77.77 - fax +39.011.950.78.00
http://www.propagroup.com - E-mail: info@propagroup.com

TILTWATCH PLUS (ТилтВотч Плюс): индикатор, регистрирующий отклонения груза от вертикального положения (опрокидывания на бок, наклона, переворота) в диапазоне от 30 до 80 и 180 градусов. Расположен на торце транспортной упаковки.



Маркировка транспортной упаковки варианта исполнения: Микротом ротационный полуавтоматический «ГистоДрим М» (HistoDream M).

 **MILESTONE s.r.l.**
Via Fatebenefratelli, 1-5
24010 Sorisole (BG) - Italy
Tel. +39.035.4128264
Fax. +39.035.575498
e-mail: marketing@milestonemed srl.com
www.milestonemed srl.com


 




REF 500300
HISTODREAM M
100-240V~ 50/60Hz 40 VA

SN MMI240-0296-2201

 November 2021



(01) 0 8052478 98507 7(10)012/22(21)MMI240-0296-2201

 **MILESTONE**
H E L P I N G
P A T I E N T S

MILESTONE s.r.l.

Via Fatebenefratelli, 1-5
24010 Sorisole (BG) - Italy
Tel. +39.035.4128264
Fax. +39.035.575498

e-mail: marketing@milestonemedsrl.com
www.milestonemedsrl.com



500415

REF

HISTODREAM AM

100-240V~ 50/60Hz 100VA

SN


MMI250-0070-2301

 JUNE 2023



UDI

(01)08052478985251(240)500415(21)MMI250-0070-2301



MILESTONE

H E L P I N G
P A T I E N T S


I. Микротом ротационный полуавтоматический «ГистоДрим М» (HistoDream M), в составе:

Основной прибор «ГистоДрим М» (HistoDream M) – 1 шт.




2. Подвижный держатель лезвия для одноразовых лезвий (Sliding Blade holder for disposable blades) – 1 шт., в составе:


2.1. Основание держателя лезвия (Blade holder base) – 1 шт.



2.2. Средняя часть (Middle part) – 1 шт.




2.3. Держатель лезвий одноразовых, верхняя часть (Disposable blade holder upper part) – 1 шт.




3. Неподвижный держатель лезвия для одноразовых лезвий (Fixed Blade holder for disposable blades) – 1 шт. (при необходимости), в составе:


3.1. Основание держателя лезвия (Blade holder base) – 1 шт.




3.2. Верхняя часть держателя неподвижного держателя одноразовых лезвий (Disposable fixed blade carrier upper part) – 1 шт.




4. Магнит для извлечения лезвий (Magnetic blade extractor) -1 шт.



5. Ориентируемая головка образца (Orienting specimen head) -1 шт.



6. Универсальный зажим для образца (Быстроразъемный зажим) (Universal specimen clamp (Quick Release Clamp)) – 1 шт.




7. Рычаг блокировки зажима (Clamp locking lever) – 1 шт.




8. Рукоятка маховика с шайбой и накладным диском (Handwheel handle with washer and cover disc) – 1 шт.

На фото ниже Рукоятка маховика с шайбой и накладным диском (Handwheel handle with washer and cover disc) представлена в сборе с маховиком (отмечена черной стрелкой)



9. Маховик (Handwheel) – 1 шт.



10. Антистатический лоток (Anti static residue collection tray) – 1 шт.




11. Основной кабель питания 230В (Main power cable 230V) – 1 шт.



12. Ключ Аллена размер 6 (Allen key size 6) – 1 шт.



13. Предохранитель 5x20 мм, 2,0 АТ (Fuse 5x20mm, 2,0 AT) - 2 шт.




14. Защитные пленки для экрана (Screen Protectors) - 6 шт.




15. Пылезащитный чехол (Dust protection cover) – 1 шт.



16. Неподвижная головка образца (Fixed specimen head) – 1 шт. (при необходимости)



17. Стандартный зажим для образца 55x50 мм (Standard specimen clamp 55x50mm)
– 1 шт. (при необходимости)



18. Зажим для супер Мера кассет (Clamp for Super Mega cassettes) – 1шт. (при необходимости)




19. Лезвия высокого профиля для микротомов «ДримБЛЕЙДС» 35НН 50 шт./уп.
(DreamBLADES 35HH High Profile Microtome Blades - Dispenser 50 pcs.) - 10 уп. (при необходимости)




20. Лезвия низкого профиля для микротомов «ДримБЛЕЙДС» 35LH 50 шт./уп.
(DreamBLADES 35LH Low Profile Microtome Blades - Dispenser 50 pcs.) - 10 уп. (при необходимости)



21. USB носитель, содержащий: Руководство по эксплуатации в электронном формате (USB key containing: Operator manual in electronic format) – 1 шт.



22. Эксплуатационная документация на медицинское изделие в печатном формате – 1 шт.




ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Микротом ротационный «Гистодрим» (HistoDream) в вариантах исполнения, с принадлежностями

(Настоящая эксплуатационная документация подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)


II. Микротом ротационный автоматический «Гистодрим АМ» (HistoDream AM), в составе

Общий вид изделия:




Состав:

1. Основной прибор «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM) – 1 шт.




2. Подвижный держатель лезвия для одноразовых лезвий (Sliding Blade holder for disposable blades) – 1 шт., в составе:


2.1. Основание держателя лезвия (Blade holder base) – 1 шт.



2.2. Средняя часть (Middle part) – 1 шт.




2.3. Держатель лезвий одноразовых, верхняя часть (Disposable blade holder upper part)
– 1 шт.




3. Неподвижный держатель лезвия для одноразовых лезвий (Fixed Blade holder for disposable blades) – 1 шт. (при необходимости), в составе:


3.1. Основание держателя лезвия (Blade holder base) – 1 шт.




3.2. Верхняя часть держателя неподвижного держателя одноразовых лезвий
(Disposable fixed blade carrier upper part) – 1 шт.




4. Магнит для извлечения лезвий (Magnetic blade extractor) - 1 шт.




5. Ориентируемая головка образца (Orienting specimen head) - 1 шт.




6. Универсальный зажим для образца (Быстроразъемный зажим) (Universal specimen clamp (Quick Release Clamp)) – 1 шт.




7. Рычаг блокировки зажима (Clamp locking lever) – 1шт.




8. Рукоятка маховика (Handwheel handle) – 1 шт. (отмечена черной стрелкой)



9. Маховик (Handwheel) – 1 шт.




10. Антистатический лоток (Anti static residue collection tray) – 1 шт.




11. Основной кабель питания 230В (Main power cable 230V) – 1 шт.



12. Предохранитель 5x20 мм, 2,0 АТ (Fuse 5x20mm, 2,0 AT) - 2 шт.



13. Коннектор-заглушка (Fake connector) – 1 шт.



14. Защитные пленки для экрана (Screen Protectors) - 6 шт.




15. Пылезащитный чехол (Dust protection cover) – 1 шт.



16. Масло 46, 25 мл (Constant Oil 46, 25 ml) – 1 шт.



17. Неподвижная головка образца (Fixed specimen head) – 1 шт. (при необходимости)



18. Стандартный зажим для образца 55x50 мм (Standard specimen clamp 55x50mm)
– 1 шт. (при необходимости)



19. Зажим для супер Мега кассет (Clamp for Super Mega cassettes) – 1шт. (при необходимости)




20. Лезвия высокого профиля для микротомов «ДримБЛЕЙДС» 35НН 50 шт./уп.
(DreamBLADES 35HH High Profile Microtome Blades - Dispenser 50 pcs.) - 10 уп. (при необходимости)



21. Лезвия низкого профиля для микротомов «ДримБЛЕЙДС» 35LH 50 шт./уп.
(DreamBLADES 35LH Low Profile Microtome Blades - Dispenser 50 pcs.) - 10 уп. (при необходимости)



22. USB носитель, содержащий: Руководство по эксплуатации в электронном формате (USB key containing: Operator manual in electronic format) – 1 шт.



23. Эксплуатационная документация на медицинское изделие в печатном формате
– 1 шт.



MILESTONE
HEALTHCARE
PATIENTS

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Микротом ротационный «ГистоДрим» (HistoDream) в вариантах исполнения, с принадлежностями

(Настоящая эксплуатационная документация подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Принадлежности:

1. Ножная педаль для автоматического микротомы «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM) (footswitch for automated microtome HistoDream AM) – 1 шт.,



Маркировка на ножной педали для автоматического микротомы «ГистоДрим АМ»
(HistoDream AM) (footswitch for automated microtome HistoDream AM)



2. Выносная мышь управления для автоматического микротомы «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM) (external control mouse for automated microtome HistoDream AM) – 1 шт.



3. Выносная панель управления для автоматического микротомы «ГистоДрим AM» (HistoDream AM) (external keypad with control knob for automated microtome HistoDream AM) – 1 шт.




Маркировка выносной панели управления для автоматического микротомы
«ГистоДрим АМ» (HistoDream AM) (external keypad with control knob for automated
microtome HistoDream AM)




Маркировка для Российской Федерации

Пример русскоязычной этикетки транспортной упаковки

Микротом ротационный полуавтоматический «ГистоДрим М» (HistoDream M)



	МАЙЛСТОУН с.р.л. Виа Фатенефрателли, 1/5 - 24010 Соризоле (БГ) – Италия Тел.: +39.035.4128264 - Факс: +39.035.575498
	Электронная почта: marketing@milestonemedsrl.com Сайт: www.milestonemedsrl.com
Микротом ротационный «ГистоДрим» (HistoDream) в вариантах исполнения, с принадлежностями	
<u>Микротом ротационный полуавтоматический «ГистоДрим М» (HistoDream M)</u>	
REF	SN
	
Напряжение: 100-240 В ~ Частота: 50/60 Гц Мощность: 40 ВА	
Регистрационное удостоверение РФ № _____ от _____	
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «БиоЛайн» Почтовый адрес: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Е. Тел.: +7(812) 320 49 49; 8 800 555 49 40.	
	 
	

Микротом ротационный автоматический «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM)

	МАЙЛСТОУН с.р.л. Виа Фатенебенефрателли, 1/5 - 24010 Соризоле (БГ) – Италия Тел.: +39.035.4128264 - Факс: +39.035.575498	
	Электронная почта: marketing@milestonemedsrl.com Сайт: www.milestonemedsrl.com	
Микротом ротационный «ГистоДрим» (HistoDream) в вариантах исполнения, с принадлежностями		
<u>Микротом ротационный автоматический «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM)</u>		
REF	SN	
		
Напряжение: 100-240 В ~ Частота: 50/60 Гц Мощность: 100 ВА		
Регистрационное удостоверение РФ № _____ от _____		
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «БиоЛайн» Почтовый адрес: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Е. Тел.: +7(812) 320 49 49; 8 800 555 49 40.		
		

Макеты маркировки Микротом ротационного «ГистоДрим» (HistoDream) в вариантах исполнения, с принадлежностями

Микротом ротационный полуавтоматический «ГистоДрим М» (HistoDream M)



Пример русскоязычной этикетки.



Микротом ротационный автоматический «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM)

 **Milestone s.r.l.**
Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - Italy
Tel. +39.035.4128264 / Fax. +39.035.575498

 **MANUFACTURED:**
HISTODREAM AM

REF 500415

SN

LOT

Made in Spain

 **UDI**
S(1) 0 000000 00000 0
(10) 14622
(21) 100250-4346-2205



 **Milestone s.r.l.**
Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - Italy
Tel. +39.035.4128264 / Fax. +39.035.575498

HISTODREAM AM

REF 500415

NOMINAL RATINGS AND FUSES:
100-240V / 50/60Hz / 100VA
FUSE: 2 x T2.0A



Пример русскоязычной этикетки

 **МАЙЛСТОУН с.р.л.**
Виа Фатебенефрателли, 1/5 - 24010 Сориоле (БГ) - Италия
Тел.: +39.035.4128264 - Факс: +39.035.575498

Микротом ротационный «ГистоДрим» (HistoDream) в вариантах исполнения, с принадлежностями

Микротом ротационный автоматический «ГистоДрим АМ» (HistoDream AM)

REF **SN**

LOT 

Напряжение: 100-240 В ~ Частота: 50/60 Гц Мощность: 100 ВА
Номинальные характеристики предохранителя: 2 X T2.0A

Регистрационное удостоверение РФ № _____ от _____

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Биолайн»
Почтовый адрес: 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. Е.
Тел.: +7(812) 320 49 49; 8 800 555 49 40.

Степень защиты от проникновения влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015: IPX0.



В настоящем документе прошито и
пронумеровано 08 листов
Руководитель отдела регистрации
медицинских изделий ООО «БиоЛайн»
Л.В. Хохлова Л.В. Хохлова

