



GE Healthcare

123112, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Пресненский,
наб. Пресненская, дом 10,
помещ. I, этаж 14, ком. 30

Т 7 495 739 69 31
Ф 7 495 739 69 32

Руководитель отдела регистрации и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



А.П. Харитонов

» декабря 2023 г

Фотографические изображения медицинского изделия:

Дорожка беговая T2100-ST2 для кардиологического тестирования с монитором измерения
артериального давления, с принадлежностями

1. Беговая дорожка в сборе.



МОДЕЛЬ	T2100-ST2	Номер модели производителя
		Каталожный номер производителя
SN		Напряжение: 220 Расщеплённая фаза ~ 200 - 240 ~
REF		Сила тока, А: 13 Частота, Гц: 50/60
Дистрибутор: GE Medical Systems Information Technologies, Inc 9000 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226, USA		 FULL VISION INC. 3017 FULL VISION DRIVE NEWTON, KANSAS USA 67114-9750

2. Эксплуатационная документация (не более 2 шт.).

GE Healthcare

T2100-ST1


Беговая дорожка, 110 В

T2100-ST2

Беговая дорожка, 220 В

Руководство оператора

2097937-221 ред. G



11/20/23

Signature

Date

Doug Pauls

Name

Compliance Manager

Title

Full Vision, Inc.

Manufacturer



Company Seal



T2100-ST1 Беговая дорожка, 110 В /

Беговая дорожка T2100-ST2, 220 В

Русский

© 2016-2019, 2022 General Electric Company

Все права защищены

Treadmill T2100-ST2 for cardiological testing with blood pressure monitor, with accessories


Дорожка беговая T2100-ST2 для кардиологического тестирования с монитором измерения артериального давления, с принадлежностями

Addendum to user manual for Russian Federation

Приложение к руководству пользователя для Российской Федерации

Manufacturer:
Производитель:

Full Vision Inc.
3017 Full Vision Drive, Newton, Kansas 67114 USA



Signature

11/20/23

Date

Doug Parks

Name

Compliance Manager

Title

Full Vision, Inc.

Manufacturer



Company Seal

«Утверждено»
Name of manufacturer/
Position/

(Signature and seal
Name of manufacturer)

3. Кабель питания.



4. Автоматический монитор артериального давления.



5. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, с микрофоном, стандартный размер (не более 15 шт.)



6. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, без микрофона, малый размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



7. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, без микрофона, стандартный размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



8. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, без микрофона, большой размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



9. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, без микрофона, сверхбольшой размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



10. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, с микрофоном, малый размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



11. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, с микрофоном, большой размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



12. Манжета для измерения артериального давления у взрослых, с микрофоном, сверхбольшой размер (не более 15 шт.) (при необходимости)



13. Комплект одноразовых манжет для измерения артериального давления у взрослых, малый размер (20 шт. в упаковке - не более 50 упаковок) (при необходимости)



14. . Комплект одноразовых манжет для измерения артериального давления у взрослых, стандартный размер (20 шт. в упаковке - не более 50 упаковок) (при необходимости)



15. Комплект одноразовых удлиненных манжет для измерения артериального давления у взрослых, стандартный размер (20 шт. в упаковке - не более 50 упаковок) (при необходимости)



16. Комплект одноразовых манжет для измерения артериального давления у взрослых, большой размер (20 шт. в упаковке - не более 50 упаковок) (при необходимости)




17. Комплект одноразовых удлиненных манжет для измерения артериального давления у взрослых, большой размер (20 шт. в упаковке - не более 50 упаковок) (при необходимости).




18. Кабели интерфейсные USB (не более 2 шт.) (при необходимости).



19. Кабели интерфейсные RS232 (не более 2 шт.) (при необходимости).



20. Адаптер питания с кабелем (не более 5 шт.).



21. Руководства по обслуживанию (не более 2 шт.) (при необходимости)

GE Healthcare

T2100-ST1


Treadmill, 110V

T2100-ST2

Treadmill, 220V

Service Manual

2097937-002 Rev N



11/20/23

Signature

Date

Doug Pauls

Name

Compliance Manager

Title

Full Vision, Inc.

Manufacturer



Company Seal



T2100-ST1 Treadmill, 110V / T2100-ST2 Treadmill, 220V

English

© 2016-2019, 2022 General Electric Company

All Rights Reserved

22. Эксплуатационная документация автоматического монитора артериального давления (не более 5 шт.).



SunTech *Tango M*
STANDARD



**Автоматический монитор
артериального давления для
кардиологических стресс-тестов и
стресс-тестов с физической
нагрузкой
Руководство по эксплуатации**



SunTech® *Tango* M2 STRESS BP

Автоматический монитор
артериального давления
для кардиологических стресс-тестов и
стресс-тестов с физической нагрузкой

ДОПОЛНЕНИЕ

Информация по подключению к стресс-системам GE CASE и CardioSoft/CS



SunTech®

Tango M2

СТРЕСС-ТЕСТ

Этап 1

Нашушайте плечевую артерию между бицепсом и трицепсом.




Этап 2

Выберите манжету соответствующего размера. Для выбора размера используйте маркеры диапазонов на внешней и внутренней стороне манжеты.




Этап 3

Наложите манжету на плечо. При этом маркер артерии должен быть обращен в сторону ладони, а микрофон должен располагаться поверх плечевой артерии на расстоянии от 3 до 5 см от локтевого сгиба.



Этап 4

Оберните манжету вокруг плеча и закрепите ее. Используйте кистевые ремешки, входящие в комплект поставки Tango M2, для закрепления кабеля пациента и кабеля микрофона на руке, как показано ниже.



АД при
стресс-тестах



 **SunTech®** *Tango M2*
СТРОСС-ТЕСТ

Краткое руководство- СТВО Tango M2

Русский

23. Руководство по техническому обслуживанию автоматического монитора артериального давления (не более 5 шт.) (при необходимости).



SunTech Medical

TANGO M2[®]


SERVICE MANUAL

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard
Morrisville, North Carolina 27560-8200
United States of America
Toll free: 800.421.8626
Phone: 919.654.2300
Fax: 919.654.2301

SunTech Medical Ltd.
Oakfields Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxon OX8 1TS
United Kingdom
Phone: (44)1865.884234
Fax: (44)1865.884235

Part # 80-0050-00 Rev. A

24. Кабель для датчика насыщения крови кислородом SpO₂ (не более 50 шт.) (при необходимости).




25. Датчик SpO₂ для взрослых (не более 50 шт.) (при необходимости)




Принадлежности:

1. Поручни регулируемые (не более 3 шт.).



2. Кнопка аварийной остановки.




3. Ремешок страховочный.





4. Болты регулировочные (не более 8 шт.).



5. Полотно беговое.



6. Микрофон к манжете (не более 500 шт.).




7. Микрофон к манжете одноразового использования (не более 1000 шт.).



8. Кабель пациента (не более 50 шт.).



9. Наушники (не более 5 шт.).




10. Кабель для наушников (не более 5 шт.).



11. Кабель для ЭКГ триггера (не более 5 шт.).




12. Крепление для стойки (не более 10 шт.).



13. Стойка для Tango M2 (не более 10 шт.).




14. Крепление для передвижной стойки (не более 2 шт.).




15. Передвижная стойка (не более 2 шт.).



16. Кабель-разветвитель для сигнала ЭКГ (не более 5 шт.).



17. Коммуникационный кабель RS-232 (не более 5 шт.).



18. USB-адаптер (не более 5 шт.).



19. Дополнительный кабель питания (не более 5 шт.).



20. Т-образный соединитель со шлангом (не более 5 шт.).



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 52 листов

Руководитель отдела регистрации
и сертификации Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа» _____ А.П. Харитонов

А.П. Харитонов

