

оплнено печатью

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ»

Карминова А.И.

01.07.2024 г.



Очиститель для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.13-002-44300370-2023, в вариантах
исполнения, производства ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ», Россия

НАИМЕНОВАНИЕ

Очиститель для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.13-002-000370-2023

Вариант исполнения: Очиститель для кожи вокруг стомы, флакон 180 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

Для использования пациентами с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы, для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи, кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/фистулы или экскрементов, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), для удаления остатков других средств ухода за кожей и адгезивов пластин калоприемников (уроприемников) и иных медицинских изделий, а также для предотвращения вторичного инфицирования эпителия, уничтожения микробов и бактерий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, поликлиниках, в центрах (кабинетах) реабилитации;
- в домах престарелых;
- в домашних условиях, для ухода за пациентами - лицами с ограниченной жизнедеятельностью (в том числе инвалидами).

Применяется для нормальной, чувствительной, раздраженной неповрежденной кожи, в том числе перистомальной, вокруг промежностей или зоне гениталий.

Применяется для взрослых и детей не младше 6 лет.

ОПИСАНИЕ

Неспециализированный химический раствор на водно-спиртовой основе без добавления лаурилсульфатов, лауретсульфатов натрия и иных сульфатов натрия, содержит поверхностно-активное вещество, представляющее собой жидкость с характерным ароматом эфирных масел для нанесения на поверхность неповрежденной кожи или на салфетку для очищения и антисептической обработки.

Средство обладает антисептическим эффектом и дезинфицирует кожный покров, в т.ч. вокруг стомы и фистулы, не позволяя развиваться анаэробной инфекции, коагулирует белки микроорганизмов, предотвращая вторичное инфицирование эпителия.

Средство используется в медицинских целях:

- для предотвращения воспаления кожных покровов пациентов, в том числе с хроническими экссудующими ранами,
- для очищения кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/фистулы или экскрементов,
- для безболезненного отклеивания адгезивных пластин кало- и уроприемников,
- для удаления адгезивов и кишечного секрета вокруг стомы/фистулы,
- для антисептической обработки неповрежденных кожных покровов пациентов с целью профилактики перистомальных дерматитов и дерматитов иной этиологии, перистомальных фолликулитов, мацерации.

Средство умеренно обезжиривает кожу для улучшения адгезивных свойств пластин, а также лейкопластырей, адгезивных повязок, тейпов и т.д.

Средство также предназначено для обработки неповрежденной кожи, а также кожи подверженной воздействию кишечного секрета.

Очиститель для кожи вокруг стомы выпускается во флаконе без распылителя, объемом 180 мл.

Химический раствор очищает кожу от кала/мочи и других агрессивных выделений, от инфицированных жидкостей, а также используется для удаления загрязнений, органических остатков, шелушения кожи и/или для ослабления симптомов незначительных кожных заболеваний (например, сухости кожи, воспалений).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство для многократного применения, нестерильное. После применения оставшуюся часть средства необходимо хранить в закрытой таре.

Отпускается без рецепта врача.

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	От темно-зеленого до коричневого
Запах	С характерным ароматом эфирных масел
Водородный показатель pH	5,0-9,0
Плотность при температуре хранения 20°C, г/см ³	0,98-1,01

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинское изделие «Очиститель для кожи вокруг стомы» показано к применению пациентам с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи вокруг стомы, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников) и удаления остатков других средств ухода за кожей, или пациентам с нарушениями функции выделения и недержанием мочи и/или кала для очищения гениталий или промежности.

Средство обладает антисептическим эффектом, умеренно обезжиривает и эффективно очищает неповрежденную кожу, удаляя остатки клеевого слоя кало/уроприемников, каловых масс, мочи, гноя, слизи, пота и других загрязнений, а также инфицированных жидкостей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель для кожи вокруг стомы не следует применять в случае наличия индивидуальной аллергической реакции на компоненты состава.

Очиститель для кожи вокруг стомы является нестерильным изделием, и его не следует использовать лицам с серьезным дефицитом или повреждением иммунной системы (например, людям с лейкоемией или принимающим препараты для подавления иммунной системы после трансплантации органов).

Очиститель не следует применять у недоношенных детей или младенцев в инкубаторах.

Очиститель не рекомендуется применять для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи детям младше 6 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В случае применения изделия в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по применению, побочные явления не выявлены.

Очиститель для кожи не должен оказывать раздражающего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство используется только для наружного применения.

- Применение медицинского изделия не требует защиты органов дыхания и глаз.

- При применении изделия необходимо соблюдать меры предосторожности.

- Избегать контакта с глазами. Запрещается применять на коже или вблизи глаз.

- При попадании внутрь – обильное питье воды.

- При необходимости обратиться к врачу.

Не использовать по окончании срока годности.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие должно применяться в соответствии с рекомендованным назначением и областью применения, указанными в инструкции по применению.

Применение:

1. Нанести очиститель для кожи на мягкую салфетку, затем аккуратно и тщательно протрите кожу.
2. Обработку проводить тщательно, не пропуская складки, углубления и бороздки на коже для глубокой очистки.
3. Не трите, а промокайте кожу легкими движениями.

4. Прежде чем приклеить калоприемник (уроприемник), необходимо дать коже высохнуть.

Изделие поставляется в готовом к применению виде и используется без разведения.

Изделие предназначено исключительно для наружного применения.

После нанесения средства на салфетку и его применения по назначению, использованную салфетку с раствором нельзя использовать повторно.

Состав: вода дистиллированная, ПАВ, изопропиловый спирт, экстракт растительного сырья, глицерин, моногидрат лимонной кислоты.

В составе отсутствуют материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Отпускается без рецепта врача для использования в условиях медицинского учреждения и реабилитационных центров как лицами с ограничениями жизнедеятельности [инвалидами], так и стомированными пациентами, в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, в центрах (кабинетах) реабилитации, в домах престарелых, а также для ухода за пациентами в домашних условиях при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +10 до +35;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при 25°C.

После применения, оставшуюся часть средства необходимо хранить в закрытой таре.

Не использовать по окончании срока годности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очиститель для кожи вокруг стомы, флакон, 180 мл. – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

УПАКОВКА

Очиститель для кожи вокруг стомы, флакон без распылителя, объем 180 мл, в кол-ве 1 шт. вместе с инструкцией по применению.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Средства транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорт данного вида, при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от + 0°C до + 25°C;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при + 25°C.

Транспортирование средства в групповых (транспортных) упаковках следует осуществлять строго в вертикальном положении в соответствии с манипуляционным знаком «Верх» на упаковке.

Применяемые способы транспортирования должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Средства в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей при:

- температуре окружающей среды, °C: от 0°C до + 25°C;
- относительной влажности воздуха, %: не более 80 при + 25°C.

Не замораживать.

Хранить средство следует в групповых (транспортных) или потребительских упаковках строго в вертикальном положении.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия при указанных условиях хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы продукции, продукцию с истекшим сроком годности, загрязненный продукт, невозвратную потребительскую и транспортную тару утилизируют, согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

После использования выбросить с бытовым мусором.

Не смывать изделие в унитаз.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество продукции при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение установленного срока годности.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 24297-2013, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 74, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ 10993-9-2022, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2020, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ ISO 10993-19-2011, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 33756-2016, ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ 9805-84, ГОСТ Р ИСО 1521-2023, ГОСТ 31726-2012, ТР ТС 005/2011, ГОСТ 18995.1-73, ГОСТ 22567.5-93, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 22524-77, ГОСТ 12026-76, ГОСТ 4220-75, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 1277-75, ГОСТ 4459-75, ГОСТ 4461-77, ГОСТ Р 53228-2008, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 58288-2018, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ 51632-2021, ГОСТ 59449-2021, ГОСТ Р 58560-2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной
ответственностью
«ДЕЛЬМЕДПРОМ»

Юридический адрес: 600033, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Производственная, д. 26, офис 1
Телефон: +7 (4922) 77-14-40, 8-920-912-96-22
E-mail: delmedprom@yandex.ru

В случае возникновения вопросов, жалоб и предложений, пожалуйста, обращайтесь по указанному телефону ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ» или по электронной почте: delmedprom-predlojeniya@yandex.ru

© ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ», 01.07.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Очиститель для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.13-002-300370-2023

Вариант исполнения: Очиститель для кожи вокруг стомы, флакон 500 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

Для использования пациентами с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы, для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи, кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/фистулы или экскрементов, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), для удаления остатков других средств ухода за кожей и адгезивов пластин калоприемников (уроприемников) и иных медицинских изделий, а также для предотвращения вторичного инфицирования эпителия, уничтожения микробов и бактерий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, поликлиниках, в центрах (кабинетах) реабилитации;
 - в домах престарелых;
 - в домашних условиях, для ухода за пациентами - лицами с ограниченной жизнедеятельностью (в том числе инвалидами).
- Применяется для нормальной, чувствительной, раздраженной неповрежденной кожи, в том числе перистомальной, вокруг промочностей или зоны гениталий.

Применяется для взрослых и детей не младше 6 лет.

ОПИСАНИЕ

Неспециализированный химический раствор на водно-спиртовой основе без добавления лаурилсульфатов, лауретсульфатов натрия и иных сульфатов натрия, содержит поверхностно-активное вещество, представляющее собой жидкость с характерным ароматом эфирных масел для нанесения на поверхность неповрежденной кожи или на салфетку для очищения и антисептической обработки.

Средство обладает антисептическим эффектом и дезинфицирует кожный покров, в т.ч. вокруг стомы и фистулы, не позволяя развиваться анаэробной инфекции, коагулирует белки микроорганизмов, предотвращая вторичное инфицирование эпителия.

Средство используется в медицинских целях:

- для предотвращения воспаления кожных покровов пациентов, в том числе с хроническими экссудующими ранами,
- для очищения кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/ фистулы или экскрементов,
- для безболезненного отклеивания адгезивных пластин кало- и уроприемников,
- для удаления адгезивов и кишечного секрета вокруг стомы/ фистулы,
- для антисептической обработки неповрежденных кожных покровов пациентов с целью профилактики перистомальных дерматитов и дерматитов иной этиологии, перистомальных фолликулитов, мацераций.

Средство умеренно обезжиривает кожу для улучшения адгезивных свойств пластин, а также лейкопластырей, адгезивных повязок, тейпов и т.д.

Средство также предназначено для обработки неповрежденной кожи, а также кожи подверженной воздействию кишечного секрета.

Очиститель для кожи вокруг стомы выпускается во флаконе без распылителя, объемом 500 мл.

Химический раствор очищает кожу от кала/мочи и других агрессивных выделений, от инфицированных жидкостей, а также используется для удаления загрязнений, органических остатков, шелушения кожи и/или для ослабления симптомов незначительных кожных заболеваний (например, сухости кожи, воспалений).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство для многократного применения, нестерильное. После применения оставшуюся часть средства необходимо хранить в закрытой таре.

Отпускается без рецепта врача.

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	От темно-зелёного до коричневого
Запах	С характерным ароматом эфирных масел
Водородный показатель pH	5,0-9,0
Плотность при температуре хранения 20°C, г/см3	0,98-1,01

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинское изделие «Очиститель для кожи вокруг стомы» показано к применению пациентам с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи вокруг стомы, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников) и удаления остатков других средств ухода за кожей, или пациентам с нарушениями функции выделения и недержанием мочи и/или кала для очищения гениталий или промежности.

Средство обладает антисептическим эффектом, умеренно обезжиривает и эффективно очищает неповрежденную кожу, удаляя остатки клевого слоя кало/уроприемников, каловых масс, мочи, гноя, слизи, пота и других загрязнений, а также инфицированных жидкостей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель для кожи вокруг стомы не следует применять в случае наличия индивидуальной аллергической реакции на компоненты состава.

Очиститель для кожи вокруг стомы является нестерильным изделием, и его не следует использовать лицам с серьезным дефицитом или повреждением иммунной системы (например, людям с лейкоемией или принимающим препараты для подавления иммунной системы после трансплантации органов).

Очиститель не следует применять у недоношенных детей или младенцев в инкубаторах.

Очиститель не рекомендуется применять для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи детям младше 6 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В случае применения изделия в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по применению, побочные явления не выявлены.

Очиститель для кожи не должен оказывать раздражающего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство используется только для наружного применения.

- Применение медицинского изделия не требует защиты органов дыхания и глаз.

- При применении изделия необходимо соблюдать меры предосторожности.

- Избегать контакта с глазами. Запрещается применять на коже или вблизи глаз.

- При попадании внутрь – обильное питье воды.

- При необходимости обратиться к врачу.

Не использовать по окончании срока годности.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие должно применяться в соответствии с рекомендованным назначением и областью применения, указанными в инструкции по применению.

Применение:

1. Нанести очиститель для кожи на мягкую салфетку, затем аккуратно и тщательно протрите кожу.
2. Обработку проводить тщательно, не пропуская складки, углубления и бороздки на коже для глубокой очистки.
3. Не трите, а промокайте кожу легкими движениями.

4. Прежде чем приклеить калоприемник (уроприемник), необходимо дать коже высохнуть.

Изделие поставляется в готовом к применению виде и используется без разведения.

Изделие предназначено исключительно для наружного применения.

После нанесения средства на салфетку и его применения по назначению, использованную салфетку с раствором нельзя использовать повторно.

Состав: вода дистиллированная, ПАВ, изопропиловый спирт, экстракт растительного сырья, глицерин, моногидрат лимонной кислоты.

В составе отсутствуют материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Отпускается без рецепта врача для использования в условиях медицинского учреждения и реабилитационных центров как лицами с ограничениями жизнедеятельности [инвалидами], так и стомированными пациентами, в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, в центрах (кабинетах) реабилитации, в домах престарелых, а также для ухода за пациентами в домашних условиях при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +10 до +35;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при 25°C.

После применения, оставшуюся часть средства необходимо хранить в закрытой таре.

Не использовать по окончании срока годности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очиститель для кожи вокруг стомы, флакон 500 мл. – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

УПАКОВКА

Очиститель для кожи вокруг стомы, флакон с распылителем, объем 500 мл, в кол-ве 1 шт. вместе с инструкцией по применению.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Средства транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорт данного вида, при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +0°C до +25°C;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при +25°C.

Транспортирование средства в групповых (транспортных) упаковках следует осуществлять строго в вертикальном положении в соответствии с манипуляционным знаком «Верх» на упаковке.

Применяемые способы транспортирования должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Средства в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей при:

- температуре окружающей среды, °C: от 0°C до +25°C;
- относительной влажности воздуха, %: не более 80 при +25°C.

Не замораживать.

Хранить средство следует в групповых (транспортных) или потребительских упаковках строго в вертикальном положении.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия при указанных условиях хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы продукции, продукцию с истекшим сроком годности, загрязненный продукт, невозвратную потребительскую и транспортную тару утилизируют, согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

После использования выбросить с бытовым мусором.

Не смывать изделие в унитаз.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество продукции при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение установленного

срока годности
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 24297-2013, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 74, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ 10993-9-2022, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2020, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ ISO 10993-19-2011, ГОСТ Р 509142-2014, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 33756-2016, ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ 9805-84, ГОСТ Р ИСО 15221-2023, ГОСТ 31726-2012, ТР ТС 005/2011, ГОСТ 18995.1-73, ГОСТ 22567.5-93, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 22524-77, ГОСТ 12026-76, ГОСТ 4220-75, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 1277-75, ГОСТ 4459-75, ГОСТ 4461-77, ГОСТ Р 53228-2008, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 58288-2018, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ 51632-2021, ГОСТ 59449-2021, ГОСТ Р 58560-2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕЛЬМЕДПРОМ»

Юридический адрес: 600033, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Производственная, д. 26, офис 1
Телефон: +7 (4922) 77-14-40, 8-920-912-96-22
E-mail: delmedprom@yandex.ru

В случае возникновения вопросов, жалоб и предложений, пожалуйста, обращайтесь по указанному телефону ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ» или по электронной почте: delmedprom-predlojeniya@yandex.ru

© ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ», 01.07.2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ

Очиститель для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.13-002-300370-2023

вариант исполнения: Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке

НАЗНАЧЕНИЕ

Для использования пациентами с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы, для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи, кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/фистулы или экскрементов, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), для удаления остатков других средств ухода за кожей и адгезивов пластин калоприемников (уроприемников) и иных медицинских изделий, а также для предотвращения вторичного инфицирования эпителия, уничтожения микробов и бактерий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, поликлиниках, в центрах (кабинетах) реабилитации;

- в домах престарелых;

- в домашних условиях, для ухода за пациентами - лицами с ограниченной жизнедеятельностью (в том числе инвалидами);

Применяется для нормальной, чувствительной, раздраженной неповрежденной кожи, в том числе перистомальной, вокруг промежностей или зоне гениталий.

Применяется для взрослых и детей не младше 6 лет.

ОПИСАНИЕ

Неспециализированный химический раствор на водно-спиртовой основе без добавления лаурилсульфатов, лауретсульфатов натрия и иных сульфатов натрия, содержит поверхностно-активное вещество, представляющее собой жидкость с характерным ароматом эфирных масел, нанесенное на салфетку из нетканого материала для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи.

Средство обладает антисептическим эффектом и дезинфицирует кожный покров, в т.ч. вокруг стомы и фистулы, не позволяя развиваться анаэробной инфекции, коагулирует белки микроорганизмов, предотвращая вторичное инфицирование эпителия.

Средство используется в медицинских целях:

- для предотвращения воспаления кожных покровов пациентов, в том числе с хроническими экссудующими ранами,
- для очищения кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/ фистулы или экскрементов,
- для безболезненного отклеивания адгезивных пластин кало- и уроприемников,
- для удаления адгезивов и кишечного секрета вокруг стомы/ фистулы,
- для антисептической обработки неповрежденных кожных покровов пациентов с целью профилактики перистомальных дерматитов и дерматитов иной этиологии, перистомальных фолликулитов, мацерации.

Средство умеренно обезжиривает кожу для улучшения адгезивных свойств пластин, а также лейкопластырей, адгезивных повязок, тейпов и т.д.

Средство также предназначено для обработки неповрежденной кожи, а также кожи подверженной воздействию кишечного секрета.

Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке выпускается в индивидуальной упаковке пакете-саше, внутри которого салфетка 1 шт.

Химический раствор очищает кожу от кала/мочи и других агрессивных выделений, от инфицированных жидкостей, а также используется для удаления загрязнений, органических остатков, шелушения кожи и/или для ослабления симптомов незначительных кожных заболеваний (например, сухости кожи, воспалений).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство для очищения и антисептической обработки кожи. Не используется без рецепта врача.

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	От темно-зелёного до коричневого
Запах	С характерным ароматом эфирных масел
Водородный показатель pH	5,0-9,0
Плотность при температуре хранения 20°C, г/см3	0,98-1,01

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинское изделие «Очиститель для кожи вокруг стомы» показано к применению пациентам с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи вокруг стомы, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников) и удаления остатков других средств ухода за кожей, или пациентам с нарушениями функции выделения и недержанием мочи и/или кала для очищения гениталий или промежности.

Средство обладает антисептическим эффектом, умеренно обезжиривает и эффективно очищает неповрежденную кожу, удаляя остатки клеевого слоя кало/уроприемников, каловых масс, мочи, гноя, слизи, пота и других загрязнений, а также инфицированных жидкостей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке не следует применять в случае наличия индивидуальной аллергической реакции на компоненты состава.

Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке является нестерильным изделием, и его не следует использовать лицам с серьезным дефицитом или повреждением иммунной системы (например, людям с лейкоемией или принимающим препараты для подавления иммунной системы после трансплантации органов).

Очиститель не следует применять у недоношенных детей или младенцев в инкубаторах.

Очиститель не рекомендуется применять для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи детям младше 6 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В случае применения изделия в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по применению, побочные явления не выявлены.

Очиститель для кожи не должен оказывать раздражающего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство используется только для наружного применения.

- Применение медицинского изделия не требует защиты органов дыхания и глаз.

- При применении изделия необходимо соблюдать меры предосторожности.

- Избегать контакта с глазами. Запрещается применять на коже или вблизи глаз.

- При попадании внутрь – обильное питье воды.

- При необходимости обратиться к врачу.

Не использовать по окончании срока годности.

Не используется повторно.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие должно применяться в соответствии с рекомендованным назначением и областью применения, указанными в инструкции по применению.

Применение:

1. Раскрыть упаковку салфетки.
2. Используя салфетку, аккуратно и тщательно протрите участок кожи вокруг стомы или в ином месте, необходимый для крепления адгезивных пластин или иных материалов.
3. Обработку проводить тщательно, не пропуская складки, углубления и бороздки на коже для глубокого очищения.
4. Не трите, а промокайте кожу легкими движениями.
5. Прежде чем приклеить калоприемник (уроприемник), необходимо дать коже высохнуть.
6. Использованную салфетку выкиньте.

Изделие поставляется в готовом к применению виде и используется без разведения.

Изделие предназначено исключительно для наружного применения.

После нанесения салфетки с раствором нельзя использовать повторно.

Состав: вода дистиллированная, ПАВ, изопропиловый спирт, экстракт растительного сырья, глицерин, моногидрат лимонной кислоты.

В составе отсутствуют материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Отпускается без рецепта врача для использования в условиях медицинского учреждения и реабилитационных центров как лицами с ограничениями жизнедеятельности [инвалидами], так и стомированными пациентами, в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, в центрах (кабинетах) реабилитации, в домах престарелых, а также для ухода за пациентами в домашних условиях при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +10 до +35;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при 25°C.

Не использовать по окончании срока годности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке, 1 шт.

Инструкцией по применению— 1 шт. на групповую упаковку.

Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке, упакованный в индивидуальную упаковку — пакет-саше, упаковывается в групповую упаковку, в количестве равном 30/60/120 шт.

УПАКОВКА

В качестве индивидуальной упаковки используются пакеты-саше из комбинированного материала.

Очиститель для кожи вокруг стомы на салфетке, в индивидуальном пакете-саше, упаковывается в групповую упаковку, в количестве равном 30/60/120 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Средства транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорт данного вида, при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +0°C до +25°C;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при +25°C.

Транспортирование средства в групповых (транспортных) упаковках следует осуществлять строго в вертикальном положении в соответствии с манипуляционным знаком «Верх» на упаковке.

Применяемые способы транспортирования должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Средства в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей при:

- температуре окружающей среды, °C: от 0°C до +25°C;
- относительной влажности воздуха, %: не более 80 при +25°C.

Не замораживать.

Хранить средство следует в групповых (транспортных) или потребительских упаковках строго в вертикальном положении.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия при указанных условиях хранения — 36 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы продукции, продукцию с истекшим сроком годности, загрязненный продукт, невозвратную потребительскую и транспортную тару утилизируют, согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

После использования выбросить с бытовым мусором.

Не смывать изделие в унитаз.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество продукции при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение установленного

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 24297-2013, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 74, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ 10993-9-2022, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2020, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ ISO 10993-19-2011, ГОСТ Р 509142-2014, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 33756-2016, ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ 9805-84, ГОСТ Р ИСО 15221-2023, ГОСТ 31726-2012, ТР ТС 005/2011, ГОСТ 18995.1-73, ГОСТ 22567.5-93, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 22524-77, ГОСТ 12026-76, ГОСТ 4220-75, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 1277-75, ГОСТ 4459-75, ГОСТ 4461-77, ГОСТ Р 53228-2008, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 58288-2018, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ 51632-2021, ГОСТ 59449-2021, ГОСТ Р 58560-2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕЛЬМЕДПРОМ»

Юридический адрес: 600033, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Производственная, д. 26, офис 1
Телефон: +7 (4922) 77-14-40, 8-920-912-96-22
E-mail: delmedprom@yandex.ru

В случае возникновения вопросов, жалоб и предложений, пожалуйста, обращайтесь по указанному телефону ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ» или по электронной почте: delmedprom-predlojeniya@yandex.ru

© ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ», 01.07.2024 г.



НАИМЕНОВАНИЕ

Очиститель для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.13-002-300370-2023

Вариант исполнения: Очиститель для кожи антисептический на салфетке

НАЗНАЧЕНИЕ

Для использования пациентами с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы, для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи, кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/фистулы или экскрементов, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников), для удаления остатков других средств ухода за кожей и адгезивов пластин калоприемников (уроприемников) и иных медицинских изделий, а также для предотвращения вторичного инфицирования эпителия, уничтожения микробов и бактерий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, поликлиниках, в центрах (кабинетах) реабилитации;
- в домах престарелых;
- в домашних условиях, для ухода за пациентами - лицами с ограниченной жизнедеятельностью (в том числе инвалидами).

Применяется для нормальной, чувствительной, раздраженной неповрежденной кожи, в том числе перистомальной, вокруг промежностей или зоне гениталий.

Применяется для взрослых и детей не младше 6 лет.

ОПИСАНИЕ

Неспециализированный химический раствор на водно-спиртовой основе без добавления лаурилсульфатов и лауретсульфатов натрия, представляющее собой прозрачную жидкость с выраженным запахом изопропилового спирта, нанесенное на салфетку из нетканого материала для нанесения на поверхность неповрежденной кожи.

Средство обладает антисептическим эффектом и дезинфицирует кожный покров, в т.ч. вокруг стомы и фистулы, не позволяя развиваться анаэробной инфекции, коагулирует белки микроорганизмов, предотвращая вторичное инфицирование эпителия.

Средство используется в медицинских целях:

- для предотвращения воспаления кожных покровов пациентов, в том числе с хроническими экссудующими ранами,
- для очищения кожи подверженной воздействию кишечного секрета вокруг стомы/фистулы или экскрементов,
- для безболезненного отклеивания адгезивных пластин кало- и уроприемников,
- для удаления адгезивов и кишечного секрета вокруг стомы/фистулы,
- для антисептической обработки неповрежденных кожных покровов пациентов с целью профилактики перистомальных дерматитов и дерматитов иной этиологии, перистомальных фолликулитов, мацераций.

Средство также предназначено для обработки неповрежденной кожи, в т.ч., подверженной воздействию кишечного секрета.

Средство также может использоваться для антисептической обработки и очистки рук и инструментов, используемых при уходе за стомой, и иных поверхностей.

Средство умеренно обезжиривает кожу для улучшения адгезивных свойств пластин, а также лейкопластырей, адгезивных повязок,тейпов и т.д.

Очиститель для кожи антисептический на салфетке не оказывает выраженного резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия на неповрежденную кожу.

Очиститель для кожи антисептический на салфетке выпускается в индивидуальной упаковке пакете-саше, внутри которого салфетка 1 шт.

Химический раствор очищает кожу от кала/мочи и других агрессивных выделений, инфицированных жидкостей, а также используется для удаления загрязнений, органических остатков, для очищения кожи и/или для ослабления симптомов (воспаления).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средство для однократного применения.

Не стерильно.

Отпускается без рецепта врача.

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	бесцветная
Запах	С выраженным запахом изопропилового спирта
Водородный показатель pH	3,0-5,0
Плотность при температуре хранения 20°C, г/см3	0,8-0,9

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинское изделие «Очиститель для кожи вокруг стомы» показано к применению пациентам с наличием временной или постоянной колостомы, илеостомы или уростомы для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи вокруг стомы, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин калоприемников (уроприемников) и удаления остатков других средств ухода за кожей, или пациентам с нарушениями функции выделения и недержанием мочи и/или кала для очищения гениталий или промежности.

Средство обладает антисептическим эффектом, умеренно обезжиривает и эффективно очищает неповрежденную кожу, удаляя остатки клеевого слоя кало/уроприемников, каловых масс, мочи, гноя, слизи, пота и других загрязнений, а также инфицированных жидкостей.

Очиститель для кожи также может использоваться для антисептической обработки и очистки рук и инструментов, используемых при уходе за стомой, и иных поверхностей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель для кожи антисептический на салфетке не следует применять в случае наличия индивидуальной аллергической реакции на компоненты состава.

Очиститель для кожи антисептический на салфетке является нестерильным изделием, и его не следует использовать лицам с серьезным дефицитом или повреждением иммунной системы (например, людям с лейкомией или принимающим препараты для подавления иммунной системы после трансплантации органов).

Очиститель не следует применять у недоношенных детей или младенцев в инкубаторах.

Очиститель не рекомендуется применять для очищения и антисептической обработки неповрежденной кожи детям младше 6 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В случае применения изделия в соответствии с требованиями, изложенными в инструкции по применению, побочные явления не выявлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Средство используется только для наружного применения.

- Применение медицинского изделия не требует защиты органов дыхания и глаз.

- При применении изделия необходимо соблюдать меры предосторожности.

- Избегать контакта с глазами. Запрещается применять на коже или вблизи глаз.

- На слизистые оболочки не наносить.

- При попадании внутрь – обильное питье воды.

- При необходимости обратиться к врачу.

Не использовать по окончании срока годности.

Не используется повторно

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие должно применяться в соответствии с рекомендованным назначением и областью применения, указанными в инструкции по применению.

Очиститель для кожи антисептический на салфетке не рекомендуется для ежедневного и постоянного очищения и/или антисептической обработки неповрежденной кожи, в том числе перистомальной кожи или кожи промежности, или вокруг гениталий. Данный вариант исполнения в первую очередь предназначен для очищения неповрежденной кожи от

инфицированных жидкостей или гнойных веществ, удаления патогенной и гнилостной микрофлоры, а также очистки участков эпителия после длительного контакта с агрессивными и/или инфицированными жидкостями, т.е. тогда, когда требуется усиление антисептического и антибактериального эффекта обработки.

Применение:

1. Раскрыть упаковку салфетки.
2. Салфетка полностью готова к употреблению для удаления гноя, инфицированных жидкостей с неповрежденной кожи и препятствию проникновению патогенной и гнилостной микрофлоры, бактерий в кожу, для предотвращения их размножения.
Салфетка полностью готова к употреблению для антисептической обработки рук, поверхностей, инструментов.
3. Для систематической обработки перистомальной зоны, чувствительных участков неповрежденной кожи **рекомендуется** смочить салфетку 5-10 мл изотонического раствора типа водного раствора хлорида натрия (NaCl).
4. Используя салфетку, аккуратно и тщательно протрите участок кожи вокруг стомы или в ином необходимом месте, в первую очередь для крепления адгезивных пластин или иных материалов.
5. Обработку проводить тщательно, не пропуская складки, углубления и бороздки на коже для глубокой очистки.
6. Не трите, а промокайте кожу легкими движениями.
7. Кожа подготовлена для проведения медицинских и/или гигиенических процедур.

Для установки адгезивных пластин, лейкопластырей, повязок следует дать коже высохнуть.

8. Использованную салфетку выкиньте.

Изделие предназначено исключительно для наружного применения.

Салфетку с раствором нельзя использовать повторно.

Состав: вода дистиллированная; изопропиловый спирт; моногидрат лимонной кислоты.

В составе отсутствуют материалы животного и (или) человеческого происхождения.

Отпускается без рецепта врача для использования в условиях медицинского учреждения и реабилитационных центров как лицами с ограничениями жизнедеятельности [инвалидами], так и стомированными пациентами, в специализированных отделениях лечебно-профилактических учреждений, медицинских клиник, в центрах (кабинетах) реабилитации, в домах престарелых, а также для ухода за пациентами в домашних условиях при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +10 до +35;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при 25°C.

Не использовать по окончании срока годности.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Очиститель для кожи антисептический на салфетке, 1 шт.

Инструкцией по применению – 1 шт. на групповую упаковку.

Очиститель для кожи антисептический на салфетке, упакованный в индивидуальную упаковку – пакет-саше, упаковывается в групповую упаковку, в количестве равном 30/60/120 шт.

УПАКОВКА

В качестве индивидуальной упаковки используются пакеты-саше из комбинированного материала.

Очиститель для кожи антисептический на салфетке, в индивидуальном пакете-саше, упаковывается в групповую упаковку, в количестве равном 30/60/120 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Средства транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорт данного вида, при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды, °C: от +0°C до +25°C;
- относительная влажность воздуха, %: не более 80 при +25°C.

Транспортирование средства в групповых (транспортных) упаковках следует осуществлять строго в вертикальном положении в соответствии с манипуляционным знаком «Верх» на упаковке.

Применяемые способы транспортирования должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения

и  ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Средства в упакованном виде хранят в крытых вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей при:

- температуре окружающей среды, °C: от 0°C до +25°C;
- относительной влажности воздуха, %: не более 80 при +25°C

Не замораживать.

Хранить средство следует в групповых (транспортных) и потребительских упаковках строго в вертикальном положении.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия при указанных условиях хранения – 36 месяцев с даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы продукции, продукцию с истекшим сроком годности, загрязненный продукт, невозвратную потребительскую и транспортную тару утилизируют, согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам.

После использования выбросить с бытовым мусором.

Не смывать изделие в унитаз.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество продукции при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение установленного срока годности.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 24297-2013, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 1770-74, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-9-2022, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2023, ГОСТ ISO 10993-18-2022, ГОСТ ISO 10993-19-2011, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 33756-2016, ГОСТ 9142-2014, ГОСТ Р 58144-2018, ГОСТ 9805-84, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023, ГОСТ 31726-2012, ТР ТС 005/2011, ГОСТ 18995.1-73, ГОСТ 22567.5-93, ГОСТ 25336-82, ГОСТ 22524-77, ГОСТ 12026-76, ГОСТ 4220-75, ГОСТ 4204-77, ГОСТ 29251-91, ГОСТ 1277-75, ГОСТ 4459-75, ГОСТ 4461-77, ГОСТ Р 53228-2008, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 58288-2018, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ 51632-2021, ГОСТ 59449-2021, ГОСТ Р 58560-2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной
ответственностью
«ДЕЛЬМЕДПРОМ»

Юридический адрес: 600033, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Производственная, д. 26, офис 1
Телефон: +7 (4922) 77-14-40, 8-920-912-96-22
E-mail: delmedprom@yandex.ru

В случае возникновения вопросов, жалоб и предложений, пожалуйста, обращайтесь по указанному телефону ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ» или по электронной почте: delmedprom-predlojeniya@yandex.ru

© ООО «ДЕЛЬМЕДПРОМ», 01.07.2024 г.

Прошито, пронумеровано

6 ЛИСТОВ

