

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ТЕРЗИС»

А.Ф. Бариев

06 2024 г.



Макеты маркировки медицинского изделия

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Маркировка блока управления Аппарата

Аппарат хирургии по ТУ 32.50.50-003-56958011-2023

Блок управления

МОДЕЛЬ: 02РС-003

SN: 267122081103

Потребляемая мощность: 600 ВА

Режим работы: непродолжительный.

Время работы за один заход не должно превышать 5 минут

Напряжение питания: 100-240 В



10.2023

Регистрационное удостоверение _____

Производитель:

ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9



Маркировка комплектующих Аппарата

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Моторная рукоятка тип А

МОДЕЛЬ: 02DM-001

SN: M0300436002



10.2023



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Моторная рукоятка тип Б

МОДЕЛЬ: 02TM-001

SN: 302923022001

 10.2023



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Кабель питания

МОДЕЛЬ: UPC001

SN: см. маркировку на изделии

 10.2023



Регистрационное удостоверение _____


Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Педаль для управления одноклавишная

МОДЕЛЬ: 02FP-001

SN: см. маркировку на изделии



IPX6



Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика
Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул.
Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

Маркировка насадок

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Фреза-перфоратор

МОДЕЛЬ: PRK-11

LOT 001

 10.2023



Диаметр: 11 мм

Нержавеющая сталь «Н»

Кол-во, шт.: 1

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Насадка угловая для боров

МОДЕЛЬ: 01АН-001

SN: M0200939019

 10.2023



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____


Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Насадка прямая для боров

МОДЕЛЬ: 01SH-001

SN: M0200938036



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____



Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Насадка пила осцилляторная

МОДЕЛЬ: 02PS-001

SN: 303023022006



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____


Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Насадка пила реципрокная

МОДЕЛЬ: 02RS-001

SN: 0300160005



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____


Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Насадка краниотом

МОДЕЛЬ: 02СМ-001

SN: M0300384007



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Насадка перфоратор

МОДЕЛЬ: 02CD-001

SN: M033031006

 10.2023



Нержавеющая сталь «Н»

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Защитник твердомозговой оболочки для краниотома

МОДЕЛЬ: PDM001

LOT 001

 10.2023



Нержавеющая сталь «Н»

Длина: _____ мм

Кол- во, шт.: 1

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

Маркировка расходных инструментов

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Бор стальной

МОДЕЛЬ: MZMT001

LOT 001



 10.2023

Нержавеющая сталь «Н»

Диаметр: 1 мм

Кол- во, шт.: 1

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Бор алмазный

МОДЕЛЬ: MZMT002

LOT 001



 10.2023

Нержавеющая сталь «Н»

Диаметр: 2 мм

Кол- во, шт.: 1

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Бор для краниотома

МОДЕЛЬ: CDB001

LOT **001**



 10.2023

Нержавеющая сталь «Н»

Диаметр: мм

Кол- во, шт.: 2

Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**

Лезвие пилы осцилляторной малое

МОДЕЛЬ: OSB002-TR

LOT **001**



 10.2023

Нержавеющая сталь «Н»

Длина: 29,5 мм

Ширина: 7 мм

Толщина: 0,5 мм

Кол- во, шт.: 1



Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

Транспортная маркировка

**Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023**


SN: см. маркировку на изделии



Регистрационное удостоверение _____

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан),
г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

Условия транспортирования:



относительная влажность
воздуха до 100% при 25°C.

Условия хранения:

1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от +5 до +40°C и
относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Аппарат для обработки кости TR-1
по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023

Бор стальной MZMT001 – 3 шт.
Бор алмазный MZMT002 – 1 шт.

LOT: см. на маркировке изделия




10.2023



Регистрационное удостоверение

Производитель: ООО «ТЕРЗИС», 420091, Россия, Республика Татарстан (Татарстан),
г.о. город Казань, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260, этаж 2, каб. 9

Условия транспортирования:



Условия хранения:

1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 листов

Генеральный директор ООО «ТЕРЗИС»



/ А.Ф. Бариев /

(подпись)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ТЕРЗИС»

А.Ф. Бариев




2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат для обработки кости TR-1 по ТУ 32.50.13-003-56958011-2023

2024



Блок управления TR-1



Моторная рукоятка тип А 02DM-001



Моторная рукоятка тип Б 02ТМ-001



Насадка угловая для боров 01АН-001



Насадка прямая для боров 01SH-001



Насадка перфоратор 02CD-001




Насадка пила реципрокная 02RS-001



Насадка пила осцилляторная 02PS-001



Насадка краниотом 02CM-001



Педаль для управления одноклавишная 02FP-001



Фреза-перфоратор CDP001



Защитник твердомозговой оболочки для краниотома PDM001



Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002



Лезвие пилы осцилляторной малое OSB002-U



Бор для краниотома CDB001



Бор стальной MZMT001



Бор алмазный MZMT002



Стерилизационный контейнер KS-11



Кабель питания UPC001

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 20 листов

Генеральный директор ООО «ТЕРЗИС»

А.Ф. Бариев /

(подпись)

М.П.

