

«СОГЛАСОВАНО» Руководитель ИЛ ООО «Полимертест» СПб Тихомирова Т.И. «_____» _____ 2012 г. М.П. 	«УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «Новые медицинские технологии» _____ «_____» _____ 2012 г. М.П. Васютина О.В./ 
--	---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ **MERCATOR MEDICAL** ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА И СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ (нитрил, полихлоропрен, полиизопрен), СТЕРИЛЬНЫЕ, ОПУДРЕННЫЕ И НЕОПУДРЕННЫЕ

Назначение: изделия предназначены для использования в медицинской практике для защиты рук персонала.

Ограничения: безвредно для человеческого организма, в редких случаях может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к компонентам латекса. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если возникла аллергическая реакция.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Confort опудренные

Латексные

Опудренные

Стерильные

Для всех видов хирургических операций

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый или бледно-желтый

Длина: 280мм

Толщина пальца: 0,20мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

2. Comfort PF неопудренные

Латексные

Неопудренные

Стерильные

Двойной хлоринации.

Для всех видов хирургических операций

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый или бледно-желтый

Длина: 280мм

Толщина пальца: 0,20мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

3. Dermagel с внутренним синтетическим покрытием

Латексные

Неопудренные

Стерильные

Для всех видов хирургических операций

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый или бледно-желтый

Длина: 280мм

Толщина пальца: 0,20мм

Форма: анатомическая

Другие свойства: внутреннее синтетическое покрытие для лучшего надевания и изоляции кожи рук от действия протеинов латекса

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

4. Microtex для операций особой чувствительности

Латексные

Неопудренные

Стерильные

Для операций особой чувствительности

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: светло-коричневый

Длина: 280мм

Толщина пальца: 0,18мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

5. Orthopeg особо прочные

Латексные

Неопудренные

Стерильные

Для любых видов хирургических операций, в том числе для операций в ортопедии и травматологии

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: коричневый

Длина: 280мм

Толщина пальца: 0,27мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

6. Gynoglove с удлиненной манжетой

Латексные

Неопудренные

Стерильные

Для операций, требующих дополнительной защиты в виде удлиненной манжеты

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый или желтый

Длина: 480мм

Толщина пальца: 0,22мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 100 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

7. Syntec неопудренные

Синтетические

Неопудренные

Стерильные

Для всех видов операций

Материал: неопрен

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый

Длина: 280мм

Толщина пальца: 0,18мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Другие характеристики: рекомендованы людям, обладающим повышенной чувствительностью к латексу.

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

8. Santex опудренные

Латексные

Опудренные

Стерильные

Для всех видов хирургических операций

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый

Длина: 260-280мм

Толщина пальца: 0,205мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

9. Santex PF с внутренним синтетическим покрытием

Латексные

Неопудренные

Стерильные

Для всех видов хирургических операций

Материал: натуральный каучуковый латекс

Поверхность: микротекстурированная

Цвет: белый

Длина: 260-280мм

Толщина пальца: 0,225мм

Форма: анатомическая

Упаковка – в коробках по 400 пар

Физические характеристики - соответствует стандарту европейских мед перчаток (EN 455-1-2-3, ISO 9001, EN 556).

Размеры: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5.

Классификация - Class 11a.

Гарантия качества: 5 лет

Стерилизация – радиационный метод, этиленоксидом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Запрещается использовать изделие, если:

- истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке,
- нарушена целостность упаковки,
- упаковка находится во влажном состоянии (подмочена).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:

- a. вымыть руки перед использованием изделия;
- b. открыть общую упаковку с изделиями;
- c. достать изделие из общей упаковки.


ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- a. после извлечения изделия из упаковки, использовать по назначению;
- b. изделие не использовать повторно.
- c. не использовать изделие более 2 часов подряд.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Хранить вдали от окисляющих веществ. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и при нагревания более 37 гр.С.
- a. Упаковки с изделиями необходимо предохранять от загрязнения, запыления, попадания влаги и от разрыва.

- б. При отсутствии нарушений внешнюю упаковку вскрывают и содержащиеся в ней изделия используют по назначению.



Исходный документ

Информация о результатах
исследования
Всероссийского конкурса
на лучшую научную статью
в области информатики
и техники

Москва