

КОМПЛЕКТ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

**Аппарат искусственной вентиляции легких
для экстренной помощи А-ИВЛ-Э-03
по ТУ 32.50.21-249-49640047-2018**

**Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи
А-ИВЛ-Э-03 по ТУ 32.50.21-249-49640047-2018 (общий вид)**




Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи
А-ИВЛ-Э-03 по ТУ 32.50.21-249-49640047-2018 (составные части)



Блок управления ЮМГИ.468332.064
(вид спереди)



Блок управления ЮМГИ.468332.064
(вид сзади)



Блок управления ЮМГИ.468332.064
(вид справа)



Блок управления ЮМГИ.468332.064
(вид слева)





Шланг дыхательный многоразового использования
ЮМГИ.943139.017




Клапан пациента
ЮМГИ.943139.018



Маска лицевая полимерная по ТУ 3-2257-90, Б2-145 (для взрослых)
производства ЗАО НПКФ «МЕТОМ» РУ № ФСР 2007/01323



Маска лицевая полимерная по ТУ 3-2257-90, Б2-125 (для подростков)
производства ЗАО НПКФ «МЕТОМ» РУ № ФСР 2007/01323



**МАСКА для комплектации аппаратов
ИВЛ и анестезиологических**
ТУ 3-2257-90

*ВНИМАНИЕ! Не допускается применение со
взрывоопасными наркотизирующими веществами*

Тип:

Б2-125

Дата выпуска:

01.07.2022

Изготовитель: ЗАО НПКФ «МЕТОМ» Москва, Ленинградское ш.58

т.(495) 459-9001
452-2326

Маска лицевая полимерная по ТУ 3-2257-90, Б2-95 (для детей)
производства ЗАО НПКФ «МЕТОМ» РУ № ФСР 2007/01323



МАСКИ для интубации аппаратов
ИВЛ и анестезиологических
ТУ 3-2257-90

ВНИМАНИЕ! Не допускается применение со
взрывоопасными наркотизирующими веществами

Тип:

Б2-95

Дата выпуска: **07. 07. 2022**

Изготовитель: ЗАО НПКФ "МЕТОМ" Москва, Ленинградское ш. 58
т.(495) 459-9001
452-2326

Маска анестезиологическая одноразового использования с крючком
ULTRA-SMT размер №1 CM-65815 производства Besmed Health
Business Corp., Тайвань, РУ № РЗН 2021/14645



[illegible]

Маска анестезиологическая одноразового использования с крючком
ULTRA-SMT размер №4 CM-65845 производства Besmed Health
Business Corp., Тайвань, РУ № РЗН 2021/14645



Фиксатор маски
ЮМГИ.943229.001 и ЮМГИ.943229.001-01



Шланг кислородный
ЮМГИ.302645.004



Баллон для кислорода 2-105У



БАЛЛОН СТАЛЬНОЙ БЕСШОВНЫЙ
для сжатых газов на РР≤14,7 и 19,6 МПа (150 и 200 кгс/см²)
ПАСПОРТ

Обозначение баллона: 2-105У (ГОСТ 949-73)
 Баллон № 06285
 Дата изготовления: 2002 г.
 Изготовитель: ООО "Уральский завод газового и промышленного оборудования"
 620270, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кавказская, д. 31А
 Среда, для которой предназначен баллон: кислород, инертный

1. Технические характеристики

Вместимость, л	2,0
Рабочее давление, МПа (кгс/см²)	14,7 (150)
Испытательное гидравлическое давление, МПа (кгс/см²)	22,05 (225)
Испытательное пневматическое давление, МПа (кгс/см²)	14,7 (150)
Диаметр антивибрационной части, мм	108
Диаметр корпуса, мм	330
Масса, кг	3,4
Марка стали	Сталь 45
Период эксплуатации, лет	2 года со дня выпуска баллона в эксплуатацию
Разбег в мм	W19,2
Вспом.	УСВ3505020
Удостоверение в порядке	ФВМ нет
Температурный диапазон при эксплуатации	от -50 °C до +60 °C
Периодичность освидетельствования	через каждые 5 лет с даты изготовления
Среднее потребление на объект, количество единиц в год	10000
Срок службы	по факту с даты изготовления

Баллон, прошедший проверку и признанный пригодным к эксплуатации с предоставлением гарантийного документа (ГОСТ 949-73, ИСТ 032/2012)

Начальник ОТК   М.Ю. Савицкий

Редуктор
БКО-50-12,5-М1 исп.03



Блок питания 220/12В
ЮМГИ.436234.008



Блок питания 220/12В
ЮМГИ.436234.008

Кабель питания
ЮМГИ.685631.223-01



Футляр
ЮМГИ.323365.003



Сумка для переноски
ЮМГИ.323382.004 ГЧ




Сумка
ЮМГИ.323382.007-01 ГЧ



**Кронштейн для крепления в автомобиле
ЮМГИ.301568.054**



**Руководство по эксплуатации
ЮМГИ.941622.003 РЭ**



Упаковка



Упаковка



Упаковка

AXION		
Аппарат искусственной вентиляции легких для экстренной помощи А-ИВЛ-Э-03 по ТУ 3 2.50.21-249-49640047-2018		
SN		
	Y032380135	
2300003	 2023.05 Упаковано 2023.05	
Хранить при температуре от -50 °С до +40 °С Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25 °С Транспортировать при температуре от -50 °С до +50 °С Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления изделия		
ШТАМП ОТК	БРУТТО	КГ
дата приемки ОТК (год, месяц, день)		
Предприятие-изготовитель: ООО Концерн "Аксион" 426000, УР, г.Ижевск, ул. М.Горького, 90 Тел.: (3412) 51-24-20 Тел./факс: (3412) 51-24-23	Офис продаж медтехники: ООО Концерн "Аксион" Тел.: (3412) 72-39-27 Тел./факс: (3412) 72-43-29, (3412) 72-39-53 www.axion-med.ru	
СДЕЛАНО В РОССИИ		

