

«Утверждаю»  
Генеральный директор  
ООО «БТЛ»



Мираев И.  
«7» ноября 2023 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия:**  
«Аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой терапии  
многофункциональный BTL-4000 с принадлежностями, модели  
BTL-4000 Premium, BTL-4000 Smart»



Общий вид медицинского изделия модели BTL-4000 Smart



Общий вид медицинского изделия модели BTL-4000

Основной состав:



4 1. Блок управления BTL-4000 Smart (1 шт.)

Аппарат физиотерапевтический для ультразвуковой терапии  
многофункциональный BTL-4000 с принадлежностями  
Модель: BTL-4000 Smart



IP20



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited);  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom,  
Соединенное Королевство

1.1 Маркировка блока управления BTL-4000



2. Блок управления BTL-4000 Premium (1шт.)



2.1 Маркировка блока управления BTL-4000 Premium



3. Кабель питания (1 шт.)





5. Стилус для сенсорного экрана (1 шт.)



**АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
BTL-4000 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  
МОДЕЛИ:  
BTL-4000 PREMIUM  
BTL-4000 SMART**


**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

---

6. Руководство пользователя (1 шт.)




7. Ультразвуковая головка 5 см<sup>2</sup> (не более 4 шт.)



БТИ Медицинские Линии (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom, Соединенное Королевство

REF P2700.002  
LOT  
SN 058P0B025761

2023-06-19



Ультразвуковая головка 5см<sup>2</sup>

тип луча: коллимированный

номинальная выходная мощность (21 CFR 1050): 13,2 Вт

номинальная выходная мощность (IEC 60601-2-5): 9,6 Вт

Активная поверхность апплик.: 5,7 см<sup>2</sup>, Rbn: 3

AER (21 CFR 1050): 4,4 см<sup>2</sup>

AER (IEC 60601-2-5): 3,2 см<sup>2</sup>

IP67

Использовать с BTL-4000 Smart/Premium



990-90FLAGXXENXXXX

7.1 Маркировка ультразвуковой головки 5 см<sup>2</sup>



7.2 Маркировка упаковки ультразвуковой головки 5 см²



8. Ультразвуковая головка 1 см<sup>2</sup> (не более 4 шт.) (при необходимости)

SN 058P0B025761

LOT

REF P2700.001



2023-06-19



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)

161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom, Соединенное Королевство

Ультразвуковая головка 1 см<sup>2</sup>



тип луча (1/3 МГц): расходящийся/коллимированный  
номинальная выходная мощность (21 CFR 1050): 2,7 Вт  
номинальная выходная мощность (IEC 60601-2-5): 2,1 Вт  
Активная поверхность апплик.: 1,5 см<sup>2</sup>, Rbn (1,3 МГц): 2,2/3  
AER (21 CFR 1050): 0,9 см<sup>2</sup>  
AER (IEC 60601-2-5): 0,7 см<sup>2</sup>  
IP67

990-90FLAGXENXXXX

Использовать с BTL-4000 Smart/Premium

8.1 Маркировка ультразвуковой головки 1 см<sup>2</sup>



8.2. Маркировка упаковки ультразвуковой головки 1 см<sup>2</sup>



9. Аппликатор HandsFree Sono 4 (не более 4 шт.) (при необходимости)



9.1 Маркировка упаковки аппликатора HandsFree Sono 4



10. Аппликатор HandsFree Sono 6 (не более 4 шт.) (при необходимости)

Аппликатор HandsFree Sono 6



тип луча: коллимированный

номинальная выходная мощность (21 CFR 1050): 12,3 Вт

номинальная выходная мощность (IEC 60601-2-5): 9,0 Вт

Активная поверхность апплик.: 31,5 см<sup>2</sup>, Rbn: 3

AER (21 CFR 1050): 6x4,1 см<sup>2</sup>

AER (IEC 60601-2-5): 6x3 см<sup>2</sup>

IP67

990-90BAGXENXXXX

Использовать с BTL-4000 SmartPremium

**SN** 058P0B025761

**LOT**

2023-06-19

**REF** P2700.004




БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,  
United Kingdom, Соединенное Королевство

10.1 Маркировка упаковки Аппликатора HandsFree Sono 6 (не более 4 шт.) (при необходимости)




11. Рамка на магнитном креплении для аппликатора HandsFree Sono 4 (не более 4 шт.) (при необходимости)



11.1 Маркировка рамки на магнитном креплении для аппликатора HandsFree Sono 4



12. Рамка на магнитном креплении для аппликатора HandsFree Sono 6 (не более 4 шт.) (при необходимости)



12.1 Маркировка рамки на магнитном креплении для аппликатора HandsFree Sono 6



13. Набор фиксирующих ремней для аппликатора HandsFree Sono (не более 6 шт.) (при необходимости)



13.1 Маркировка набора фиксирующих ремней для аппликатора HandsFree Sono



1. Тележка BTL-040-06 (не более 2 шт.) (при необходимости).

**Тележка  
BTL-040-06**



Вес: 11,9 кг

Макс.нагрузка: 10 кг

Использовать с BTL-4000 Smart/Premium



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom,  
Соединенное Королевство

1.1 Маркировка Тележки BTL-040-06






# ТЕЛЕЖКА BTL-040-06


РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ

2. Руководство по сборке тележки (не более 2 шт. при необходимости)



3. Держатель для ультразвуковой головки к тележке (не более 2 шт.) (при необходимости)

Держатель для ультразвуковой  
головки к тележке



990-90BAGXXENXXXX

Использовать с тележкой BTL-040-06

LOT

REF

P2000.007

2023-08-19




БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,  
United Kingdom, Соединенное Королевство

135x83mm

5.3x3.3in

3.1 Маркировка держателя для ультразвуковой дорожки к тележке



4. Держатель настольный для аппликатора HandsFree Sono (не более 2 шт.) (при необходимости)

Держатель настольный для  
аппликатора HandsFree Sono



990-908AGXXENXXXX

Использовать с Аппликатором HandsFree Sono 6, Аппликатор  
HandsFree Sono 4

LOT

2023-06-19

REF P2700.008



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,  
United Kingdom, Соединенное Королевство

4.1 Маркировка держателя настольного для аппликатора HandsFree Sono



5. Держатель для аппликатора HandsFree Sono к тележке (не более 2 шт.) (при необходимости)

Держатель для аппликатора  
HandsFree Sono к тележке



990-90BAGXXENXXXX

LOT

REF

P2000.008

2023-08-19



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 8BU,  
United Kingdom, Соединенное Королевство


135x83mm

5.3x3.3in

5.1. Маркировка держателя для аппликатора HandsFree Sono к тележке




6. Сумка транспортировочная (не более 2 шт.) (при необходимости).



6.1 Маркировка сумки транспортировочной




7. Болт для крепления аппарата к тележке (при необходимости) (1 шт.)



8. Держатель для салфеток (1 шт.) (при необходимости).



Держатель для салфеток



890-908AGXXNXXXX


Использовать с телешайбой BTL-040-06

LOT

REF

P2000.010


2023-06-19



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,  
United Kingdom, Соединенное Королевство

0 mm  
n

8.1 Маркировка держателя для салфеток



9. Держатель для геля (1 шт.) (при необходимости)

Держатель для геля



990-90BAGXENXXXX

LOT

REF

P2000.002

2023-08-19



БТЛ Индастриз Лимитед (BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 6BU,  
United Kingdom, Соединенное Королевство

135x83mm

5.3x3.3in

9.1 Маркировка держателя для геля

Аппарат физиотерапевтический для  
ультразвуковой терапии многофункциональный  
BTL-4000 с принадлежностями  
модель: BTL-4000 Smart


REF

LOT

SN



БТЛ Индастриз Лимитед  
(BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage,  
Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom,  
Соединенное Королевство



990-6080XXXXXXX

Маркировка упаковки модели BTL-4000 Smart

Аппарат физиотерапевтический для  
ультразвуковой терапии многофункциональный  
BTL-4000 с принадлежностями  
модель: BTL-4000 Premium

REF

P2710.701

LOT

SN

058P0B025761

2023-06-19



БТЛ Индустриз Лимитед  
(BTL Industries Limited)  
161 Cleveland Way, Stevenage,  
Hertfordshire, SG1 6BU, United Kingdom,  
Соединенное Королевство



990-9080XXXX000000X

Маркировка упаковки модели BTL-4000 Premium

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 44 листов  
Утверждено  
Генеральным директором ООО «БТЛ»  
Мираев И.  
2023 г.

