



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО «Линия»

А.И. Лазарев

«27» июня 2024 г

**Макеты маркировки медицинского изделия**

**Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ**

**по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023**

Макет маркировки коробки для Глюкометра для контроля уровня глюкозы в крови  
НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Вариант исполнения GOD



Макет маркировки этикетки для Глюкометра для контроля уровня глюкозы в крови  
НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Вариант исполнения GOD



Макет маркировки коробки для Глюкометра для контроля уровня глюкозы в крови  
НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Вариант исполнения GDH



Макет маркировки этикетки для Глюкометра для контроля уровня глюкозы в крови  
НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Вариант исполнения GDH



Всего пронумеровано,  
прошито 3 листа  
Директор ООО «Линия»  
Лазарев А.И. А.И. Лазарев





**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

ООО «Линия»

А.И. Лазарев


«27» июня 2024 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия  
«Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ»  
по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023**

Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ  
по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023, GDH.



**Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ  
по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Глюкометр в чехле вид сверху.**



Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ  
по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Глюкометр вид сверху.

НОВОКОНТ


Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GOD с функцией Bluetooth. Глюкометр вид сзади.



Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GOD с функцией Bluetooth. Коробка вид спереди.



Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GOD с функцией Bluetooth  
Коробка вид сбоку.



Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GOD с функцией Bluetooth. Коробка вид сбоку.

# НОВОКОНТ

## Технические характеристики:



|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Единица измерения              | ммоль/л (mmol/l)       |
| Калибровка                     | по плазме              |
| Диапазон измерений             | от 0,6 до 33,3 ммоль/л |
| Количество крови для измерения | не более 0,4 мкл       |
| Время измерения                | 5 секунд               |
| Память                         | 500 измерений          |
| Средний результат              | на 7, 14, 30 дней      |

Подходит для профессионального применения и самотестирования.



Внимательно прочитайте инструкцию перед применением

IVD



ООО "Линия"

Россия, 664022, Иркутская область,  
г.о. город Иркутск, г Иркутск,  
ул. Красных Мадьяр, д. 41, офис 419,  
тел.: 8 (800) 550-12-27,  
e-mail: liniya.retail@gmail.com.



4 630058 910165

Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GDH с функцией Bluetooth.  
Коробка вид спереди.




Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-5766517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GDH с функцией Bluetooth.  
Коробка вид сбоку.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Глюкометр для контроля уровня<br>глюкозы в крови НОВОКОНТ GDH<br>по ТУ 26.60.12-004-5766517-2023                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Глюкометр является<br>многопользовательским.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Глюкометр НОВОКОНТ GDH совместим<br>с тест-полосками для определения<br>уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ<br>по ТУ 21.20.23-002-5766517-2023 (GDH)<br>(РУ № _____ )<br>и тест-полосками для определения<br>уровня глюкозы в крови Gmate Life<br>по ТУ 21.20.23-001-87060442-2018 (GDH)<br>(РУ № РЗН 2019/8440 от 29.05.2020). |                            |
| SN глк                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3NM0000013                 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 20.09.2023                 |
| LOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3NMA920                    |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 20.09.2023                 |
| РУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | № РЗН _____<br>от _____ г. |
| Содержимое упаковки (Вариант 3):<br>1. Глюкометр НОВОКОНТ GDH<br>по ТУ 26.60.12-004-5766517-2023,<br>с функцией Bluetooth - 1 шт.<br>2. Чехол - 1 шт.<br>3. Инструкция по применению - 1 шт.                                                                                                                                |                            |

Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023 Вариант исполнения Глюкометр НОВОКОНТ GDN с функцией Bluetooth.

Коробка вид сбоку.



Глюкометр для контроля  
уровня глюкозы в крови

# НОВОКОНТ

по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023

РУ № \_\_\_\_\_

Вариант исполнения:

Количество в коробке:

Дата изготовления:

Срок годности изделия:

Номер партии:

Масса нетто:

Масса брутто:

Масса нетто потребительской упаковки:



**Сделано в России**

ООО «Линия», Россия, 664022, Иркутская область, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул Красных Мадьяр, д. 41, офис 419

**Фотоизображение транспортной упаковки**

Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ  
по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Коробка вид спереди.

Глюкометр для контроля уровня глюкозы в крови НОВОКОНТ  
по ТУ 26.60.12-004-57666517-2023. Коробка вид сбоку.



Всего пронумеровано,  
прошито 14 листов  
Директор ООО «Линия»  
Лазарев А.И. А.И. Лазарев

