

A blue ribbon is tied vertically on the left side of the page.

Фотографические изображения медицинского изделия и макет маркировки

Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в
одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения

по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020

РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ВИСКОЭЛАСТИЧНЫЙ
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ В ОДНОРАЗОВОМ ШПРИЦЕ
С КАНЮЛЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТУ 32.50.50 - 023 – 29792921 - 2020

Упаковка медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020

РАСТВОР ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ВИСКОЗЛАСТИЧНЫЙ
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ В ОДНОРАЗОВОМ ШПРИЦЕ
С КАНЮЛЕЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПО ТУ 21.20.23 - 023 – 29792921 - 2020

объем одного шприца: 0,55 мл ☐ 0,85 мл ☐ 1,0 мл ☐ 1,55 мл ☐ 2,0 мл ☒

Макет упаковки медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020 (указание варианта исполнения отражено галочкой напротив необходимой позиции)

Состав:

Варианты исполнения	% вязкоэластичного раствора	Содержание гиалуроната натрия в 1 мл (мг/мл)	Показатели вязкости, сП
Гиалвиск 1,2%	1,2%	12	52 000±10 000
Гиалвиск 1,4%	1,4%	14	80 000±10 000
Гиалвиск 1,6%	1,6%	16	100 000±10 000

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»: Россия, 453128, РБ,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail: market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.



STERILE

В упаковке: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 21.20.23-023-29792921-2020

I. Варианты исполнения:

- 1. Гиалвиск 1,2% ☐
- 2. Гиалвиск 1,4% ☐
- 3. Гиалвиск 1,6% ☒

II. Инструкция по применению
РУ №

Стерильная одноразовая канюля калибра 25 G прилагается.
Инструкция по применению

Стерильность гарантирована при условии,
что упаковка не вскрыта и не повреждена!
Применение недопустимо в случае нарушения
целостности упаковки.

Только для одноразового использования!
Хранить при температуре от +2°C до +25°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020 (указание варианта исполнения отражено галочкой напротив необходимой позиции)

РАСТВОР
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
ВИСКОЭЛАСТИЧНЫЙ
на основе
гиалуроната натрия

Гиалвиск, %:	1,6
Объем, мл:	1,55
Партия №:	002F
Дата выпуска:	05 10 23
Годен до:	05 10 26


Упаковка медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020



Канюля глазная однократного применения стерильная



Первичная упаковка медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020



Макет первичной упаковки медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020 (указание варианта исполнения отражено галочкой напротив необходимой позиции)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020

I. Варианты исполнения:

1. Гиалвиск 1,2%. Объем – 0,55 мл., 0,85 мл., 1,0 мл., 1,55 мл. или 2,0 мл.;
2. Гиалвиск 1,4%. Объем – 0,55 мл., 0,85 мл., 1,0 мл., 1,55 мл. или 2,0 мл.;
3. Гиалвиск 1,6%. Объем – 0,55 мл., 0,85 мл., 1,0 мл., 1,55 мл. или 2,0 мл.;

II. Комплект поставки:

1. Раствор в шприце номинальным объемом 1 мл или 3 мл – 1 шт.
2. Канюли глазные однократного применения стерильные – не более 2 шт.

III. Инструкция по применению.

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Воинов — Интернационалистов д. 17

Инструкция медицинского изделия: Раствор офтальмологический вязкоэластичный на основе гиалуроната натрия в одноразовом шприце с канюлей в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-023-29792921-2020



ПРОШИТО
Листов 9

