

ОКП 943210

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «МГиК»
Е.А.Матвеев
«25» 2007 г.



ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ
Этикетка
ЛКЯМ. 304114.020 ЭТ

Изн. №	Полпсе и лата	Взам. изнв №	Изнв. № дубл.	Полпсе и лата

1 Общие сведения об изделии

1.1 Иглы атравматические однократного применения стерильные предназначены для сшивания тканей при хирургических операциях.

2 Основные технические данные

2.1 Типоразмеры и основные размеры игл атравматических при заказе и записи в технической документации приведены на рисунках 1, 2, 3 и в таблицах 1, 2, 3.

2.2 Иглы соответствуют требованиям технических условий ТУ 9432-002-43225198-2007.

2.3 Наконечники игл изготовлены из стали марок ЗИ90-ВИ, ТУ 14-4-1272-84, 455, 304V.

2.4 В качестве материала для шовной нити применяются материалы, зарегистрированные и разрешенные к применению министерством здравоохранения и социального развития РФ.

2.5 Форма поперечного сечения острия наконечника может быть треугольной, с обозначением буквой «Т», круглой – «А», таперкат – «В».

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят до 50 шт. игл одного типоразмера в индивидуальных упаковках, пенал, этикетка – 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Иглы атравматические изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись и штамп ОТК _____




5 Сведения о качестве игл

5.1 Иглы стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Способ стерилизации – радиационный или газовый.

Дата стерилизации _____

Срок сохранения стерильности – не менее 3 лет.

					ЛКЯМ.304114.020 ЭТ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись.	Дата					
Разраб.		Важоров			Игла атравматическая Этикетка	Лит.	Лист	Листов	
Пров.		Дмитриева					2	31	
Т. контр		Дмитриева							
Н. контр.		Матвеева							
Утв.									

УКАЗАНИЯ ПО ТИПОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗДАНИЮ ЭТИКЕТКИ

- 1 Для типографического издания подготовить оригинал.
- 2 Этикетку изготовить на бумаге типографской № 1 марки Б 65 К ГОСТ 9095-89 или на бумаге этикеточной марки В.45.Р ГОСТ 7625-86.
- 3 Этикетку выполнить на одном листе бумаги форматом 50 x 125 мм с односторонней печатью.
- 4 Содержание этикетки - согласно оригиналу.
- 5 Надписи выполнить шрифтом согласно оригиналу.
- 6 Этикетка должна содержать товарный знак предприятия-изготовителя, знак соответствия.
- 7 Переменные данные, вносимые в этикетку, должны быть выполнены штемпелем или записаны от руки тушью или чернилами (пастой) без помарок.

Изм. № 000




Изм. № 000

Изм. № 000

Изм. № 000

Изм. № 000

					ЛКЯМ.304114.020 ЭТ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3



1 - наконечник игольный
2 - шовная нить

Размеры L, H, d - справочные

Рисунок 1. Игла атравматическая с круглой формой поперечного сечения острия наконечника

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

Лист

4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ЛКСМ.304114.020 ЭТ

5 Лист

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3A-0,3x10-6/0-60	1	0,3	6/0	7,73	2,6	4,2	± 0,15
3A-0,3x10-6/0-75-Д	2						
3A-0,3x12-6/0-60	1			9,38	3,16	5,1	
3A-0,3x12-6/0-75-Д	2						
3A-0,35x10-6/0-60	1	0,35	6/0	7,73	2,6	4,2	
3A-0,35x10-6/0-75-Д	2						
3A-0,35x12-6/0-60	1			9,38	3,16	5,1	
3A-0,35x12-6/0-75-Д	2						
3A-0,35x12-5/0-75	1		5/0	10,86	3,66	5,9	± 0,18
3A-0,35x12-5/0-90-Д	2			9,38	3,16	5,1	
3A-0,35x14-5/0-75	1			10,86	3,66	5,9	
3A-0,35x14-5/0-90-Д	2			12,51	4,22	6,8	
3A-0,4x12-5/0-75	1	0,4	5/0	9,38	3,16	5,1	
3A-0,4x12-5/0-90-Д	2			10,86	3,66	5,9	
3A-0,4x14-5/0-75	1			12,51	4,22	6,8	
3A-0,4x14-5/0-90-Д	2			13,98	4,71	7,6	
3A-0,4x16-4/0-75	1		4/0	12,51	4,22	6,8	± 0,18
3A-0,4x16-4/0-90-Д	2			13,98	4,71	7,6	
3A-0,4x18-4/0-75	1						
3A-0,4x18-4/0-90-Д	2						
3A-0,45x16-4/0-75	1	0,45	4/0	12,51	4,22	6,8	± 0,18
3A-0,45x16-4/0-90-Д	2			13,98	4,71	7,6	
3A-0,45x18-4/0-75	1						
3A-0,45x18-4/0-90-Д	2						

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R			
						Номин.	Пред. откл.		
3A-0,5x16-3/0-75	1	0,5	3/0	12,51	4,22	6,8	± 0,18		
3A-0,5x16-3/0-90-Д	2								
3A-0,5x20-3/0-75	1								
3A-0,5x20-3/0-90-Д	2								
3A-0,5x23-3/0-75	1								
3A-0,5x23-3/0-90-Д	2								
3A-0,55x16-3/0-75	1	0,55		2/0	12,51	4,22		6,8	
3A-0,55x16-3/0-90-Д	2								
3A-0,55x20-3/0-75	1								
3A-0,55x20-3/0-90-Д	2								
3A-0,55x23-3/0-75	1								
3A-0,55x23-3/0-90-Д	2								
3A-0,6x20-2/0-75	1	0,6	2/0		15,64	5,21		8,5	
3A-0,6x20-2/0-90-Д	2								
3A-0,6x25-2/0-75	1								
3A-0,6x25-2/0-90-Д	2								
3A-0,7x20-2/0-75	1	0,7			0	15,62		5,26	8,49
3A-0,7x20-2/0-90-Д	2								
3A-0,7x25-2/0-75	1								
3A-0,7x25-2/0-90-Д	2								
3A-0,7 x30-2/0-75	1								
3A-0,7x30-2/0-90-Д	2								
3A-0,7x20-0-75	1								
3A-0,7x20-0-90-Д	2								

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Испол- нение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3A-0,7x25-0-75	1	0,7	0	19,54	6,58	10,62	± 0,18
3A-0,7x25-0-90-Д	2						
3A-0,7x30-0-75	1			23,44	7,9	12,74	
3A-0,7x30-0-90-Д	2						
3A-0,8x25-0-75	1	0,8		19,54	6,58	10,62	
3A-0,8x25-0-90-Д	2						
3A-0,8x30-0-75	1			23,44	7,9	12,74	
3A-0,8x30-0-90-Д	2						
3A-0,8x35-0-75	1	0,9	27,34	9,21	14,86		
3A-0,8x35-0-90-Д	2						
3A-0,9x30-1-75	1		0,9	23,44	7,9	12,74	
3A-0,9x30-1-90-Д	2						
3A-0,9x35-1-75	1	27,34		9,21	14,86		
3A-0,9x35-1-90-Д	2						
3A-0,9x40-1-75	1	1,0	31,26	10,53	16,99		
3A-0,9x40-1-90-Д	2						
3A-1,0x30-2-75	1		1,0	23,44	7,9	12,74	
3A-1,0x30-2-90-Д	2						
3A-1,0x35-2-75	1	27,34		9,21	14,86		
3A-1,0x35-2-90-Д	2						
3A-1,0x40-2-75	1	2	31,26	10,53	16,99		
3A-1,0x40-2-90-Д	2						
3A-1,0x45-2-75	1		35,00	11,79	19,02		
3A-1,0x45-2-90-Д	2						

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3A-1,0x30-3-75	1	1,0	3	23,44	7,9	12,74	
3A-1,0x30-3-90-Д	2						
3A-1,0x35-3-75	1			27,34	9,21	14,86	
3A-1,0x35-3-90-Д	2						
3A-1,0x40-3-75	1			31,26	10,53	16,99	
3A-1,0x40-3-90-Д	2						
3A-1,0x45-3-75	1			35,00	11,79	19,02	
3A-1,0x45-3-90-Д	2						
3A-1,1x40-3-75	1	1,1	4	31,26	10,53	16,99	
3A-1,1x40-3-90-Д	2						
3A-1,1x45-3-75	1			35,00	11,79	19,02	
3A-1,1x45-3-90-Д	2						
3A-1,1x50-3-75	1			39,06	13,16	21,23	
3A-1,1x50-3-90-Д	2						
3A-1,1x40-4-75	1		4	31,26	10,53	16,99	
3A-1,1x40-4-90-Д	2						
3A-1,1x45-4-75	1			35,00	11,79	19,02	
3A-1,1x45-4-90-Д	2						
3A-1,1x50-4-75	1			39,06	13,16	21,23	
3A-1,1x50-4-90-Д	2						
3A-1,0x25-0-75	1	1,0	0	19,54	6,58	10,62	
3A-1,0x25-0-90-Д	2						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

10

Продолжение таблицы 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
4A-0,5x16-3/0-75	1	0,5	3/0	10,45	5,35	5,1	+0,15
4A-0,5x16-3/0-90-Д	2						
4A-0,5x20-3/0-75	1			12,8	6,5	6,37	+0,3
4A-0,5x20-3/0-90-Д	2			14,89	7,57	7,32	
4A-0,5x23-3/0-75	1						
4A-0,5x23-3/0-90-Д	2						
4A-0,55x16-3/0-75	1	0,55	3/0	10,5	5,4	5,1	+0,15
4A-0,55x16-3/0-90-Д	2						
4A-0,55x20-3/0-75	1			13,0	6,6	6,37	+0,3
4A-0,55x20-3/0-90-Д	2			14,9	7,6	7,32	
4A-0,55x23-3/0-75	1			13,0	6,65	6,35	
4A-0,55x23-3/0-90-Д	2			16,22	8,26	7,96	
4A-0,6x20-2/0-75	1	0,6	2/0				
4A-0,6x20-2/0-90-Д	2			13,5	6,7	6,35	+0,9
4A-0,6x25-2/0-75	1			16,27	8,31	7,96	
4A-0,6x25-2/0-90-Д	2			19,45	9,9	9,55	
4A-0,7x20-2/0-75	1	0,7	2/0				
4A-0,7x20-2/0-90-Д	2			13,5	6,7	6,35	+0,9
4A-0,7x25-2/0-75	1			16,27	8,31	7,96	
4A-0,7x25-2/0-90-Д	2			19,45	9,9	9,55	
4A-0,7 x30-2/0-75	1						
4A-0,7x30-2/0-90-Д	2						
4A-0,7x20-0-75	1	0,7	0	13,5	6,7	6,35	
4A-0,7x20-0-90-Д	2						

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ


Лист
11

Продолжение таблицы 1


Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Испол- нение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
4А-0,7х25-0-75	1	0,7	0	16,27	8,31	7,96	+0,9
4А-0,7х25-0-90-Д	2						
4А-0,7х30-0-75	1			19,45	9,9	9,55	
4А-0,7х30-0-90-Д	2						
4А-0,8х25-0-75	1	0,8		16,32	8,36	7,96	
4А-0,8х25-0-90-Д	2						
4А-0,8х30-0-75	1			19,5	9,95	9,55	
4А-0,8х30-0-90-Д	2						
4А-0,8х35-0-75	1	0,9	1	22,7	11,45	11,15	+1,5
4А-0,8х35-0-90-Д	2						
4А-0,9х30-1-75	1			19,55	10,0	9,55	+0,9
4А-0,9х30-1-90-Д	2						
4А-0,9х35-1-75	1			22,7	11,5	11,15	+1,5
4А-0,9х35-1-90-Д	2						
4А-0,9х40-1-75	1			25,85	13,15	12,7	+2,0
4А-0,9х40-1-90-Д	2						
4А-1,0х30-2-75	1	1,0	2	19,6	10,05	9,55	+0,9
4А-1,0х30-2-90-Д	2						
4А-1,0х35-2-75	1			22,8	11,55	11,15	+1,5
4А-1,0х35-2-90-Д	2						
4А-1,0х40-2-75	1			25,9	13,2	12,7	+2,0
4А-1,0х40-2-90-Д	2						
4А-1,0х45-2-75	1			29,1	14,8	14,3	
4А-1,0х45-2-90-Д	2						


Окончание таблицы 1				Размеры в миллиметрах				
Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R		
						Номин.	Пред. откл.	
4A-1,0x30-3-75	1	1,0	3	19,6	10,05	9,55	+0,9	
4A-1,0x30-3-90-Д	2							
4A-1,0x35-3-75	1			22,8	11,55	11,15	+1,5	
4A-1,0x35-3-90-Д	2							
4A-1,0x40-3-75	1			25,9	13,2	12,7	+2,0	
4A-1,0x40-3-90-Д	2							
4A-1,0x45-3-75	1			29,1	14,8	14,3		
4A-1,0x45-3-90-Д	2							
4A-1,1x40-3-75	1	1,1	4	25,95	13,25	12,7		
4A-1,1x40-3-90-Д	2							
4A-1,1x45-3-75	1			29,15	14,85	14,3		
4A-1,1x45-3-90-Д	2							
4A-1,1x50-3-75	1			32,35	16,45	15,9		
4A-1,1x50-3-90-Д	2							
4A-1,1x40-4-75	1			25,95	13,25	12,7		
4A-1,1x40-4-90-Д	2							
4A-1,1x45-4-75	1	29,15	14,85					14,3
4A-1,1x45-4-90-Д	2							
4A-1,1x50-4-75	1	32,35	16,45	15,9				
4A-1,1x50-4-90-Д	2							
4A-1,0x25-0-75	1	1,0	0	16,27	8,31	7,96	+0,9	
4A-1,0x25-0-90-Д	2							
4A-1,27x48-1-45	1	1,27	1	31,24	15,94	15,3	+0,3	
4A-1,27x48-2-45			2					
4A-1,68x48-4-45		1,68	4	31,44	16,14			
4A-1,68x48-5-45			5					



Исполнение 1



Исполнение 2



A - A



Б - Б

1 - наконечник игольный
2 - шовная нить

Размеры L, H, d - справочные

Рисунок 2. Игла атравматическая с круглой формой поперечного сечения, трехгранной подточкой острия наконечника (таперкат)

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

Лист

13

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3В-0,3х10-6/0-60	1	0,3	6/0	7,73	2,6	4,2	± 0,15
3В-0,3х10-6/0-75-Д	2						
3В-0,3х12-6/0-60	1						
3В-0,3х12-6/0-75-Д	2						
3В-0,35х10-6/0-60	1	0,35		7,73	2,6	4,2	
3В-0,35х10-6/0-75-Д	2						
3В-0,35х12-6/0-60	1						
3В-0,35х12-6/0-75-Д	2						
3В-0,35х12-5/0-75	1		5/0	9,38	3,16	5,1	
3В-0,35х12-5/0-90-Д	2						
3В-0,35х14-5/0-75	1						
3В-0,35х14-5/0-90-Д	2						
3В-0,4х12-5/0-75	1	0,4		10,86	3,66	5,9	
3В-0,4х12-5/0-90-Д	2						
3В-0,4х14-5/0-75	1						
3В-0,4х14-5/0-90-Д	2						
3В-0,4х16-4/0-75	1		4/0	12,51	4,22	6,8	
3В-0,4х16-4/0-90-Д	2						
3В-0,4х18-4/0-75	1						
3В-0,4х18-4/0-90-Д	2						
3В-0,45х16-4/0-75	1	0,45		13,98	4,71	7,6	
3В-0,45х16-4/0-90-Д	2						
3В-0,45х18-4/0-75	1						
3В-0,45х18-4/0-90-Д	2						

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3В-0,5х16-3/0-75	1	0,5	3/0	12,51	4,22	6,8	± 0,18
3В-0,5х16-3/0-90-Д	2						
3В-0,5х20-3/0-75	1						
3В-0,5х20-3/0-90-Д	2						
3В-0,5х23-3/0-75	1						
3В-0,5х23-3/0-90-Д	2						
3В-0,55х16-3/0-75	1	0,55		12,51	4,22	6,8	
3В-0,55х16-3/0-90-Д	2						
3В-0,55х20-3/0-75	1						
3В-0,55х20-3/0-90-Д	2						
3В-0,55х23-3/0-75	1						
3В-0,55х23-3/0-90-Д	2						
3В-0,6х20-2/0-75	1	0,6	2/0	15,64	5,21	8,5	
3В-0,6х20-2/0-90-Д	2						
3В-0,6х25-2/0-75	1						
3В-0,6х25-2/0-90-Д	2						
3В-0,7х20-2/0-75	1	0,7		15,64	5,21	8,5	
3В-0,7х20-2/0-90-Д	2						
3В-0,7х25-2/0-75	1						
3В-0,7х25-2/0-90-Д	2						
3В-0,7 х30-2/0-75	1			23,44	7,9	12,74	
3В-0,7х30-2/0-90-Д	2						
3В-0,7х20-0-75	1						
3В-0,7х20-0-90-Д	2						
		0	15,64	5,21	8,5		

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R			
						Номин.	Пред. откл.		
3В-0,7х25-0-75	1	0,7	0	19,5	6,57	10,6	± 0,18		
3В-0,7х25-0-90-Д	2								
3В-0,7х30-0-75	1			23,44	7,9	12,74			
3В-0,7х30-0-90-Д	2								
3В-0,8х25-0-75	1	0,8		19,54	6,58	10,62			
3В-0,8х25-0-90-Д	2								
3В-0,8х30-0-75	1			23,44	7,9	12,74			
3В-0,8х30-0-90-Д	2								
3В-0,8х35-0-75	1	0,9	1	27,34	9,21	14,86			
3В-0,8х35-0-90-Д	2								
3В-0,9х30-1-75	1	0,9		23,44	7,9	12,74			
3В-0,9х30-1-90-Д	2								
3В-0,9х35-1-75	1			27,34	9,21	14,86			
3В-0,9х35-1-90-Д	2								
3В-0,9х40-1-75	1	1,0	2	31,26	10,53	16,99			
3В-0,9х40-1-90-Д	2								
3В-1,0х30-2-75	1			23,44	7,9	12,74			
3В-1,0х30-2-90-Д	2								
3В-1,0х35-2-75	1			27,34	9,21	14,86			
3В-1,0х35-2-90-Д	2								
3В-1,0х40-2-75	1			31,26	10,53	16,99			
3В-1,0х40-2-90-Д	2								
3В-1,0х45-2-75	1	1,0	2	35,0	11,79	19,02			
3В-1,0х45-2-90-Д	2								

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3В-1,0х30-3-75	1	1,0	3	23,44	7,9	12,74	± 0,18
3В-1,0х30-3-90-Д	2			27,34	9,21	14,86	
3В-1,0х35-3-75	1			31,26	10,53	16,99	
3В-1,0х35-3-90-Д	2			35,0	11,79	19,02	
3В-1,0х40-3-75	1			31,26	10,53	16,99	
3В-1,0х40-3-90-Д	2			35,0	11,79	19,02	
3В-1,0х45-3-75	1	1,1	3	39,06	13,16	21,23	
3В-1,0х45-3-90-Д	2			31,26	10,53	16,99	
3В-1,1х40-3-75	1			35,0	11,79	19,02	
3В-1,1х40-3-90-Д	2			39,06	13,16	21,23	
3В-1,1х45-3-75	1			31,26	10,53	16,99	
3В-1,1х45-3-90-Д	2			35,0	11,79	19,02	
3В-1,1х50-3-75	1			39,06	13,16	21,23	
3В-1,1х50-3-90-Д	2			31,26	10,53	16,99	
3В-1,1х40-4-75	1		4	35,0	11,79	19,02	
3В-1,1х40-4-90-Д	2			39,06	13,16	21,23	
3В-1,1х45-4-75	1			37,5	12,64	20,38	
3В-1,1х45-4-90-Д	2						
3В-1,1х50-4-75	1	1,68	5				
3В-1,1х50-4-90-Д	2						
3В-1,68х48-5-45	1						

ЛКЯМ.30414.020 ЭТ

Продолжение таблицы 2				Размеры в миллиметрах			
Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
4В-0,3х10-6/0-60	1	0,3	6/0	6,49	3,32	3,17	+0,15
4В-0,3х10-6/0-75-Д	2						
4В-0,3х12-6/0-60	1						
4В-0,3х12-6/0-75-Д	2						
4В-0,35х10-6/0-60	1	0,35		6,5	3,34	3,17	
4В-0,35х10-6/0-75-Д	2						
4В-0,35х12-6/0-60	1						
4В-0,35х12-6/0-75-Д	2		5/0	7,78	4,0	3,8	
4В-0,35х12-5/0-75	1						
4В-0,35х12-5/0-90-Д	2						
4В-0,35х14-5/0-75	1	9,0		4,6	4,46		
4В-0,35х14-5/0-90-Д	2						
4В-0,4х12-5/0-75	1					0,4	
4В-0,4х12-5/0-90-Д	2						
4В-0,4х14-5/0-75	1						
4В-0,4х14-5/0-90-Д	2	4/0	9,1	4,7	4,46		
4В-0,4х16-4/0-75	1						
4В-0,4х16-4/0-90-Д	2						
4В-0,4х18-4/0-75	1		0,45	10,4	5,3	5,1	
4В-0,4х18-4/0-90-Д	2						
4В-0,45х16-4/0-75	1						
4В-0,45х16-4/0-90-Д	2	11,6		5,9	5,7		
4В-0,45х18-4/0-75	1						
4В-0,45х18-4/0-90-Д	2						

Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата

ЛКЯМ.30414.020 ЭТ

19

Лист

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
4В-0,5х16-3/0-75	1	0,5	3/0	10,45	5,35	5,1	+0,15
4В-0,5х16-3/0-90-Д	2						
4В-0,5х20-3/0-75	1			12,8	6,5	6,37	+0,3
4В-0,5х20-3/0-90-Д	2			14,89	7,57	7,32	
4В-0,5х23-3/0-75	1						
4В-0,5х23-3/0-90-Д	2						
4В-0,55х16-3/0-75	1	0,55	3/0	10,5	5,4	5,1	+0,15
4В-0,55х16-3/0-90-Д	2						
4В-0,55х20-3/0-75	1			13,0	6,6	6,37	+0,3
4В-0,55х20-3/0-90-Д	2			14,9	7,6	7,32	
4В-0,55х23-3/0-75	1			13,0	6,65	6,35	
4В-0,55х23-3/0-90-Д	2			16,22	8,26	7,96	
4В-0,6х20-2/0-75	1	0,6	2/0	13,5	6,7	6,35	+0,9
4В-0,6х20-2/0-90-Д	2			16,27	8,31	7,96	
4В-0,6х25-2/0-75	1			19,45	9,9	9,55	
4В-0,6х25-2/0-90-Д	2			13,5	6,7	6,35	
4В-0,7х20-2/0-75	1	0,7	2/0				
4В-0,7х20-2/0-90-Д	2						
4В-0,7х25-2/0-75	1						
4В-0,7х25-2/0-90-Д	2						
4В-0,7 х30-2/0-75	1						
4В-0,7х30-2/0-90-Д	2						
4В-0,7х20-0-75	1	0,7	0				
4В-0,7х20-0-90-Д	2						

Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

20

Лист

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
4В-0,7х25-0-75	1	0,7	0	16,27	8,31	7,96	+0,9
4В-0,7х25-0-90-Д	2						
4В-0,7х30-0-75	1			19,45	9,9	9,55	
4В-0,7х30-0-90-Д	2						
4В-0,8х25-0-75	1	0,8		16,38	8,39	7,99	
4В-0,8х25-0-90-Д	2						
4В-0,8х30-0-75	1			19,58	9,99	9,59	
4В-0,8х30-0-90-Д	2						
4В-0,8х35-0-75	1			22,76	11,58	11,18	+1,5
4В-0,8х35-0-90-Д	2						
4В-0,9х30-1-75	1	0,9	1	19,63	10,04	9,59	+0,9
4В-0,9х30-1-90-Д	2						
4В-0,9х35-1-75	1			22,81	11,63	11,18	+1,5
4В-0,9х35-1-90-Д	2						
4В-0,9х40-1-75	1			25,99	13,22	12,77	+2,0
4В-0,9х40-1-90-Д	2						
4В-1,0х30-2-75	1	1,0	2	19,68	10,09	9,59	+0,9
4В-1,0х30-2-90-Д	2						
4В-1,0х35-2-75	1			22,86	11,68	11,18	+1,5
4В-1,0х35-2-90-Д	2						
4В-1,0х40-2-75	1			26,04	13,27	12,77	+2,0
4В-1,0х40-2-90-Д	2						
4В-1,0х45-2-75	1			29,22	14,86	14,36	
4В-1,0х45-2-90-Д	2						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ



21

Лист

Окончание таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R				
						Номин.	Пред. откл.			
4В-1,0х30-3-75	1	1,0	3	19,68	10,09	9,59	+0,9			
4В-1,0х30-3-90-Д	2									
4В-1,0х35-3-75	1			22,86	11,68	11,18	+1,5			
4В-1,0х35-3-90-Д	2									
4В-1,0х40-3-75	1			26,04	13,27	12,77	+2,0			
4В-1,0х40-3-90-Д	2									
4В-1,0х45-3-75	1	29,22		14,86	14,36					
4В-1,0х45-3-90-Д	2									
4В-1,1х40-3-75	1	1,1		26,09	13,22	12,77				
4В-1,1х40-3-90-Д	2									
4В-1,1х45-3-75	1							29,27	14,91	14,36
4В-1,1х45-3-90-Д	2									
4В-1,1х50-3-75	1							32,47	16,51	15,96
4В-1,1х50-3-90-Д	2									
4В-1,1х40-4-75	1	4	26,09	13,32	12,77					
4В-1,1х40-4-90-Д	2									
4В-1,1х45-4-75	1					29,27		14,91	14,36	
4В-1,1х45-4-90-Д	2									
4В-1,1х50-4-75	1					32,47		16,51	15,96	
4В-1,1х50-4-90-Д	2									
4В-1,27х48-1-45	1	1,27	1	31,24	15,94	15,3	+0,3			
4В-1,27х48-2-45			2							
4В-1,68х48-4-45		1,68	4	31,44	16,14					
4В-1,68х48-5-45			5							



A - A

B - B



1 - наконечник игольный
2 - шовная нить

Размеры L, H, d- справочные

Рисунок 3. Игла атравматическая с треугольной формой поперечного сечения острия наконечника

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

Лист

22

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ЛКЯМ.30414.020 ЭТ

23	Лист
----	------

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R			
						Номин.	Пред. откл.		
2Т-0,3х12-6/0-60	1	0,3	6/0	10,85	2,22	7,64	± 0,15		
2Т-0,3х12-6/0-75-Д	2								
2Т-0,35х12-6/0-60	1	0,35	5/0	14,47	2,96	10,19			
2Т-0,35х12-6/0-75-Д	2								
2Т-0,35х16-5/0-75	1	0,4	4/0	18,09	3,69	12,74			
2Т-0,35х16-5/0-90-Д	2								
2Т-0,4х16-5/0-75	1								
2Т-0,4х16-5/0-90-Д	2								
2Т-0,4х20-4/0-75	1	0,5	3/0	22,61	4,62	15,92	± 0,18		
2Т-0,4х20-4/0-90-Д	2								
2Т-0,45х20-4/0-75	1			18,09	3,69	12,74			
2Т-0,45х20-4/0-90-Д	2								
2Т-0,5х20-3/0-75	1			0,55	2,0	22,61		4,62	15,92
2Т-0,5х20-3/0-90-Д	2								
2Т-0,5х25-3/0-75	1	18,09	3,69			12,74			
2Т-0,5х25-3/0-90-Д	2								
2Т-0,55х20-3/0-75	1	0,6	2,0	27,14	5,54	19,11			
2Т-0,55х20-3/0-90-Д	2								
2Т-0,55х25-3/0-75	1								
2Т-0,55х25-3/0-90-Д	2								
2Т-0,6х25-2/0-75	1								
2Т-0,6х25-2/0-90-Д	2								
2Т-0,6х30-2/0-75	1	0,6	2,0	27,14	5,54	19,11			
2Т-0,6х30-2/0-90-Д	2								

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R						
						Номин.	Пред. откл.					
2Т-0,7х25-2/0-75	1	0,7	2/0	22,61	4,62	15,92	± 0,18					
2Т-0,7х25-2/0-90-Д	2											
2Т-0,7 х30-2/0-75	1											
2Т-0,7х30-2/0-90-Д	2		0	27,14	5,54	19,11						
2Т-0,7х35-2/0-75	1											
2Т-0,7х35-2/0-90-Д	2											
2Т-0,7х25-0-75	1											
2Т-0,7х25-0-90-Д	2											
2Т-0,7 х30-0-75	1											
2Т-0,7х30-0-90-Д	2											
2Т-0,7х35-0-75	1	0,8	0	27,14	5,54	19,11						
2Т-0,7х35-0-90-Д	2											
2Т-0,8х25-0-75	1											
2Т-0,8х25-0-90-Д	2											
2Т-0,8х30-0-75	1											
2Т-0,8х30-0-90-Д	2											
2Т-0,8х35-0-75	1											
2Т-0,8х35-0-90-Д	2											
2Т-0,8х40-0-75	1							0,9	1	36,18	7,39	25,48
2Т-0,8х40-0-90-Д	2											
2Т-0,9х30-1-75	1											
2Т-0,9х30-1-90-Д	2											
2Т-0,9х35-1-75	1	0,9	1	27,14	5,54	19,11						
2Т-0,9х35-1-90-Д	2											
				31,65	6,46	22,29						

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

24

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
2Т-0,9х40-1-75	1	0,9	1	36,18	7,39	25,48	± 0,18
2Т-0,9х40-1-90-Д	2						
2Т-0,9х45-2-75	1						
2Т-0,9х45-2-90-Д	2		2	40,7	8,31	28,66	
2Т-0,9х45-3-75	1						
2Т-0,9х45-3-90-Д	2		3				
2Т-1,0х30-2-75	1	1,0	2	27,14	5,54	19,11	
2Т-1,0х30-2-90-Д	2						
2Т-1,0х35-2-75	1			31,65	6,46	22,29	
2Т-1,0х35-2-90-Д	2						
2Т-1,0х40-2-75	1			36,18	7,39	25,48	
2Т-1,0х40-2-90-Д	2						
2Т-1,0х45-2-75	1		40,7	8,31	28,66		
2Т-1,0х45-2-90-Д	2						
2Т-1,0х30-3-75	1		3	27,14	5,54	19,11	
2Т-1,0х30-3-90-Д	2						
2Т-1,0х35-3-75	1			31,65	6,46	22,29	
2Т-1,0х35-3-90-Д	2						
2Т-1,0х40-3-75	1			36,18	7,39	25,48	
2Т-1,0х40-3-90-Д	2						
2Т-1,0х45-3-75	1	40,7		8,31	28,66		
2Т-1,0х45-3-90-Д	2						
2Т-1,1х40-3-75	1	1,1		36,18	7,39	25,48	
2Т-1,1х40-3-90-Д	2						

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Испол- нение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
2Т-1,1х45-3-75	1	1,1	3	40,7	8,31	28,66	± 0,18
2Т-1,1х45-3-90-Д	2						
2Т-1,1х50-3-75	1		4	45,23	9,24	31,85	
2Т-1,1х50-3-90-Д	2						
2Т-1,1х40-4-75	1						
2Т-1,1х40-4-90-Д	2						
2Т-1,1х45-4-75	1						
2Т-1,1х45-4-90-Д	2						
2Т-1,1х50-4-75	1						
2Т-1,1х50-4-90-Д	2						

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ЛКСМ.304114.020 ЭТ

Лист	27
------	----

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3Т-0,3х12-6/0-60	1	0,3	6/0	9,4	3,16	5,1	± 0,15
3Т-0,3х12-6/0-75-Д	2						
3Т-0,35х12-6/0-60	1	0,35	5/0	12,5	4,2	6,79	
3Т-0,35х12-6/0-75-Д	2						
3Т-0,35х16-5/0-75	1	0,4	4/0	15,6	5,26	8,49	
3Т-0,35х16-5/0-90-Д	2						
3Т-0,4х16-5/0-75	1						
3Т-0,4х16-5/0-90-Д	2						
3Т-0,4х20-4/0-75	1						
3Т-0,4х20-4/0-90-Д	2						
3Т-0,45х20-4/0-75	1	0,5	3/0	15,6	5,26	8,49	± 0,18
3Т-0,45х20-4/0-90-Д	2						
3Т-0,5х20-3/0-75	1						
3Т-0,5х20-3/0-90-Д	2						
3Т-0,5х25-3/0-75	1						
3Т-0,5х25-3/0-90-Д	2						
3Т-0,55х20-3/0-75	1	0,55	2,0	15,6	5,26	8,49	
3Т-0,55х20-3/0-90-Д	2						
3Т-0,55х25-3/0-75	1						
3Т-0,55х25-3/0-90-Д	2						
3Т-0,6х25-2/0-75	1						
3Т-0,6х25-2/0-90-Д	2						
3Т-0,6х30-2/0-75	1	0,6	2,0	23,4	7,87	12,7	
3Т-0,6х30-2/0-90-Д	2						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3Т-0,7х25-2/0-75	1	0,7	2/0	19,5	6,6	10,6	± 0,18
3Т-0,7х25-2/0-90-Д	2						
3Т-0,7 х30-2/0-75	1			23,4	7,87	12,7	
3Т-0,7х30-2/0-90-Д	2		0	27,3	9,2	14,86	
3Т-0,7х35-2/0-75	1			19,5	6,6	10,6	
3Т-0,7х35-2/0-90-Д	2			23,4	7,87	12,7	
3Т-0,7х25-0-75	1			27,3	9,2	14,86	
3Т-0,7х25-0-90-Д	2			19,5	6,6	10,6	
3Т-0,7 х30-0-75	1			23,4	7,87	12,7	
3Т-0,7х30-0-90-Д	2			27,3	9,2	14,86	
3Т-0,7х35-0-75	1			19,5	6,6	10,6	
3Т-0,7х35-0-90-Д	2			23,4	7,87	12,7	
3Т-0,8х25-0-75	1	0,8	0	27,3	9,2	14,86	
3Т-0,8х25-0-90-Д	2			31,3	10,5	16,99	
3Т-0,8х30-0-75	1			23,4	7,87	12,7	
3Т-0,8х30-0-90-Д	2			27,3	9,2	14,86	
3Т-0,8х35-0-75	1						
3Т-0,8х35-0-90-Д	2						
3Т-0,8х40-0-75	1						
3Т-0,8х40-0-90-Д	2						
3Т-0,9х30-1-75	1	0,9	1	23,4	7,87	12,7	
3Т-0,9х30-1-90-Д	2			27,3	9,2	14,86	
3Т-0,9х35-1-75	1						
3Т-0,9х35-1-90-Д	2						

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

28

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Испол- нение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R		Пред. откл.
						Номин.		
3Т-0,9х40-1-75	1	0,9	1	31,3	10,5	16,99	$\pm 0,18$	
3Т-0,9х40-1-90-Д	2							
3Т-0,9х45-2-75	1							
3Т-0,9х45-2-90-Д	2		2	35,1	11,8	19,1		
3Т-0,9х45-3-75	1							
3Т-0,9х45-3-90-Д	2		3					
3Т-1,0х30-2-75	1	1,0	2	23,4	7,87	12,7		
3Т-1,0х30-2-90-Д	2							
3Т-1,0х35-2-75	1							
3Т-1,0х35-2-90-Д	2							
3Т-1,0х40-2-75	1							
3Т-1,0х40-2-90-Д	2							
3Т-1,0х45-2-75	1		3	31,3	10,5	16,99		
3Т-1,0х45-2-90-Д	2							
3Т-1,0х30-3-75	1							
3Т-1,0х30-3-90-Д	2							
3Т-1,0х35-3-75	1							
3Т-1,0х35-3-90-Д	2							
3Т-1,0х40-3-75	1	3	23,4	7,87	12,7			
3Т-1,0х40-3-90-Д	2							
3Т-1,0х45-3-75	1							
3Т-1,0х45-3-90-Д	2							
3Т-1,1х40-3-75	1							
3Т-1,1х40-3-90-Д	2							
		1,1		31,3	10,5	16,99		

ЛКЯМ.304114.020 ЭТ

29

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Окончание таблицы 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение типоразмера	Исполнение	Диаметр исходной проволоки, d	Условный номер нити	L	H	R	
						Номин.	Пред. откл.
3Т-1,1х45-3-75	1	1,1	3	35,1	11,8	19,1	± 0,18
3Т-1,1х45-3-90-Д	2						
3Т-1,1х50-3-75	1		4	39,0	13,1	21,2	
3Т-1,1х50-3-90-Д	2						
3Т-1,1х40-4-75	1			31,3	10,5	16,99	
3Т-1,1х40-4-90-Д	2						
3Т-1,1х45-4-75	1			35,1	11,8	19,1	
3Т-1,1х45-4-90-Д	2						
3Т-1,1х50-4-75	1			39,0	13,1	21,2	
3Т-1,1х50-4-90-Д	2						
3Т-1,27х48-1-45	1	1,27	1	43,41	8,87	30,57	
3Т-1,27х48-2-45			2				
3Т-1,68х48-4-45		1,68	4				
3Т-1,68х48-5-45			5				

ЛЖАМ.304114.020 ЭТ

30

Лист регистрации изменений

[illegible]

Принято,
подписано
и передано

