

**Комплект фотографических изображений
«Дефибриллятор ДКИ-Н-12
по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018
с принадлежностями»**

Дефибриллятор ДКИ-Н-12 **по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018** **с принадлежностями**



**Блок дефибриллятора с электродами
ЮМГИ.941135.025
(вид спереди)**



Блок дефибриллятора с электродами
ЮМГИ.941135.025
(вид сзади)




Блок дефибриллятора с электродами
ЮМГИ.941135.025
(вид сбоку)



Блок дефибриллятора с электродами
ЮМГИ.941135.025
(вид сверху)



Батарея аккумуляторная ЮМГИ.687291.010-02



Адаптер питания ЮМГИ.468824.025



**Шнур сетевой
ЮМГИ.685622.048**



**Руководство по эксплуатации
ЮМГИ.941135.024 РЭ**

AXION

**ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДКИ-Н-12
ПО ТУ 26.60.13-245-49640047-2018
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ**

**Руководство по эксплуатации
ЮМГИ.941135.024 РЭ**

**Сумка для переноски
ЮМГИ.323382.022 ГЧ**



Упаковка



AXION

ERC

Дефибриллятор
ДКИ-Н-12
по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018
с принадлежностями
ЮМГИ.941135.024
ТУ 26.60.13-245-49640047-2018

SN



J012380109

183345

2023.08

упаковано 2023.08

Хранить при температуре от +5°C до +40°C
Относительная влажность воздуха не более 80%
при температуре +25°C
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев
со дня приемки ОТК

ШТАМП ОТК

ОТК
47.1-150

Предприятие-изготовитель: ООО Концерн "Аксион"
Россия, 426000, Ижевск,
ул. М. Горького, 90
Тел.: (3412) 51-24-20
Тел./факс: (3412) 51-24-23

Офис продаж медицинской техники
ООО Концерн "Аксион"
Тел.: (3412) 72-39-27
Тел./факс: (3412) 72-43-29,
(3412) 72-39-53
www.axion-med.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

**Макет маркировки на
Дефибриллятор ДКИ-Н-12
по ТУ 26.60.13-245-49640047-2018
с принадлежностями и
Блок дефибриллятора с электродами
ЮМГИ.941135.025**

Блок дефибриллятора
с электродами ЮМГИ.941135.025

SN



J01197010
2019.07



AXION

Дефибриллятор ДКИ-Н-12 по
ТУ26.60.13-245-49640047-2018 с принадлежностями
ЮМГИ.941135.024

SN



J01197010
2019.07



ООО Концерн «Аксион»
426000, Удмуртская республика,
г.Ижевск, ул. М.Горького, 90;
тел.: (3412) 51-24-20
факс: (3412) 51-24-23
www.axion-med.ru



IP44

ЕАС



Сделано в РОССИИ

~190-250В
50-60Гц
210ВА



Батарея
аккумуляторная
Li-ion DC
14,8В 4400мА·ч
ЮМГИ.687291.010-02

Версия ПО:
1.2.0 от 01.10.2018г.

**Макет маркировки
на Батарею аккумуляторную
ЮМГИ.687291.010-02**



**Макет маркировки
на Адаптер питания ЮМГИ.468824.025**

AXION

**Адаптер питания
ЮМГИ.468824.025**

 **12,0-16,8В== 9,8А**

 **10,5-15,3В== 9,8А**



EAC

**№0010
2019.07**

**Использовать только с
Дефибриллятором ДКИ-Н-12**

СДЕЛАНО В РОССИИ

**Макет маркировки
на Шнур сетевой ЮМГИ.685622.048**

AXION

ЮМГИ.685622.048

**Шнур сетевой
№ 0001 2019.07**

**Макет маркировки
на Сумку для переноски ЮМГИ.323382.022 ГЧ**

AXION

**ЮМГИ.323382.022ГЧ
Сумка для переноски**

Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью 17
(количество листов прописью)
(семнадцать) листов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(должность) В.И. МУЕАНОВА
ДОВ. №237-23/10
ОТ 01.01.2024г.
(подпись) И.О. Самойлов
« 21 » 05 2024 г.

