

Генеральный директор

Антонова Н.Б.

«06» августа 2024 г.



Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 32.50.50-002-40292633-2018 (см. Приложение)

1 - Потребительская маркировка на примере «Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт»» 125x110 мм 110 шт.».

Применение: Для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для обработки кожи перед проведением медицинских процедур, в том числе процедур с использованием инструментов и медицинского оборудования.

Состав: нетканый материал "Спанлейс" плотностью 40 г/м².

Состав пропитки: 70% раствор абсолютированного изопропилового спирта.

Условия хранения и транспортировки: от 5°C до 40°C при относительной влажности не более 80%.

Условия утилизации: Утилизация салфеток, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса Б. Утилизация салфеток с истекшим сроком годности, не загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса А.

Дата
изготовления:

11.03.2024

Серийный номер:

1/12/0324

LOT

САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

из нетканого материала

110
шт.

Размер салфеток: 125x110 мм
Длина рулона 12,10 метров

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8599 от

ЭЛИКСИПЕПТ

Инструкция по применению:

- Открыть крышку пластиковой банки;
- Вскрыть защитную пломбу из фольги;
- Открыть клапан на крышке банки;
- Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке;
- Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить, закрыть крышку;
- После каждого применения салфеток, плотно закрывать клапан на крышке пластиковой банки.

Гарантийный срок годности:

2 года с даты изготовления.

НЕТОКСИЧНО!

Производитель:

ООО «ЭликСис», Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 1, пом. II, оф. 86.
Тел.: +7 (495) 755 11 09, e-mail: eliksee@mail.ru,
www.netkanka-sale.ru

Первая цифра в серии указывает на место производства.


1 место производства:

Россия, 141290, Московская область, г. Пушкино,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строение 8, корп. 2

2 место производства:

Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
Московское ш. д. 25, лит. Б., первый этаж, помещение № 3/1,
№ 4/1, помещение № 1, 3, 4

ТУ 32.50.50-002-40292633-2018



Применение: Для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для обработки кожи перед проведением медицинских процедур, в том числе процедур с использованием инструментов и медицинского оборудования.
Состав: нетканый материал "Спанлейс" плотностью 40 г/м².
Состав пропитки: 70% раствор абсолютного изопропилового спирта.
Условия хранения и транспортировки: от 5°C до 40°C при относительной влажности не более 80%.
Гарантийный срок годности: 2 года с даты изготовления.
Условия утилизации: Утилизация салфеток, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса Б. Утилизация салфеток с истекшим сроком годности, не загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса А.
НЕТОКСИЧНО!



САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

из нетканого материала

160
шт.

Размер салфеток 50x75 мм
Длина рулона 12 метров

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8599 от

ЭЛИКСИСЕПТ

Инструкция по применению:

- Открыть крышку пластиковой банки
- Вскрыть защитную пломбу из фольги
- Открыть клапан на крышке банки
- Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке
- Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить. Закрыть крышку.
- После каждого применения салфеток плотно закрывать клапан на крышке пластиковой банки

Производитель: ООО «ЭликСи», Россия, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 11, кор. 3, эт. 1, пом. II, оф. 86.
 Тел.: +7 (495) 755-11-09, e-mail: eliksee@mail.ru, www.netkanka-sale.ru

Первая цифра в серии указывает на место производства.

1 место производства: Россия, 141290, Московская область, г. Пушкино, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строение 8, корп. 2

2 место производства:

Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 25, лит. Б, первый этаж, помещение № 3/1, № 4/1, помещение № 1, 3, 4



ТУ 32.50.50-002-40292633-2018

Дата изготовления:

Серийный номер:

11.03.2024

1/03/0324



Применение: Для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для обработки кожи перед проведением медицинских процедур, в том числе процедур с использованием инструментов и медицинского оборудования.

Состав: нетканый материал "Спанлейс" плотностью 40 г/м².
Состав пропитки: 70% раствор абсолютного изопропилового спирта.

Условия хранения и транспортировки: от 5°C до 40°C при относительной влажности не более 80%.

Гарантийный срок годности: 2 года с даты изготовления.

Условия утилизации: Утилизация салфеток, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса Б. Утилизация салфеток с истекшим сроком годности, не загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса А.

НЕТОКСИЧНО!



САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

из нетканого материала

120
шт.

Размер салфеток 60x100 мм
Длина рулона 12 метров

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8599 от

ЭЛИКСИСЕПТ

Инструкция по применению:

- Открыть крышку пластиковой банки
- Вскрыть защитную пломбу из фольги
- Открыть клапан на крышке банки
- Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке
- Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить. Закрыть крышку.
- После каждого применения салфеток плотно закрывать клапан на крышке пластиковой банки


Производитель: ООО «ЭликСи», Россия, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 1, пом. II, оф. 86.
Тел.: +7 (495) 755-11-09, e-mail: eliksee@mail.ru, www.netkanka-sale.ru

Первая цифра в серии указывает на место производства.

1 место производства: Россия, 141290, Московская область, г. Пушкино, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строение 8, корп. 2

2 место производства:

Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 25, лит. Б., первый этаж, помещение № 3/1, № 4/1, помещение № 1, 3, 4



ТУ 32.50.50-002-40292633-2018

11.03.2024

1/09/0324

Дата изготовления:

Серийный номер:



Применение: Для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для обработки кожи перед проведением медицинских процедур, в том числе процедур с использованием инструментов и медицинского оборудования.

Состав: нетканый материал "Спанлейс" плотностью 40 г/м².

Состав пропитки: 70% раствор абсолютного изопропилового спирта.

Условия хранения и транспортировки: от 5°C до 40°C при относительной влажности не более 80%.

Условия утилизации: Утилизация салфеток, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса Б. Утилизация салфеток с истекшим сроком годности, не загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса А.

Дата
изготовления:

11.03.2024

Серийный номер:

1/20/0324

LOT

САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

из нетканого материала

60
шт.

Размер салфеток: 130x200 мм
Длина рулона 12 метров

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8599 от

ЭЛИКСИПТ

Инструкция по применению:

- Открыть крышку пластиковой банки;
- Вскрыть защитную пломбу из фольги;
- Открыть клапан на крышке банки;
- Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке;
- Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить, закрыть крышку;
- После каждого применения салфеток, плотно закрывать клапан на крышке пластиковой банки.

Гарантийный срок годности:
2 года с даты изготовления.

НЕТОКСИЧНО!

Производитель:

ООО «ЭликСи», Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 1, пом. II, оф. 86.
Тел.: +7 (495) 755-11-09, e-mail: eliksee@mail.ru,
www.netkanka-sale.ru

Первая цифра в серии указывает на место производства.


1 место производства:

Россия, 141290, Московская область, г. Пушкино,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строение 8, корп. 2

2 место производства:

Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
Московское ш., д. 25, лит. Б., первый этаж, помещение № 3/1,
№ 4/1, помещение № 1, 3, 4

ТУ 32.50.50-002-40292633-2018



Применение: Для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для обработки кожи перед проведением медицинских процедур, в том числе процедур с использованием инструментов и медицинского оборудования.

Состав: нетканый материал "Спанлейс" плотностью 40 г/м².

Состав пропитки: 70% раствор абсолютированного изопропилового спирта.

Условия хранения и транспортировки: от 5°C до 40°C при относительной влажности не более 80%.

Условия утилизации: Утилизация салфеток, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса Б. Утилизация салфеток с истекшим сроком годности, не загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса А.

Дата
изготовления:

11.03.2024

Серийный номер:

1/10/0324

LOT

САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

из нетканого материала

240
шт.

Размер салфеток: 60x100 мм
Количество рулонов: 2 шт.
Длина рулона 12 метров

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8599 от

ЭЛИКСИПЕПТ

Инструкция по применению:

- Открыть крышку пластиковой банки;
- Вскрыть защитную пломбу из фольги;
- Открыть клапан на крышке банки;
- Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке;
- Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить, закрыть крышку;
- По окончании первого рулона, открыть крышку банки, наклонить банку и повторно проделать п. 4 и п. 5 настоящей инструкции со вторым рулоном
- После каждого применения салфеток, плотно закрывать клапан на крышке пластиковой банки.

Гарантийный срок годности:
2 года с даты изготовления.

НЕТОКСИЧНО!

Производитель:

ООО «ЭликСи», Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, кор. 3, эт. 1, пом. II, оф. 86.
Тел.: +7 (495) 755-11-09, e-mail: eliksee@mail.ru,
www.netkanka-sale.ru

Первая цифра в серии указывает на место производства.


1 место производства:

Россия, 141290, Московская область, г. Пушкино,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строение 8, корп. 2

2 место производства:

Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
Московское ш., д. 25, лит. Б., первый этаж, помещение № 3/1,
№ 4/1, помещение № 1, 3, 4

ТУ 32.50.50-002-40292633-2018



Применение: Для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для обработки кожи перед проведением медицинских процедур, в том числе процедур с использованием инструментов и медицинского оборудования.

Состав: нетканый материал "Спанлейс" плотностью 40 г/м².

Состав пропитки: 70% раствор абсолютированного изопропилового спирта.

Условия хранения и транспортировки: от 5°C до 40°C при относительной влажности не более 80%.

Условия утилизации: Утилизация салфеток, загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса Б. Утилизация салфеток с истекшим сроком годности, не загрязненных кровью и/или другими биологическими жидкостями осуществляется по СанПиН 2.1.3684, для отходов класса А.

Дата
изготовления:

11.03.2024

Серийный номер:

1/04/0324

LOT

САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ

из нетканого материала

320
шт.

Размер салфеток: 50x75 мм

Количество рулонов: 2 шт.

Длина рулона 12 метров

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8599 от

ЭЛИКСИП

Инструкция по применению:

- Открыть крышку пластиковой банки;
- Вскрыть защитную пломбу из фольги;
- Открыть клапан на крышке банки;
- Конец первой салфетки из середины рулона протянуть через прорезь в крышке;
- Вытянуть первую салфетку через крышку, оторвать и выбросить, закрыть крышку;
- По окончании первого рулона, открыть крышку банки, наклонить банку и повторно проделать п. 4 и п. 5 настоящей инструкции со вторым рулоном
- После каждого применения салфеток, плотно закрывать клапан на крышке пластиковой банки.

Гарантийный срок годности:

2 года с даты изготовления.

НЕТОКСИЧНО!

Производитель:

ООО «ЭликСи», Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, корп. 3, эт. 1, пом. II, оф. 86.
Тел.: +7 (495) 755-11-09, e-mail: eliksee@mail.ru,
www.netkanka-sale.ru

Первая цифра в серии указывает на место производства.


1 место производства:

Россия, 141290, Московская область, г. Пушкино,
г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, строение 8, корп. 2

2 место производства:

Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
Московское ш., д. 25, лит. Б., первый этаж, помещение № 3/1,
№ 4/1, помещение № 1, 3, 4

ТУ 32.50.50-002-40292633-2018



7 - Транспортная маркировка на примере «Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт»» 60х100 мм (120 шт.)».

**САЛФЕТКИ СПИРТОВЫЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА «ЭЛИКСИСЕПТ»,
РАЗМЕР: 60X100 ММ (120 ШТ.)**

Изготовитель: ООО «ЭликСи», Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 11, к. 3, эт. 1, помещение II, оф. 86.
Тел: +7 (495) 755-11-09, e-mail: eliksee@mail.ru

Место производства: ООО «ЭликСи», Россия, 141290, Московская
область, г. Пушкино, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 33, стр. 8,
корп. 2

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8599 от _____

ТУ 32.50.50 – 002 – 40292633 -2018

В коробе: 24 шт. Срок годности: 2 года

НОМЕР СЕРИИ:

1/09/0324

ДАТА


ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

11.03.2024




4 62 71808 50087


8 – Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт», размер 50*75мм 160 шт.



9- Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт», размер 60*100мм 120 шт.




0-Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт», размер 60*100мм 240 шт. (2 рулона в упаковке)




- Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт», размер 125*110мм 110 шт.



2- Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт», размер 130*200мм 60 шт.



-Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт», размер 130*200мм 60 шт. (2 рулона в упаковке)



14 – Фото потребительской упаковки Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 50.50.24-002-40292633-2018 50x75 мм (160 шт. в уп.)



15 – Фото потребительской упаковки Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 32.50.50-002-40292633-2018:50x75 мм (320 шт. в уп./2 рулона в уп.)



16 – Фото потребительской упаковки Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 32.50.50-002-40292633-2018:60x100 мм (120 шт. в уп.)



17 – Фото потребительской упаковки Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 32.50.50-002-40292633-2018:60x100 мм (240 шт. в уп./2 рулона в уп.)



18 – Фото потребительской упаковки Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 32.50.50-002-40292633-2018:125x110 мм (110 шт. в уп.)



19 – Фото потребительской упаковки Салфетки спиртовые дезинфицирующие из нетканого материала «ЭликСисепт» по ТУ 32.50.50-002-40292633-2018:130х200 мм (60 шт. в уп.)



