




1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:


- 1.1. Блок сменный Fotona SP Dynamis – 1 шт.
- 1.2. Световод шарнирный с винтами для крепления – 1 шт.
- 1.6. Ключ безопасности – 2 шт.
- 1.9. Педаль – 1 шт.

1.3




1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.3. Волокно оптическое 945 мкм, SMA – не более 2 шт.



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.4. Волокно оптическое 945 мкм манипулы MarcCo, SMA – не более 2 шт.



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.5. Блокиратор дверной – 1 шт.

1.9. Педаль – 1 шт.

1.10



Серийный
номер

Fotona
choose perfection

Laser medical device: **SP DYNAMIS**

Model: **M021-4AF/3**

SUPPLY VOLTAGE: 220-240 V

SUPPLY FREQUENCY: 50/60 Hz

LONG-TIME CURRENT: 19 A

MOMENTARY CURRENT: NA

SN 23104248

09-2023

Mass: 125 kg

TYPE B APPLIED PARTS:



(01)03830054230101

(11)230905

(21)23104248



Fotona d.o.o.
Stegne 7
SI-1000 Ljubljana
Slovenia



94024

Наклейка
безопасности



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ВИДИМОМ И НЕВИДИМОМ
ДИАПАЗОНЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЛАЗА
ИЛИ КОЖУ ПРЯМОГО И ОТРАЖЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ 4-го КЛАССА.

ДЛИНА ВОЛНЫ	1064nm	2940nm	650nm
МАКСИМ. МОЩНОСТЬ	50J/80W	3J/20W	<1mW
ДЛИНА ИМПУЛЬСА	0.1÷50ms	0.1÷1.5ms	CW

94665

IEC 60825-1/2014

Pat. www.fotona.com/patents

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis



1.8




1.7

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.8. Очки защитные ER/ND, Univet – не более 3 шт.

1.7. Очки защитные 1064 IR LB8 + 2940 DI LB4, Univet – не более 3 шт.

1.13



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.13. Манипула хирургическая R11 в составе:

- Манипула R11 – 1 шт,
- Окно защитное R11 – 2 шт,
- Инструкция – 1 шт

1.14



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.14. Манипула дерматологическая R33-T в составе:

- Манипула R33-T – 1 шт.,
- Вставки манипулы R33-T оптические, размер:
2мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм – не более 4 шт.,

- Адаптер Т-образный холодного воздуха R33-T – 1 шт.,
- Окно защитное R33-T – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- Кейс – 1 шт.

1.15

Спейсеры

3 мм

5 мм

7 мм

10 мм


12 мм

Манипула

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.15. Манипула хирургическая R04-Ti в составе:

- Манипула R04-Ti – 1 шт.,
- спейсер манипулы R04-Ti, 3 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы R04-Ti, 5 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы R04-Ti, 7 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы R04-Ti, 10 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы R04-Ti, 12 мм – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.




1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.16. Манипула хирургическая R08-Ti в составе:

- Манипула R08-Ti – 1 шт.,
- окно защитное R08-Ti – 2 шт.,
- инструмент для замены защитного окна R08-Ti – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.17



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.17. Манипула хирургическая R09-2 в составе:


- манипула R09-2 – 1 шт.,

- инструкция – 1 шт.,

- кейс – 1 шт.

1.18

Окно защитное



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.18. Манипула хирургическая R09-3T в составе:

- манипула R09-3T – 1 шт.,

- окно защитное R09-3T – 2 шт.,

- инструкция – 1 шт.



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.19. Манипула гинекологическая R09-2G в составе:

- Манипула R09-2G – 1 шт.,
- наконечник манипулы R09-2G – не более 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,

1.20

Канюля CnS

Канюля CnL

Манипула

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.20. Манипула гинекологическая R09-2Gu в составе:

- Манипула R09-2Gu – 1 шт.,
- канюля CnL манипулы R09-2Gu с волоконной трубкой – 1 шт.,
- канюля CnS манипулы R09-2Gu с волоконной трубкой – 1 шт.,

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- кейс – 1 шт.

1.21



Спейсеры 7 мм, 10 мм, 12 мм


Манипула PS01

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.21. Манипула хирургическая PS01 в составе:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Манипула PS01 – 1 шт., | - спейсер манипулы PS01, 12 мм – 1 шт., |
| спейсер манипулы PS01, 7 мм – 1 шт., | - инструкция – 1 шт., |
| спейсер манипулы PS01, 10 мм – 1 шт., | - кейс – 1 шт. |

1.22



Спейсеры 3мм, 5 мм, 7 мм, 10 мм, 12 мм

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.22. Манипула хирургическая PS02 в составе:

- манипула PS02 – 1 шт.,
- спейсер манипулы PS02, 3 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы PS02, 5 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы PS02, 10 мм – 1 шт.,
- спейсер манипулы PS02, 12 мм – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.23



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.23. Манипула хирургическая PS03 в составе:

- манипула PS03 – 1 шт.,

- окно защитное PS03 – 2 шт.,


- инструкция – 1 шт.



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.24. Манипула хирургическая PS03X в составе:

- манипула PS03X – 1 шт.,
- окно защитное PS03X – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,




1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.25. Манипула хирургическая FS01 в составе:

- манипула FS01 – 1 шт.,
- окно защитное FS01 – 2 шт.,
- инструкция - 1 шт.

1.26



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.26. Манипула дерматологическая X-Restart в составе:

- манипула X-Restart – 1 шт.,
- спейсер короткий манипулы X-Restart – не более 10 шт.,
- спейсер длинный манипулы X-Restart – не более 10 шт.,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- кейс – 1 шт.

1.27



Спейсер с аспирацией

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.27. Манипула хирургическая PEN 1.0 D в составе:

- манипула PEN 1.0 D – 1 шт.,
- спейсер PEN 1.0 D без аспирации – 1 шт.,
- спейсер PEN 1.0 D с аспирацией – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.28

Манипула R27

Канюли

300 мм

120 мм

200 мм

Инструмент
подрезки

Инструмент
разметки

Переходник Luer

Переходник
адаптивный

Втулка волокна

Переходник для
канюли

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.28. Манипула хирургическая R27 в составе:

- манипула R27 – 1 шт.,
- канюля R27, 3 x120 мм – 1 шт.,
- канюля R27, 3 x200 мм – 1 шт.,
- переходник адаптивный – 1 шт.,
- переходник Luer – 1 шт.,
- переходник для канюли – 2 шт.,
- втулка волокна – 1 шт.,
- инструмент подрезки волокна – 1 шт.,
- инструмент разметки волокна – 1 шт.,
- волокно оптическое 600 мкм – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.28

Кейс



Волокно оптическое
600 мкм




1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.28. Манипула хирургическая R27 в составе:

- волокно оптическое 600 мкм – 1 шт.


1.29



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.29. Манипула дерматологическая R34-T в составе:


- манипула R34-T – 1 шт.,
- оптическая вставка манипулы R34-T, 15 мм – 1 шт.,
- оптическая вставка манипулы R34-T, 20 мм – 1 шт.,
- адаптер Т-образный холодного воздуха R34-T – 1 шт.,
- окно защитное R34-T – 2 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.30. Манипула дерматологическая MarcCo S в составе:

- манипула MarcCo S – 1 шт.,
- спейсер манипулы MarcCo S – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт..



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.31. Манипула дерматологическая MarcCo M в составе:

- манипула MarcCo M – 1 шт.,
- спейсер манипулы MarcCo M – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,

1.32

Манипула

Спейсер

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.32. Манипула дерматологическая MarcCo L в составе:

- манипула MarcCo L – 1 шт.,
- спейсер манипулы MarcCo L – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,

1.33

Насадка GC

Насадка GA


Спекулум стандартный

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.33. Насадки G-SET на манипулу R11 в составе:

- насадка на манипулу R11 гинекологическая GA – 1 шт.,
- насадка на манипулу R11 гинекологическая GC – 1 шт.,
- спекулум стандартный для насадок на манипулу R11 гинекологических GA и GC – 1 шт.,

1.35



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.35.Спекулум малый для насадок на манипулу R11 гинекологических GA и GC – 1 шт.



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.36. Спекулум MClear для насадок на манипулу R11 гинекологических GA и GC в кейсе – 1 шт.

1.37



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.37. Спекурум SClear для насадок на манипулу R11 гинекологических GA и GC, одноразовый в составе:

•Спекулум SClear, одноразовый, 10 шт. или 42 шт. – 1 упаковка,

КАЙС — 1 шт

1.38



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.38. Насадка хирургическая LA на манипулу R11 в кейсе – 1 шт.

1.39


Насадка
Matrixview

Адаптер
Т-образный

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.39. Насадка на манипулу термосенсорная Matrixview, в составе:

- Насадка Matrixview – 1 шт.,
- Адаптер Т-образный холодного воздуха R33-T – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.40. Сканер T-Runner, модель S22-T в составе:

- сканер T-Runner модель S22-T – 1 шт.,
- спейсер S22-T длинный – 1 шт.,
- спейсер S22-T короткий – 1 шт.,
- фиксаторы кабеля – не более 10 штук,
- держатель сканера S22-T – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.41

Спекулум
GCLEAR25

Адаптер
GRD-PR

Спекулум
GCLEAR30

Кабель
сканера G22

Сканер G-Runner,
модель G22

Адаптер
GRA-FG

Адаптер
GRA-PY

Фиксаторы
волокна

Кейс

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.41. Сканер гинекологический Er:YAG G-Runner, модель G22 в составе:

- сканер G-Runner, модель G22 – 1 шт.,
- адаптер GRA-PY – 1 шт.,
- адаптер GRA-FG – 1 шт.,
- держатель сканера G22 – 1 шт.,
- спекулум GCLEAR25 – 1 шт.,
- спекулум GCLEAR30 – 1 шт.,
- кабель сканера G22 – 1 шт.,
- фиксаторы волокна – не более 10 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.42

1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.42. Сканер L-Runner модель S11 в составе:

- сканер L-Runner, модель S11 – 1 шт.,
- спейсер S11L длинный – 1 шт.,
- спейсер S11 короткий – 1 шт.,

**S11L
длинный**

**Фиксаторы
кабеля**

**Фиксаторы
кабеля**

S11 короткий

**Держатель
волокна**

**Окно
защитное**

Вставка 9 мм

Вставка 6 мм

Сканер

**Кабель
сканера**

- окно защитное выходное – 2 шт.,
- входная оптическая вставка 6 мм – 1 шт.,
- входная оптическая вставка 9 мм – 1 шт.,
- входная оптическая вставка 3 мм – 1 шт.,
- выходная линза 3 мм – 1 шт.,
- кабель сканера S11 – 1 шт.

- фиксаторы кабеля – не более 10 штук,
- оптическое волокно 945 мкм, SMA – 1 шт.,
- держатель волокна – 1 шт.,
- держатель сканера S11 – 1 шт.,
- инструкция – 1 шт.,
- кейс – 1 шт.

1.42



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.42. Сканер L-Runner модель S11 в составе:

- держатель сканера S11

1.43



1. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona SP Dynamis, в составе:

1.43. Насадка на сканер термосенсорная Matrixview S –1 шт.

2. Вид спереди



2. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona Dualis SP II

2.1. Блок сменный Dualis SP II – 1 шт.

2. Вид сзади



2. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona Dualis SP II

2.1. Блок сменный Dualis SP II – 1 шт.

3. Вид спереди



3. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona XP Dynamis в составе:

3.1. Блок сменный Fotona XP Dynamis – 1 шт.

3. Вид сбоку



3. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona XP Dynamis в составе:
3.1. Блок сменный Fotona XP Dynamis – 1 шт.

4. Вид спереди



4. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona XS Dynamis
4.1. Блок сменный Fotona XS Dynamis – 1 шт.

4. Вид сзади



4. Система лазерная медицинская для терапевтического и хирургического использования Fotona XS Dynamis

4.1. Блок сменный Fotona XS Dynamis – 1 шт.

Всего 44 листов
Генеральный директор
ООО «ГК СпортМедИмпорт»
Ефимова А.В.

