




**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ
21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, варианты исполнения:**

- 1. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет
белый, тип А – с прямой пряжкой;**
- 2. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет
хаки, тип А – с прямой пряжкой;**
- 3. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет
белый, тип Б – с изогнутой пряжкой;**
- 4. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет
хаки, тип Б – с изогнутой пряжкой.**



Общий вид Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет белый, Тип А - с прямой пружкой



Общий вид Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по
ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет хаки, Тип А - с прямой пружкой



Общий вид Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет белый, Тип Б – с изогнутой пряжей.



Общий вид Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет хаки, Тип Б – с изогнутой пряжкой.

Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C. Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Артикул

Штрих-код

Срок годности - 5 лет

Дата выпуска (месяц, год): см. на упаковке

Изделие зарегистрировано под названием: Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:

1. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А - с прямой пряжкой;
2. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А - с прямой пряжкой;
3. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б - с изогнутой пряжкой;
4. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б - с изогнутой пряжкой.

Жгут Михайлова

ОДНОРАЗОВЫЙ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ»
по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023

вариант исполнения: 1. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А - с прямой пряжкой;

09.2023



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Адрес места производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербина Петра, д.23, нежилое помещение №2
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
festitd.ru sale@fest-k.ru

ФЭСТ®

Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001

ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, РУ №

Инструкция по применению

Разместить петлю жгута выше раны, затянуть и сделать несколько оборотов до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса. **ВНИМАНИЕ!** Затягивание жгута должно производиться плавно, без рывков, во избежание чрезмерной разовой нагрузки на ленту и возможности её разрыва, а также излома пряжки. Жгут необходимо зафиксировать на крючок пряжки.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. Вложить записку с указанием времени наложения жгута.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет белый, Тип А - с прямой пряжкой

Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 1(П) по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C. Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Срок годности - 5 лет

Дата выпуска (месяц, год): см. на упаковке

Артикул

Штрих-код

Изделие зарегистрировано под названием: Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:

1. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А – с прямой пряжкой;
2. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А – с прямой пряжкой;
3. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б – с изогнутой пряжкой;
4. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б – с изогнутой пряжкой.

Жгут Михайлова

**ОДНОРАЗОВЫЙ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ»
по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023**

**вариант исполнения: 2. Жгут Михайлова одноразовый
кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А – с прямой пряжкой;**

09.2023



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Адрес места производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д.23, нежилое помещение №2
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43

ФЭСТ®

festid.ru sale@fest-id.ru
Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001
ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, РУ №

Инструкция по применению

Разместить петлю жгута выше раны, затянуть и сделать несколько оборотов до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса. **ВНИМАНИЕ!** Затягивание жгута должно производиться плавно, без рывков, во избежание чрезмерной разовой нагрузки на ленту и возможности её разрыва, а также излома пряжки. Жгут необходимо зафиксировать на крючок пряжки.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. Вложить записку с указанием времени наложения жгута.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет хаки, Тип А - с прямой пряжкой

Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C. Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Артикул

Штрих-код

Срок годности - 5 лет

Дата выпуска (месяц, год): см. на упаковке

Изделие зарегистрировано под названием: Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:

1. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А – с прямой пряжкой;
2. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А – с прямой пряжкой;
3. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б – с изогнутой пряжкой;
4. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б – с изогнутой пряжкой.

Жгут Михайлова

**ОДНОРАЗОВЫЙ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ»
по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023**

вариант исполнения: 3. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б – с изогнутой пряжкой;

09.2023



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Адрес места производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д.23, нежилое помещение №2
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
festltd.ru sale@fest-k.ru

ФЭСТ®

Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001
ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, РУ №

Инструкция по применению

Разместить петлю жгута выше раны, затянуть и сделать несколько оборотов до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса. **ВНИМАНИЕ!** Затягивание жгута должно производиться плавно, без рывков, во избежание чрезмерной разовой нагрузки на ленту и возможности её разрыва, а также излома пряжки. Жгут необходимо зафиксировать на крючок пряжки.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. Вложить записку с указанием времени наложения жгута.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет белый, Тип Б – с изогнутой пряжкой.

Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 1(П) по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C. Жгут с истекшим сроком годности относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами. Использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Артикул

Штрих-код

Срок годности - 5 лет

Дата выпуска (месяц, год): см. на упаковке

Изделие зарегистрировано под названием: Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:

1. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А – с прямой пряжкой;
2. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А – с прямой пряжкой;
3. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б – с изогнутой пряжкой;
4. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б – с изогнутой пряжкой.

Жгут Михайлова

ОДНОРАЗОВЫЙ

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ФЭСТ»

по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023

вариант исполнения: 4. Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б – с изогнутой пряжкой.

09.2023



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Адрес места производства: Россия, 156019, г. Кострома,
ул. Щербины Петра, д.23, нежилое помещение №2
Тел: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
fest@td.ru sale@fest-k.ru

ФЭСТ®

Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001
ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, РУ №

Инструкция по применению

Разместить петлю жгута выше раны, затянуть и сделать несколько оборотов до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прослушивания пульса. **ВНИМАНИЕ!** Затягивание жгута должно производиться плавно, без рывков, во избежание чрезмерной разовой нагрузки на ленту и возможности её разрыва, а также излома пряжки. Жгут необходимо зафиксировать на крючок пряжки.

Срок наложения жгута составляет 2 часа независимо от температуры окружающей среды. Вложить записку с указанием времени наложения жгута.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо:

1. осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута;
2. ослабить или снять жгут на 10-15 минут;
3. вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше;
4. отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Общий вид маркировки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет хаки, Тип Б – с изогнутой пряжкой.




Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
 ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ»
 по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023,
 вариант исполнения: Жгут Михайлова
 одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ»,
 цвет белый, тип А - с прямой пряжкой
 РУ №**

Изделие зарегистрировано под наименованием: Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А - с прямой пряжкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А - с прямой пряжкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б - с изогнутой пряжкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б - с изогнутой пряжкой.

Количество	500 шт.
Партия №/ОКХ	001
Изготовлено	09.2023

Срок годности - 5 лет с даты изготовления
 Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С.

Общий вид маркировки транспортной упаковки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290-10973749 – 2023, цвет белый, Тип А - с прямой пряжкой




Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
 ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ»
 по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023,
 вариант исполнения: Жгут Михайлова
 одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ»,
 цвет хаки, тип А - с прямой пряжкой
 РУ №**

Изделие зарегистрировано под наименованием: Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А - с прямой пряжкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А - с прямой пряжкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б - с изогнутой пряжкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б - с изогнутой пряжкой.

Количество	500 шт.
Партия №/ОКХ	001
Изготовлено	09.2023

Срок годности - 5 лет с даты изготовления
 Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С.

Общий вид маркировки транспортной упаковки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290-10973749 – 2023, цвет хаки, Тип А - с прямой пряжкой



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
 ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ»
 по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023,
 вариант исполнения: Жгут Михайлова
 одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ»,
 цвет белый, тип Б - с изогнутой пружкой
 РУ №**

Изделие зарегистрировано под названием: Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А - с прямой пружкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А - с прямой пружкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б - с изогнутой пружкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б - с изогнутой пружкой.

Количество	500 шт.
Партия №/ОКК	001
Изготовлено	09.2023

Срок годности - 5 лет с даты изготовления
Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С.

Общий вид маркировки транспортной упаковки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290-10973749 – 2023, цвет белый, Тип Б – с изогнутой пружкой.



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019, г. Кострома,
 ул. Щербины Петра, д. 23, нежилое помещение №2

ФЭСТ®

**Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ»
 по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023,
 вариант исполнения: Жгут Михайлова
 одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ»,
 цвет хаки, тип Б - с изогнутой пружкой
 РУ №**

Изделие зарегистрировано под названием: Жгут Михайлова одноразовый
 кровоостанавливающий «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24-290-10973749-2023, варианты исполнения:
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип А - с прямой пружкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип А - с прямой пружкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет белый, тип Б - с изогнутой пружкой;
 Жгут Михайлова одноразовый кровоостанавливающий «ФЭСТ», цвет хаки, тип Б - с изогнутой пружкой.

Количество	500 шт.
Партия №/ОКК	001
Изготовлено	09.2023

Срок годности - 5 лет с даты изготовления
Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5° до +40°С.

Общий вид маркировки транспортной упаковки Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ 21.20.24 - 290-10973749 – 2023, цвет хаки, Тип Б – с изогнутой пружкой.



Общий вид транспортной тары медицинского изделия на примере:
Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ
21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет белый, Типа А - с прямой пряжкой



**Общий вид транспортной тары медицинского изделия на примере:
Жгута Михайлова одноразового кровоостанавливающего «ФЭСТ» по ТУ
21.20.24 - 290- 10973749 – 2023, цвет белый, Типа А - с прямой пряжкой**

Прошито, пронумеровано,
опечатано

12 (Двадцать) листов

Директор Касаткина Э.В.

