

Редакция 4

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мед-Кит»

В.В. Волков.

2024 г.



**Этикетка
медицинского изделия**

**Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022**

Редакция 4

Варианты исполнений: РБУ ПП-01-15, РБУ ПП-02-15, РБУ ПП-03-15

Макет маркировки рециркулятора

Производитель: ООО «Мед-Кит»603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ул. Братьев Игнатовых, д. 1, к. 1, кв. 21
Адрес производства:603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, эт. 4, пом. П47

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

исполнение: _____

месяц, год изготовления _____

серийный номер _____


номинальные сетевые параметры (напряжение, частота, мощность) _____

IP20

регистрационного удостоверения № _____ от _____

ВНИМАНИЕ Внутри источник ультрафиолетового излучения

маркировка пульта управления



маркировка упаковки

Производитель: ООО «Мед-Кит»603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ул. Братьев Игнатовых, д. 1, к. 1, кв. 21
Адрес производства:603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, эт. 4, пом. П47

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

исполнение: _____



Макет транспортной маркировки

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 2

(подпись) листах



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Мед-Кит»

В.В. Волков.

02.05.2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022**

I. Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Рециркулятор - 1 шт., Подставка - 1 шт.





Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Ультрафиолетовая лампа типа T8 G13 - 1 шт., Вентилятор модель 8038B2HL - 1 шт.



Фильтрующий
материал для
воздушного
фильтра

Кассета

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Фильтрующий материал для воздушного фильтра - 1 шт., Кассета - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Пуль управления Формоса - 1 шт.



Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Выключатель сетевой (электропитания)




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Трехжильный сетевой кабель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ медицинского изделия

**Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022**

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ПАСПОРТ

медицинского изделия

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Паспорт - 1 шт.






Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
 Маркировка изделия




Производитель: ООО «Мед-Кит»603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ул. Братьев Игнатовых, д. 1, к. 1, кв. 21
Адрес производства:603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, эт. 4, пом. П47

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022
исполнение: РБУ ПП-01-15



Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-01-15»
Маркировка упаковки


2. Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»



Рециркулятор

Подставка

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Рециркулятор - 1 шт., Подставка - 1 шт.



Ультрафиолетовая лампа
типа T8 G13

Вентилятор

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Ультрафиолетовая лампа типа T8 G13 - 2 шт., Вентилятор модель 12025B2HL - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Фильтрующий материал для воздушного фильтра - 1 шт., Кассета - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Пуль управления Формоса - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Выключатель сетевой (электропитания)




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Трехжильный сетевой кабель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
медицинского изделия

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ПАСПОРТ

медицинского изделия

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Паспорт - 1 шт.






Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
 Маркировка изделия



Производитель: ООО «Мед-Кит» 603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ул. Братьев Игнатовых, д. 1, к. 1, кв. 21
Адрес производства: 603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, эт. 4, пом. П47

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022
исполнение: РБУ ПП-02-15



Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-02-15»
Маркировка упаковки

3. Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Рециркулятор - 1 шт., Подставка - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Ультрафиолетовая лампа типа T8 G13 - 3 шт., Вентилятор модель 12025B2HL - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Фильтрующий материал для воздушного фильтра - 1 шт., Кассета - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Пуль управления Формоса - 1 шт.




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Выключатель сетевой (электропитания)




Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Трехжильный сетевой кабель

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
медицинского изделия

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ПАСПОРТ
медицинского изделия

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый
по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022

Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Паспорт - 1 шт.






Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
 Маркировка изделия



Производитель: ООО «Мед-Кит»603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ул. Братьев Игнатовых, д. 1, к. 1, кв. 21
Адрес производства:603141, г. Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, эт. 4, пом. П47

Рециркулятор бактерицидный медицинский ультрафиолетовый по ТУ 32.50.50-001-83395869-2022
исполнение: РБУ ПП-03-15



Фото Рециркулятор исполнение «РБУ ПП-03-15»
Маркировка упаковки

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 31
(тридцати одна) листах

