

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО НПЦ «ДВМ»

Козырин И.В.

30 сентября 2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Ходунки на колесах для инвалидов "Я МОГУ!"

по ТУ 32.50.22-007-91079148-2019






1- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!» на примере размера 1. Составные части изделия, поставляемые при необходимости: поворотные колеса с тормозами, ограничители для ручек



2- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!» на примере размера 3. Составные части изделия, поставляемые при необходимости: поворотные колеса с тормозами




3- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!» на примере размера 1. Составные части изделия, поставляемые при необходимости: колеса с блокировкой поворота, система для голеностопов



4- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!» на примере размера 3. Составные части изделия, поставляемые при необходимости: поворотные колеса с тормозами




5- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!». Составные части изделия, поставляемые при необходимости: поворотные колеса с тормозами, разделитель для ног, поддерживающие трусики



6- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!»



7- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ




8- Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!». Составные части изделия, поставляемые при необходимости: ручка для управления ходунками, колеса с тормозами



9- Поворотное колесо с тормозом




10- Колесо с блокировкой отодвигания




11- Колесо с фрикционным тормозом




12- Колесо с блокировкой поворота



13- Колесо большое поворотное



14- Подлокотная опора



15- Система для голеностопов



16- Поддерживающие трусики
для Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-
роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!»



17- Задний упор для таза



18- Боковые упоры



19- Бедренная обойма



20- Ремень



21- Ремень с мягкой накладкой



22- Ограничитель для ручки




23- Вертикальная ручка




24- Мобильное сиденье




25- Грудная обойма




26- Разделитель для ног




27- Подушка для сужения обоймы




28- Столик



29- Столик с тренажерами



30- Столик-ванночка



31- Пластиковая накладка на столик



32- Защита ног



33- Подголовник




34- Чехол на подголовник



35- Ручка для управления ходунками для Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!»



36- Передний упор для живота



37- Задний упор для спины



38- Абдуктор



**39- Поддерживающие трусики
для Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой)
тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!»**



40- Ручка для управления ходунками для Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!»



41- Упаковка медицинского изделия «Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!» по ТУ 32.50.22-007-91079148-2019» на примере - Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!»



42- Транспортная тара медицинского изделия «Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!» по ТУ 32.50.22-007-91079148-2019 на примере - Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!»



43-Транспортная тара медицинского изделия «Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!» по ТУ 32.50.22-007-91079148-2019 на примере - Ходунков на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!»

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

44 (Сорок четыре) листов

Директор ООО НПП «ДВМ»

И.В. Козырин

30 09 2024г.





«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО НПП «ДВМ»

Козырин И.В.

30 сентября 2024 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!»
по ТУ 32.50.22-007-91079148-2019



АРТ. 

 SN

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: кг
Макс.ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 1- Макет индивидуальной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: кг
Макс.ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 2- Макет индивидуальной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!»

АРТ.



SN



Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019

РУ № РЗН 2020/12033 от

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %

Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150

Макс.масса пользователя: кг

Макс.ширина ходунков: см

Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"

620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8

Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

WWW.DVM-REAB.RU

3- Макет индивидуальной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!»

АРТ.



SN



Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019

РУ № РЗН 2020/12033 от

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %

Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150

Макс.масса пользователя: кг

Макс.ширина ходунков: см

Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"

620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8

Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru

СДЕЛАНО В РОССИИ

WWW.DVM-REAB.RU

4- Макет индивидуальной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ!»,
размер
ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от **ОТК**

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: кг
Макс.ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 5- Макет индивидуальной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том
числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!», размер
ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от **ОТК**

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: кг
Макс.ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 6- Макет индивидуальной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!»

АРТ.



Поворотные колеса с тормозами - 2 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 70 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 7- Макет индивидуальной маркировки составной части (поворотные колеса с тормозами – не более 2 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Колеса с блокировкой отодвигания - 4 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 70 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 8- Макет индивидуальной маркировки составной части (колеса с блокировкой отодвигания – не более 4 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Колеса с фрикционным тормозом - 4 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 70 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 9- Макет индивидуальной маркировки составной части (колеса с фрикционным тормозом – не более 4 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Колеса с блокировкой поворота - 4 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 70 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

- 10-Макет индивидуальной маркировки составной части (колеса с блокировкой поворота – не более 4 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Колеса большие поворотные - 4 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 100 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

11-Макет индивидуальной маркировки составной части (колеса большие поворотные – не более 4 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Подлокотные опоры - 2 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

12- Макет индивидуальной маркировки составной части (подлокотные опоры-не более 2 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-320

АРТ.



Я М О Г У!

Система для голеностопов

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

13- Макет индивидуальной маркировки составной части (система для голеностопов), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-316, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Я М О Г У!

Поддерживающие трусики

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

14-Макет индивидуальной маркировки составной части (поддерживающие трусики), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-317



15-Макет индивидуальной маркировки составной части (задний упор для таза), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-318



16-Макет индивидуальной маркировки составной части (боковые упоры – не более 2 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-318




17- Макет индивидуальной маркировки составной части (бедренная обойма), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-318



18-Макет индивидуальной маркировки составной части (ремень) поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-318

АРТ.



Ремень с мягкой накладкой

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

19-Макет индивидуальной маркировки составной части (ремень с мягкой накладкой) поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-318

АРТ.



Ограничители для ручек - 2 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

20-Макет индивидуальной маркировки составной части (ограничители для ручек – не более 2 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315

АРТ.



Я МЗГУ!

Вертикальные ручки - 2 шт.

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

21-Макет индивидуальной маркировки составной части (вертикальные ручки – не более 2 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-318

АРТ.



Я МЗГУ!

Мобильное сиденье

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 95 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

22-Макет индивидуальной маркировки составной части (мобильное сиденье), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-315, ОХД-316, ОХД-317, ОХД-318, ОХД-319, ОХД-320

АРТ.



Грудная обойма

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

23-Макет индивидуальной маркировки составной части (грудная обойма), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316

АРТ.



Абдуктор

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 35 кг

Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

24-Макет индивидуальной маркировки составной части (абдуктор), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-316, ОХД-320



25-Макет индивидуальной маркировки составной части (разделитель для ног), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-317,ОХД-319



26-Макет индивидуальной маркировки составной части (подушки для сужения обоймы – не более 2 шт.), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-317

АРТ.

Я МОГУ!

Столик

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
 Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
 Номинальная нагрузка: 10 кг

Дата выпуска:


 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
 620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
 Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
 СДЕЛАНО В РОССИИ
 WWW.DVM-REAB.RU

27-Макет индивидуальной маркировки составной части (столик), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-317, ОХД-318

АРТ.

Я МОГУ!

Столик с тренажерами

ОТК

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
 Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
 Номинальная нагрузка: 20 кг

Дата выпуска:


 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
 620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
 Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
 СДЕЛАНО В РОССИИ
 WWW.DVM-REAB.RU

28-Макет индивидуальной маркировки составной части (столик с тренажерами), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-317, ОХД-318



29-Макет индивидуальной маркировки составной части (столик-ванночка), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-317, ОХД-318



30-Макет индивидуальной маркировки составной части (пластиковая накладка на столик), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-317, ОХД-318



31-Макет индивидуальной маркировки составной части (защита ног), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-318



32-Макет индивидуальной маркировки составной части (подголовник), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-318, ОХД-320



33- Макет индивидуальной маркировки составной части (чехол на подголовник), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-318, ОХД-320



34- Макет индивидуальной маркировки составной части (ручка для управления ходунками), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-318, ОХД-320



35- Макет индивидуальной маркировки составной части (передний упор для живота), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-318



36- Макет индивидуальной маркировки составной части (задний упор для спины), поставляемой при необходимости для вариантов исполнений ОХД-318

АРТ.

 SN 

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019 РУ
№ РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: кг
Макс.ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




37- Макет транспортной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!»

АРТ.

 SN 

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: 50 кг
Макс.ширина ходунков: 69 см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




38- Макет транспортной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN 

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!», размер
ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: кг
Макс. ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




- 36- Макет транспортной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN 

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!», размер
ТУ 32.50.22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: кг
Макс. ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




- Макет транспортной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN 

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50 22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: кг
Макс. ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




37- Макет транспортной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ!»

АРТ. 

 SN 

Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50 22-007-91079148-2019
РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: кг
Макс. ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия

Дата выпуска:

 Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU




Макет транспортной маркировки медицинского изделия - Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!»

АПТ.



SN



Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019 РУ
№ РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: кг
Макс. ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия



Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

АПТ.



Задний упор для таза

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг



Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

43- Макет транспортной упаковки медицинского изделия при наличии в комплекте поставки составных частей -
на примере исполнения Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-315 «Я МОГУ!»
с составной частью (задний упор для таза), поставляемой при необходимости



44- Макет транспортной упаковки медицинского изделия при наличии в комплекте поставки составных частей -
на примере исполнения Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки-роллаторы, модель ОХД-316 «Я МОГУ!»
с составной частью (система для голеностопов), поставляемой при необходимости



45- Макет транспортной упаковки медицинского изделия при наличии в комплекте поставки составных частей - на примере исполнения Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-317 «Я МОГУ!» с составной частью (подушки для сужения обимы – 2 шт.), поставляемой при необходимости



46- Макет транспортной упаковки медицинского изделия при наличии в комплекте поставки составных частей - на примере исполнения Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-318 «Я МОГУ!» с составной частью (столик), поставляемой при необходимости

АРТ.



SN




Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение
Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ!»,
размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019

РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс.масса пользователя: кг
Макс.ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия



Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

АРТ.



Разделитель для ног

Условия хранения: в сухих помещениях при
температуре воздуха от -5°C до +30°C и
относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг



Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

47- Макет транспортной упаковки медицинского изделия при наличии в комплекте поставки составных частей -
на примере исполнения Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с опорой на предплечье, модель ОХД-319 «Я МОГУ!»
с составной частью (разделитель для ног), поставляемой при необходимости

АПТ.



SN




Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!», размер

ТУ 32.50.22-007-91079148-2019

РУ № РЗН 2020/12033 от

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Макс. масса пользователя: кг
Макс. ширина ходунков: см
Область применения: ЛПУ, домашние условия



Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

АПТ.



Подголовник

Условия хранения: в сухих помещениях при температуре воздуха от -5°C до +30°C и относительной влажности воздуха 40-80 %
Условия транспортирования: 5 по ГОСТ 15150
Номинальная нагрузка: 10 кг



Дата выпуска:



Производитель: ООО НПП "ДВМ"
620135, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 1-8
Тел: +7 (343) 3831195; e-mail: info@dvm-reab.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.DVM-REAB.RU

48- Макет транспортной упаковки медицинского изделия при наличии в комплекте поставки составных частей - на примере исполнения Ходунки на колесах для инвалидов «Я МОГУ!», исполнение Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных ДЦП, модель ОХД-320 «Я МОГУ!» с составной частью (подголовник), поставляемой при необходимости

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листов

Директор ООО НПП «ДВМ»
Козырин И.В.

Научно-
производственное
предприятие
«Детская
Восстановительная
Медицина»

32 08

2024г.

