


Фотографические изображения медицинского изделия

Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный по ТУ 32.50.50-004-01813981-2020 в вариантах исполнения



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный. 96-луночный, плоскостойкий (без крышки), без маркировки



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, плоскодонный (без крышки)

ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ЦРМИ» Современные технологии
633009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, д. 64, кв. 42

размер: 126,90×84,60×14,14 мм-вес: 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации

SN M-01-02-20


РЭН РУ № _____ от _____

Условия эксплуатации: отходы класса Б - эпидемиологически опасные отходы
Использовать НЕПОЖЕЛУЕМО


Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

STERILE R

IVD



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный, 96-луночный, плоскодонный (с крышкой) без упаковки



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, плоскодонный (с крышкой)

ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ЦРМИ Современные технологии»
633009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, д. 64, кв. 42

размер: 127,95×85,95×22,19 мм кол-во: 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации


SN M-01-02-21

РЗН РУ № _____ от _____

Условия утилизации: отходы класса В - эпидемиологически опасные отходы.
Изделие НЕТОКСИЧНО

Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

STERILE R IVD



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, круглодонный (без крышки)

ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ЦРМИ» Современная технология
633009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, д. 64, кв. 42

размер: 127,80×85,20×14,29 мм кол-во: 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации

SN M-01-02-22

РЭН РУ № _____ от _____

Условия упаковки: отходы класса В - биологические опасные отходы.
Исходные НЕТОКСИЧНО

Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

СТЕРИЛЬН

IVD



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, круглодонный (с крышечкой)
ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ПКФ Современная технология»
63009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, д. 64, кв. 42

размер: 127,95×85,95×22,34 кол-во: 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.
60 месяцев с даты стерилизации

SN M-01-02-23

РЭН РУ № _____ от _____

Условия утилизации: отходы класса В - эпидемиологически опасные отходы.
Изделие НЕТОКСИЧНО
Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

STERILE R IVD

Маркировка - Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный, 96-луночный, круглодонный (с крышечкой)



Платшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, V-образное дно (без крышки)
ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ЦРМ» Современные технологии
613009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон д. 64, кв. 42

размер: 127,60±83,0±14,29 код-мод. 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации

SN M-01-02-24

РЭН ПУ № 97

Условия эксплуатации: отходы класса В - биологически опасные отходы.
Использовать НЕТОКСИЧНО
Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%.

СТЕРИЛЬНЫЙ IVD



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный, 96-луночный, V-образное дно (с крышкой) в стерильной упаковке

Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, V-образное дно (с крышкой)

ООО «ЦРМИ» Современная технология
633009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, д. 64, кв. 42

размер: 127,95 × 85,95 × 22,34 код-нос. 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации

М-01-02-25

РЭН РУ № _____ от _____


Условия утилизации: отходы класса В - биологический опасный отходы.
Изделие НЕТОКСИЧНО

Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

STERILE

IVD

Маркировка - Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный, 96-луночный, V-образное дно (с крышкой)



Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный,
96-луночный, разборный (без крышки)
ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ЦРМ» Современная технология
633009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон д. 64, кв. 42

размер: 128,69-86,48-13,57 кол-во: 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.
60 месяцев с даты стерилизации

SN M-01-02-26


РЭН РУ № _____ от _____

Условия утилизации: отходы класса В - эпидемиологически опасные отходы.
Индикатор: НЕТОКСИЧНО
Условия хранения: от +1 °C до +40 °C
и относительной влажности воздуха до 90%

STERILE IVD


Маркировка - Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный, 96-луночный, разборный (без крышки)





Маркировка - Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный, 96-луночный, разборный (с крышкой)

Комплектующие:



Крышка для планшета, стерильная, без упаковки



Крышка для планшета, стерильная, в стерильной упаковке

Крышка для планшета, стерильная
ТУ 32.50.50-004-01813981-2020

ООО «ЦРМ» Современное тестирование
631009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон д. 64, кв. 42

размер: 127,95±85,95±8,05 кол-во: 1 шт.

20.05.2021 г.
Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации

SN M-01-02-28

РН РУ № _____ от _____

Условия упаковки: отходы класса В - эпидемиологически опасные отходы.
Название ИТЕКСИЧНО

Условия хранения: от +1 °С до +40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%

STERILE A IVD


Маркировка - Крышка для планшета, стерильная



Плёнка для планшета, стерильная, без упаковки



Плёнка для планшета, стерильная, в стерильной упаковке



Маркировка - Плёнка для планшета, стерильная

**Планшет для иммуноферментного анализа, стерильный по ТУ
32.50.50-004-01813981-2020 в вариантах исполнения**



ООО «ПКФ Современные технологии»
633009, Область Новосибирская, г. Бердск, Микрорайон, д. 64, кв.42



20.05.2021 г.



Стерилизовано 20.05.2021 г.

60 месяцев с даты стерилизации

Условия хранения: от +1 °С до + 40 °С
и относительной влажности воздуха до 90%

Условия транспортирования от - 40 °С до + 40 °С
и относительной влажности воздуха до 98%

Код партии _____

число ед. изд. в
упаковке _____ шт.

масса нетто _____ г.



масса брутто _____ г.

Образец маркировки групповой упаковки (транспортной тары)

Прошито и пронумеровано на 25 листах

Генеральный директор ООО «ПКФ Современные Технологии»

П.А. Самойлов

