



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор




Хусаинов М.Д.

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РНК ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
(РеалБест ВИЧ ПЦР)
по ТУ 9398-201-23548172-2009
(Комплект 1)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 «Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009
 Комплект 1 серия 2



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

D-0195

набор реагентов для выявления
и количественного определения РНК
вируса иммунодефицита человека
методом ОТ-ПЦР в реальном времени

РеалБест ВИЧ ПЦР (комплект 1)

LOT 2

СОСТАВ:

LOT

1. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС)	96 пр.	11821
2. Слабый положительный контрольный образец (СПКО)	1 фл.	224
3. Положительный контрольный образец (ПКО)	2 фл.	220
4. Калибровочный образец 1 (КО1)	1 фл.	112
5. Калибровочный образец 2 (КО2)	1 фл.	112
6. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)	2 фл. по 4 мл	234
7. Завинчивающиеся крышки для флаконов	5 шт.	
8. Оптическая пленка	1,5 листа	
9. Вкладыш со штрих-кодом	1 шт.	

ТУ 9398-201-23548172-2009
ПУ № ФСР 2010/07204 от 25.03.2017


ВЕКТОР

БЕСТ

REF **D-0195**

LOT

2



IVD


Σ 96



2023-07-31

2024-07-31

РеалБест ВИЧ ПЦР
(комплект 1)



0195xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009

Комплект 1 серия 2






Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009

Комплект 1 серия 2





РеалБест ВИЧ ПЦР (комплект 1)

D-0195

Инфекция: ВИЧ				Штрих-код набора
Флуор. канал: FAM/ROX				
Протокол: ОТ-ПЦР				0130111821
Серия набора: 2				
	серия	штрих-код серии	конц-ция, МЕ/мл	штрих-код
КО1	112	 011298	1800000	 013186
КО2	112	 011299	1600	 013163
ПКО	220	 022001	18000	 013184
СПКО	224	Диапазон допустимых значений Ct контрольных образцов		
		CFX96	DT-96	
КО1		19-23	19-23	
КО2		29-33	29-33	
ПКО		25-29	25-29	

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологиям и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
12 2023 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Директор по технологиям и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
05 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаннов М.Д.

2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РНК ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
(РеалБест ВИЧ ПЦР)
по ТУ 9398-201-23548172-2009
(Комплект 2)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009

Комплект 2 серия 1



БЕКТОР

БЕСТ

REF

D-0196

набор реагентов для выявления
и количественного определения РНК
вируса иммунодефицита человека
методом ОТ-ПЦР в реальном времени

РеалБест ВИЧ ПЦР (комплект 2)

LOT 1

СОСТАВ:

LOT


1. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС)	96 пр.	11778
2. Слабый положительный контрольный образец (СПКО)	1 фл.	224
3. Раствор для восстановления контрольных образцов (РВК)	1 фл. 4 мл	234
4. Завинчивающаяся крышка для флакона	1 шт.	
5. Оптическая плёнка	1,5 листа	
6. Вкладыш со штрих-кодом	1 шт.	

ТУ 9398-201-23548172-2009
ПУ № ФСР 2010/07204 от 25.03.2017

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009 №2

Комплект 2 серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009


Комплект 2 серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009


Комплект 2 серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009


Комплект 2 серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009

Комплект 2 серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в реальном времени (РеалБест ВИЧ ПЦР)» по ТУ 9398-201-23548172-2009

Комплект 2 серия 1

РеалБест ВИЧ ПЦР (комплект 2)

D-0196

Объект ВИЧ

Флуор. канал: FAM/ROX

Протокол: ОТ-ПЦР

Серия набора: 1

Штрих-код набора



0140111778

	серия
СПКО	224

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
12 2023 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.
05 2024 г.