

Исполнительный директор  
ООО «АДЬЮТОР»  
Лузгин А.А.  
по доверенности № 400  
от 31.05.2024г.

**КОПИЯ**



**УТВЕРЖДАЮ**

Исполнительный директор

ООО «АДЬЮТОР»

А.А. Лузгин

«13» января 2023 г.

30 07 24

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Манжеты для измерителей артериального давления торговой марки  
«Адютор»®**

ТУ 26.60.12-005-58286981-2022

Производства: ООО «Адютор»

2023 г.

В общем виде (рисунок 1) манжета состоит из пневмокамеры (надувного компонента манжеты) и рукава или чехла (части манжеты, изготовленной из неэластичного материала, в которой размещена пневмокамера).




Рисунок 1 – Общий вид манжет

1 – рукав (чехол); 2 – текстильная застежка; 3 – пневматическая камера (пневмокамера) с одной или двумя трубками; 4 – металлическое кольцо

Номенклатура изделий представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура манжет


| Обозначение<br>(идентификацион-<br>ный номер) | Описа-<br>ние                     | Материал<br>пневмока-<br>меры | Размер пневмо-<br>камеры, см<br>(длина×ширина) | Коли-<br>чество<br>трубок | Наличие<br>кольца | Обхват,<br>см | Размеры<br>манжеты, см<br>(длина×ширина) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
| AD2210                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                        | 22±2×13±1                                      | 1                         | да                | 25 – 38       | 50±2×14±1                                |
| AD2211                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | ПВХ                           | 22±2×13±1                                      | 1                         | да                | 22 – 32       | 50±2×14±1                                |
| AD2212                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>большая | латекс                        | 30±2×15±1                                      | 1                         | нет               | 32 – 54       | 70±2×17±1                                |
| AD2213                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>большая | латекс                        | 30±2×15±1                                      | 1                         | да                | 36 – 54       | 70±2×17±1                                |
| AD2214                                        | детская,<br>малая                 | латекс                        | 12±1×6±0,5                                     | 1                         | нет               | 11 – 19       | 26,5±1×8±0,5                             |
| AD2215                                        | детская,<br>новорож-<br>денная    | латекс                        | 9±0,5×3±0,2                                    | 1                         | нет               | 7 – 12        | 19,5±0,5×6,5±0,2                         |
| AD2216                                        | детская,<br>средняя               | латекс                        | 19±1×10±0,5                                    | 1                         | нет               | 18 – 26       | 35±1×10±0,5                              |
| AD2217                                        | детская,<br>средняя               | латекс                        | 19±1×10±0,5                                    | 1                         | да                | 18 – 26       | 35±1×10±0,5                              |
| AD2218                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                        | 22±2×13±1                                      | 1                         | нет               | 25 – 38       | 50±2×14±1                                |
| AD2219                                        | взрослая,<br>бедрен-<br>ная       | латекс                        | 35±2×17±2                                      | 1                         | нет               | 36 – 60       | 79,2±2×21,5±1                            |
| AD2220                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                        | 22±2×13±1                                      | 2                         | да                | 25 – 38       | 50±2×14±1                                |
| AD2221                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                        | 22±2×13±1                                      | 2                         | нет               | 25 – 38       | 50±2×14±1                                |
| AD2222                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>большая | латекс                        | 30±2×15±1                                      | 2                         | да                | 36 – 54       | 70±2×17±1                                |
| AD2223                                        | взрослая,<br>бедрен-<br>ная       | латекс                        | 35±2×17±2                                      | 2                         | нет               | 36 – 60       | 79±2×21,5±1                              |
| AD2224                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>большая | латекс                        | 30±2×15±1                                      | 2                         | нет               | 32 – 54       | 70±2×17±1                                |
| AD2225                                        | детская,<br>новорож-<br>денная    | латекс                        | 9±0,5×3±0,2                                    | 2                         | нет               | 7 – 12        | 19,5±0,5×6,5±0,2                         |
| AD2226                                        | детская,<br>малая                 | латекс                        | 12±1×6±0,5                                     | 2                         | нет               | 11 – 19       | 26,5±1×8±0,5                             |
| AD2227                                        | детская,<br>средняя               | латекс                        | 19±1×10±0,5                                    | 2                         | нет               | 18 – 26       | 35±1×10±0,5                              |
| AD2228                                        | детская,<br>средняя               | латекс                        | 19±1×10±0,5                                    | 2                         | да                | 18 – 26       | 35±1×10±0,5                              |
| AD2229                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                        | 22±2×12±1                                      | 2                         | нет               | 22 – 42       | 55±2×14±1                                |
| AD2230                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>большая | ПВХ                           | 30±2×15±1                                      | 1                         | да                | 30 – 45       | 62±2×17,5±1                              |
| AD2231                                        | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                        | 22±2×12±1                                      | 1                         | нет               | 22 – 42       | 55±2×14±1                                |
| AD2232                                        | взрослая,                         | латекс                        | 22±2×12±1                                      | 1                         | да                | 24 – 42       | 54±2×14±1                                |

| Обозначение<br>(идентификационный номер) | Описание                          | Материал<br>пневмокамеры | Размер пневмокамеры, см<br>(длина×ширина) | Количество<br>трубок | Наличие<br>кольца | Обхват,<br>см | Размеры<br>манжеты, см<br>(длина×ширина) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                          | плечевая,<br>средняя              |                          |                                           |                      |                   |               |                                          |
| AD2233                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                   | 22±2×12±1                                 | 1                    | да                | 24 – 42       | 55±2×13±1<br>(конус)                     |
| AD2234                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                   | 22±2×12±1                                 | 1                    | нет               | 22 – 42       | 55±2×13±1<br>(конус)                     |
| AD2235                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | ПВХ                      | 22±2×13±1                                 | 1                    | да                | 22 – 42       | 55±2×13±1<br>(конус)                     |
| AD2236                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | ПВХ                      | 22±2×13±1                                 | 1                    | да                | 24 – 42       | 55±2×13±1<br>(конус)                     |
| AD2240                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                   | 22±2×12±1                                 | 2                    | да                | 24 – 42       | 54±2×14±1                                |
| AD2241                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                   | 22±2×12±1                                 | 2                    | да                | 24 – 42       | 55±2×13±1<br>(конус)                     |
| AD2242                                   | взрослая,<br>плечевая,<br>средняя | латекс                   | 22±2×12±1                                 | 2                    | нет               | 22 – 42       | 55±2×13±1<br>(конус)                     |

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2210



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом AD2211



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца  
AD2212



Лицевая сторона



Оборотная сторона


Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2213




Лицевая сторона



Оборотная сторона




Лицевая сторона



Оборотная сторона

Манжета детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2215



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца  
AD2216



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом  
AD2217



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2218




Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета бедренная с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2219



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2220



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца  
AD2221




Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2222



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Манжета бедренная с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2223



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца  
AD2224



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета детская (новорожденная) с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2225




Лицевая сторона




Оборотная сторона




Лицевая сторона



Оборотная сторона



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета детская средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2228



Лицевая сторона



Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом AD2230




Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца AD2229



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца AD2231




Лицевая сторона



Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом AD2232



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом  
AD2233



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой без кольца  
AD2234




Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой без кольца AD2235




Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом AD2236



Лицевая сторона




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом AD2240




Лицевая сторона



**Оборотная сторона**


**Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками с кольцом  
AD2241**

**Лицевая сторона**




Оборотная сторона

Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с двумя трубками без кольца  
AD2242



Лицевая сторона



Оборотная сторона

КОПИЯ ВЕРНА

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 64

листках

300724

Исполнительный директор  
ООО "АДЬЮТОР"  
Лузгин А.А.  
по доверенности № 400  
от 31.05.2024г.



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «АДЬЮТОР»

А.А. Лузгин

« 25 » мая 2023 г.



КОПИЯ 300724

Исполнительный директор  
ООО "АДЬЮТОР"  
Лузгин А.А.  
по доверенности № 400  
от 31.05.2024г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УПАКОВКИ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Манжеты для измерителей артериального давления торговой марки  
«Адютор»®

ТУ 26.60.12-005-58286981-2022

Производства: ООО «Адютор»

2023 г.

## Манжеты серии STANDART / KIDS





## Манжеты серии STANDART PLUS/ SELECT



## МАНЖЕТА

для измерителей артериального давления

### СЕРИЯ STANDARD PLUS

| Возрастные категории                                                                         | Средний рост |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| А00029 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, без клапана | 170-180      |
| А00031 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном  | 170-180      |
| А00032 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном  | 170-180      |
| А00034 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном  | 170-180      |


### СЕРИЯ SELECT

|                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| А00033 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном | 170-180 |
| А00034 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном | 170-180 |
| А00035 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном | 170-180 |
| А00036 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном | 170-180 |
| А00037 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном | 170-180 |
| А00038 Манжета взрослой категории с шириной плеча 32-42 см, с датчиком давления, с клапаном | 170-180 |

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ТОНОМЕТРОВ

## МАНЖЕТА

для измерителей артериального давления



Импортирует ООО «АДЬЮТОР»  
в Санкт-Петербурге по адресу:  
А.Л. Сергеев, 21 кв. 2

Место производства:  
ООО «АДЬЮТОР»  
Санкт-Петербург

Адрес: Россия, 195114, г. Санкт-Петербург, Московский район, д. 1, лит. В

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ТОНОМЕТРОВ

## Изображение упаковки (коробка)

### Манжеты серии LARGE



**АДЬЮТОР**  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## МАНЖЕТА

для измерителей артериального давления

### СЕРИЯ LARGE

| Модель | Наименование                                                                            | Обхват, см |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AD2212 | Манжета взрослая плечевая большая с латексной пневмокамерой с одной трубкой без кольца  | 32-54      |
| AD2213 | Манжета взрослая плечевая большая с латексной пневмокамерой с одной трубкой с кольцом   | 36-54      |
| AD2219 | Манжета бедренная с латексной пневмокамерой с одной трубкой без кольца                  | 36-60      |
| AD2222 | Манжета взрослая плечевая большая с латексной пневмокамерой с двумя трубками с кольцом  | 36-54      |
| AD2223 | Манжета бедренная с латексной пневмокамерой с двумя трубками без кольца                 | 36-60      |
| AD2224 | Манжета взрослая плечевая большая с латексной пневмокамерой с двумя трубками без кольца | 32-54      |
| AD2230 | Манжета взрослая плечевая большая с пневмокамерой из ПВХ с одной трубкой с кольцом      | 30-45      |

**АДЬЮТОР**  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## МАНЖЕТА

для измерителей артериального давления



Использование  
протестировано

Выполнено из  
качественных  
материалов

S M L  
Широкий выбор  
размеров

Импортирует ООО "Адютор"  
Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 1, лит. Р, этаж 2  
Место производства:  
ООО "Адютор"  
Адрес: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Мухоморова ул., д. 1, лит. Р

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ТОНОМЕТРОВ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ТОНОМЕТРОВ

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор  
ООО "АДЪЮТОР"  
Лузгин А.А.  
по доверенности № 400  
от 31.05.2024г.

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 7

семь 300724 листах



УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «АДЬЮТОР»

А.А. Лузгин

« 15 » *мая* 2023 г.



**КОПИЯ 30 07 24**

Исполнительный директор  
ООО "АДЬЮТОР"  
Лузгин А.А.  
по доверенности № 400  
от 31.05.2024г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ УПАКОВКИ  
(ТРАНСПОРТНАЯ ТАРА) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Манжеты для измерителей артериального давления торговой марки  
«Адютор»®

ТУ 26.60.12-005-58286981-2022

Производства: ООО «Адютор»

2023 г.

Изображение упаковки МИ (транспортная тара-гофроящик)

Вид сверху



Изображение упаковки МИ (транспортная тара-гофроящик)

Вид снизу




Вид справа (торец)




Изображение упаковки МИ (транспортная тара-гофроящик)

Вид слева (торец)




Изображение упаковки МИ (транспортная тара-гофроящик)  
Вид спереди



Изображение упаковки МИ (транспортная тара-гофроящик)

Вид сзади



КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор  
ООО "АДЪЮТОР"  
Лузгин А.А.  
по доверенности № 400  
от 31.05.2024г.

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 7

сшш

листах

300724

