

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2)».



REF 04T8320

IVD



Набор реагентов для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2)»

10 картриджей по 200 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alkaline Phosphatase2 R1) – 10 x 51.7 мл;
- Реагент 2 (Alkaline Phosphatase2 R2) – 10 x 13.6 мл;
- Инструкция по применению.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland/ Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____/ Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott /IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва,
Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), Кат № 04T8330



04T8330



Набор реагентов для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2)»

10 картриджей по 590 тестов в составе:

- Реагент 1 (Alkaline Phosphatase2 R1) – 10 x 51.7 мл;
- Реагент 2 (Alkaline Phosphatase2 R2) – 10 x 33.2 мл;
- Инструкция по применению.

Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)/ **Место производства:** Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland/ **Страна происхождения:** Ирландия / РУ № ____/____ от ____/____ / **Инструкция по применению на русском языке:** www.corelaboratory.abbott /IFU / **Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.**

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

**Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)**

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity c (Alkaline Phosphatase2), Кат № 04Т8320



AlkP2



Alkaline Phosphatase2

Abbott

AlkP2

REF 04T8330

LOT 8p

EXP

www.coriabiochemistry.abbott.ru

R1 10 x 51.7 mL

R2 10 x 33.2 mL

CONTAINS: AZIDE



Alinity c

IND

CE 0123

PRODUCT OF IRELAND

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Abbott Park, Lifford
Co. Donegal
Ireland
+353-13-3331160

03C2869-03

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity c (Alkaline Phosphatase2), Кат № 04T8320

Alinity c R1 51.7 mL CONTAINS: AZIDE ! Abbott A100 Longford, Ireland G93290R02 8°C 2°C SN	AlkP2 Alkaline Phosphatase2 04T83 R2 13.6 mL CONTAINS: AZIDE IVD Exp. LOT G93291R01 Abbott	H06607R01 AlkP2 IVD
--	---	--

 Alinity c  R1 51.7 mL CONTAINS: AZIDE  Abbott AIDD Longford, Ireland G93288R02 	AlkP2 Alkaline Phosphatase2 04T83 R2 33.2 mL CONTAINS: AZIDE   Exp.  G93289R01 	H06607R01 AlkP2 
--	---	--



ЛИСТОВ

Подпись

Abbott Laboratories



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ
"Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2)».

Содержание

I. Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320, вид снаружи	3
II. Фотографическое изображение медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320, вид внутри	4
III. Фотографическое изображение медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320, общий вид.....	6
IV. Картриджи Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320...	8
V. Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330, вид снаружи	10
VI. Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330, вид внутри	12
VII. Картриджи Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330.	14
VIII. Фотографическое изображение медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330, общий вид.....	16

I. Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320, вид снаружи



II. Фотографическое изображение медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity c (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320, вид внутри





III. Фотографическое изображение медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320, общий вид






IV. Картриджи Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity c (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8320





V. Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330, вид снаружи






VI. Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity c (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04Т8330, вид внутри





VII. Карtridge Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity c (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330





VIII. Фотографическое изображение медицинского изделия Щелочная фосфатаза2 Реагенты для Alinity с (Alkaline Phosphatase2), кат. № 04T8330, общий вид



