

Утверждаю

Генеральный директор

АО «Уральский
приборостроительный завод»»

А.В. Миллер

«20» _____ 2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-У с принадлежностями


по ТУ 32.50.21-006-07509215-2017

Производство:


Акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»

Юридический адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км. Челябинского тракта


Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-У» с принадлежностями по
ТУ 32.50.21-006-07509215-2017



Блок розеток



Адаптер, производства фирмы «Ковидиен Ллс», США




Влагосборник многоразовый, вариант исполнения: G-313003-1, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Коннектор (адаптор), вариант исполнения: 9014-D, производства фирмы «ВАДИ
Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Влагосборник




Датчик взрослый SpO₂




Датчик неонатальный SpO₂ одноразовый



Датчик неонатальный SpO₂ многоразовый



Датчик капнографический



Адаптер датчика капнографического



P56.06.950

Адаптер датчика капнографического.
Одноразовое использование



АО «УПЗ» РФ 624000, Свердловская область, Сысертский район, 25 км Челябинского тракта



Повторно не использовать!



01-2017



LOT

A170028

SN


000125




01-2020

Дата упаковывания _____ Упаковщик _____


Коннектор клапана выдоха



Трубка гофрированная силиконовая для дыхательных аппаратов ТГСД по ТУ 9444-016-48423543-2007, производства фирмы ООО «РТИ Силиконы», Россия



Датчик потока



Датчик потока неонатальный




Контур дыхательный детский одноразовый: D-330000, производства фирмы «ВАДИ
Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань



Контур дыхательный детский многоразовый, вариант исполнения: G-330000,
производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань



Контур дыхательный для новорожденных одноразовый: D-329000, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Контур дыхательный для новорожденных многоразовый, вариант исполнения:
G-329000, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»,
Тайвань



Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями, производства фирмы «Фишер & Пэйкел Хелткер Лимитед», Новая Зеландия



Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких с принадлежностями, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Соединитель гибкий, шарнирный, угловой, производства фирмы «Интерсерджикал Лтд», Великобритания




Трубка гофрированная с коннектором (flex tube), вариант исполнения: G-322011, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань



Дыхательный вирусно-бактериальный фильтр для аппаратов, производства фирмы «Интерсерджикал Лтд», Великобритания



Фильтр, вариант исполнения: 800-51700, производства фирмы «ВАДИ Медикал
Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань



РП 11.19-00.050; -01 УГОЛЬНИК Многоразовое использование



АО «УПЗ» РФ 624000, Свердловская область, Сысертский район,
25 км Челябинского тракта


Метод дезинфекции:

Дезинфицировать погружением в раствор 4% ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА, экспозиция 90 мин.

После дезинфекции детали промыть под проточной водой, используя мягкую щетку для удаления дезинфицирующего раствора и органического вещества.

Метод паровой дезинфекции: температура $110^{\circ}\pm 2^{\circ}$, давление $0,05\pm 0,02$ МПа, время автоклавирования 20 ± 5 мин.

Хранить в асептических условиях.



03-2017


01-2020

Дата упаковки 20.11.2017 паковщик *[signature]*


Ларингеальная маска: классическая, применяемая при МРТ с армированным воздуховодом, размером 4, производства фирмы «Интерсерджикал Лтд», Великобритания



Маска трахеальная, вариант исполнения: 800-10001, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Маска трахеальная, вариант исполнения: 800-20001, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Маска силиконовая, вариант исполнения: S-100-1, производства фирмы «ВАДИ
Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань



Маска силиконовая, вариант исполнения: S-100-4, производства фирмы «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань




Аппарат CPAP терапии CNO с принадлежностями, производства фирмы «Медин Медикал Инновейшнз ГмбХ», Германия



генератор CPAP Miniflow одноразовый




канюля назальная силиконовая;




маска назальная




шапочка для фиксации генератора одноразовая



контур пациента дыхательный




линия давления для контура одноразовая




генератор CPAP Medijet одноразовый



Небулайзер Aeroneb Pro с принадлежностями, производства фирмы «Аэроджен Лтд», Ирландия




Распылитель аэрозоля: трахеобронхиального и альвеолярного осаждения,
производства фирмы «Интерсерджикал Лтд», Великобритания



Кислородная трубка постоянного и переменного сечения, производства фирмы «Интерсерджикал Лтд», Великобритания




Соединитель Т-образный 1800000, производства фирмы «Интерседжикал Лтд»,
Великобритания



Шланг для воздуха



Шланг для кислорода




Штуцер, длина 40 мм




Штуцер, длина 43 мм




Штуцер, длина 50 мм




Мешок дыхательный, производства фирмы «Ковидиен Ллс», США



Дыхательный мешок объемом 2 л, производства фирмы «Интерсерджикал Лтд»,
Великобритания



Тестовое легкое, вариант исполнения G-118000-0, производства фирмы «ВАД/Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань



Прошито и пронумеровано 59 листа (ов)
Генеральный директор АО «УПЗ»
Миллер А.В.

