

Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, однократного применения «КОНТУР» по ТУ 32.50.13-007-43225198-2018, варианты исполнений:

1. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,3мм, длиной l_1 40мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение);
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
2. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,5мм, длиной l_1 36мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 2 (с косым поперечным сечением под угол α_2°), размеры α_2° : 22° ;
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
3. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром 0,4мм, длиной l_1 32мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 3 (с косым поперечным сечением части трубки под угол α_3° на расстоянии l_3 от конца в мм), размеры α_3° 45° и l_3 2мм;
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
4. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,7мм, длиной l_1 32мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 4 (скругленная);
 Уплотнение конца канюли: горизонтальное уплотнение всей трубки канюли;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
5. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,65мм, длиной 5мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 5 (с удлиненным металлическим наконечником меньшего диаметра), размеры ($d_1 \times l_4$ в мм): d_1 0,5мм и l_4 2мм.
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
6. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,6мм, длиной l_1 22мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 6 (оливообразная);
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
7. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,8мм, длиной 30.
 Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 7 (завальцованная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 1шт;
 Уплотнение конца канюли: горизонтальное уплотнение конца канюли, всей трубки канюли или без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 Покрытие трубки канюли: силиконовое, антибликовое или без покрытия.
8. Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 1,1мм, длиной l_1 20мм.
 Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 8 (оливообразная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 1шт.
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.




ФОТО 1




ФОТО 4




ФОТО 5

1.1 Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,7 мм, длиной l_1 25мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение);

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: с шероховатым концом;

С боковыми отверстиями: без боковых отверстий;

Покрывание трубки канюли: антибликовое.

5.1 Исполнение 1, размеры ($d \times l_1$, в мм): диаметром d 0,9мм, длиной 32мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 5 (с удлиненным гибким меньшего диаметра), размеры ($d_1 \times l_4$ в мм): d_1 0,55мм и l_4 1мм.

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрывание трубки канюли: силиконовое.




ФОТО 5



ФОТО 6

Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, однократного применения «КОНТУР» по ТУ 32.50.13-007-43225198-2018, варианты исполнений:

9. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 0,5мм и длиной l_1 22мм, длиной l_2 от 9мм, радиусом R 2мм, α_1 45°.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение);

Уплотнение конца канюли: горизонтальное конца канюли;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 2шт., внешние 2шт;

Покрытие трубки канюли: без покрытия.

10. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 0,7мм и длиной l_1 22мм, длиной l_2 от 9мм, радиусом R 2мм, α_1 45°.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 2 (с косым поперечным сечением под угол α_2°), размеры α_2° : 45°;

Уплотнение конца канюли: го без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: без боковых отверстий;

Покрытие трубки канюли: покрытия.

11. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 0,4мм и длиной l_1 32мм, длиной l_2 11мм, радиусом R 2мм, α_1 60°.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 3 (с косым поперечным сечением части трубки под угол α_3° на расстоянии l_3 от конца в мм), размеры α_3 45° и l_3 2мм;

Уплотнение конца канюли: гори без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрытие трубки канюли: без покрытия.

12. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 1,1мм и длиной l_1 25мм, длиной l_2 7мм, радиусом R 2мм, α_1 40°.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 4 (скруглённая);

Уплотнение конца канюли: горизонтальное всей трубки канюли;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрытие трубки канюли: без покрытия.

13. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 0,9мм и длиной l_1 25мм, длиной l_2 15мм, радиусом R 2мм, α_1 45°.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 5 (с удлинённым металлическим наконечником меньшего диаметра), размеры ($d_1 \times l_4$ в мм): d_1 от 0,5 и l_4 2мм.

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрытие трубки канюли: без покрытия.

14. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 0,8мм и длиной l_1 30мм, длиной l_2 15мм, радиусом R 2мм, α_1 45°.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 6 (оливообразная);

Уплотнение конца канюли: горизонт без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 1шт.;

Покрытие трубки канюли: без покрытия.

15. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 0,6мм и длиной l_1 22мм, длиной l_2 10мм, радиусом R 2мм, α_1 30°.

Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 7 (завальцованная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 1шт.;

Уплотнение конца канюли: г без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

Покрытие трубки канюли: без покрытия.

16. Исполнение 2, ($d \times l_1, l_2, R$, в мм, α_1°): диаметром d 1,2мм и длиной l_1 30мм, длиной l_2 9мм, радиусом R 2мм, α_1 21°.

Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 8 (оливообразная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): слева 1шт. и справа 1шт.

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;





ФОТО 7



ФОТО 9

ФОТО 10



Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, однократного применения «КОНТУР» по ТУ 32.50.13-007-43225198-2018, варианты исполнений:

17. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,4мм, длиной l_1 22мм, длиной l_2 11мм, радиусом R 19мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение);

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрывание трубки канюли: без покрывания.

18. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,5мм, длиной l_1 22мм, длиной l_2 9мм, радиусом R 11мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 2 (с косым поперечным сечением под угол α_2^0), размеры α_2^0 : 30°;

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): слева 3шт., справа 3шт.;

Покрывание трубки канюли: без покрывания.

19. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,4мм, длиной l_1 32мм, длиной l_2 11мм, радиусом R 11мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 3 (с косым поперечным сечением части трубки под угол α_3^0 на расстоянии l_3 от конца в мм), размеры α_3^0 45° и l_3 2мм;

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрывание трубки канюли: без покрывания.

20. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,8мм, длиной l_1 40мм, длиной l_2 14мм, радиусом R 13мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 4 (скруглённая);

Уплотнение конца канюли: горизонтальное всей трубки канюли;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрывание трубки канюли: без покрывания.

21. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,9мм, длиной l_1 25мм, длиной l_2 15мм, радиусом R 19мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 5 (с удлинённым металлическим наконечником меньшего диаметра), размеры ($d_1 \times l_4$ в мм): d_1 0,5мм и l_4 от 2мм.

Уплотнение конца канюли: гори без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;

Покрывание трубки канюли: без покрывания.

22. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,8мм, длиной l_1 30мм, длиной l_2 15мм, радиусом R 19мм.

Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 6 (оливообразная);

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 1шт., внешние 1 шт.;

Покрывание трубки канюли: покрывания.

23. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,6мм, длиной l_1 22мм, длиной l_2 11мм, радиусом R 11мм.

Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 7 (завальцованная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутреннее 1шт.;

Уплотнение конца канюли: горизонтальн без уплотнения;

Шероховатость конца канюли: без шероховатости;

Покрывание трубки канюли: без покрывания.

24. Исполнение 3, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,6мм, длиной l_1 45мм, длиной l_2 12мм, радиусом R 12мм.

Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 8 (оливообразная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): справа 1шт.

Уплотнение конца канюли: без уплотнения;

Шероховатость; Покрывание трубки канюли: без покрывания.




ФОТО 11



ФОТО 12



ФОТО 13



ФОТО 14

Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, однократного применения «КОНТУР» по ТУ 32.50.13-007-43225198-2018, варианты исполнений:

25. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,5мм, длиной l_1 28мм, длиной l_2 8мм, радиусом 6мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 1 (прямое поперечное сечение);
 Уплотнение конца канюли: вертикальное уплотнение конца канюли;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
26. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,5мм, длиной l_1 28мм, длиной l_2 8мм, радиусом 6мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 2 (с косым поперечным сечением под угол α_2°), размеры α_2° : 30° ;
 Уплотнение конца канюли: горизонтальное уплотнение;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
27. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,4мм, длиной l_1 32мм, длиной l_2 14мм, радиусом 26мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 3 (с косым поперечным сечением части трубки под угол α_3° на расстоянии l_3 от конца в мм), размеры $\alpha_3 45^\circ$ и l_3 2мм;
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
28. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 1,1мм, длиной l_1 27мм, длиной l_2 18,5мм, радиусом 26мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 4 (скруглённая);
 Уплотнение конца канюли: горизонтальное всей трубки канюли;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
29. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,6мм, длиной l_1 22мм, длиной l_2 11мм, радиусом 11мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 5 (с удлинённым металлическим наконечником меньшего диаметра), размеры ($d_1 \times l_4$ в мм): d_1 0,5мм и l_4 от 2мм.
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
30. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,6мм, длиной l_1 22мм, длиной l_2 12мм, радиусом R от 20мм.
 Форма конца канюли со сквозным прямым отверстием: вариант 6 (оливообразная);
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 С боковыми отверстиями: отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): без боковых отверстий;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
31. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,6мм, длиной l_1 22мм, длиной l_2 11мм, радиусом R от 11мм.
 Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 7 (завальцованная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутренние 1шт.;
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.
32. Исполнение 4, размеры ($d \times l_1, l_2, R$, в мм): диаметром d 0,8мм, длиной l_1 16мм, длиной l_2 7мм, радиусом R от 6мм.
 Форма конца канюли без сквозного прямого отверстия: вариант 8 (оливообразная), отверстия (внутренние, внешние, слева и/или справа, в шт.): внутреннее 1 шт.;
 Уплотнение конца канюли: без уплотнения;
 Шероховатость конца канюли: без шероховатости;
 Покрытие трубки канюли: без покрытия.




ФОТО 15



ФОТО 16

ФОТО 18




ФОТО 19

Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, однократного применения «КОНТУР» по ТУ 32.50.13-007-43225198-2018, варианты исполнений:

33. Исполнение КА 1Л

Покрытие трубки канюли: силиконовое, антибликовое или без покрытия.

34. Исполнение КА 2Л

Покрытие трубки канюли: силиконовое, антибликовое или без покрытия.

35. Исполнение КА 3Л

Покрытие трубки канюли: силиконовое, антибликовое или без покрытия.




ФОТО 19



ФОТО 17



Всего прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

27 двадцать семь листа (ов)
Директор ООО "МГик"

С.Ю. Карпов

