



ООО «БиоВитрум»

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 68, лит. А
ИНН 7801557131 КПП 780101001 ОГРН 1117847412319
Тел/факс: (812) 305-06-06; e-mail: info@biovitrum.ru

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «БиоВитрум»



Заводовский Д.В.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Иммуностейнер автоматический Dartmon AS с принадлежностями, в вариантах исполнения

1. **Основной состав медицинского изделия**

1) Иммуностейнер автоматический Dartmon AS100.



2) Иммуностейнер автоматический Dartmon AS330 PLUS.




3) Иммуностейнер автоматический Dartmon AS610.



4) Кабель питания для модуля автоматического окрашивания Dartmon (для всех вариантов исполнения).




- 5) Планшет для предметных стекол (для всех вариантов исполнения).



- 6) Емкости для станции смешивания Dartmon (3.75 мл) (3 шт/уп) (для всех вариантов исполнения).



7) Стойка для реагентов (для всех вариантов исполнения).



8) Модуль буферных растворов, в составе: 1. Бутыль для буфера для демаскировки антигена №1 Dartmon Antigen Retrieval Buffer I (Citrate) с пурпурной крышкой (1,5 л) - 1 шт. 2. Бутыль для буфера для демаскировки антигена №2 Dartmon Antigen Retrieval Buffer II (EDTA) с коричневой крышкой (1.5 л) - 1 шт. 3. Бутыль для буфера для депарафинизации Dartmon Dewax Solution с серой крышкой (1.5 л) - 1 шт. 4. Бутыль для деионизированной воды с синей крышкой (1.5 л) - 1 шт. 5. Бутыль для буфера промывочного Dartmon Cleaning Fluid (PBS (10X)), концентрат с зеленой крышкой (1.5 л) - 1 шт. 6. Бутыль для спирта с оранжевой крышкой (1.5 л) - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS100 с принадлежностями).



9) Модуль буферных растворов, в составе: 1. Бутыль для опасных отходов с красной крышкой (2.5 л) - 1 шт. 2. Бутыль для буфера для демаскировки антигена №1 Dartmon Antigen Retrieval Buffer I (Citrate) с пурпурной крышкой (2.5 л) - 1 шт. 3. Бутыль для буфера для демаскировки антигена №2 Dartmon Antigen Retrieval Buffer II (EDTA) с коричневой крышкой (2.5 л) - 1 шт. 4. Бутыль для буфера для депарафинизации Dartmon Dewax Solution с серой крышкой (2.5 л) - 1 шт. 5. Бутыль для деионизированной воды с синей крышкой (2.5 л) - 1 шт. 6. Бутыль для буфера промывочного Dartmon Cleaning Fluid (PBS (10X)), концентрат с зеленой крышкой (2.5 л) - 1 шт. 7. Бутыль для спирта с оранжевой крышкой (2.5 л) - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS330 PLUS с принадлежностями).



10) Модуль буферных растворов, в составе: 1. Бутыль для буфера для демаскировки антигена №1 Dartmon Antigen Retrieval Buffer I (Citrate) с пурпурной крышкой (2.5 л) - 1 шт. 2. Бутыль для буфера для демаскировки антигена №2 Dartmon Antigen Retrieval Buffer II (EDTA) с коричневой крышкой (2.5 л) - 1 шт. 3. Бутыль для буфера для депарафинизации Dartmon Dewax Solution с серой крышкой (2.5 л) - 1 шт. 4. Бутыль для деионизированной воды с синей крышкой (2.5 л) - 1 шт. 5. Бутыль для буфера промывочного Dartmon Cleaning Fluid (PBS (10X)), концентрат с зеленой крышкой (2.5 л) - 2 шт. 6. Бутыль для спирта с оранжевой крышкой (2.5 л) - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями).



11) Модуль отходов, в составе: 1. Бутыл для опасных отходов (10 л) - 1 шт. 2. Трубка для присоединения бутыл для опасных отходов - 1 шт. 3. Бутыл для общих отходов (10 л) - 1 шт. 4. Трубка для присоединения бутыл для общих отходов - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS100 с принадлежностями).





- 12) Модуль отходов, в составе: 1. Бутыль для общих отходов (18 л) - 1 шт. 2. Трубка для присоединения бутылки для общих отходов - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS330 PLUS с принадлежностями).




13) Модуль отходов, в составе: 1. Бутыль для опасных отходов (18 л) - 1 шт. 2. Трубка для присоединения бутылки для опасных отходов - 1 шт. 3. Бутыль для общих отходов (18 л) - 1 шт. 4. Трубка для присоединения бутылки для общих отходов - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями).





14) Модуль станции управления модулем автоматического окрашивания Dartmon, в составе: 1. Системный блок - 1 шт. 2. Кабель питания станции управления - 1 шт. 3. Сетевой кабель для подключения иммуностейнера - 1 шт. 4. Клавиатура для станции управления - 1 шт. 5. Мышь для станции управления - 1 шт. 6. Коврик для мыши - 1 шт. 7. Монитор - 1 шт. 8. Кабель видеосигнала монитора - 1 шт. 9. Кабель питания монитора - 1 шт. 10. Принтер для печати штрих-кодов - 1 шт. 11. Кабель питания для принтера - 1 шт. 12. Кабель для передачи данных на принтер - 1 шт. (для всех вариантов исполнения).





15) Сканер штрих-кодов, в составе: 1. Сканер штрих-кодов, 1 шт. 2. USB-кабель для подключения сканера, 1 шт. (для всех вариантов исполнения).




16) Удлинитель (для всех вариантов исполнения).




17) Стартовый набор для запуска и наладки для иммуностейнера Dartmon, в составе:

1. Набор реагентов для детекции клеток-мишеней (антигенов) при проведении иммуногистохимических исследований для диагностики *in vitro* (Immunochromogenic Reagent), для автоматизированного использования на иммуностейнерах автоматических серии Dartmon AS, 7 шт./уп., в составе:

1.1. Раствор для блокировки пероксидазы - Peroxide Blocker, 36 мл - 1 шт. 1.2. Усилитель проникновения полимера - Post Primary, 36 мл - 1 шт. 1.3. Вторичные антитела, конъюгированные с полимером - Polymer, 36 мл - 1 шт. 1.4. ДАБ хромоген (A) - DAB Substrate, 3 мл - 1 шт. 1.5. Буфер для разведения DAB (B) - DAB Buffer Solution, 36 мл - 2 шт. 1.6. Гематоксилин - Hematoxylin, 36 мл - 1 шт. Буфер промывочный Cleaning Fluid (PBS (10X)), концентрат, 1л - 1 шт. 3. Буфер для депарафинизации Dewax Solution, 1л - 1 шт. 4. Буфер для демаскировки антигена №1 Antigen Retrieval Buffer (Citrate), 1л - 1 шт. 5. Буфер для демаскировки антигена №2 Antigen Retrieval Buffer (EDTA), 1л - 1 шт. 6. Первичные кроличьи моноклональные антитела для обнаружения белка Vimentin (Vimentin Antibody Reagent), флакон 10 мл, готовые к применению - 1 шт. (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями).



18) Набор реагентов для детекции клеток-мишеней (антигенов) при проведении иммуногистохимических исследований для диагностики *in vitro* (Immunochromogenic Reagent), для автоматизированного использования на иммуностейнерах автоматических серии Dartmon AS, 7 шт./уп. (во внутренней и внешней упаковках).





(фото внутренней маркировки реагентов крупным планом)

Dartmon

Стартовый набор для запуска и наладки для иммуноанализатора Dartmon

Набор реагентов для детекции клеточ-мишеней (антигенов) при проведении иммуногистохимических исследований для диагностики *in vitro* (Immunochromogenic Reagent), для автоматизированного использования на иммуноанализаторах автоматических серии Dartmon AS, 7 шт./уп. в составе:

1. Раствор для блокировки пероксидазы - Peroxide Blocker, 36 мл - 1 шт.
2. Усилитель проникновения полимера - Post Primary, 36 мл - 1 шт.
3. Вторичные антитела, конъюгированные с полимером - Polymer, 36 мл - 1 шт.
4. ДАБ хромоген (A) - DAB Substrate, 3 мл - 1 шт.
5. Буфер для разведения DAB (B) - DAB Buffer Solution, 36 мл - 2 шт.
6. Гематоксилин - Hematoxylin, 36 мл - 1 шт.


РУ № РЭН от _____
Для профессионального применения. 2С

REF DMRD4044

LOT 51401

2023-07

2024-07



Шэньжэнь Дартмон Байотекнолоджи Ко., Лтд.
8-й этаж, корпус С, Цзиньчжэньшань промышленный парк,
Район Цзюлуншань, Пиншань, Шэньжэнь, провинция Гуандун, Китай
+86-755-86161828 www.dartmon.com


Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. | тел./факс: +7 (812) 305-06-06, oik@biovitrum.ru

(фото русскоязычной маркировки внешней упаковки крупным планом)

19) Буфер промывочный Cleaning Fluid (PBS (10X)), концентрат, 1л - 1 шт. 3. Буфер для депарафинизации Dewax Solution, 1л - 1 шт. 4. Буфер для демаскировки антигена №1 Antigen Retrieval Buffer (Citrate), 1л - 1 шт. 5. Буфер для демаскировки антигена №2 Antigen Retrieval Buffer (EDTA), 1л - 1 шт.













(буферные растворы во внешних упаковках)

- 20) Первичные кроличьи моноклональные антитела для обнаружения белка Vimentin (Vimentin Antibody Reagent), флакон 10 мл, готовые к применению - 1 шт. (во внешней и внутренней упаковках), (для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями).






21) Руководство по эксплуатации



22) Иммуностейнер в транспортной упаковке.



23) Маркировка Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями.



(русскаяязычная маркировка крупным планом)

24) Транспортная маркировка Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями крупным планом.





2. Принадлежности

- 1) Этикетки и лента для принтера для печати штрих-кодов (для всех вариантов исполнения).



2) Устройства для защиты предметных стекол для иммуностейнера Dartmon Slide Cover




- 3) Стойка для просушивания устройств для защиты предметных стекол Dartmon Slide Cover (для всех вариантов исполнения).




- 4) Флаконы для реагентов для иммуностейнера Dartmon Open Reagent Bottle (7 мл)
(10 шт/уп) (для всех вариантов исполнения).




- 5) Флаконы для реагентов для иммуностейнера Dartmon Open Reagent Bottle (6 мл)
(10 шт/уп) (для всех вариантов исполнения).




6) Пробирки пластиковые для антител для иммуностейнера Dartmon Plastic tube (6мл)
(50 шт/уп) (для всех вариантов исполнения).




- 7) Растворы для промывки зонда Probe Cleaning Solution - 3 шт./уп., в составе: 1. Раствор А – Solution A, 3,75 мл - 1 шт. 2. Раствор В - Solution B, 3,75 мл - 1 шт. 3. Раствор С - Solution C, 3,75 мл - 1 шт. (для всех вариантов исполнения).





(русскаяязычная маркировка крупным планом)


- 8) Контейнер для промывки устройств для защиты предметных стекол Dartmon Slide Cover (для всех вариантов исполнения).




- 9) Салфетка для протирания устройств для защиты предметных стекол Dartmon Slide Cover (для всех вариантов исполнения).




- 10) Памятка для пользователя по регулярному обслуживанию (для всех вариантов исполнения).



11) Нагревательная пластина (позиции 1-9) (для всех вариантов исполнения).



12) Нагревательная пластина (позиция 10) (для всех вариантов исполнения).




- 13) ST-линк + кабель USB (для всех вариантов исполнения).



3) Макеты маркировки

- 1) Макет маркировки Иммуностейнер автоматический Dartmon AS с принадлежностями (для всех вариантов исполнения)

Dartmon		Fully Automatic IHC Stainer	
Model : AS100			
SN	: 300ABCN0156	2023-04	
Power : 220-240VAC, 50Hz, 600VA			
	Shenzhen Dartmon Biotechnology Co., Ltd. 9th Floor, Building C, Jinweiyuan Industrial Park, Pingshan, Shenzhen, China		
	Umedwings Netherlands B.V. Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk , The Netherlands		
Tel: 0086-755-86161828 Fax: 0086-755-86161838			

Dartmon Иммуностейнер автоматический Dartmon AS100 с принадлежностями

РУ № РЗН

от _____

Модель : AS100

Хранить и транспортировать
от -46 до +71 °C

SN :

Характеристики питания: Напряжение 220-240 В, Частота: 50±5 Гц , Потребляемая
мощность: 600 В·А



Шэньчжэнь Дартмон Байотекнолоджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный
парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

Тел: +86-755-86161828 Факс: 0086-755-86161838

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru



Dartmon

Fully Automatic IHC Stainer

Model : AS330 PLUS


SN : 300ABCN0164

Power : 220-240VAC, 50Hz, 1000VA



Shenzhen Dartmon Biotechnology Co., Ltd.
9th Floor, Building C, Jinweiyuan Industrial Park,
Pingshan, Shenzhen, China

R Sight B.V.



Roald Dahllaan 47, 5629MC Eindhoven, the
Netherlands

Tel: 0086-755-86161828 Fax: 0086-755-86161838



2023-04



Dartmon

Иммуностейнер автоматический Dartmon AS330 PLUS с принадлежностями

ПУ № РЗН

от _____

Модель : AS330 PLUS

SN :

Хранить и транспортировать
от -46 до +71 °C



Характеристики питания: Напряжение: 220-240 В, Частота: 50±5 Гц, Потребляемая
мощность: 1000 В·А



Шэньчжэнь Дартмон Байотекнолоджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный
парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай



Тел: +86-755-86161828 Факс: 0086-755-86161838

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru



Dartmon

Fully Automatic IHC Stainer


Model : AS610

SN : 300ABCN0127

Power : 220-240VAC, 50Hz, 2000VA



Shenzhen Dartmon Biotechnology Co., Ltd.
9th Floor, Building C, Jinweiyuan Industrial Park,
Pingshan, Shenzhen, China



Umedwings Netherlands B.V.
Treubstraat 1, 2288EG, Rijswijk, The Netherlands

Tel: 0086-755-86161828 Fax: 0086-755-86161838



2023-04



Dartmon

Иммуностейнер автоматический Dartmon AS610 с принадлежностями

ПУ № РЗН

от _____

Модель : AS610

SN :

Хранить и транспортировать
от -46 до +71 °C



Характеристики питания: Напряжение: 220-240 В, Частота: 50±5 Гц, Потребляемая
мощность: 2000 В·А



Шэньчжэнь Дартмон Байотекнолоджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный
парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай



Тел: +86-755-86161828 Факс: 0086-755-86161838


Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru



2) Макет маркировки внутренней упаковки Набор реагентов для детекции клеток-мишеней (антигенов) при проведении иммуногистохимических исследований для диагностики in vitro (Immunochromogenic Reagent), для автоматизированного использования на иммуноштейнерах автоматических серии Dartmon AS, 7 шт./уп. (для всех вариантов исполнения)

						
46127939	46122700	46120367	46125401	46126800	46129271	46123404
Dartmon	Dartmon	Dartmon	Dartmon	Dartmon	Dartmon	Dartmon
Hematoxylin 36mL	DAB Buffer Solution 36mL	DAB Buffer Solution 36mL	DAB Substrate 3mL	Polymer 36mL	Post Primary 36mL	Peroxide Blocker 36mL
LOT 51292 2023-05 2024-05	LOT 51292 2023-05 2024-05	LOT 51292 2023-05 2024-05	LOT 51292 2023-05 2024-05	LOT 51292 2023-05 2024-05	LOT 51292 2023-05 2024-05	LOT 51292 2023-05 2024-05
						
IVD	IVD	IVD	IVD	IVD	IVD	IVD
Composition: Hematoxylin	Composition: Hydrogen peroxide and imidazole	Composition: Hydrogen peroxide and imidazole	Composition: Diaminobenzidine	Composition: Anti-goat poly-HRP-IgG	Composition: Goat anti-mouse/rabbit IgG	Composition: hydrogen peroxide

3) Макет маркировки внешней упаковки Набор реагентов для детекции клеток-мишеней (антигенов) при проведении иммуногистохимических исследований для диагностики in vitro (Immunochromogenic Reagent), для автоматизированного использования на иммуноштейнерах автоматических серии Dartmon AS, 7 шт./уп. (для всех вариантов исполнения)



Dartmon

Стартовый набор для запуска и наладки для иммуностейнера Dartmon

Набор реагентов для детекции клеток-мишеней (антигенов) при проведении иммуногистохимических исследований для диагностики *in vitro* (Immunochromogenic Reagent), для автоматизированного использования на иммуностейнерах автоматических серии Dartmon AS, 7 шт./уп. в составе:

1. Раствор для блокировки пероксидазы - *Peroxide Blocker*, 36 мл - 1 шт.
2. Усилитель проникновения полимера - *Post Primary*, 36 мл - 1 шт.
3. Вторичные антитела, конъюгированные с полимером - *Polymer*, 36 мл - 1 шт.
4. ДАБ хромоген (А) - *DAB Substrate*, 3 мл - 1 шт.
5. Буфер для разведения ДАБ (В) - *DAB Buffer Solution*, 36 мл - 2 шт.
6. Гематоксилин - *Hematoxylin*, 36 мл - 1 шт.

REF **DMRD4044**

LOT **51401**

 **2023-07**

 **2024-07**

РУ № РЗН _____ от _____

Для профессионального применения. 2°C



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный парк,
Район Цзюлуншань, Пиншань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
+86-755-86161828 www.dartmon.com

QR-CODE

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. | тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru

4) Макеты англоязычной маркировки буферных растворов




5) Макет маркировки Буфер промывочный Cleaning Fluid (PBS (10X)), концентрат, 1л. (для всех вариантов исполнения)

Dartmon

Стартовый набор для запуска и наладки
для иммуностейнера Dartmon.

**Буфер промывочный Cleaning Fluid
(PBS (10X)), концентрат *Объем: 1 л***

РУ № РЗН от _____
Для профессионального применения.



REF DMRD3050  2023/07

LOT 0502307271  2025/01



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологии Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышлен-
ный парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

+86-755-86161828 www.dartmon.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум»
199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О.,
дом 68, лит. А. Тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru

6) Макет маркировки Буфер для депарафинизации Dewax Solution, 1л. (для всех вариантов исполнения)

Dartmon

Стартовый набор для запуска и наладки
для иммуностейнера Dartmon
**Буфер для депарафинизации
Dewax Solution Объем: 1 л**

РУ № РЗН от _____
Для профессионального применения.

QR-CODE

REF

DMRE3047

2023/07

LOT

0472307171

2025/01

IVD

CE

Info

Explosion

Glass

Umbrella



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышлен-
ный парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

+86-755-86161828 www.dartmon.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум»
199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О.,
дом 68, лит. А. Тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru



7) Макет маркировки Буфер для демаскировки антигена №1 Antigen Retrieval Buffer (Citrate), 1л. (для всех вариантов исполнения)

Dartmon

Стартовый набор для запуска и наладки
для иммуностейнера Dartmon

Буфер для демаскировки антигена
№1 Antigen Retrieval Buffer (Citrate) **Объем: 1 л**

РУ № РЗН от _____
Для профессионального применения.

QR-CODE

REF

DMRD2048

2023/07

LOT

0482307051

2025/01

IVD

CE

Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышлен-
ный парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
+86-755-86161828 www.dartmon.com


Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум»
199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О.,
дом 68, лит. А. Тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru

8) Макет маркировки Буфер для демаскировки антигена №2 Antigen Retrieval Buffer (EDTA), 1л. (для всех вариантов исполнения).

Dartmon

Стартовый набор для запуска и наладки
для иммуностейнера Dartmon
Буфер для демаскировки антигена
№2 Antigen Retrieval Buffer (EDTA) **Объем: 1 л**

РУ № РЗН от _____
Для профессионального применения.



REF DMRD2049 2023/06

LOT 0492306271 2024/12



Шэньчжэнь Дартмон Байотекнолоджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышлен-
ный парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

+86-755-86161828 www.dartmon.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум»
199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой проспект В.О.,
дом 68, лит. А. Тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru

9) Макет маркировки внутренней и внешней упаковок Первичные кроличьи моноклональные антитела для обнаружения белка Vimentin (Vimentin Antibody Reagent), флакон 10 мл, готовые к применению ((для Иммуностейнера автоматического Dartmon AS610 с принадлежностями).

Dartmon	Vimentin Antibody Reagent (Immunohistochemistry)		
	LOT XXXXXXXXXXXX	REF RMA1A035	
	 2023/01	 2024/07	 8°C
	CLONE : DA118		
	VOL :		
			

Dartmon

**Стартовый набор для запуска
и наладки для иммуностейнера Dartmon.
Первичные кроличьи моноклональные
антитела для обнаружения белка
Vimentin (Vimentin Antibody Reagent),
флакон 10 мл, готовые к применению**

РУ № РЗН ОТ
Для профессионального применения

LOT 0352308051

2023/08

2025/02

REF RMA1A035

КЛОН: DA118



IVD Объем: 10 мл




Шэньчжэнь Дартмон Байотекнолоджи Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышлен-
ный парк, Район Цюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
+86-755-86161828 www.dartmon.com


QR-
CODE

Уполномоченный представитель
производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Большой
проспект В.О., дом 68, лит. А.
тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru

10) Макет маркировки внутренней упаковки Растворы для промывки зонда Probe Cleaning Solution - 3 шт./уп. (для всех вариантов исполнения).



11) Макет маркировки внешней упаковки Растворы для промывки зонда Probe Cleaning Solution - 3 шт./уп. (для всех вариантов исполнения).



Dartmon

Растворы для промывки зонда Probe Cleaning Solution - 3 шт./уп.,

в составе:

1. Раствор А – Solution A, 3,75 мл - 1 шт.
2. Раствор В - Solution B, 3,75 мл - 1 шт.
3. Раствор С - Solution C, 3,75 мл - 1 шт.

REF

DMRD5134



2023-06



2024-12

LOT

61039



QR-
CODE



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологии Ко., Лтд.

9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай

+86-755-86161828 www.dartmon.com

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. | тел./факс: +7 (812) 305-06-06, otk@biovitrum.ru

8) Макет маркировки транспортной упаковки Иммуностейнер автоматический Dartmon AS с принадлежностями (для всех вариантов исполнения)

Dartmon

**Иммуностейнер автоматический Dartmon
AS100 с принадлежностями**

РУ № РЗН

от _____

Модель : AS100

Хранить и транспортировать
от -46 до +71 °С



SN :

Характеристики питания: Напряжение 220-240 В, Частота: 50±5 Гц, Потребляемая
мощность: 600 В·А



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологии Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный
парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай



Тел: +86-755-86161828 Факс: 0086-755-86161838



Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru



Dartmon

**Иммуностейнер автоматический Dartmon
AS330 PLUS с принадлежностями**

РУ № РЗН

от _____

Модель : AS330 PLUS

Хранить и транспортировать
от -46 до +71 °С



SN :

Характеристики питания: Напряжение: 220-240 В, Частота: 50±5 Гц, Потребляемая
мощность: 1000 В·А



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологии Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный
парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай



Тел: +86-755-86161828 Факс: 0086-755-86161838



Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru



Dartmon

Иммуностейнер автоматический Dartmon AS610 с принадлежностями

РУ № РЗН

от _____

Модель : AS610

SN :

Хранить и транспортировать
от -46 до +71 °С



Характеристики питания: Напряжение: 220-240 В, Частота: 50±5 Гц, Потребляемая
мощность: 2000 В·А



Шэньчжэнь Дартмон Байотехнологии Ко., Лтд.
9-й этаж, корпус С, Цзиньвэйюань промышленный
парк, Район Цзюлуншань, Пиншань,
Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай



Тел: +86-755-86161828 Факс: 0086-755-86161838



Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО «БиоВитрум» 199106, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Большой проспект В.О., дом 68, лит. А. тел./факс: +7 (812) 305-06-06,
otk@biovitrum.ru



ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
33 ЛИСТА(ОВ)

Генеральный директор
ООО "БиоВитрум"
Заводовский Д.В.

