

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «КОЛЕТЕКС»


И.Д. Олтаржевская

«24» сентября 2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ «МАТЕРИАЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
«КОЛЕТЕКС - ДС»**


ТУ 21.20.24-029-58223785-2023



Рабочая сторона материала перевязочного стерильного «Колетекс-ДС 6х15см»



**Изнаночная сторона материала перевязочного
стерильного «Колетекс-ДС6х15см»**



Стерилизационная упаковка (лицевая сторона) материала перевязочного стерильного «Колетекс-ДС 6х15см»



ООО «КОЛТЕКС»
COLETEX

Материал перевязочный
стерильный «Колетекс - ДС»

ТУ 21.20.24-029-58223785-2023
РУ.....

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для использования у пациентов с патологией челюстно-лицевой области с осложнённым течением раневого процесса, при необходимости может применяться в виде свернутых турунд в лечебных учреждениях, а также использоваться амбулаторно для самостоятельного ухода за раной.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.

Применение: Увлажнить изделие физ. раствором, наложить на пораженную область темной стороной, при необходимости изделие свернуть в турунду, зафиксировать, поддерживать во влажном состоянии.

Состав: альгинат натрия $3,25 \pm 0,25$ мг/см², димексид $7,75 \pm 0,25$ мг/см², серебро азотнокислое $0,18 \pm 0,10$ мг/см², натрий углекислый $0,06 \pm 0,01$ мг/см²

Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре от +5 до +40°C.

Количество: 1 шт

штрих код

Срок годности: 2,5 года

Нетоксично
Апирогенно



STERILE R



40



6x15cm

Утилизация по СанПиН 2.1.3684-2021

Номер партии /дата изготовления см. на шве упаковки


Изготовитель:

ООО «Колетекс» РФ, 115093, Москва, ул. Павловская д.21/п 4-6

Тел. факс: (495) 7305645 (многоканальный)

Web site: www.coletex.ru

Стерилизационная упаковка (оборотная сторона) материала
перевязочного стерильного «Колетекс-ДС 6x15см»




Рабочая сторона материала перевязочного стерильного «Колетекс-ДС 2х50см»




**Стерилизационная упаковка (лицевая сторона) материала
перевязочного стерильного «Колетекс-ДС 2х50 см»**



Стерилизационная упаковка (оборотная сторона) материала перевязочного стерильного «Колетекс-ДС 2x50 см»



**Внешний вид транспортной упаковки материала перевязочного
стерильного «Колетекс-ДС 6х15 см»**



**Внешний вид транспортной упаковки материала перевязочного
стерильного «Колетекс-ДС 2х50 см»**

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 10 листов



ООО «КОЛТЕКС»

115093, Москва, ул. Павловская, д. 21. н/п (нежилые помещения) 4-6. Тел./факс (495) 730-56-45, e-mail: koletex@list.ru

Макет упаковки медицинского изделия «МАТЕРИАЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ «КОЛТЕКС - ДС»

ТУ 21.20.24-029-58223785-2023

Информация на упаковке:



ООО «КОЛТЕКС»
COLETEX

Материал перевязочный стерильный «Колетекс - ДС»

ТУ 21.20.24-029-58223785-2023

РУ.....



НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для использования у пациентов с патологией челюстно-лицевой области с осложнённым течением раневого процесса, при необходимости может применяться в виде свернутых турунд в лечебных учреждениях, а также использоваться амбулаторно для самостоятельного ухода за раной.


Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.

Применение: Увлажнить изделие физ. раствором, наложить на пораженную область темной стороной, при необходимости изделие свернуть в турунду, зафиксировать, поддерживать во влажном состоянии.


Состав: альгинат натрия $3,25 \pm 0,25$ мг/см², димексид $7,75 \pm 0,25$ мг/см², серебро азотнокислое $0,18 \pm 0,10$ мг/см², натрий углекислый $0,06 \pm 0,01$ мг/см²

Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре от +5 до +40°C.

Количество: 1 шт



штрих код



Срок годности: 2,5 года

Утилизация по СанПиН 2.1.3684-2021

Номер партии /дата изготовления см. на шве упаковки

Изготовитель:

ООО «Колетекс» РФ, 115093, Москва, ул.Павловская д.21н/п 4-6

Тел.факс:(495)7305645 (многоканальный)

Web site: www.coletex.ru

6x15cm



ООО «КОЛЕТЕКС»
COLETEX

Материал перевязочный стерильный «Колетекс - ДС»

ТУ 21.20.24-029-58223785-2023

РУ.....

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделие предназначено для использования у пациентов с патологией челюстно-лицевой области с осложнённым течением раневого процесса, при необходимости может применяться в виде свернутых турунд в лечебных учреждениях, а также использоваться амбулаторно для самостоятельного ухода за раной.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.

Применение: Увлажнить изделие физ. раствором, наложить на пораженную область темной стороной, при необходимости изделие свернуть в турунду, зафиксировать, поддерживать во влажном состоянии.


Состав: альгинат натрия $3,25 \pm 0,25$ мг/см², димексид $7,75 \pm 0,25$ мг/см², серебро азотнокислое $0,18 \pm 0,10$ мг/см², натрий углекислый $0,06 \pm 0,01$ мг/см²

Условия хранения: в защищенном от света месте при температуре от +5 до +40°C.

Количество: 1 шт.

Срок годности: 2,5 года

Нетоксично
Апирогенно
 



штрих код

Утилизация по СанПиН 2.1.3684-2021

Номер партии /дата изготовления см. на шве упаковки

Изготовитель:

ООО «Колетекс» РФ, 115093, Москва,

ул. Павловская д.21 н/п 4-6.

Тел.факс:(495)7305645 (многоканальный)

Web site: www.coletex.ru



Маркировка транспортной тары

Материал перевязочный стерильный «Колетекс-ДС» 6х15 см (в стерилизационной упаковке с нанесенной маркировкой)

- ООО «Колетекс», 115093 г. Москва, ул. Павловская, д. 21

Тел/факс: 8(495)730-56-45 (многоканальный), koletex@list.ru.

40

- ТУ 21.20.24-029-58223785-2023;

- количество: 800 шт.;

- масса брутто 3100,00 г.



Маркировка транспортной тары

Материал перевязочный стерильный «Колетекс-ДС» 2х50 см (в стерилизационной упаковке с нанесенной маркировкой)

- ООО «Колетекс», 115093 г. Москва, ул. Павловская, д. 21

Тел/факс: 8(495)730-56-45 (многоканальный), koletex@list.ru.

40

- ТУ 21.20.24-029-58223785-2023;

- количество: 1550 шт.;

- масса брутто 3200,00 г.



Генеральный директор ООО «Колетекс»



Н.Д. Олтаржевская
Н.Д. Олтаржевская

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 5 листов
Подпись Ильгу

