

Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.

«11» января 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
**«Программное обеспечение Vision для просмотра, помощи в
исследовании и обработки цифровых микроскопических медицинских
изображений, с принадлежностями»**
производства Общество с ограниченной ответственностью «Медика
Продакт» 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.27 Тел.: +7 (342) 270-08-02.
Факс: +7 (342) 270-08-02. E-mail: mdd@westmedica.com

Версия документа	Действия
4	Фотографические изображения версии ПО Vision 1.17.46799

1. Программное обеспечение Vision и руководство пользователя на диске (лицевая сторона)

 Медика Продакт

Vision

Программное обеспечение Vision для просмотра, помощи
в исследовании и обработки цифровых микроскопических
медицинских изображений с принадлежностями

SN NNNNNNNNN **REF** 20.0000.01

 ООО «Медика Продакт»
ул. Газеты Звезда, 27, Пермь, 614000, Россия

 MM.YYYY



IVD

QR



Сделано в России


РУ №

от

Версия: 1.17

Язык: русский

2. Программное обеспечение Vision и руководство пользователя на диске (обратная сторона)



Данная упаковка содержит ключ лицензионный и носитель (диск) с установочным файлом программного обеспечения и руководством пользователя.

Минимальные требования к ПК:

- Процессор Intel Core i7 3,2 ГГц или лучше;
- Оперативная память не менее 16 ГБ;
- Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 Ti и выше с видеопамью GPU не меньше 6 ГБ;
- Графический драйвер NVIDIA версии 472.12 или выше;
- Жесткий диск 1 ТБ и более;
- DVD-привод;
- Windows 10 64-bit;
- USB-интерфейсы (не менее 3) для установки защитного ключа и оборудования;
- Антивирусное ПО;
- Блок питания, обеспечивающий качественное питание указанных комплектующих (500 W и более);
- Монитор с поддержкой разрешения не менее 1920x1080;
- Мышь, клавиатура.

Максимальный объем базы данных и изображений проб ограничивается объемом жесткого диска.

Для хранения результатов используется сервер базы данных PostgreSQL/Postgres Pro.


Принтер для печати отчетов черно-белый/цветной лазерный/струйный в зависимости от требований Заказчика.

Рекомендуется использовать источник бесперебойного питания, обеспечивающий время автономной работы не менее 10 минут (не входит в комплект поставки).

Рекомендуется, чтобы компьютер имел доступ к сети Интернет для осуществления оперативной технической поддержки.

© Медика Продакт. Все права защищены

2. Содержимое диска



3. Главное окно

Вьюш

Главная

Папка Пациент Проба Панели Пробы Показать все Обновить Выполнена Отправить

Главная

Папки Пациенты Пробы Результаты

ИН Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения

ИН Проба Статус

Пациент

ИН:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Возраст:

Комментарии:

Проба

Тип пробы: Цитология

ИН: 1

Дата взятия пробы: 21.10.2019 10:01

Последнее изменение: 21.10.2019 10:01

Дата валидации:

Статус: Новая

Время сканирования:

Комментарий:

Размер: 0,00 Б

Объекты

Тип клетки	Количество	%	Референтный д
Объекты	-	-	
Другие	-	-	

Атрибуты пробы

Всего: 0 Выделено: 0

Всего: 1


4. Ключ лицензионный для активации программного обеспечения Vision





VISION


Программное обеспечение Vision для
просмотра, помощи в исследовании и обработки
цифровых микроскопических медицинских
изображений, с принадлежностями
Паспорт




6. Ключ лицензионный для активации 1000 тестов



7. Ключ лицензионный для активации 5000 тестов



8. Ключ лицензионный для активации 10000 тестов



9. Ключ лицензионный для активации удаленного рабочего места



В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
12 лист(ах/-е) бумаги



Михалева Е.М., Директор