

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО Управляющая компания «Квадро»

управляющего ООО «Эс.Ти.Ай.дент»



/ А.Г.Сафронова /

«12» августа 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Материал биокерамический
для пломбирования корневого канала МТАрех»



Потребительская упаковка




Содержимое потребительской упаковки




Содержимое потребительской упаковки



Гель МТАрех 5 мл в индивидуальной упаковке



Гель МТАрех 5 мл в индивидуальной упаковке



Порошок МТАрех 5 г в индивидуальной упаковке



Порошок МТАрех 5 г в индивидуальной упаковке




Насадки NaviTip 29 ga в индивидуальной упаковке



Насадки NaviTip 29 га в индивидуальной упаковке



Насадки Navitip 29 ga без упаковки



Насадки NaviTip 29 ga без упаковки:

- Насадки NaviTip 29 ga, 17 мм (белый цвет) – 5 шт.;
- Насадки NaviTip 29 ga, 21 мм (желтый цвет) – 5 шт.;
- Насадки NaviTip 29 ga, 25 мм (синий цвет) – 5 шт.;
- Насадки NaviTip 29 ga, 27 мм (зеленый цвет) – 5 шт.



Мерная ложка без упаковки



Пустые шприцы



Пустые шприцы без упаковки

Материал биокерамический для пломбирования корневого канала МТАрех

Производитель: «Ультрадент Продактс, Инк.» США, 505 West
Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095, USA

Поставщик в России: ООО «Эс.Ти.Ай.дент»,
123182, Москва, ул. Щукинская, 2, эт.1, к.179-180
тел: 8 (495) 780-52-45, (495) 780-52-46, (495) 780-52-47,
email: romanova@stident.ru



РУ № _____

Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия на русском языке

Гель МТАрех 5 мл

Производитель: «Ультрадент Продактс, Инк.» США, 505 West
Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095, USA

Уполномоченный представитель в России: ООО «Эс.Ти.Ай.дент»,
123182, Москва, ул. Шукинская, 2, эт.1, к.179-180

тел: 8 (495) 780-52-45, (495) 780-52-46, (495) 780-52-47,

email: romanova@stident.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки Геля МТАрех 5 мл на русском языке

Порошок МТАрех 5 г

Производитель: «Ультрадент Продактс, Инк.» США, 505 West
Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095, USA

Уполномоченный представитель в России: ООО «Эс.Ти.Ай.дент»,
123182, Москва, ул. Щукинская, 2, эт.1, к.179-180

тел: 8 (495) 780-52-45, (495) 780-52-46, (495) 780-52-47,
email: romanova@stident.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки Порошка МТАрех 5 г на русском языке

Насадки NaviTip 29 ga – 20 шт, в составе:

- Насадки NaviTip 29 ga, длина 17 мм (белый цвет) – 5 шт.;
- Насадки NaviTip 29 ga, длина 21 мм (желтый цвет) – 5 шт.;
- Насадки NaviTip 29 ga, длина 25 мм (синий цвет) – 5 шт.;
- Насадки NaviTip 29 ga, длина 27 мм (зеленый цвет) – 5 шт.

Производитель: «Ультрагент Продактс, Инк.» США, 505 West
Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095, USA

Уполномоченный представитель в России: ООО «Эс.Ти.Ай.дент»,
123182, Москва, ул. Шукинская, 2, эт.1, к.179-180

тел: 8 (495) 780-52-45, (495) 780-52-46, (495) 780-52-47,

email: romanova@stident.ru

Макет маркировки индивидуальной упаковки (контейнера) с Насадками NaviTip 29 ga на русском языке

«Материал биокерамический для пломбирования корневого канала МТАрех» РУ № номер /дата выдачи - дд/мм/гггг
Габариты: Масса: Кол-во упаковок:
Условия хранения и транспортировки: Транспортировать при температуре от 18°C до 25°C. Относительная влажность: не более 70%; Атмосферное давление: 755±20 мм рт. ст.
Производитель: «Ультрадент Продактс, Инк.» США, 505 West Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095, USA
Уполномоченный представитель в России: ООО «Эс.Ти.Ай.дент», 123182, Москва, ул. Щукинская, 2, эт.1, к.179-180 тел: 8 (495) 780-52-45, (495) 780-52-46, (495) 780-52-47, email: romanova@stident.ru

Макет маркировки транспортной упаковки

Прошито, пронумеровано и
Скреплено печатью 20 лист об

Генеральный директор
ООО Управляющая компания «Квадро»
Управляющего ООО «Эс. Ти. Ай. Дент»
А.Г. Сафронова

