

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ДРГ Техсистемс»



Д.Ю.Кекало

25 05 2018 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
набор реагентов и калибраторов для количественного
иммуноферментного определения С-пептида
в сыворотке и плазме крови или моче человека

«ДРГ С-Пептид ИФА»

Условные обозначения:

- 1 Иммуносорбент - планшет с иммобилизованными антителами, 96 лунок - 1 шт.;
- 2 Калибраторы лиофилизированные (Кл₀-Кл₅), 0,75 мл – 6 фл.;
- 3 Антисыворотка, 7 мл – 1 фл.;
- 4 Конъюгат ферментный, 14 мл – 1 фл.;
- 5 Ферментный комплекс, 14 мл – 1 фл.;
- 6 Раствор для разведения образцов, 3 мл – 1 фл.;
- 7 Субстрат-раствор, 14 мл – 1 фл.;
- 8 Промывочный раствор, концентрат x40, 30 мл – 1 фл.;
- 9 Стоп-раствор, 14 мл – 1 фл.;
- 10 ПАСПОРТ
- 11 ИНСТРУКЦИЯ по применению

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 2 (два) листа

Генеральный директор ЗАО "ДРГ Техсистемс"
Д.Ю.Кекало



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ДРГ Техсистемс»

Д.Ю.Кекало

2018 г.



**Макеты этикеток для набора реагентов и калибраторов для количественного иммуноферментного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови или моче человека
«ДРГ С-Пептид ИФА»**

1. Этикетка на коробку с набором

ЗАО «ДРГ Техсистемс» 121248, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 3. Тел./ факс: (499) 277-07-20, E-mail: office@drgtech.ru		DRG
Набор реагентов и калибраторов для количественного иммуноферментного определения С-пептида в сыворотке и плазме крови или моче человека «ДРГ С-Пептид ИФА»		
Код серии набора:	Срок годности:	
Состав набора: 1. Иммуносорбент – планшет с иммобилизованными АТ 2. Калибраторы лиофилизированные (Кл ₀ -Кл ₅) 3. Антисыворотка 4. Конъюгат ферментный 5. Ферментный комплекс 6. Раствор для разведения образцов 7. Субстрат-раствор 8. Промывочный раствор, концентрат x40 9. Стоп-раствор		Объем/Кол-во Код серии 96 лунок 6x0,75 мл 1x7 мл 1x14 мл 1x14 мл 1x3 мл 1x14 мл 1x30 мл 1x14 мл
 		
Набор рассчитан на 96 определений Для профессионального применения		
ТУ 21.20.23.110-007-29033535-2017 Регистрационное удостоверение №		

2. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованными антителами

ЗАО «ДРГ Техсистемс» DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Иммуносорбент - планшет с иммобилизованными АТ
	96 лунок
код серии	

3. Калибраторы

Калибратор 0 (Кл₀)
(0 нг/мл)

ЗАО «ДРГ Техсистемс» DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Калибратор,лиоф.
	0 нг/мл 0
	0,75 мл
код серии	

Калибратор 1 (Кл₁)
(... нг/мл)

ЗАО «ДРГ Техсистемс» DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Калибратор,лиоф.
	 нг/мл 1
	0,75 мл
код серии	

Калибратор 2 (Кл₂)
(... нг/мл)

ЗАО «ДРГ Техсистемс» DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Калибратор,лиоф.
	 нг/мл 2
	0,75 мл
код серии	

Калибратор 3 (Кл₃)
(... нг/мл)

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Калибратор, лиоф. нг/мл 0,75 мл
код серии	3

Калибратор 4 (Кл₄)
(... нг/мл)

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Калибратор, лиоф. нг/мл 0,75 мл
код серии	4

Калибратор 5 (К₅)
(16,0 нг/мл)

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Калибратор, лиоф. 16,0 нг/мл 0,75 мл
код серии	5

4. Антисыворотка

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Антисыворотка 7 мл
код серии	

5. Конъюгат ферментный

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Конъюгат ферментный 14 мл
код серии	

6. Ферментный комплекс

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Ферментный комплекс 14 мл
код серии	

7. Раствор для разведения
образцов

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Раствор для разведения образцов 3 мл
код серии	

8. Субстрат-раствор

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Субстрат-раствор 14 мл
код серии	

9. Промывочный раствор,
концентрат x40

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Промывочный раствор Концентрат x40 30 мл
код серии	

10. Стоп-раствор

ЗАО "ДРГ Техсистемс" DRG	
ДРГ С-Пептид ИФА	
IVD	Стоп-раствор 14 мл
код серии	

11. Этикетка на
транспортную тару

Набор реагентов и калибраторов для
количественного иммуноферментного определения
С-пептида в сыворотке и плазме крови или моче
человека

«ДРГ С-Пептид ИФА»

ЗАО «ДРГ Техсистемс» 121248, г. Москва,
наб. Тараса Шевченко, д.3

Срок годности _____ Дата изготовления _____
Код серии _____ Количество наборов _____ шт.

Транспортировать и хранить
при температуре от 2 до 8°C

Масса нетто _____ кг Масса брутто _____ кг
Масса нетто одного набора _____ кг

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листа

Генеральный директор ЗАО "ДРГ Техсистемс"

Д.Ю.Кекало

