


Фотографические изображения общего вида
«Набора реагентов для определения антител к О-антигенам шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации» «Шигелла РПГА»
Комплект Общий Серия 01 от 2021.01







ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов

«Набор реагентов для определения антител к О-антигенам шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации»

«Шигелла РПГА»





Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации

Шигелла РПГА (комплект Флекснер 1-5)

Состав набора

Набор рассчитан на проведение 12 анализов,
включая контрольные образцы

ТЗ (Фл 1-5)

1 фл. (8,0 мл)

КЗ

1 фл. (8,0 мл)

РРО

1 фл. (10,0 мл)

К- Фл 1-5, инактивированный

1 фл. (0,25 мл)

К- Фл 1-5, инертный

1 фл. (0,25 мл)

Планшет для микротитрования

1 шт.

Применение: 1 шт.

3 шт.

Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости

3 шт.



ЗАО "ЭКОлаб"



Инструкция
по применению набора реагентов

«Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера
в реакции пассивной гемагглютинации»

«Шигелла РПГА»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

0480230-2009
ГЗН 2015/2664 от 13.05.2019
СТЕРИЛЬНО
013062020 годен до 06.2023



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации

Шигелла РПГА (комплект Флекснер 1-5)


Набор рассчитан на проведение 100 тестов
включая контрольные образцы

Состав набора

ТЗ (Фл 1-5)
КЗ
РРО
К- Фл 1-5, индикаторный
К-, индикаторный
Пластинки для интерпретации
Применения
Вспомогательные материалы (ПВХ) в комплекте

1 фл. (10,0 мл)
1 фл. (10,0 мл)
1 фл. (10,0 мл)
1 фл. (10,0 мл)
1 фл. (10,0 мл)
1 шт.

3 шт.




ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов

Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера
в реакции пассивной гемагглютинации

«Шигелла РПГА»

Гарантийный срок хранения 12 месяцев





Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для определения антигенов
Шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации

Шигелла РПГА (комплект Флекснер 6)

Состав набора

Набор реагентов на проведение 12 исследований,
включая контрольные образцы

ТЗ (Фл 6)
КЗ
РРО
К+ Фл 6, инaktivированный
К-, инaktivированный
Пластинки для микротитрования
Примодуляторы
Вспомогательная пластиковая (ПВХ) емкость

1 Фл. (5,2 мл)
1 Фл. (5,2 мл)
1 Фл. (10,4 мл)
1 Фл. (10,4 мл)
1 Фл. (10,4 мл)
1 шт.



ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИНКИ
ДЛЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
(выпускной)
198-057-00480230-2009
РЗН 2015/2664 от 13.05.2019
СТЕРИЛЬНО

62020 годен до 062023

ЗАО "ЭКОлаб"

Инструкция
по применению набора реагентов
«Набор реагентов для определения антигенов
Шигелл Зонне и Флекснера
в реакции пассивной гемагглютинации»
«Шигелла РПГА»

Регистрационный удостоверение № _____



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2022 г.





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко
2021 г.

Комплект этикеток
«Шигелла РПГА»
Комплект Общий

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов для определения антител к О-антигенам шигелл Зонне и
Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации

ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА (комплект общий)

Набор рассчитан на проведение 36 анализов, включая контрольные образцы

Состав набора

ТЗ (Фл 1-5)	1 фл. (5,0 мл)
ТЗ (Фл 6)	1 фл. (5,0 мл)
ТЗ (Зонне)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (30,0 мл)
К+ Фл 1-5, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К+ Фл 6, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К+ Зонне, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	3 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
ТЗ (ФЛ 1-5)

с 01
Годен до: 2023.01 5,0 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
КЭ

с 01
Годен до: 2023.01 5,0 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
РРО

с 01
Годен до: 2023.01 30 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
К+ Фл 6

с 01
Годен до: 2023.01 0,25 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
К+ Зонне

с 01
Годен до: 2023.01 0,25 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
К+ Фл 1-5

с 01
Годен до: 2023.01 0,25 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
К-

с 01
Годен до: 2023.01 0,25 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
ТЗ (ФЛ 6)

с 01
Годен до: 2023.01 5,0 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

Шигелла РПГА
ТЗ (Зонне)

с 01
Годен до: 2023.01 5,0 мл

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

↑↑
хранить только
вертикально

Для профессионального применения
Шигелла РПГА

(комплект общий)

ТУ 21.20.23-296-70423725-2021

РУ №

Серия 01 Каталогный № 42.24
Контрольный № 121

Дата изготовления: 2021.01.11

Годен до: 2023.01.11



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко
2021 г.

Комплект этикеток
«Шигелла РПГА»
Комплект Флекснер 1-5

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации

Шигелла РПГА (комплект Флекснер 1-5)

Состав набора

ТЭ (ФЛ 1-5)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+ ФЛ 1-5, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.

Набор рассчитан на проведение 12 анализов,
включая контрольный образец



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
К+ ФЛ 1-5
с. 03 0,25 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
К- 0,25 мл
с. 03
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
РРО
с. 03 10 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
↑↑
хранить только
вертикально

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

Шигелла РПГА

(комплект Флекснер 1-5)

ТУ 21.20.23-296-70423725-2021

РУ №

Серия 03 Каталогный № 42.25
Контрольный № 124

Дата изготовления: 2021.01.11

Годен до: 2023.01.11



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
ТЭ (ФЛ 1-5)
с. 03 5,0 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
КЭ
с. 03 5,0 мл
Годен до: 2023.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2021 г.

Комплект этикеток
«Шигелла РПГА»
Комплект Флекснер 6

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"


Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной гемагглютинации

Шигелла РПГА (комплект Флекснер 6)

Набор рассчитан на проведение 12 анализов,
включая контрольные образцы

Состав набора

ТЭ (Фл 6)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+ Фл 6, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К- инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	1 шт.
Принадлежности	1 шт.
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
К+ Фл 6
с 05 0,25 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
К- 0,25 мл
с 05 0,25 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
РРО
с 05 10 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

Шигелла РПГА

(комплект Флекснер 6)

ТУ 21.20.23-296-79423725-2021

РУ №

Серия 05 Каталогный № 42.26

Контрольный № 126

Д. . изготовления: 2021.01.11

Г : ден до: 2023.01.11



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"



хранить только
вертикально

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
ТЭ (Фл 6)
с 05 5,0 мл
Годен до: 2023.01

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
Шигелла РПГА
КЭ
с 05 5,0 мл
Годен до: 2023.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко
2021 г.

Комплект этикеток
«Шигелла РПГА»
Комплект Зонне

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"




Набор реагентов для определения антител к О-антигенам
шигелл Зонне и Флекснера в реакции пассивной геммагглютинации

Шигелла РПГА (комплект Зонне)

Набор рассчитан на проведение 12 анализов,
включая контрольные образцы

Состав набора

ТЗ (Зонне)	1 фл. (5,0 мл)
КЗ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+ Зонне, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	1 шт.
Принадлежности	1 шт.
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

Шигелла РПГА
(комплект Зонне)

ТУ 21.20.23-296-70423725-2021
РУ №

Серия 07 Каталогный № 42.27
Контрольный № 127



Дата изготовления: 2021.01.11
Годен до: 2023.01.11



ЗАО "ЭКОлаб"



хранить только
вертикально



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Захаров М.В.

Согласовано

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб" Гашенко Т.Ю.
"06" 06 2022 г.

