

Фотографическое изображение общего вида


«Набора реагентов для определения антистрептолизина-О в реакции агглютинации латекса»
"АСО латекс-тест"


Комплект 1
серия 01 от 2021.01.13



ИНСТРУКЦИЯ
по применению
«НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О
в РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ ЛАТЕКСА»
"АСО латекс-тест"

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00069 от 19.06.2018 г.







ИНСТРУКЦИЯ
по применению
«НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О
в РЕАКЦИИ АГГЛЮТИНАЦИИ ЛАТЕКСА»
«АСО латекс-тест»

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00069 от 19.06.2018 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а

Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

05 2021 г.



Утверждаю

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю.Борисов

2021г



Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов для определения антистрептолизина-О
в реакции агглютинации латекса

АСО латекс-тест

ТУ 9388-022-70423725-2021

РУ №ФСР 2007/00069 от 19 июня 2018

Для качественного и полуколичественного
определения, рассчитан на 100 определений

Состав набора

АСО-латексный реагент

1 фл. (2,0 мл)

ФР

1 фл. (10 мл)

К+, инактивированный

1 фл. (0,2 мл)

К-, инактивированный

1 фл. (0,2 мл)

Карточки для постановки реакции

10 шт.

Серия: 03


Дата изготовления.: 2021.01.14

Годен до: 2023.01.14

Каталожный № 11.02.1





Комплект 1

Контрольный № 27



НВсAg, антитела к В14-1,2
и В1С отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке





Утверждаю

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю.Борисов

« 15 » 01 2021г

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов для определения антистрептолизина-О
в реакции агглютинации латекса

АСО латекс-тест

ТУ 9388-022-70423725-2021

РУ №ФСР 2007/00069 от 19 июня 2018

Для качественного и полуколичественного
определения, рассчитан на 250 определений

Состав набора

АСО-латексный реагент

1 фл. (5,0 мл)

Каталожный № 11.02.2


ФР

1 фл. (25 мл)

Комплект 2

К+, инактивированный

1 фл. (0,5 мл)



К-, инактивированный

1 фл. (0,5 мл)

Карточки для постановки реакции

25 шт.





Серия: 04

Дата изготовления.: 2021.01.14

Годен до: 2023.01.14

НВсАг, антитела к ВИЧ-1,2
и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист а

Зам.Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю

05 2021 г.

