


ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сысоев Сюн Вэй.
«*25*» *сентября* 2024 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 13.12.23Г
СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**


Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600




1. Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600 – 1 шт.;



2. Руководство оператора – 1 шт.;



3. Кабель для подключения к источнику питания – 1 шт.;




4. Модуль автоматической загрузки проб мочи – 1 шт.;



5. Линия автозагрузчика – 2 шт.;



6. Передняя накладка – 1 шт.;




1. Трубка для сброса отходов – 1 шт.;




8. Трубка для очищающего раствора – 1 шт.;



9. Винт для крепления к поддону – не более 20 шт.;



10. Блок для бумажных отходов – 1 шт.;



11. Программное обеспечение на USB-носителе – 1 шт.;




2. Бутыль для жидких отходов, 5 литров – 1 шт. (при необходимости);



3. Пробирки для анализа мочи, для запуска анализатора – 1 уп. (50 шт. / уп.) (при необходимости);



4. Штатив для пробирок с мочой – 10 шт. (при необходимости);



5. Кабель соединительный – 1 шт. (при необходимости);




16. Сканер штрих-кодов внешний – 1 шт. (при необходимости), в составе:
16.1. Сканер штрих-кодов - 1 шт.;
16.2. Кабель сканера штрих-кодов – 1 шт.;



17. Набор последовательного подключения – 1 шт. (при необходимости), в составе:
- 17.1. Кабель для последовательного подключения на 4 порта – 1 шт.;
 - 17.2. Плата для последовательного подключения – 1 шт.;
 - 17.3. Кронштейн – 1 шт.;
 - 17.4. Винт – 8 шт.;
 - 17.5. Драйвер на CD носителе – 1 шт.;



18. Крепежи L-образные – 2 шт. (при необходимости);



9. Коробка для отходов – 1 шт. (при необходимости);



10. Коробка для бумажных отходов – 1 шт. (при необходимости);



1. Держатель для пробирок желтый – не более 2 уп. (50 шт. / уп.) (при необходимости);



2. Адаптер для пробирок – 1 уп. (100 шт. / уп.) (при необходимости);



3. Заглушки для винтов – 1 уп. (12 шт. / уп.) (при необходимости);



24. Предохранитель плавкий – 3 шт. (при необходимости).





Транспортная упаковка модуля автоматической загрузки проб мочи и остальных комплектующих анализатора



Automatic Dry Chemistry Urine Analyzer

mindray

Model: XXXXXXXX

SN



00000000



XXXXXXXX

100-240V ~ 50/60Hz 300VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



XXXXXXXX

047-046409-00(1.0)

UDI



(01)00000000000000

(11)XXXXXX

(21)00000000

CE



IVD

Маркировка транспортной упаковки анализатора и транспортной упаковки модуля автоматической загрузки проб мочи и остальных комплектующих анализатора

Automatic Dry Chemistry Urine Analyzer

mindray
(XXXXXXXX)

Model: XXXXXXXX

Size: XXXXXXXX

Qty.: 1

N.W.: XXXXXXXXkg

G.W.: XXXXXXXXkg

UDI



(01)00000000000000


(11)XXXXXX

(21)00000000

202305241724221.png



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China
Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



00000000



XXXXXXXX



XXXXXXXX

P/N:



XXXXXXXX

XXXXXXXX



XXXXXXXX



047-046410-00(1.0)



Autoloader (Urinalysis Analyzer, Standalone)

mindray

(XXXXXXXX)

Size: XXXXXXXX


N.W.: XXXXXXXX kg

G.W.: XXXXXXXX kg

Qty.: 1



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel.: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

XXXXXXXX



XXXXXXXX

W#:



XXXXXXXX

P/N:




XXXXXXXX



00000000



XXXXXXXX



047-046272-00(1.0)



福建新大陆自动识别技术有限公司	Компания Fujian Newland Automatic Identification Technology Co., Ltd
手持式条码扫描器	Ручной сканер штрих-кодов
中国制造	Сделано в Китае




产品型号	Модель
产品规格	Спецификация
硬件版本	Версия
序列号	Серийный номер
颜色: 白色	Цвет: белый
配件: USB 数据线	Разъем: порт данных USB



Serial Communication	Последовательное подключение
PCI Express 4-port RS-232 Card	PCI Express на 4 порта плата RS-232
Maximum 115.2Kbps Comm.	Максимум 115,2 кб/с
±15KV ESD Protection with a Low Profile bracket accessory	Защита от электростатического разряда ±15кВ с помощью низкопрофильного крепежа
Scan for More Details	Отсканируйте для получения более подробной информации

Маркировка Сканера штрих-кодов (внутреннего, встроенного в анализатор)



 **Newland**

Fixed Mount Barcode Scanner

NLS-FM550 Input: 5V  0.5A



FM550-XXXXXXX Fujian Newland Auto-ID Tech.Co.,Ltd

Made in PRC

Laser 1	Лазерная аппаратура класса 1
Fixed Mount Barcode Scanner	Встроенный сканер штрих-кодов
Input: 5V  0.5A	Вход: 5В 0,5А постоянный ток
Made in PRC	Сделано в КНР

Макеты дополнительной маркировки для Российской Федерации

Основной блок анализатора

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Только для диагностики in vitro, для профессионального применения;

Код серии/партии, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус»

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11а.

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной

Транспортная упаковка анализатора

Анализатор автоматический физико-химических свойств мочи UA-5600

Модель: XXXX

Размеры: XXXX

Кол-во: 1

Нетто: XXXX кг

Брутто: XXXX кг

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус»

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11а.

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной

Транспортная упаковка модуля автоматической загрузки проб мочи и остальных комплектующих анализатора

Модуль автоматической загрузки проб мочи

Размеры: XXXX

Нетто: XXXX кг

Брутто: XXXX кг

Кол-во: 1

Производитель:

Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Миндрей Медикал Рус»

129110, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр. 5, ан/пом. 4/1, ком. 7, 11а.

Тел. +7 (499) 553-60-36

Информацию на стикере считать приоритетной

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
36 листа (ов)

