

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»




Ю. М. Стародумов / Ю. М. Стародумов /
«10.01.24» 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1


производства компании / manufactured by the company
«Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.» / Little Doctor International (S) Pte. Ltd.



Общий вид: Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1.



Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1.



**Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1.
Основной блок без насадки. Вид сзади**



**Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1.
Основной блок. Вид сверху.**

**Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1.
Основной блок с насадкой. Вид спереди.**



LD-N1

Little Doctor®

5V == 500mA

ON/OFF: 5/10 min

[SN] **AYYMM**N1XXXX




IPX7




LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO., LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, PRC

Маркировка на корпусе блока основного
Прибора оториноларингологического для промывания LD-N1




Насадка взрослая LD-SN01



Насадка детская LD-SN02

Трубка с держателем






Контейнер

Кабель USB для зарядного устройства. Вид сверху.





Комплект назальный LD-SN03, в составе:

- Стержень насадки - 1 шт.
- Олива взрослая - 1 шт.
- Олива детская - 1 шт.

OTORHINOLARYNGOLOGICAL DEVICE FOR IRRIGATION

AQUARIN®

ПРИБОР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ

ПРОМЫВАНИЕ И ОРОШЕНИЕ НОСА



LD-N1 AQUARIN®



КОМПЛЕКТ ПРИБОРА

В комплекте все необходимое: основной блок, контейнер, две насадки (взрослая и детская), трубка с держателем и кабель USB, для зарядки



КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Выбирайте наиболее приемлемое для вас давление струи. 3 уровня давления и соответствующая световая индикация.



ЗАРЯДКА ОТ USB

Заряжать прибор можно от адаптера электросети с USB-разъемом. Гнездо для провода на приборе имеет высокую степень влагозащищенности.



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В стандартном контейнере удобно хранить и перевозить прибор со всеми принадлежностями.

OTORHINOLARYNGOLOGICAL DEVICE FOR IRRIGATION

AQUARIN®

ПРИБОР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ

ENG

Otorhinolaryngological washing device model LD-N1. Intended for nasal wash and irrigation for prevention and treatment of inflammatory diseases of the nasal cavity for both adults and children. Powered by built-in rechargeable battery. Charging batteries from USB port. Power consumption 5V, 500mA.

KAZ

Жууға арналған LD-N1 оториноларингологиялық. Арналымы: ересектер мен балалардың мұрын қуысының қабыну ауруларының алдын алу және емдеу үшін мұрынды жуу және шаю. Кіріктірілген аккумуляторлы батареядан қуаттау. Аккумуляторлы батареяны 5V, 500mA USB-портынан зарядтау.

Бірыңғай байланыс орталығы +7 (7232) 700-790.

RUS

Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1. Назначение: промывание и орошение носа с целью лечения и профилактики воспалительных заболеваний полости носа у взрослых и детей. Питание от встроенной аккумуляторной батареи. Зарядка аккумуляторной батареи от USB-порта 5V, 500mA.

Телефон горячей линии: 8-800-200-0037.



Manufactured under control and for
Little Doctor International (S) Pte. Ltd.,
Sengkang Central PO Box 960
Singapore 915411.

For more information please visit
www.aquarin.sg




DOWNLOAD
USER MANUAL

www.littledoctor.sg/manuals



LD-N1 AQUARIN®



ENG

- Recovery of easy breathing
- Removal of allergens and microbial mucus
- Washing and cleansing maxillary sinus ostium
- Reducing the risk of SARS
- Strengthening the immunity of the nasopharynx

KAZ

- Еркін тыныс алуды қалпына келтіру
- Аллергендер мен микробты шырышты жою
- Мұрын жанындағы қуыстардың сағаларын жуу
- ЖРВИ ауруының қаупін азайту
- Мұрын-жұтқыншақ иммунитетін нығайту

RUS

- Восстановление свободного дыхания
- Удаление аллергенов и микробной слизи
- Промывание устьев околоносовых пазух
- Снижение риска заболевания ОРВИ
- Укрепление иммунитета носоглотки

Вид Д

OTORHINOLARYNGOLOGICAL DEVICE FOR IRRIGATION

AQUARIN®

ПРИБОР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ

Вид Е



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA




Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ТРАНСПОРТИРОВКИ



IPX7



Росздравнадзор РФ

№ РЗН XXXX/XXXXX

ЖИЖ

www.aquarin.sg



8 887786 600172


© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2022

® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ индивидуальной упаковки Комплекта назального LD-SN03



Вид спереди



Вид сзади

Фрагмент

RUS Комплект назальный LD-SN03. Состав: стержень насадки, олива взрослая, олива детская. Предназначен для использования с прибором оториноларингологическим для промывания LD-N1. Расходный материал. Правила использования, ухода, хранения и транспортировки смотрите в руководстве по эксплуатации к Прибору оториноларингологическому для промывания LD-N1. Срок службы не менее 1000 циклов использования. Срок хранения не ограничен. Претензии потребителей и пожелания направлять по адресу: Россия 117218 г. Москва а/я 36. "Фирма К и К" ООО. Производится под контролем и для Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Singapore). www.AQUARIN.sg.

Вид А

Фрагмент



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area,
226010 Nantong, Jiangsu, PRC



Little Doctor Europe Sp. z o.o.
57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

Authorized Distributor in European Union:
Little Doctor Europe Sp. z o.o., 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland
Tel.: +48 12 2684746, 12 2684747, Fax: +48 12 2684753 biuro@littledoctor.pl

® Registered trade marks of Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

© Copyright Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 2022

Росздравнадзор РФ

№ РЗН XXXX/XXXXX



8728/2304/02

Вид Б

МАКЕТ МАРКИРОВКИ НА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ

ENT Irrigation Device LD-N1



HANDLE WITH CARE

AQUARIN®

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699

Fax: 65-62342197 e-mail: ld@singaporemail.com

ENT Irrigation Device LD-N1

Pcs.

Manufacturer: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., P.R. China

LD-N1

Carton:

Ref. No

No

From

CE

Макет этикетки транспортной упаковки на английском языке

ПРИБОР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ LD-N1



Обращаться осторожно

AQUARIN®

Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699
Fax: 65-62342197 e-mail: ld@singaporemail.com

Прибор оториноларингологический для промывания LD-N1 Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., P.R. China		Кол-во шт в коробке
LD-N1	Carton:	
Примечание	Коробка №	Кол-во коробок

CE

Макет этикетки транспортной упаковки на русском языке

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 13 (тринадцать) лист(а/ов)



Генеральный директор
ООО «Фирма К и К» Селин Ю.М. Стародумов