

Общество с ограниченной ответственностью «Стентекс»
ОГРН 1107746941720, ИНН 7727733860, КПП 773101001
Ул Сикорского, д 11, ТИЦ Сколково, Москва, 121205
Тел: +7(495) 800-77-71, info@stentex.ru, www.stentex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Стентекс»
Потанов А.Ю.




_____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, Optima SC

Оглавление

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC. Общий вид МИ	3
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC в спиральном диспенсере.....	4
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с лицевой стороны.	5
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с оборотной стороны.	6
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с лицевой стороны.	7
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с оборотной стороны.	8
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 300 x 251 x 16 мм с лицевой стороны	9
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с оборотной стороны.....	10
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной 300 x 251 x 16 мм с торцевой стороны.....	11
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 270 x 248 x 16 мм с лицевой стороны.....	12
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 270 x 248 x 16 мм с оборотной стороны.....	13
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 270 x 248 x 16 мм с торцевой стороны	14
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC. Общий вид МИ.....	15
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC в спиральном диспенсере	16
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с лицевой стороны.	17
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с оборотной стороны.	18
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с лицевой стороны.	19
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с оборотной стороны.	20
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с лицевой стороны.....	21
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с оборотной стороны.....	22
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с торцевой стороны.....	23
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 270 x 248 x 16 мм с лицевой стороны.....	24
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 270 x 248 x 16 мм с оборотной стороны.....	25
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 270 x 248 x 16 мм с торцевой стороны.....	26



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC.
Общий вид МИ



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC
в спиральном диспенсере

3,00 mm 15 mm

Optima NC

Coronary Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
SN BONCAM0361
2023-09
2026-08

STERILEEO
Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апирогенно

Minimum Guiding Catheter Internal Ø
Минимальный внутренний Ø
приводной катетера
5 F (1,67 mm)

translumina


REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
SN BONCAM0361
2023-09
2026-08

Optima NC
Coronary Dilatation Catheter
3,00 mm
15 mm

translumina

REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
SN BONCAM0361
2023-09
2026-08

Optima NC
Coronary Dilatation Catheter
3,00 mm
15 mm



Optima NC Coronary Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица соответствия катетера (баллона) для коронарной ангиопластики Optima NC

Pressure Bar, mmHg, 10 ⁵ Pa	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (mm)									
Диаметр (mm, mm, 10 ⁵ Pa)	Ø1.50	Ø2.00	Ø2.25	Ø2.50	Ø2.75	Ø3.00	Ø3.25	Ø3.50	Ø3.75	Ø4.00
8	1.68	1.92	2.16	2.41	2.64	2.89	3.12	3.38	3.61	3.87
9	1.67	1.94	2.18	2.43	2.67	2.92	3.16	3.41	3.65	3.91
10	1.68	1.96	2.21	2.46	2.70	2.95	3.19	3.44	3.69	3.94
11	1.69	1.98	2.23	2.48	2.73	2.98	3.22	3.47	3.72	3.97
12	1.70	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
13	1.82	2.02	2.28	2.52	2.78	3.02	3.28	3.52	3.78	4.03
14	1.82	2.04	2.31	2.55	2.80	3.05	3.31	3.56	3.81	4.06
15	1.84	2.06	2.33	2.57	2.83	3.08	3.34	3.59	3.84	4.09
16	1.85	2.08	2.35	2.60	2.86	3.11	3.37	3.62	3.87	4.12
17	1.86	2.10	2.37	2.62	2.88	3.13	3.40	3.65	3.90	4.15
18	1.88	2.11	2.39	2.64	2.90	3.15	3.43	3.67	3.93	4.17
19	1.89	2.12	2.40	2.66	2.92	3.17	3.45	3.70	3.96	4.21
20	1.91	2.14	2.41	2.68	2.94	3.19	3.47	3.72	3.98	4.24
21	1.92	2.16	2.42	2.70	2.96	3.22	3.49	3.74	4.01	4.27
22	1.93	2.17	2.43	2.72	2.98	3.24	3.51	3.76	4.03	4.30

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление
12 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва
20 x 10⁵ Pa

Manufacturer / Производители:
Translumina Therapeutics LLP, Registered office:
Ground Floor, Metro Tower, LSC, MOE Land,
New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India
Customer care No + 91 11-2874 2874
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in
Manufacturing site / Место производства:
Translumina Therapeutics LLP
Plot No. 812, Pharmacy, Selaqui
Dehradun-249011, Uttarakhand, India
Manufacturing Licence No MFG/MD/2019/000227

translumina

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с лицевой стороны.



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с обратной стороны.

Ø 3,00 mm 15 mm

Optima NC
Coronary Dilatation Catheter


Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
2023-09
MD
2026-08
STERILEEO
Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апирогенно

Minimum Guiding Catheter Internal Ø
Минимальный внутренний Ø
проводникового катетера
5 F (1,67 mm)

translumina
REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
2023-09
2026-08
(01)08504271634464(17)200800X10(BONCAM140923)

translumina
REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
2023-09
2026-08
(01)08504271634464(17)200800X10(BONCAM140923)



Optima NC Coronary Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица соответствия катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima NC

Pressure (atm, mmHg, MPa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)											
	Ø1.30	Ø2.00	Ø2.25	Ø2.50	Ø2.75	Ø3.00	Ø3.25	Ø3.50	Ø3.75	Ø4.00	Ø4.50	Ø5.00
9	1.45	1.92	2.16	2.41	2.64	2.89	3.12	3.38	3.61	3.87	4.34	4.94
10	1.47	1.94	2.18	2.43	2.67	2.92	3.16	3.41	3.65	3.91	4.39	5.00
11	1.49	1.96	2.21	2.45	2.70	2.95	3.19	3.44	3.69	3.94	4.44	5.06
12	1.51	1.98	2.23	2.47	2.72	2.97	3.21	3.46	3.71	3.96	4.48	5.11
13	1.53	2.00	2.25	2.49	2.74	2.99	3.23	3.48	3.73	3.98	4.52	5.16
14	1.55	2.02	2.27	2.51	2.76	3.01	3.25	3.50	3.75	4.00	4.56	5.21
15	1.57	2.04	2.29	2.53	2.78	3.03	3.27	3.52	3.77	4.02	4.59	5.25
16	1.59	2.06	2.31	2.55	2.80	3.05	3.29	3.54	3.79	4.04	4.63	5.30
17	1.61	2.08	2.33	2.57	2.82	3.07	3.31	3.56	3.81	4.06	4.67	5.35
18	1.63	2.10	2.35	2.59	2.84	3.09	3.33	3.58	3.83	4.08	4.71	5.40
19	1.65	2.12	2.37	2.61	2.86	3.11	3.35	3.60	3.85	4.10	4.75	5.45
20	1.67	2.14	2.39	2.63	2.88	3.13	3.37	3.62	3.87	4.12	4.79	5.50
21	1.69	2.16	2.41	2.65	2.90	3.15	3.39	3.64	3.89	4.14	4.83	5.55
22	1.71	2.18	2.43	2.67	2.92	3.17	3.41	3.66	3.91	4.16	4.87	5.60
23	1.73	2.20	2.45	2.69	2.94	3.19	3.43	3.68	3.93	4.18	4.91	5.65
24	1.75	2.22	2.47	2.71	2.96	3.21	3.45	3.70	3.95	4.20	4.95	5.70
25	1.77	2.24	2.49	2.73	2.98	3.23	3.47	3.72	3.97	4.22	4.99	5.75
26	1.79	2.26	2.51	2.75	3.00	3.25	3.49	3.74	3.99	4.24	5.03	5.80
27	1.81	2.28	2.53	2.77	3.02	3.27	3.51	3.76	4.01	4.26	5.07	5.85
28	1.83	2.30	2.55	2.79	3.04	3.29	3.53	3.78	4.03	4.28	5.11	5.90
29	1.85	2.32	2.57	2.81	3.06	3.31	3.55	3.80	4.05	4.30	5.15	5.95
30	1.87	2.34	2.59	2.83	3.08	3.33	3.57	3.82	4.07	4.32	5.19	6.00

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление
12 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва
20 x 10⁵ Pa

translumina

Manufacturer / Производитель
Translumina Therapeutics LLP, Registered office
Ground Floor, Metro Tower, LSC, MIDC Land,
New Rainier Nagar, New Delhi-110050, India
Customer care No. + 91 11-2874 2874
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in

STENTEX


Manufacturing site / Место производства:
ООО «Стентекс»
Россия, 121305, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Сиверского, д. 11,
+7 (495) 820-77-77 info@stentex.ru, www.stentex.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ

MDH-XXXX_X 001

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с лицевой стороны.



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с обратной стороны.



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 300 x 251 x 16 мм с лицевой стороны

Optima™ NC


Coronary Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

3,00 mm

15 mm

REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
SN BONCAM0361
2023-09
2026-08



MD Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апиrogenно

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление

12 x 10⁵ Pa


Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва

20 x 10⁵ Pa

Min. Guiding Catheter Internal Ø

Минимальный внутренний Ø проводникового катетера

5 F (1,67 mm)




Optima NC Coronary Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица растяжимости катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima NC

Pressure (atm, mmHg, 10 ⁵ Pa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)										
Давление (атм, мм рт.ст., 10 ⁵ Па)	Ø1,50	Ø2,00	Ø2,25	Ø2,50	Ø2,75	Ø3,00	Ø3,25	Ø3,50	Ø3,75	Ø4,00	Ø4,50
8	1,46	1,92	2,16	2,41	2,64	2,89	3,12	3,38	3,61	3,87	4,34
9	1,47	1,94	2,18	2,43	2,67	2,92	3,16	3,41	3,65	3,91	4,39
10	1,48	1,96	2,21	2,46	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,94	4,44
11	1,49	1,98	2,23	2,48	2,73	2,98	3,22	3,47	3,72	3,97	4,47
NP 12	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
13	1,52	2,02	2,28	2,52	2,78	3,03	3,28	3,53	3,78	4,03	4,55
14	1,53	2,04	2,31	2,55	2,80	3,05	3,31	3,56	3,81	4,06	4,59
15	1,54	2,06	2,33	2,57	2,83	3,08	3,34	3,59	3,84	4,09	4,63
16	1,55	2,08	2,35	2,60	2,86	3,11	3,37	3,62	3,87	4,12	4,67
17	1,56	2,10	2,37	2,62	2,88	3,13	3,40	3,65	3,90	4,15	4,70
18	1,58	2,11	2,39	2,64	2,90	3,15	3,43	3,67	3,93	4,18	4,73
19	1,59	2,13	2,40	2,66	2,92	3,17	3,45	3,70	3,96	4,21	4,76
RBP 20	1,61	2,14	2,41	2,68	2,94	3,19	3,47	3,72	3,98	4,24	4,79
21	1,62	2,16	2,42	2,70	2,96	3,22	3,49	3,74	4,01	4,27	4,82
22	1,63	2,17	2,43	2,72	2,98	3,24	3,51	3,76	4,03	4,30	4,85

translumina

translumina
REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
SN BONCAM0361
2023-09
2026-08



translumina
REF OPNC3015
LOT BONCAM140923
SN BONCAM0361
2023-09
2026-08



Manufacturer/Производитель:

Translumina Therapeutics LLP.

Registered office: Ground Floor, Metro Tower, LSC, MOR Land,

New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India

Customer care No: + 91 11-2874 2874

Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in

Manufacturing site / Место производства:

Translumina Therapeutics LLP

Plot No. #12, Pharmacy, Selaqui, Dehradun-248011, Uttarakhand, India

Manufacturing Licence No.MFG/MD/2019/000227



STENTEX

Поставщик / Уполномоченный представитель производителя

на территории РФ: ООО «Стентекс»

Россия, 121205, Москва, территория Сколково

инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.


+7 (495) 800-77-71 info@stentex.ru, www.stentex.ru

РУ № ПЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

translumina

LIMITLESS POSSIBILITIES

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с оборотной стороны



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 270 x 248 x 16 мм с лицевой стороны



Optima™ NC

Coronary Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

3,00 mm

15 mm

Содержимое
Колличество


1

REF: OPNC3015

LOT: BONCAM140923

2023-09

2026-08



Optima NC Coronary Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица растяжимости катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima NC

Pressure (mm Hg) (10 ⁵ Pa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)											
	Ø1,50	Ø2,00	Ø2,25	Ø2,50	Ø2,75	Ø3,00	Ø3,25	Ø3,50	Ø3,75	Ø4,00	Ø4,50	
8	1.46	1.92	2.16	2.41	2.64	2.89	3.12	3.38	3.61	3.87	4.34	
9	1.47	1.94	2.18	2.43	2.67	2.92	3.16	3.41	3.65	3.91	4.39	
10	1.48	1.96	2.21	2.46	2.70	2.95	3.19	3.44	3.69	3.94	4.44	
11	1.49	1.98	2.23	2.48	2.73	2.98	3.22	3.47	3.72	3.97	4.47	
NP 12	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	
13	1.52	2.02	2.28	2.52	2.78	3.03	3.28	3.53	3.78	4.03	4.55	
14	1.53	2.04	2.31	2.55	2.80	3.05	3.31	3.56	3.81	4.06	4.59	
15	1.54	2.06	2.33	2.57	2.83	3.08	3.34	3.59	3.84	4.09	4.63	
16	1.55	2.08	2.35	2.60	2.86	3.11	3.37	3.62	3.87	4.12	4.67	
17	1.56	2.10	2.37	2.62	2.88	3.13	3.40	3.65	3.90	4.15	4.70	
18	1.58	2.11	2.39	2.64	2.90	3.15	3.43	3.67	3.93	4.18	4.73	
19	1.59	2.13	2.40	2.66	2.92	3.17	3.45	3.70	3.96	4.21	4.76	
RBP 20	1.61	2.14	2.41	2.68	2.94	3.19	3.47	3.72	3.98	4.24	4.79	
21	1.62	2.16	2.42	2.70	2.96	3.22	3.49	3.74	4.01	4.27	4.82	
22	1.63	2.17	2.43	2.72	2.98	3.24	3.51	3.76	4.03	4.30	4.85	


MD

Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апиrogenно

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление
12 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва
20 x 10⁵ Pa

Min. Guiding Catheter Internal Ø
Минимальный внутренний Ø
проводникового катетера
5 F (1,67 mm)



Manufacturer / Производители:
Translumina Therapeutics LLP.
Registered office: Ground Floor, Metro Tower, LSC,
MOR Land, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India
Customer care No: + 91 11-2874 2874
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in

Manufacturing site / Место производства: ООО «Стентекс»
Россия, 121205, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.
СДЕЛАНО В РОССИИ



СТЕНТЕКС


Поставщик / Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ: ООО «Стентекс»
Россия, 121205, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.
+7 (495) 800-77-71 info@stentex.ru, www.stentex.ru

Р/Н № Р3Н XXXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 270 x 248 x 16 мм с оборотной стороны



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima NC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке 270 x 248 x 16 мм с торцевой стороны



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC.
Общий вид МИ



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC
в спиральном диспенсере

3,00 mm 20 mm

Optima SC

PTCA Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

REF OPSC3020
LOT BOSCA200923
SN BOSCA0452
2023-09
2026-08

Contents
Количество 1

STERILE
Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апиrogenно

Minimum Guiding Catheter Internal Ø
Минимальный внутренний Ø
проводникового катетера
5 F (1,67 mm)

Optima SC PTCA Dilatation Catheter: Compliance Chart
Таблица растяжимости катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima SC

Pressure (Bar, atm, 10 ⁵ Pa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)						
	Ø1.50	Ø2.00	Ø2.50	Ø3.00	Ø3.50	Ø4.00	Ø4.50
6	1.48	1.92	2.42	2.92	3.41	3.89	4.39
7	1.47	1.96	2.46	2.96	3.46	3.95	4.45
NP 8	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50
7	1.52	2.03	2.53	3.04	3.54	4.05	4.55
8	1.54	2.06	2.56	3.08	3.58	4.10	4.60
9	1.56	2.08	2.59	3.12	3.62	4.14	4.65
10	1.58	2.10	2.61	3.16	3.66	4.18	4.70
11	1.60	2.12	2.64	3.20	3.70	4.22	4.75
12	1.62	2.14	2.67	3.23	3.74	4.27	4.80
13	1.63	2.16	2.70	3.26	3.78	4.32	4.84
NP 14	1.64	2.18	2.73	3.28	3.82	4.37	4.88
15	1.65	2.20	2.76	3.32	3.86	4.42	4.92
16	1.66	2.22	2.79	3.35	3.89	4.47	4.97

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление
6 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва
14 x 10⁵ Pa

Manufacturer / Производитель:
Translumina Therapeutics LLP, Registered office:
Ground Floor, Metro Tower, I-SE, MG Road,
New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India
Customer care No: + 91 11-2874 2874
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in
Manufacturing site / Место производства:
Translumina Therapeutics LLP
Plot No. #12, Pharmacy, Selaga
Dehradun 248011, Uttarakhand, India
Manufacturing Licence No MF/UMD/2019/000227

translumina

REF OPSC3020
LOT BOSCA200923
SN BOSCA0452
2023-09
2026-08

REF OPSC3020
LOT BOSCA200923
SN BOSCA0452
2023-09
2026-08

3,00 mm 20 mm

3,00 mm 20 mm

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с лицевой стороны.



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в одинарном стерильном пакете с обратной стороны.

3.00 mm 20 mm


Optima SC
PTCA Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

REF OPSC3020
LOT BOSCA0200923
2023-09
2028-08

STERILEEO Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апиrogenно

Minimum Guiding Catheter Internal Diameter
Минимальный внутренний диаметр
проводникового катетера
5 F (1,67 mm)



Optima SC PTCA Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица соответствия катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima SC

Pressure (atm, mmHg, 10 ⁵ Pa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)						
	Ø1.50	Ø2.00	Ø2.50	Ø3.00	Ø3.50	Ø4.00	Ø4.50
4	1.48	1.92	2.42	2.92	3.41	3.89	4.39
5	1.47	1.96	2.48	2.96	3.48	3.95	4.45
NP 6	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50
7	1.52	2.03	2.53	3.04	3.54	4.05	4.55
8	1.54	2.06	2.56	3.08	3.58	4.10	4.60
9	1.56	2.08	2.59	3.12	3.62	4.14	4.65
10	1.58	2.10	2.61	3.15	3.66	4.18	4.70
11	1.60	2.12	2.64	3.20	3.70	4.22	4.75
12	1.62	2.14	2.67	3.23	3.74	4.27	4.80
13	1.63	2.16	2.70	3.25	3.78	4.32	4.84
RBP 14	1.64	2.18	2.72	3.29	3.82	4.37	4.88
15	1.65	2.20	2.76	3.32	3.86	4.42	4.92
16	1.66	2.22	2.79	3.35	3.89	4.47	4.97

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление
6 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва
14 x 10⁵ Pa

translumina
REF OPSC3020
LOT BOSCA0200923
2023-09
2028-08
(010804027163357)(17)060800(10)BOSCA0200923

translumina
REF OPSC3020
LOT BOSCA0200923
2023-09
2028-08
(010804027163357)(17)060800(10)BOSCA0200923

translumina

Manufacturer / Производитель
Translumina Therapeutics LLP, Registered office
Ground Floor, Metro Tower, LSC, POKH, Land,
New Bhandari Nagar, New Delhi-110060, India
Customer care No. + 91 11-2674 2974
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in

STENTEX

Manufacturing site / Место производства:
ООО «Стентекс»
Россия, 121205, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Синергия, д. 11,
+7 (495) 600-77-71 info@stenteks.ru, www.stenteks.ru
СДЕЛАНО В РОССИИ

100 X 300mm

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с лицевой стороны.



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC, вариант исполнения в двойном стерильном пакете с обратной стороны.

Optima™ SC
PTCA Dilatation Catheter

translumina
LIMITLESS POSSIBILITIES

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с лицевой стороны

Optima™ SC


PTCA Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики

3,00 mm

20 mm

REF OPNC3020
LOT BOSAG200923
SN BOSAG0452
2023-09
2026-08



MD Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апиrogenно

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление


6 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва

14 x 10⁵ Pa

Min. Guiding Catheter Internal Ø
Минимальный внутренний Ø
проводникового катетера

5 F (1,67 mm)



Optima SC PTCA Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица растяжимости катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima SC

Pressure (Bar, atm, 10 ⁵ Pa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)						
	Ø 1,50	Ø 2,00	Ø 2,50	Ø 3,00	Ø 3,50	Ø 4,00	Ø 4,50
4	1,46	1,92	2,42	2,92	3,41	3,89	4,39
5	1,47	1,95	2,46	2,96	3,46	3,95	4,45
NP 6	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
7	1,52	2,03	2,53	3,04	3,54	4,05	4,55
8	1,54	2,06	2,56	3,08	3,58	4,10	4,60
9	1,56	2,08	2,59	3,12	3,62	4,14	4,65
10	1,58	2,10	2,61	3,16	3,66	4,18	4,70
11	1,60	2,12	2,64	3,20	3,70	4,22	4,75
12	1,62	2,14	2,67	3,23	3,74	4,27	4,80
13	1,63	2,16	2,70	3,26	3,78	4,32	4,84
RBP 14	1,64	2,18	2,73	3,29	3,82	4,37	4,88
15	1,65	2,20	2,76	3,32	3,86	4,42	4,92
16	1,66	2,22	2,79	3,35	3,89	4,47	4,97

translumina

translumina
REF OPNC3020
LOT BOSAG200923
SN BOSAG0452
2023-09
2026-08



translumina
REF OPNC3020
LOT BOSAG200923
SN BOSAG0452
2023-09
2026-08



Manufacturer/Производитель:
Translumina Therapeutics LLP,
Registered office: Ground Floor, Metro Tower, LSC, MOR Land,
New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India
Customer care No: + 91 11-2874 2874
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in

Manufacturing site / Место производства:
Translumina Therapeutics LLP
Plot No. #12, Pharmacy, Selaqui, Dehradun-248011, Uttarakhand, India
Manufacturing Licence No. MFG/MD/2019/000227


STENTEX

Поставщик / Уполномоченный представитель производителя
на территории РФ: ООО «Стентек»
Россия, 121205, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.
+7 (495) 800-77-71 info@stentex.ru, www.stentex.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

translumina
LIMITLESS POSSIBILITIES

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с оборотной стороны



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 300 x 251 x 16 мм с торцевой стороны



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 270 x 248 x 16 мм с лицевой стороны

Optima SC

PTCA Dilatation Catheter

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики




MD Sterile and non-pyrogenic
Стерильно, апиrogenно

Nominal Pressure (NP)
Номинальное давление
6 x 10⁵ Pa

Rated Burst Pressure (RBP)
Номинальное давление разрыва
14 x 10⁵ Pa

Min. Guiding Catheter Internal Ø
Минимальный внутренний Ø
проводникового катетера
5 F (1,67 mm)



Optima SC PTCA Dilatation Catheter Compliance Chart
Таблица растяжимости катетера баллонного для коронарной ангиопластики Optima SC

Pressure (Bar, atm, 10 ⁵ Pa)	Balloon Diameter (mm) / Диаметр баллона (мм)						
Давление (Бар, атм, 10 ⁵ Па)	Ø1,50	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00	Ø4,50
4	1,46	1,92	2,42	2,92	3,41	3,89	4,39
5	1,47	1,96	2,46	2,96	3,46	3,96	4,46
NP 6	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
7	1,52	2,03	2,53	3,04	3,54	4,05	4,55
8	1,54	2,06	2,56	3,06	3,56	4,10	4,60
9	1,56	2,08	2,59	3,12	3,62	4,14	4,65
10	1,58	2,10	2,61	3,16	3,66	4,18	4,70
11	1,60	2,12	2,64	3,20	3,70	4,22	4,75
12	1,62	2,14	2,67	3,23	3,74	4,27	4,80
13	1,63	2,16	2,70	3,26	3,78	4,32	4,84
RBP 14	1,64	2,18	2,73	3,29	3,82	4,37	4,88
15	1,65	2,20	2,76	3,32	3,86	4,42	4,92
16	1,66	2,22	2,79	3,35	3,89	4,47	4,97

translumina

translumina

REF OPSC3020
LOT BOSCAQ200923
2023-09
2026-08



Optima SC
PTCA Dilatation Catheter

Ø 3,00 mm
20 mm

(01)0090427 1633573(17)200800(10)BOSCAQ200923

translumina

REF OPSC3020
LOT BOSCAQ200923
2023-09
2026-08



Optima SC
PTCA Dilatation Catheter

Ø 3,00 mm
20 mm

(01)0090427 1633573(17)200800(10)BOSCAQ200923



Manufacturer/Производитель:
Translumina Therapeutics LLP.
Registered office: Ground Floor, Metro Tower, LSC,
MOR Land, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060, India
Customer care No: + 91 11-2874 2874
Email: info@translumina.in, Web: www.translumina.in
Manufacturing site / Место производства: ООО «Стентекс»
Россия, 121205, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.
СДЕЛАНО В РОССИИ

STENTEX

Поставщик / Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ: ООО «Стентекс»
Россия, 121205, Москва, территория Сколково
инновационного центра, ул. Сикорского, д. 11.
+7 (495) 800-77-71 info@stentex.ru, www.stentex.ru
РУ № РЭН XXXX XXXXX от XX.XX.XXXX

001

RUHXXXXX

Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 270 x 248 x 16 мм с оборотной стороны



Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Optima SC Вариант исполнения в индивидуальной картонной коробке длиной 270 x 248 x 16 мм с торцевой стороны

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 26 *шестидесяти* листов

Генеральный директор ООО
«Стентекс» Петяпов А.Ю.

