

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ППО ООО «МЕДБИОТЕХ»
В. М. Горбатский
«18» августа 2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей
с инструментом для имплантации**

1. Винт тип 1



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия




Маркировка изделия


 ПП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Винт тип 1, размер резьбовой части винта: Ø5 x 60 мм РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 2 шт		 12.2022 Год и месяц изготовления	 122022 Код партии
 		REF H101.07 Номер по каталогу	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв. 6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки

2. Винт тип 2



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия



Маркировка изделия


 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Винт тип 2, размер резьбовой части: Ø6 x 45 мм РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 2 шт		 10.2019 <i>Год и месяц изготовления</i>	 102019 <i>Код партии</i>
		REF H.101.09 <i>Номер по каталогу</i>	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки


3. Винт тип 3



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия



Маркировка изделия


 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Винт тип 3, размер резьбовой части: Ø6 x 100 мм РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 2 шт		 12.2022 <i>Год и месяц изготовления</i>	 122022 <i>Код партии</i>
 		REF H.101.10 <i>Номер по каталогу</i>	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО». 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки

4. Блок крепления штанга-штанга



Индивидуальная упаковка



Маркировка изделия

 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации.			
Блок крепления штанга-штанга			
РУ №			
Материал: нержавеющая сталь		 03.2023 Год и месяц изготовления	
Количество: 1 шт		 032023 Код партии	
		 H.101.01 Номер по каталогу	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:			
ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв. 6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки

ИП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Блок крепления штанга-винт РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 2 шт		03.2023 <i>Год и месяц изготовления</i>	032023 <i>Код партии</i>
		REF H101.02 <i>Даты по выводу</i>	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв. 6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все бытовые отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Сделано в Республике Беларусь			

EN 868 ISO

ПКС 200x250 мм

Стерил

ПКС 100x250мм

EN 868 ISO

ПОВРЕЖДЕННУЮ УПАКОВКУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

EN 868 ISO

ПКС 200x250 мм


Стерил

ПКС 100x250мм

EN 868 ISO

ПОВРЕЖДЕННУЮ УПАКОВКУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Внешний вид изделия




Маркировка изделия


 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Блок крепления штанга-винт РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 2 шт		 03.2023 Год и месяц изготовления	
		 032023 Код партии	
 		REF H101.02 Номер по каталогу	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО». 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки


6. Штанга




Индивидуальная упаковка




Внешний вид изделия из нержавеющей стали



Внешний вид изделия из композитного материала



Маркировка изделия из нержавеющей стали




Маркировка изделия из композитного материала


 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Штанга, длиной 300 мм РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт		 02.2023 Год и месяц изготовления	 022023 Код партии
		REF	Н.101.05 Номер по каталогу
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Сделано в Республике Беларусь			

Пример маркировки индивидуальной упаковки

7. Инструмент для имплантации: Направитель



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия



Маркировка изделия


 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации			
Инструмент для имплантации Направитель			
РУ № _____			
Материал: нержавеющая сталь		 02.2023 Год и месяц изготовления	
Количество: 1 шт		 022023 Код партии	
		REF HM0001 Номер по каталогу	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО». 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки

8. Сверло



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия




Маркировка изделия



	ИП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by	
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации		
Инструмент для имплантации Сверло		
РУ №		
Материал: нержавеющая сталь		
Количество: 1 шт		
		02.2023 <i>Год и месяц изготовления</i>
		022023 <i>Код партии</i>
		HM0003 <i>Номер по каталогу</i>
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года		
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru		
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.		
Сделано в Республике Беларусь		

Маркировка индивидуальной упаковки


9. Ключ-цанга



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия



Маркировка изделия



 ИП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации			
Инструмент для имплантации Ключ-цанга			
РУ № Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт		 02.2023 Год и месяц изготовления  022023 Код партии  HM0004 Номер по каталогу	
			
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв. 6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки


10. Ключ торцевой



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия



Маркировка изделия

	НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by	
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации		
Инструмент для имплантации Ключ торцевой		
РУ №		
Материал: нержавеющая сталь, пластмасса		12.2022 <i>Год и месяц изготовления</i>
Количество: 1 шт		122022 <i>Код партии</i>
	REF	HM0005 <i>Номер по каталогу</i>
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года		
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО». 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru		
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.		
Сделано в Республике Беларусь		

Маркировка индивидуальной упаковки


11. Ключ рожковый



Индивидуальная упаковка



Внешний вид изделия



Маркировка изделия


		НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации					
Инструмент для имплантации Ключ рожковый 10 мм					
РУ №		Материал: нержавеющая сталь		02.2023 <i>Год и месяц изготовления</i>	
Количество: 1 шт				 022023 <i>Код партии</i>	
		REF		BM0001 <i>Номер по каталогу</i>	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года					
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв. 6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru					
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.					
Сделано в Республике Беларусь					

Маркировка индивидуальной упаковки


12. Троакар



Индивидуальная упаковка





Внешний вид изделия



	НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by		
	Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом монтажным и принадлежностями		
Инструмент для имплантации Троакар			
РУ №			12.2022
Материал: нержавеющая сталь, пластмасса		Год и месяц изготовления	
Количество: 1 шт			122022
		Код партии	
	REF		DM0412
			Номер из каталога
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО». 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка индивидуальной упаковки


13. Ящик



Внешний вид изделия

 ИП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом монтажным и принадлежностями Ящик для хранения и стерилизации РУ №			
Материал: алюминий Количество: 1 шт		 02.2023 <i>Год и месяц изготовления</i>	 022023 <i>Код партии</i>
		REF H101.08 <i>Номер по каталогу</i>	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Маркировка






Упаковка комплекта



Инструкция по применению

Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых
костей с инструментом для имплантации

Инструкция по применению



Примеры различных положений аппарата в сборе

39


НП ООО «МЕДБИОТЕХ»

Республика Беларусь, г. Минск,

ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18

Тел: факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44

E-mail: medbiotech@telecom.by


Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации, в составе:

- 1 Винт тип 1, размер резьбовой части винта: Ø3,5 x 40 мм – 6 шт.;
- 2 Винт тип 2 – 10 шт.;
- 3 Винт тип 3 – 8 шт.;
- 4 Блок крепления штанга-штанга – 1 шт.;
- 5 Блок крепления штанга-винт – 2 шт.;
- 6 Штанга, длиной 100 мм – 1 шт.;
- 7 Инструмент для имплантации: направитель – 1 шт.;
- 8 Инструмент для имплантации: сверло – 1 шт.;
- 9 Инструмент для имплантации: ключ-панга – 1 шт.;
- 10 Инструмент для имплантации: ключ торцевой – 1 шт.;
- 11 Инструмент для имплантации: ключ рожковый 10 мм – 1 шт.;
- 12 Инструмент для имплантации: троакар – 1 шт.
- 13 Ящик для хранения и стерилизации – 1 шт.;
- 14 Инструкция по применению – 1 шт.


РУ №

 Наименование и количество
изделий

02.2023


Год и месяц изготовления


022023

Код партии
REF -

Номер по каталогу


Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Срок службы 3 года

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

 ООО «ОРТО». 188304, Ленинградская область, район Гатчинский,
г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6.

Тел.: +7 812 964-04-44

E-mail: info@zao-orto.ru

Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.

Сделано в Республике Беларусь

Макет маркировки транспортной тары

Нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе.

Город Минск, Республика Беларусь. Восемнадцатое октября две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Романович Татьяна Антоновна, нотариус Минского городского нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 796, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 28 мая 2014 г.), свидетельствую подлинность подписи Директора Научно-производственного общества с ограниченной ответственности «МЕДБИОТЕХ», Горбатского Владимира Михайловича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Горбатского В.М. установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-8046.

Взыскано нотариального тарифа 20 рублей.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на тридцати девяти листах

Нотариус

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ЧП ООО «МЕДБИОТЕХ»

В. М. Горбатский

2024 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей
с инструментом для имплантации**

Макет маркировки индивидуальной упаковки одноразового изделия в составе аппарата.
Пример маркировки Винта тип 1, размер резьбовой части винта: Ø3,5 x 40 мм

 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by			
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации Винт тип 1, размер резьбовой части винта: Ø3,5 x 40 мм РУ №			
Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт		 02.2023 <i>Год и месяц изготовления</i>	 022023 <i>Код партии</i>
 		REF B0033/3C <i>Номер по каталогу</i>	
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года			
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru			
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.			
Сделано в Республике Беларусь			

Данный макет маркировки используется для следующих изделий в составе аппарата

- Винт тип 1, размер резьбовой части винта: Ø3,5 x 40 мм; Ø5 x 60 мм; Ø6 x 60 мм;
- Винт тип 2;
- Винт тип 3;
- Блок крепления штанга-штанга;
- Блок крепления штанга-винт;
- Штанга, длиной: 100, 200, 300, 400 мм.

Макет маркировки индивидуальной упаковки многоразового изделия (инструментов для имплантации) в составе аппарата. Маркировка Направителя

 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by		
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации		
Инструмент для имплантации Вариант исполнения: Направитель		
РУ № Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт.		
		02.2023 <i>Год и месяц изготовления</i>
		022023 <i>Код партии</i>
		B0033/3C <i>Номер по каталогу</i>
		
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года		
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв. 6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru		
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.		
Сделано в Республике Беларусь		

Данный макет маркировки используется для следующих изделий в составе аппарата:

- направитель;
- сверло;
- ключ-цанга;
- ключ торцевой;
- ключ рожковый 10 мм;
- троакар, 1 шт.

Маркировка транспортной тары

 НП ООО «МЕДБИОТЕХ» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, 51, 9-й этаж, пом. 18 Тел/факс (10-375-17) 370-93-85, 370-74-44 E-mail: medbiotech@telecom.by		
Аппарат стержневой внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей с инструментом для имплантации		
Состав:		
1.1 Винт тип 1, размер резьбовой части винта: Ø3,5 x 40 мм, 1 шт.; 1.2 Винт тип 2, 1 шт.; 1.3 Винт тип 3, 1 шт.; 1.4 Блок крепления штанга-штанга, 1 шт.; 1.5 Блок крепления штанга-винт, 2 шт.; 1.6 Штанга, длиной 100 мм, 1 шт.; 1.7 Инструмент для имплантации, в вариантах исполнения: 1.7.1 направитель, 1 шт.; 1.7.2 сверло, 1 шт.; 1.7.3 ключ-цанга, 1 шт.; 1.7.4 ключ торцевой, 1 шт.; 1.7.5 ключ рожковый 10 мм, 1 шт.; 1.7.6 троакар, 1 шт.; 1.8 Ящик для хранения и стерилизации, 1 шт.; 1.9 Инструкция по применению, 1 шт.		
РУ № Наименование и количество изделий	   	02.2023 <i>Год и месяц изготовления</i> 022023 <i>Код партии</i> - <i>Номер по каталогу</i>
		
Гарантийный срок хранения 2 года с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок службы 3 года		
Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «ОРТО», 188304, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, улица Карла Маркса, дом 7а, кв.6. Тел.: +7 812 964-04-44 E-mail: info@zao-orto.ru		
Утилизация: Все больничные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами.		
Сделано в Республике Беларусь		

Нотариус не удостоверяет фактов, изложенных в настоящем документе.

Город Минск, Республика Беларусь. Двадцать первое мая две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Романович Татьяна Антоновна, нотариус Минского городского нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 796, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 28 мая 2014 г.), свидетельствую подлинность подписи Директора Научно-производственного общества с ограниченной ответственности «МЕДБИОТЕХ», Горбатского Владимира Михайловича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Горбатского В.М. установлена, полномочия его проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-3076.

Взыскано нотариального тарифа 16 рублей.

Нотариус



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на четырёх листах

Нотариус