



VITALIYA

**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА  
МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ**

**ООО "Торгово-производственная компания "Виталия"**

**Телефон/факс: 8(343)385-82-02, 287-87-82,**

**e-mail: [info@tpk-vitalia.ru](mailto:info@tpk-vitalia.ru), <http://www.tpk-vitalia.ru>**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**ООО «ТПК «Виталия»**



**С.В. Шаповалов**

**10 марта 2023 г.**

**Макет маркировки изделия медицинского изделия**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet**

**по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018**

**с принадлежностями**

**2024 г**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**1.1. Vi Jet 1, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа<br/>Vi Jet 1, в составе:</b><br>- Устройство Vi Jet 1 – 1 шт.;<br>- Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>- Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>- Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,37 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                     |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:

1.1. Vi Jet 1, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа<br/>Vi Jet 1, в составе:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Устройство Vi Jet 1 – 1 шт.;</li><li>- Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;</li><li>- Паспорт – 1 шт.</li></ul> <b>Принадлежности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 – 1 шт.</li></ul> |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:

1.2. Vi Jet 2, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet 2,<br/>в составе:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Устройство Vi Jet 2 – 1 шт.;</li><li>- Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию - 1 шт.;</li><li>- Паспорт – 1 шт.</li></ul> <b>Принадлежности:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 – 1 шт.</li></ul> |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки<br>~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,70 кВт                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                                                                                                                                                               | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**1.2. Vi Jet 2, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  VITALIYA                                                                                                                            | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet 2,<br/>в составе:</b><br>- Устройство Vi Jet 2 – 1 шт.;<br>- Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию - 1 шт.;<br>- Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>- Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50 °C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                    | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018<br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**1.3. Vi Jet 3, в составе:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  VITALIYA                      | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                 | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet 3,<br/>в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 3 – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и техническому<br>обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3 – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,8 кВт                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                              | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                |                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

**Макет маркировки изделия**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**1.3. Vi Jet 3, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet 3,<br/>в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 3 – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и техническому<br>обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3 – 1 шт. |                          |
| <b>Зав. № 00X-00X<br/>Изготовлен: XX.XX.XXXX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Срок службы 5 лет</b> |
| <b>Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br/>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br/>воздуха: до 100 % при 25°C.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br/>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br/>тел: 8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru</b>                                                                                                                                                                      |                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

**Макет транспортной маркировки**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**1.4. Vi Jet 4, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet 4,<br/>в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 4 – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и техническому<br>обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4 – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки<br>~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 1,50 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018<br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**I. Устройство для создания вакуума Vi Jet для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**1.4. Vi Jet 4, в составе:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                       | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое VI Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                                                                                        | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума VI Jet<br/>для аспирационной системы сухого воздушного типа VI Jet 4,<br/>в составе:</b><br>– Устройство VI Jet 4 – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и техническому<br>обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для VI Jet 4 – 1 шт. |                          |
| <b>Зав. № 00X-00X</b><br><b>Изготовлен: XX.XX.XXXX</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Срок службы 5 лет</b> |
| <b>Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br/>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br/>воздуха: до 100 % при 25°C.</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                     | <b>ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br/>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br/>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru</b>                                                                                                                                                                       |                          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |

**Макет транспортной маркировки**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**2.1. Vi Jet 1 S, в составе:**


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 1 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 1 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,37 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

**Макет маркировки изделия**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**2.1. Vi Jet 1 S, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  VITALIYA                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 1 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 1 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S – 1 шт. |                          |
| <b>Зав. № 00X-00X<br/>Изготовлен: XX.XX.XXXX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Срок службы 5 лет</b> |
| <b>Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br/>влажность воздуха: до 100 % при 25°.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br/>воздуха: до 100 % при 25°C.</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br/>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br/>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru</b>                                                                                                                                                                    |                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |

**Макет транспортной маркировки**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**2.2. Vi Jet 2 S, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 2 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 2 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,7 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

2.2. Vi Jet 2 S, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                     | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 2 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 2 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                   | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

2.3. Vi Jet 3 S, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 3 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 3 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,80 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

2.3. Vi Jet 3 S, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 3 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 3 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

2.4. Vi Jet 4 S, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 4 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 4 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 1,50 кВт                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                               | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**2.4. Vi Jet 4 S, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 4 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 4 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4 S – 1 шт. |                          |
| <b>Зав. № 00X-00X<br/>Изготовлен: XX.XX.XXXX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Срок службы 5 лет</b> |
| <b>Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br/>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br/>воздуха: до 100 % при 25°C.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br/>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br/>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru</b>                                                                                                                                                                    |                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |

**Макет транспортной маркировки**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

2.5. Vi Jet 5 S, в составе:

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                 | <b>Вариант исполнения:</b> Устройство для создания вакуума Vi Jet<br>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br>Jet 5 S, в составе:<br>– Устройство Vi Jet 5 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 5 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,37 кВт                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                              | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                           |                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

II. Устройство для создания вакуума Vi Jet S для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

2.5. Vi Jet 5 S, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>S для аспирационной системы влажно-воздушного типа Vi<br/>Jet 5 S, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 5 S – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 5 S – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                             |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

III. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet + для аспирационной системы сухого воздушного типа:

3.1. Vi Jet 1+, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>+ для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet<br/>1+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 1+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,70 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**III. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet + для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**3.1. Vi Jet 1+, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                     | <b>Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet + для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet 1+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 1+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                   | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел: 8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

**Макет транспортной маркировки**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**III. Устройство для создания вакуума с увеличенным разрежением Vi Jet + для аспирационной системы сухого воздушного типа:**

**3.2. Vi Jet 2+, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума Vi Jet<br/>+ для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet<br/>2+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 2+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,70 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

**Макет маркировки изделия**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

III. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet + для аспирационной системы сухого воздушного типа:

3.2. Vi Jet 2+, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Вариант исполнения:</b> Устройство для создания вакуума Vi Jet<br>+ для аспирационной системы сухого воздушного типа Vi Jet<br>2+, в составе:<br>– Устройство Vi Jet 2+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                        |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**IV. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**4.1. Vi Jet 1 S+, в составе:**

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                 | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума с<br/>увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной<br/>системы влажно-воздушного типа Vi Jet 1 S+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 1 S+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,70 кВт                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                              | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

**Макет маркировки изделия**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**IV. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**4.1. Vi Jet 1 S+, в составе:**

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                       | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|                                                                                                                        | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума с<br/>увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной<br/>системы влажно-воздушного типа Vi Jet 1 S+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 1 S+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S+ – 1 шт. |                          |
| <b>Зав. № 00X-00X<br/>Изготовлен: XX.XX.XXXX</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Срок службы 5 лет</b> |
| <b>Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br/>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br/>воздуха: до 100 % при 25°C.</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                     | <b>ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br/>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br/>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru</b>                                                                                                                                                                                                  |                          |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |

**Макет транспортной маркировки**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

**IV. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной системы влажно-воздушного типа:**

**4.2. Vi Jet 2 S+, в составе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума с<br/>увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной<br/>системы влажно-воздушного типа Vi Jet 2 S+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 2 S+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Максимальная потребляемая мощность 0,80 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная<br>влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                                           |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

**Макет маркировки изделия**

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**


IV. Устройство для создания вакуума с увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной системы влажно-воздушного типа:

4.2. Vi Jet 2 S+, в составе:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Устройство для создания вакуума с<br/>увеличенным разряжением Vi Jet S+ для аспирационной<br/>системы влажно-воздушного типа Vi Jet 2 S+, в составе:</b><br>– Устройство Vi Jet 2 S+ – 1 шт.;<br>– Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию – 1 шт.;<br>– Паспорт – 1 шт.<br><b>Принадлежности:</b><br>– Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S+ – 1 шт. |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная<br>влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность<br>воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru                                                                                                                                                                                                           |                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  VITALIYA                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>~220В, 50 Гц</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S+**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1 S+</b>                                                                                                       |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25 °C.<br>Условия хранения: Температура: от -50 °C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                           | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018<br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |


Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 S+**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1 S+</b>                                                                                                       |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                            | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 2 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25 °C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                          | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 2 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1 2 S+**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 2 S+</b>                                                                                                       |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                   |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                      | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|   |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                   |


Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2 S+**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1 2 S+</b>                                                                                                     |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий I**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий I</b>                                                                                                                     |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий I</b>                                                                                                                     |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3 S**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 3 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                   |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                      | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|   |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий Vi Jet 3 S</b>                                                                                                            |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°С.<br>Условия хранения: Температура: от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°С.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 4 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>~220В, 50 Гц</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4 S**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 4 S</b>                                                                                                        |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий II**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий II</b>                                                                                                                    |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий II**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий II</b>                                                                                                                    |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1</b>                                                                                                          |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                   |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                      | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|   |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                   |


Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями  
Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1</b>                                                                                                          |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1+**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1+</b>                                                                                                         |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 1+**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 1+</b>                                                                                                         |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br><b>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями  
Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2+**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое VI Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для VI Jet 2+</b>                                                                                                         |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018<br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 2+**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 2+</b>                                                                                                         |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями  
Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 3</b>                                                                                                          |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018<br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями  
Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 3**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 3</b>                                                                                                          |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями  
Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4**

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 4</b>                                                                                                          |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254<br>Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C. |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                         | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |
| ТУ 32.50.11-005-77929798-2018<br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий для Vi Jet 4**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий для Vi Jet 4</b>                                                                                                          |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия транспортировки: Температура от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°С.<br>Условия хранения: Температура: от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°С.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|     |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет транспортной маркировки

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**  
**Кожух шумопоглощающий III**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |                   |
|                                                                                                                                                                         | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий III</b>                                                                                                                   |                   |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Срок службы 5 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                   |
| ~220В, 50 Гц                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                   |
| Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C. Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.                                                            |                                                                                                                                                                            |                   |
| Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                   |                                                                                                                                                                            |                   |
|                                                                                      | ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |                   |
|   |                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                   |
| Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                   |

Макет маркировки изделия

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями  
Кожух шумопоглощающий III**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  VITALIYA                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Устройство для создания вакуума<br/>стоматологическое Vi Jet по ТУ 32.50.11-005-<br/>77929798-2018 с принадлежностями</b>                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Вариант исполнения: Кожух<br/>шумопоглощающий III</b>                                                                                                                   |  |
| Зав. № 00X-00X<br>Изготовлен: XX.XX.XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок службы 5 лет                                                                                                                                                          |  |
| Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |  |
| Условия транспортировки: Температура от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.<br>Условия хранения: Температура: от -50°C до +50°C. Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | ООО "ТПК "Виталия" Россия, 620137, Свердловская область,<br>г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9<br>тел:8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru |  |
|     |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>ТУ 32.50.11-005-77929798-2018</b><br>Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |  |

Макет транспортной маркировки

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
Количество страниц 55

ООО «ТПК» «Виталия»

Директор

Шаповалов С.В.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ТПК» «Виталия»



М.П.

Шаповалов С.В.

18 марта 2023 г.

## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**«Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet  
по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями»**


2023 г.

**Устройство для создания вакуума стоматологическое Vi Jet по ТУ  
32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями**

### **Устройство Vi Jet 5 S**









Устройство для создания вакуума  
стоматологическое VI Jet  
по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями

Устройство для создания вакуума VI Jet S для аспирационной системы  
влажно-воздушного типа VI Jet S S, в составе:

- Устройство VI Jet S S - 1 шт.;
  - Руководство по эксплуатации и тех. обслуживанию - 1 шт.;
  - Паспорт - 1 шт.
- Принадлежности:
- Колпак шумопоглощающий для VI Jet S S - 1 шт.

Зав. № 005-100

Изготовлен: 17.03.2023 г.

Срок службы 5 лет

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев с момента покупки

-220В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность 0,37 кВт.

Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1

Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254

Условия эксплуатации: Температура от +10 °C до +35 °C.

Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25 °C.

Условия хранения: Температура: от -50°C до +50 °C.

Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C




ООО «ТПК «Виталия» Россия, 620137, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шефская, стр. 3А, литер 9  
тел: 8(343) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalia.ru




ТУ 32.50.11-005-77929798-2018

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12623 от 20.11.2020 г.













## Кожух шумопоглощающий I





## Кожух шумопоглощающий II





**VITALYA** Устройство для создания вакуума стоматологическое VI Jet по ТУ 32.50.11-005-77929798-2018 с принадлежностями

**Вариант исполнения: Кожух шумопоглощающий II**

Зав. № 005-103  
Изготовлен: 17.03.2023 г.  
Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев с момента покупки  
~220В, 50 Гц  
Срок службы 5 лет

Класс I по ГОСТ Р МЭК 60601-1

Степень защиты IP24 по ГОСТ 14254



Условия эксплуатации: Температура от +10°C до +35°C.  
Относительная влажность воздуха от 45% до 75% при 25°C.  
Условия хранения: Температура от -50°C до +50°C.  
Относительная влажность воздуха: до 100 % при 25°C.

ООО «ТПК «Виталья» Россия, 620137, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Шедская, стр. 3А, литер 9  
тел.: 8 (3431) 385-82-02, 287-87-82, e-mail: info@tpk-vitalya.ru

ТУ 32.50.11-005-77929798-2018  
Регистрационное удостоверение № P3H1 2020-12623 от 20.11.2020 г.

### Кожух шумопоглощающий III





## Транспортная упаковка



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
Количество страниц 18

ООО «Т/К» «Виталия»

Директор

Шаповалов С.В.

