

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови
человека спектрофотометрическим методом на биохимических
анализаторах ARCHITECT «ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT
(Lactate Dehydrogenase2)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), кат. № 04T0320

	REF	04T03-20	IVD	
Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2)», 4 комплекта картриджей по 150 тестов, в составе: 1. Реагент 1 (Lactate Dehydrogenase2 R1) — 4 x 15,4 мл 2. Реагент 2 (Lactate Dehydrogenase2 R2) — 4 x 10,7 мл 3. Инструкция по применению— 1 шт. Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Производственная площадка: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия РУ № _____ от _____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции. Авторизованный представитель изготовителя на территории России: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.				

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), кат. № 04T0320


LDH2



Lactate Dehydrogenase2 FOR USE WITH ARCHITECT

R1 4 x 15.4 mL

R2 4 x 10.7 mL



CONTAINS: AZIDE

INFORMATION FOR USA ONLY

Rx ONLY

The Lactate Dehydrogenase2 assay is used for the quantitation of lactate dehydrogenase (LDH) in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **R1** Active Ingredient: L-(+)-lithium-lactate (19.200 g/L).
- **R2** Active Ingredient: NAD⁺ (28.000 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott

REF 04T0320



4 x 150

IVD
CE
0123



www.corelaboratory.abbott/IFU



Exp.

LOT

G93322R02


Версия

Двумерный
штрихкод


Уникальный идентификатор изделия (код)

Маркировка компонентов медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), кат. № 04T0320

Реагент 1



Реагент 2



**Макет маркировки медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT
(Lactate Dehydrogenase2), кат. № 04T0330**



REF

04T03-30



Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2)», 4 комплекта картриджей по 500 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (Lactate Dehydrogenase2 R1) — 4 x 44,2 мл
2. Реагент 2 (Lactate Dehydrogenase2 R2) — 4 x 29,2 мл
3. Инструкция по применению— 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / **Производственная площадка:** Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / **Страна происхождения:** Ирландия

РУ № _____ **от** _____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), кат. № 04T0330

LDH2

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Lactate Dehydrogenase2 assay is used for the quantitation of lactate dehydrogenase (LDH) in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **R1** Active Ingredient: L-(+)-lithium-lactate (19.200 g/L).
- **R2** Active Ingredient: NAD⁺ (28.000 g/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

Abbott



Lactate Dehydrogenase2 **FOR USE WITH ARCHITECT**

R1 4 x 44.2 mL

R2 4 x 29.2 mL

2°C 8°C



CONTAINS: AZIDE

IND



REF 04T0330



4 x 500

0123



www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp.

LOT

Версия


Двумерный штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)


G93321R02

Маркировка компонентов медицинского изделия ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), кат. № 04T0330

Реагент 1



Реагент 2



Всего прошито и пронумерован

7 листов

Подпись



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в сыворотке или плазме крови человека
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах
ARCHITECT «ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate
Dehydrogenase2)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра) .



Lactate Dehydrogenase2

FOR USE WITH
ARCHITECT

Read Highlighted Changes: Revised February 2022.

Instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from these instructions.
Laboratory professional use only.

REAGENTS

Kit Contents


Lactate Dehydrogenase2 Reagent Kit

NOTE: Some kit sizes may not be

en
LDH2
04T03
G93331R02
B4T030

REF 04T0320

REF 04T0330



Фотографическое изображение картриджей реагентов, входящих в состав МИ ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2)
по 150 тестов



Фотографическое изображение общего вида ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), 4 комплекта картриджей по 500



Фотографическое изображение общего вида ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), 4 комплекта картриджа

Lactate Dehydrogenase2


FOR USE WITH
ARCHITECT



en
LDH2
04T03



Фотографическое изображение картриджей реагентов, входящих в состав МИ ЛДГ2 Реагенты для ARCHITECT (Lactate Dehydrogenase2), по 500 тестов



всего прошито и пронумеровано

7

листов

Подпись

