

ФОТО 1

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками;

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: шпательная (трапециевидная);
- наконечник 2: шпательная (ланцетовидная);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: прямая;
- наконечник 2: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 0,2;
- наконечник 2: 0,15;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 15мм;
- наконечник 2: 5мм;

Покрывание игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полипропилен моно черный,

Условный номер нити: 10/0;

Длина нити: 30см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 1

ФОТО 2

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

**С двумя игольными наконечниками: одинаковыми наконечниками;
Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (копьеобразная трапециевидальная);
Степень изгиба игольного наконечника: 2/8 окружности;
Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,25мм;
Развернутая длина игольного наконечника: 15мм;
Покрывание игольного наконечника: углеродное покрытие;
Наличие насечки: без насечки;
Наименование материала нити: Полиамид моно синий;
Условный номер нити: 9/0;
Длина нити: 30см;
Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;
Вид исполнения нити: две нити.**




ФОТО 2

ФОТО 3

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: одинаковыми наконечниками;

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 7/16 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,4мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 16мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полиэфир крученный зеленый;

Условный номер нити: 4/0;

Длина нити: 75см;

Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 3
6

ФОТО 4

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (уплощенным концом);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,7мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 25мм;

Покрывание игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити: Полиэстер плетеный зеленый;

Условный номер нити: 2/0;

Длина нити: 100см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 4

ФОТО 5

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (со сглаженным (притупленным) концом);

Степень изгиба игольного наконечника: S-образная;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,9мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 60мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Капрон плетеный белый;

Условный номер нити: 1;

Длина нити: 60см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 6

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: таперкат (с короткой трехгранной подточкой);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,8мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 30мм;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Шелк плетеный черный;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 75см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 6

ФОТО 7

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: таперкат (с короткой трехгранной подточкой);

Степень изгиба игольного наконечника: прямая с изогнутым концом острия;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,9мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 36мм;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полиэфир крученный зеленый;

Условный номер нити: 0;

Длина нити: 75см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.



ФОТО 7

ФОТО 8

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: треугольная (режущая);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 3/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 20 мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полипропилен моно синий;

Условный номер нити: 4/0;

Длина нити: 90см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 8

16

ФОТО 9

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: треугольная (обратнорежущая);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 3/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,3см;

Развернутая длина игольного наконечника: 12мм;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: PVDF моно синий;

Условный номер нити: 6/0;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 9

ФОТО 10

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: одинаковыми наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: четырехгранная;

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 7/16 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,6см;

Развернутая длина игольного наконечника: 25мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Лавсан крученый неокрашенный;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 75см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 10

ФОТО 11

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (копьеобразная трапециевидальная);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 2/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,2мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 15мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Нейлон моно синий;

Условный номер нити: 10/0;

Длина нити: 20см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: нить в форме петли.

ФОТО II



ФОТО 12

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: одинаковыми наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 5/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 35мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: тесьма полиэфирная плетеная белая;

Условный номер нити: 3;

Длина нити: 50см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.



ФОТО 13

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: треугольная (обратнорежущая);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 48мм;

Покрывтие игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити: Surgeon моно неокрашенный;

Условный номер нити: 5;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 13

ФОТО 14

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,2мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывание игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: MERFIL-UPE плетеный бело-зеленый,

- нить 2: PTFE моно неонрашенный;

Условный номер нити: нить 1: 2/0, нить 2: 2/0;

Длина нити: нить 1: 30см, нить 2: 30см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка.




ФОТО 14

ФОТО 15

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: треугольная (обратнорежущая);
- наконечник 2: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: 3/8;
- наконечник 2: прогрессивно-изогнутая;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 1,2мм;
- наконечник 2: 0,8мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 40мм;
- наконечник 2: 30мм;

Покрывание игольного наконечника:

- наконечник 1: силиконовое покрытие;
- наконечник 2: без покрытия;

Наличие насечки:

- наконечник 1: с насечкой;
- наконечник 2: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Mazlene моно розовый;
- нить 2: Mazsilk плетеный черный;

Условный номер нити:

- нить 1: 0;
- нить 2: 1;

Длина нити:

- нить 1: 20см;
- нить 2: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити:

- нить 1: без дополнительного покрытия;
- нить 2: с силиконовым покрытием;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме концевой петли;
- нить 2: в виде прямого отрезка;

Наличие игл с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,9мм;
- развернутая длина игольного наконечника 36 мм;
- форма ушка пружинящая, двойная.




ФОТО 15

ФОТО 16

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С тремя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: шпательная (трапециевидная);
- наконечник 2: треугольная (обратнорежущая);
- наконечник 3: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: 1/8;
- наконечник 2: 3/8;
- наконечник 3: сложно-изогнутая;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 0,3мм;
- наконечник 2: 0,53мм;
- наконечник 3: 0,3мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 13мм;
- наконечник 2: 16мм;
- наконечник 3: 13мм;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Monolene моно синий;
- нить 2: Полиэстер плетеный белый;

Условный номер нити: 6/0;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити:

- нить 1: без дополнительного покрытия;
- нить 2: с силиконовым покрытием;

Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка.




ФОТО 16

ФОТО 17

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Силикон моно неокрашенный;
- нить 2: Полипропилен моно синий;

Условный номер нити:

- нить 1: 0,5мм;
- нить 2: 1;

Длина нити:

- нить 1: 35см;
- нить 2: 37см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в виде прямого отрезка;
- нить 2: в форме концевой петли.




ФОТО 17

ФОТО 18

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: круглая (конической формы);
- наконечник 2: шпательная (копьеобразная трапециевидальная);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: 5/16;
- наконечник 2: 2/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 1,2мм;
- наконечник 2: 0,45мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 48мм;
- наконечник 2: 16мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полипропилен моно синий;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити:

- нить 1: 20см;
- нить 2: 40см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в виде прямого отрезка, нить с насечкой двунаправленной спиральной;
- нить 2: в виде прямого отрезка.




ФОТО 18

ФОТО 19

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 2,0мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полиамид моно синий;

Условный номер нити: 2;

Длина нити: 20см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в форме концевой петли.




ФОТО 19

ФОТО 20

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 4/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 1,27мм;
- наконечник 2: 0,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 48мм;
- наконечник 2: 20мм;

Покрывание игольного наконечника:

- наконечник 1: силиконовое покрытие;
- наконечник 2: антибликовое покрытие;

Наличие насечки:

- наконечник 1: с насечкой;
- наконечник 2: без насечки;

Наименование материала нити: Полиэфир крученный зеленый;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме петли;
- нить 2: в виде прямого отрезка.




ФОТО 20

ФОТО 21

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: прямая;
- наконечник 2: 4/5;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 0,5мм;
- наконечник 2: 0,4мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 20мм;

Покрывание игольного наконечника:

- наконечник 1: силиконовое покрытие;
- наконечник 2: силиконовое и антибликовое покрытие;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Нейлон моно сининий;

Условный номер нити: 6/0;

Длина нити:

- нить 1: 30см;
- нить 2: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка.




ФОТО 21

ФОТО 22

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 4/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,27мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 48мм;

Покрывание игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити: Полиэстер плетеный белый

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити:

- нить 1: 70см;

- нить 2: 40см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме петли;

- нить 2: в виде прямого отрезка.




ФОТО 22

ФОТО 23

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 4/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,7мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 30мм;

Покрытие игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити:

- нить 1: Шелк плетеный белый;

- нить 2: Шелк плетеный черный;

Условный номер нити: 5/0;

Длина нити: 75

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в форме петли.




ФОТО 23

ФОТО 24

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: ложкообразная;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,6мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 22мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полипропилен моно синий;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 20см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить: в форме концевой петли; нить с насечкой однонаправленной спиральной.




ФОТО 24

ФОТО 25

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 2,0мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полипропилен моно синий

Условный номер нити: 2/0;

Длина нити:

- нить 1: 20см;

- нить 2: 40см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме петли;

- нить 2: в форме концевой петли, нить с насечкой однонаправленной не спиральной.




ФОТО 25

ФОТО 26

1. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 3/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 1,08мм;
- развернутая длина игольного наконечника 55мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.

2. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (обратнорежущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,9мм;
- развернутая длина игольного наконечника 36мм;
- форма ушка пружинящая, двойная.

3. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника круглая (конической формы);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,7мм;
- развернутая длина игольного наконечника 25мм;
- форма ушка пружинящая, двойная.

4. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 3/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,6мм;
- развернутая длина игольного наконечника 25мм;
- форма ушка непружинящая, одинарная.

5. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника круглая (конической формы);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,58мм;
- развернутая длина игольного наконечника 18мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.

6. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника круглая (конической формы);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,78мм;
- развернутая длина игольного наконечника 32мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.

7. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,68мм;
- развернутая длина игольного наконечника 24мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.




ФОТО 26

Фотографическое изображение изделия «Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями» в упаковке







Фотографические изображения изделия «Игла астратмическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями» в групповой упаковке







Всего прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

58 (Пятьдесят восемь) листа (ов)
Директор ООО "МГик"



С.Ю. Карпов



Образцы макетов маркировки вариантов исполнения индивидуальной потребительской упаковки

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

4/8 Насечка
Силиконовое покрытие

1,5 x 48

Дата стер. MM.GTTT **Surgeon** моно неокрашенный 5 (7 metric) 45 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 4То-1,5x48нас, сил-5-45

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

3/8 0,15 x 6 3/8 0,45 x 16

Нейлон моно черный 10/0 (0,2 metric) 15 см

Полиэфир крученный зеленый 4/0 (1,5 metric) 70 см

3ВРPremium-0,15x6-10/0-15 3А-0,45-16-4/0-70

Дата стер. MM.GTTT

Годен до MM.GTTT

Партия № 00

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

3/8 0,15 x 5 0,2 x 15

Силиконовое покрытие

Дата стер. MM.GTTT **Полипропилен моно черный** 10/0 (0,2 metric) 30 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 3Ш-0,15x5 сил-Ш-0,2x15 сил-100-300 (две нити)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

7/16 Силиконовое покрытие

2,0 x 65

Дата стер. MM.GTTT **Тесьма полиэфирная** плетеная белая 5 мм 30 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 7/16Ат-2,0x65 сил-5мм-30Д

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

0,9 x 36

Дата стер. MM.GTTT **Полиамид крученный белый** 0 (3,5 metric) 75 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 0 LA-0,9x36-0-75

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

2/8 0,25 x 15

Силиконовое покрытие

Дата стер. MM.GTTT **Полипропилен моно синий** 8/0 (0,4 metric) 20 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 2В-0,25x15 сил-8/0-20 (нить петля)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

5/8 1,0 x 38

Дата стер. MM.GTTT **Тверан-ХЦ-Лпл** плетеный белый 1 (4 metric) 75 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 5Тд-1,0x38-1-75

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

0,9 x 60

Дата стер. MM.GTTT **Капрон** плетеный белый 1 (4 metric) 60 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 1 ST-0,9x60-1-60

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

4/8 Насечка
Силиконовое покрытие

0,7 x 25

Дата стер. MM.GTTT **Лавсан** плетеный белый 2/0 (3 metric) 100 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 4Ау-0,7x25 нас, сил-2/0-100

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

3/8 Силиконовое покрытие

0,15 x 6,5 0,33 x 7

Дата стер. MM.GTTT **Шелк** виржинский синий 9/0 (0,3 metric) 30 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 3Ш-0,15x6,5 сил-9/0-30Д с иглой с ушком (5/16Ш-0,33x7)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

4/8 Силиконовое покрытие

1,2 x 50

Дата стер. MM.GTTT **Мерфи-UPF** плетеный бело-голубой 2/0 (3 metric) 30 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 4А-1,2x50 сил-2/0-30 Мерфи-UPF пл. бел- гол / 2/0-30-PTFE м. невр.

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

3/8 1,2 x 40 0,8 x 30

Силиконовое покрытие

Дата стер. MM.GTTT **MAZLEN** моно розовый (К-петля) 0 (3,5 metric) 20 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 3То-1,2x40нас, сил-0-20-Mazlenе м.роз (нить К-петля) 1-45-Mazelik (сил. пок.) пл.ч-JA-0,8x30 с иглой с ушком (4Т-0,9x36)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

1/8 0,53 x 16

Дата стер. MM.GTTT **MONOLENE** моно черный 6/0 (0,7 metric) 45 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 1Ш-0,3x13-6/0-45-Monolene м.ч-3 (ов-0,53x16-6/0-45-Полиэфир пл.зел (сил. пок.)-GA-0,3x13 Premium

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

3/8 1,5 x 50

Дата стер. MM.GTTT **СИЛИКОН** моно неокрашенный 35 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 3А-1,5x50-0,3-35-Силикон м. неокр / 1-37-Полипропилен м.с. (нить К-петля)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

5/16 1,2 x 48 2/8 0,45 x 16

Дата стер. MM.GTTT **Полипропилен ds моно синий** 3/0 (2 metric) 20 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 5/16А-1,2x48-3/0-20-Полипропилен ds м.с / 3/0-40-Полипропилен м.с-Шел-0,45x16

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

3/8 2,0 x 50

Дата стер. MM.GTTT **Полиамид** моно синий 2 (5 metric) 20 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 3А-2,0x50-2-20-Полиамид м.с. (нить К-петля) / 2-20-Полиамид м.с. (нить К-петля)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

5/16 1,2 x 48 4/8 0,5 x 20

Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT **Полиэфир** плетеный зеленый (нить петля) 3/0 (2 metric) 45 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 4А-1,2x48 нас, сил-3/0-45-Полиэфир пл.з (нить петля) 3/0-45-Полиэфир пл.з-4А-0,5x20 мет

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Калинин, д. 107, помещ. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

0,55 x 20 4/5 0,4 x 20

Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT **Нейлон моно синий** 6/0 (0,7 metric) 30 см

Партия № 00

Годен до MM.GTTT 4А-0,55x20 сил-6/0-30-Нейлон м.с / 6-0-45-Нейлон м.с-45А-0,4x20 сил.ч

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Калинин, зд. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с неравновыступающими нитями

4/8 1,27 x 48

Насечка
Силикон. покр.

Полиэстер плетёный белый (нить петля) 70 см
3/0 (2 metric)

Полиэстер плетёный белый 40 см
3/0 (2 metric)

4А-1,27x48-3/0-70-Полиэстер пл.б. (нить петля)/
3/0-40-Полиэстер пл.б.

Дата стер. MM.GGGG Годен до MM.GGGG Партия № 00

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Калинин, зд. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с неравновыступающими нитями

4/8 0,7 x 30

Насечка
Силиконовое покрытие

Шелк плетёный белый (нить петля) 75 см
5/0 (1.5 metric)

Шелк плетёный чёрный (нить петля) 75 см
5/0 (1.5 metric)

4А-0,7x30 нас.сил-5/0-75 (нить петля)/
5/0-75 (нить петля)

Дата стер. MM.GGGG Партия № 00

Годен до MM.GGGG

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Калинин, зд. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с неравновыступающими нитями

Y 0,6 x 22

Насечка
Силиконовое покрытие

Полипропилен b5 моно синий (нить К-петля) 20 см
3/0 (2 metric)

4А-0,6x22-3/0-20-Полипропилен b5 м.с. (нить К-петля) Premium

Дата стер. MM.GGGG Партия № 00

Годен до MM.GGGG

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, г. Чебоксары, ул. Калинин, зд. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с неравновыступающими нитями

3/8 2,0 x 50

Насечка
Силиконовое покрытие

Полипропилен b моно синий (нить К-петля) 20 см
2/0 (3 metric)

Полипропилен моно синий (нить петля) 40 см
2/0 (3 metric)

3А-2,0x50-2-20-Полипропилен м.с./
2-20-Полипропилен м.с.

Дата стер. MM.GGGG Партия № 00

Годен до MM.GGGG

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

Образцы макетов маркировки вариантов исполнения в групповой упаковке

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

4/8 Насечка
Силиконовое покрытие

1,5 x 48

SURGEON моно неокрашенный
5 (7 metric) 45 см

4То-1,5х48нас, сил-5-45

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 0,15 x 6 3/8 0,45 x 16

НЕЙЛОН моно черный **ПОЛИЭФИР** крученный желтый
10/0 (0,2 metric) 15 см 4/0 (1,5 metric) 70 см

3ВРPremium-0,15х6-10/0-15 3А-0,45-16-4/0-70

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 0,15 x 5 0,2 x 15
Силиконовое покрытие

ПОЛИПРОПИЛЕН моно синий
10/0 (0,2 metric) 30 см

3Шш-0,15х5 сил-Шж-0,2х15 сил-10/0-30Д (две нити)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

7/16 Силиконовое покрытие

2,0 x 65

Тесьма Mazforce
плетеная белая
5 мм 30 см

7/16Ат-2,0х65 сил-5мм-30Д

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

0,9 x 36

ПОЛИАМИД крученный белый
0 (3,5 metric) 75 см

LA-0,9х36-0-75

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

2/8 Силиконовое покрытие

0,25 x 15

ПОЛИПРОПИЛЕН моно синий
8/0 (0,4 metric) 20 см

3Шш-0,15х5 сил-Шж-0,2х15 сил-10/0-30Д (две нити)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

5/8 1,0 x 38

Тверан-ХЦ-Лпл плетеный белый
1 (4 metric) 75 см

5Тд-1,0х38-1-75

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

0,9 x 60

КАПРОН плетеный белый
1 (4 metric) 60 см

ST-0,9х60-1-60

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

4/8 Насечка
Силиконовое покрытие

0,7 x 25

ЛАВСАН плетеный белый
2/0 (3 metric) 100 см

4Ау-0,7х25 нас, сил-2/0-100

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 Силиконовое покрытие 5/16 с игой с ушком

0,15 x 6,5 0,33 x 7

ШЕЛК плетеный черный
9/0 (0,3 metric) 30 см

3Шш-0,15х6,5 сил-9/0-30Д с игой с ушком (5/16Шш-0,33х7)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

4/8 Силиконовое покрытие

1,2 x 50

MEPFI-UPPE плетеный бело-голубой **PTFE** моно неокрашенный
2/0 (3 metric) 30 см 2/0 (3 metric) 30 см

4А-1,2х50 сил-2/0-30-Mepfi-UPPE пл. бел.-гол./ 2/0-30-PTFE м.некр.

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Per. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 Насечка
Силиконовое покрытие 4/8 с игой с ушком

1,2 x 40 0,8 x 30 0,9 x 36

MAZLENE моно розовый (К-петля) **MAZSILK** плетеный черный (силиконовое покрытие)
0 (3,5 metric) 20 см 1 (4 metric) 45 см

3То-1,2х40нас, сил-0-20-Mazlene м.роз. (нить К-петля) 1-45-Mazsilk (сил. пок.) пл.ч.-JA-0,8х30 с игой с ушком (4Т-0,8х36)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о. Чебоксары, г.Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

MONOLENE
моно черный
6/0 (0,7 metric) 45см

ПОЛИЭСТЕР
плетеный зеленый
(силиконовое покрытие)
6/0 (0,7 metric) 45см

1Шо-0,3х13-6/0-45-Monolene м.ч.-3Тов-0,53х16-6/0-45-Полиэстер пл.зел.(сил.пок.)-GA-0,3х13 Premium

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

СИЛИКОН
моно неокрашенный
Ø 0,5мм 35см

ПОЛИПРОПИЛЕН
моно синий (нить К-петля)
1 (4 metric) 37см

3А-1,5х50-0,5-35-Силикон м.неокр./1-37-Полипропилен м.с. (нить К-петля)

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

ПОЛИПРОПИЛЕН ds
моно синий
3/0 (2 metric) 20см

ПОЛИПРОПИЛЕН
моно синий
3/0 (2 metric) 40см

5/16А-1,2х48-3/0-20-Полипропилен ds м.с./3/0-40-Полипропилен м.с.-2Шкв-0,45х16

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

ПОЛИАМИД моно синий
2 (5 metric) 20 см

3А-2,0х50-2-20-Полиамид м.с. (нить К-петля)/2-20-Полиамид м.с. (нить К-петля)

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

ПОЛИЭФИР
плетеный зеленый (нить петля)
3/0 (2 metric) 45см

ПОЛИЭФИР
плетеный зеленый
3/0 (2 metric) 45см

4А-1,27х48 нас, сил-3/0-45-Полиэфир пл.з. (нить петля)/3/0-45-Полиэфир пл.з.-4А-0,5х20 мат

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

НЕЙЛОН
моно синий
6/0 (0,7 metric) 30см

НЕЙЛОН
моно синий
6/0 (0,7 metric) 45см

А-0,55х20 сил-6/0-30-Нейлон м.с./6/0-45-Нейлон м.с.-4/5А-0,4х20 сил. черн.

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

ПОЛИЭСТЕР
плетеный белый (нить петля)
3/0 (2 metric) 70см

ПОРЛИЭСТЕР
плетеный белый
3/0 (2 metric) 40см

4А-1,27х48-3/0-70-Полиэстер пл.б. (нить петля)/3/0-40-Полиэстер пл.б.

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

Шелк плетеный белый
(нить петля) 6/0 (1,5 metric) 75 см

Шелк плетеный черный
(нить петля) 6/0 (1,5 metric) 75 см

4А-0,7х30 нас, сил-5/0-75 (нить петля)/5/0-75 (нить петля)

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

ПОЛИПРОПИЛЕН bs моно синий (нить К-петля)
3/0 (2 metric) 20 см

YA-0,6х22-3/0-20-Полипропилен bs м.с. (нить К-петля) Premium

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с нерассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

Полипропилен b
моно синий (нить К-петля)
2/0 (3 metric) 20см

Полипропилен
моно синий (нить петля)
2/0 (3 metric) 40см

3А-2,0х50-2-20-Полипропилен м.с./2-20-Полипропилен м.с.

Дата стер. ММ.ГГГГ 00 00
Голен до ММ.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

Всего прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

4 / *четыре*

листа (ов)

Директор ООО "МГИК"

[Signature]

С.Ю. Карпов

