

ФОТО 1

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками;

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: шпательная (копьеобразная трапециевидная);
- наконечник 2: шпательная (ланцетовидная);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: изогнутая на 2/8 окружности;
- наконечник 2: изогнутая на 3/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 0,15;
- наконечник 2: 0,2;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 15мм;
- наконечник 2: 6,5мм;

Покрывание игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Полигликолид плетеный фиолетовый,

Условный номер нити: 10/0;

Длина нити: 30см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.



ФОТО 2

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: одинаковыми наконечниками;

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (копьеобразная трапециевидальная);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 2/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,2;

Развернутая длина игольного наконечника: 15мм;

Покрывтие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: PGA моно фиолетовый,

Условный номер нити: 10/0;

Длина нити: 30см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити.




ФОТО 2

ФОТО 3

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: прямая с изогнутым концом острия;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,55;

Развернутая длина игольного наконечника: 23мм;

Покрывтие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: PGA плетеный фиолетовый,

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 3

6

ФОТО 4

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (уплошенным концом);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,7;

Развернутая длина игольного наконечника: 25мм;

Покрывтие игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити: Кетгут простой,

Условный номер нити: 2/0;

Длина нити: 100см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 4

ФОТО 5

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (со сглаженным (притупленным) концом);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,0;

Развернутая длина игольного наконечника: 45мм;

Покрывтие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: PGA плетеный фиолетовый,

Условный номер нити: 1

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 5
10

ФОТО 6

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: таперкат (с короткой трехгранной подточкой);

Степень изгиба игольного наконечника: S-образная;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,9

Развернутая длина игольного наконечника: 60мм;

Покрывтие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Мерfil-МО моно фиолетовый,

Условный номер нити: 1;

Длина нити: 60см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 6
12

ФОТО 7

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 5/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,0

Развернутая длина игольного наконечника: 40мм;

Покрытие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Мерfil-lac плетеный фиолетовый,

Условный номер нити: 2;

Длина нити: 750см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 7

ФОТО 8

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колошей части (острия) игольного наконечника: треугольная (режущая);

Степень изгиба игольного наконечника: прямая;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,7

Развернутая длина игольного наконечника: 25мм;

Покрывтие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Merfil-D моно фиолетовый,

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 60см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 8

ФОТО 9

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: треугольная (обратнорежущая);

Степень изгиба игольного наконечника: 7/16;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,8

Развернутая длина игольного наконечника: 30мм;

Покрытие игольного наконечника: без дополнительного покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: Merfil-Quick плетеный фиолетовый,

Условный номер нити: 2/0;

Длина нити: 70см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.




ФОТО 9

ФОТО 10

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: четырехгранная;

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 4/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,0

Развернутая длина игольного наконечника: 35мм;

Покрытие игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: PGA-plus плетеный фиолетовый,

Условный номер нити: 1;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить.



ФОТО 11

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная);

Степень изгиба игольного наконечника: изогнутая на 2/8 окружности;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,25;

Развернутая длина игольного наконечника: 18мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: PGA моно неокрашенный,

Условный номер нити: 9/0;

Длина нити: 30см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: нить в форме петли.




ФОТО 11

ФОТО 12

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: треугольная (обратнорежущая);
- наконечник 2: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: 3/8;
- наконечник 2: прогрессивно-изогнутая;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 1,2;
- наконечник 2: 0,8;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 40мм;
- наконечник 2: 30мм;

Покрытие игольного наконечника:

- наконечник 1: силиконовое покрытие;
- наконечник 2: без покрытия;

Наличие насечки:

- наконечник 1: с насечкой;
- наконечник 2: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: МЕРFIL-МО моно фиолетовый;
- нить 2: МЕРFIL-D моно фиолетовый;

Условный номер нити:

- нить 1: 0;
- нить 2: 1;

Длина нити:

- нить 1: 20см;
- нить 2: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме концевой петли;
- нить 2: в виде прямого отрезка;

Наличие игл с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,9мм;
- развернутая длина игольного наконечника 36 мм;
- форма ушка пружинящая, двойная.




ФОТО 12

ФОТО 13

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С тремя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: шпательная (трапециевидная);
- наконечник 2: треугольная (обратнорежущая);
- наконечник 3: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: 1/8;
- наконечник 2: 3/8;
- наконечник 3: сложно-изогнутая;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 0,3мм;
- наконечник 2: 0,53мм;
- наконечник 3: 0,3мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 13мм;
- наконечник 2: 16мм;
- наконечник 3: 13мм;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Полигликолид плетеный неокрашенный;
- нить 2: PGA плетеный фиолетовый;

Условный номер нити: 6/0;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка.




ФОТО 13

ФОТО 14

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Мерфил плетеный фиолетовый;
- нить 2: P(LA/CL) моно неокрашенный;

Условный номер нити: 1;

Длина нити:

- нить 1: 35см;
- нить 2: 37см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в виде прямого отрезка;
- нить 2: в форме концевой петли.




ФОТО 14

ФОТО 15

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника:

- наконечник 1: круглая (конической формы);
- наконечник 2: шпательная (копьеобразная трапециевидальная);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: 5/16;
- наконечник 2: 2/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 1,2мм;
- наконечник 2: 0,45мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 48;
- наконечник 2: 16;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: МЕРFIL-DV моно фиолетовый;
- нить 2: P(LA-CL) моно фиолетовый;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити:

- нить 1: 20;
- нить 2: 40;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в виде прямого отрезка с насечкой двунаправленной спиральной;
- нить 2: в виде прямого отрезка.




ФОТО 15

ФОТО 16

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 2,0мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Merfil-MO моно фиолетовый;

- нить 2: Merfil-D моно фиолетовый;

Длина нити: 20см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в форме концевой петли.




ФОТО 16

ФОТО 17

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 4/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 1,27мм;
- наконечник 2: 0,5мм;

Развернутая длина игольного наконечника:

- наконечник 1: 48мм;
- наконечник 2: 20мм;

Покрывтие игольного наконечника:

- наконечник 1: силиконовое покрытие;
- наконечник 2: антибликовое покрытие;

Наличие насечки:

- наконечник 1: с насечкой;
- наконечник 2: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Monofast моно фиолетовый;
- нить 2: Trisorb II плетеный фиолетовый;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме петли;
- нить 2: в виде прямого отрезка.




ФОТО 17

ФОТО 18

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С двумя игольными наконечниками: разными наконечниками:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника:

- наконечник 1: прямая;
- наконечник 2: 4/5;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника:

- наконечник 1: 0,5мм;
- наконечник 2: 0,4мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 20мм;

Покрывание игольного наконечника:

- наконечник 1: силиконовое покрытие;
- наконечник 2: силиконовое и антибликовое покрытие;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Monosorb моно фиолетовый;
- нить 2: Monosorb plus моно фиолетовый ;

Условный номер нити: 6/0;

Длина нити:

- нить 1: 30см;
- нить 2: 45см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка.




ФОТО 18

ФОТО 19

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с нерассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 4/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 1,27мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 48;

Покрывание игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити:

- нить 1: Neosorb плетеный фиолетовый;
- нить 2: Neosorb plus плетеный фиолетовый;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити:

- нить 1: 70см;
- нить 2: 40см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме петли;
- нить 2: в виде прямого отрезка.




ФОТО 19

ФОТО 20

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 4/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,7мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 30;

Покрывтие игольного наконечника: силиконовое покрытие;

Наличие насечки: с насечкой;

Наименование материала нити:

- нить 1: Кетгут простой;

- нить 2: Кетгут plus хромированный;

Условный номер нити: 5/0;

Длина нити: 75см

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в форме петли.




ФОТО 20

ФОТО 21

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: треугольная (обратнорежущая);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,7мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 30мм;

Покрытие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: Neosorb rapid плетеный фиолетовый;

- нить 2: Trisorb плетеный фиолетовый;

Условный номер нити: 4/0;

Длина нити: 70см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка.




ФОТО 21

ФОТО 22

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: ложкообразная;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 0,6мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 22мм;

Покрывтие игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити: МЕРFIL-DV моно фиолетовый;

Условный номер нити: 3/0;

Длина нити: 20см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: одна нить: в форме концевой петли; нить с насечкой однонаправленной спиральной.




ФОТО 22

ФОТО 23

Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями:

С одним игольным наконечником:

Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: круглая (конической формы);

Степень изгиба игольного наконечника: 3/8;

Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: 2,0мм;

Развернутая длина игольного наконечника: 50мм;

Покрывание игольного наконечника: без покрытия;

Наличие насечки: без насечки;

Наименование материала нити:

- нить 1: МЕРFIL-DV моно фиолетовый;
- нить 2: Monofast plus моно фиолетовый;

Условный номер нити: 2/0;

Длина нити:

- нить 1: 20см;
- нить 2: 40см;

Наличие дополнительного покрытия нити: без дополнительного покрытия;

Вид исполнения нити: две нити:

- нить 1: в форме петли;
- нить 2: в форме концевой петли, нить с насечкой однонаправленной не спиральной.




ФОТО 23

ФОТО 24

1. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 3/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 1,08мм;
- развернутая длина игольного наконечника 55мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.

2. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (обратнорежущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,9мм;
- развернутая длина игольного наконечника 36мм;
- форма ушка пружинящая, двойная.

3. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника круглая (конической формы);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,7мм;
- развернутая длина игольного наконечника 25мм;
- форма ушка пружинящая, двойная.

4. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 3/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,6мм;
- развернутая длина игольного наконечника 25мм;
- форма ушка непружинящая, одинарная.

5. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника круглая (конической формы);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,58мм;
- развернутая длина игольного наконечника 18мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.

6. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника круглая (конической формы);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,78мм;
- развернутая длина игольного наконечника 32мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.

7. Игла с ушком:

- форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника треугольная (режущая);
- степень изгиба игольного наконечника: 4/8;
- диаметр исходной проволоки игольного наконечника 0,68мм;
- развернутая длина игольного наконечника 24мм;
- форма ушка пружинящая, одинарная.




ФОТО 24


Фотографическое изображение изделия «Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями» в индивидуальной упаковке





Фотографические изображения изделия «Иглы атравматические хирургические с шовным материалом, однократного применения, стерильные по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями» в групповой упаковке







Всего прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

54 (пятьдесят четыре) листа (ов)
Директор ООО "МГик"

С.Ю. Карпов



Образцы макетов маркировки вариантов исполнения индивидуальной потребительской упаковки

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

4/8
Насечка
Силиконовое
покрытие

1,0 x 40

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Кетгут простой
0 (4 metric) 75 см

Партия № 00

4Т-0,1,0x40нас, сил-0-75

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8 0,15 x 6 3/8 0,45 x 16

Политиколонд моно фиолетовый 10/0 (0,2 metric) 15 см
Wortex-quick плетёный неокрашенный 4/0 (1,5 metric) 70 см

3BPremium-0,15x6-10/0-15 3A-0,45-16-4/0-70

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Партия № 00

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8
Силиконовое
покрытие

0,15 x 5 0,2 x 15

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

PGA моно фиолетовый
10/0 (0,2 metric) 30 см

Партия № 00

3Ш-0,15x5-10/0-30 (две нити)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

7/16
Силиконовое
покрытие

0,7 x 25

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Кетгут простой
2/0 (3,5 metric) 75 см

Партия № 00

7/16АТ-0,7x25 сил-2/0-75Д

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

0,9 x 36

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-MO моно фиолетовый
0 (3,5 metric) 75 см

Партия № 00

LA-0,9x36-0-75

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

2/8
Силиконовое
покрытие

0,25 x 15

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

PGA моно фиолетовый
8/0 (0,4 metric) 30 см

Партия № 00

2В-0,25x15 сил-8/0-20 (нить петля)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

5/8
Насечка
Силиконовое
покрытие

1,0 x 38

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Кетгут хромированный
1 (5 metric) 75 см

Партия № 00

5ТД-1,0x38-1-75

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

0,9 x 60

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-D моно фиолетовый
1 (4 metric) 60 см

Партия № 00

ST-0,9x60-1-60

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

4/8
Насечка
Силиконовое
покрытие

0,7 x 25

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-lac plus плетёный фиолетовый
2/0 (3 metric) 100 см

Партия № 00

4Ау-0,7x25 нас, сил-2/0-100

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8
Насечка
Силиконовое
покрытие

0,2 x 6,5 0,33 x 7 5/16

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-lac плетёный неокрашенный
8/0 (0,4 metric) 30 см

Партия № 00

3Ш-0,2x6,5 сил-8/0-30Д
с иглой с ушком (5/16Ш-0,33x7)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8 1,2 x 40 J 0,8 x 30
Насечка Силиконовое пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-MO моно фиолетовый (К-петля)
0 (3,5 metric) 20 см

Партия № 00

3Т-0,1,2x40нас, сил-0-20-MEPFIL-MO м.ф. (нить К-петля)
1-45-MEPFIL-D м.ф.-JA-0,8x30 с иглой с ушком (4Т-0,9x36)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

1/8 0,3 x 13 G 3/8 0,53 x 16
Насечка Силиконовое пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Политиколонд плетёный фиолетовый
6/0 (0,7 metric) 45 см

Партия № 00

1Ш-0,3x13-6/0-45-Политиколонд м.ф.-3Тов-0,53x16-6/0-45-PGA м.ф.-GA-0,3x13 Premium

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8 1,5 x 50
Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

MEPFL плетёный неокрашенный
1 (4 metric) 35 см

Партия № 00

3А-1,5x50-1-35-Merfil пл неокр / 1-37-P(LA)C м.ф. (нить К-петля)

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

5/16 1,2 x 48 2/8 0,45 x 16
Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-DVs плетёный фиолетовый
3/0 (2 metric) 20 см

Партия № 00

5/16А-1,2x48-3/0-20-Merfil-DVs м.ф. / 3/0-40-P(LA)C м.ф.-2Ш-0,45x16

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8 2,0 x 50
Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Mepfil-MO плетёный фиолетовый (нить К-петля)
2 (5 metric) 20 см

Партия № 00

3А-2,0x50-2-20-Merfil-MO м.ф. / 2-20-Merfil-D м.ф.

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

5/16 1,2 x 48 4/8 0,5 x 20
Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Monosorb плетёный фиолетовый (нить петля)
3/0 (2 metric) 45 см

Партия № 00

4А-1,27x48 нас, сил-3/0-45-Monosorb м.ф. (нить петля) / 3/0-45-Monosorb II пл.ф.-4А-0,5x20 нас

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

0,55 x 20 4/5 0,4 x 20
Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Monosorb плетёный фиолетовый
6/0 (0,7 metric) 30 см

Партия № 00

4-0,55x20 нас-6/0-30-Monosorb м.ф. / 50-45-Monosorb plus м.ф.-45А-0,60x20 нас, чер.

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 426003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленная, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

4/8 1,27 x 48
Насечка Силик. пок.

Дата стер. MM.GTTT
Годен до MM.GTTT

Neosorb плетёный фиолетовый (нить петля)
3/0 (2 metric) 70 см

Партия № 00

4А-1,27x48-3/0-70-Neosorb пл.ф. (нить петля) / 3/0-40-Neosorb plus пл.ф.

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленникова, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ 9412-002-41225198-2007
с рассасывающимися нитями

4/8
Насечка
Силиконовое
покрытие

0,7 x 30

КЕТГУТ простой
(нить петля) 6/0 (1,5 metric) 75 см

КЕТГУТ хромированный
(нить петля) 6/0 (1,5 metric) 75 см

Партия № 00

Дата стер. MM.GGGG
Годен до MM.GGGG

4A-0,7x30 нас.сил-5/0-75 (нить петля)
5/0-75 (нить петля)
Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленникова, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ 9412-002-41225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8 0,7 x 30

Neosorb rapid плетённый флюоретовый
4/0 (1,5 metric) 70см

Trisorb плетённый флюоретовый
4/0 (1,5 metric) 65см

3Tto-0,7x30-4/0-70-Neosorb rapid пл.ф.
4/0-65-Trisorb пл.ф.

Дата стер. MM.GGGG
Годен до MM.GGGG

Партия № 00

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленникова, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ 9412-002-41225198-2007
с рассасывающимися нитями

Y 0,6 x 22

Premium

Дата стер. MM.GGGG
Годен до MM.GGGG

Mepfil-DVbs моно флюоретовый
(нить К-петля) 3/0 (2 metric) 20 см

Партия № 00

4A-0,6x22-3/0-20-Mepfil-DVbs м.ф. (нить К-петля) Premium
Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, Чебоксары, ул. Каленникова, д. 107, пом. 4
ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ С ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная
ТУ 9412-002-41225198-2007
с рассасывающимися нитями

3/8 2,0 x 50

Mepfil-DVb моно флюоретовый
(нить К-петля) 2/0 (3 metric) 20см

Monofast plus моно флюоретовый
(нить петля) 2/0 (3 metric) 40см

3A-2,0x50-2-20-Mepfil-MO м.ф.
2-20-Mepfil-D м.ф.

Дата стер. MM.GGGG
Годен до MM.GGGG

Партия № 00

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый

Образцы макетов маркировки вариантов исполнения в групповой упаковке

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

4/8 Насечка
Силиконовое покрытие

КЕТГУТ простой
0 (4 metric) 75 см

4То-1,0х40нас, сил-0-75

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

7/16 Силиконовое покрытие

КЕТГУТ простой
2/0 (3,5 metric) 75 см

7/16Ат-0,7х25 сил-2/0-75Д

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

5/8 Насечка
Силиконовое покрытие

КЕТГУТ простой
1 (5 metric) 75 см

5Тд-1,0х38-1-75

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 Силиконовое покрытие

МЕРФИЛ-LAC плетёный неокрашенный
8/0 (0,4 metric) 30 см

3Ш-0,2х6,5 сил-8/0-30Д с иглой с ушком (5/16Ш-0,33х7)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 0,15 x 6 3/8 0,45 x 16

ПОЛИГЛИКОЛИД моно фиолетовый
10/0 (0,2 metric) 15 см

WORTX-QUICK плетёный неокрашенный
4/0 (1,5 metric) 70 см

3ВРPremium-0,15х6-10/0-15 3А-0,45-16-4/0-70

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

0,9 x 36

МЕРФИЛ-МО моно фиолетовый
0 (3,5 metric) 75 см

LA-0,9х36-0-75

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

0,9 x 60

МЕРФИЛ-D моно фиолетовый
1 (3,5 metric) 60 см

ST-0,9х60-1-60

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 1,2 x 40 J 0,8 x 30

МЕРФИЛ-МО моно фиолетовый (К-петля)
0 (3,5 metric) 20 см

МЕРФИЛ-D моно фиолетовый
1 (4 metric) 45 см

3То-1,2х40нас, сил-0-20-МЕРФИЛ-МО м.ф. (нить К-петля)
1-45-МЕРФИЛ-D м.ф. -JA-0,8х30 с иглой с ушком 4Т-0,9х36

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

3/8 0,15 x 5 Силиконовое покрытие 0,2 x 15

PGA моно фиолетовый
4/0 (1,5 metric) 75 см

3Ш-0,15х5 сил-Шк-0,2х15 сил-10/0-30Д (две нити)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

2/8 Силиконовое покрытие 0,25 x 15

PGA плетёный фиолетовый
8/0 (0,4 metric) 30 см

2В-0,25х15 сил-8/0-20 (нить петля)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

4/8 Насечка
Силиконовое покрытие 0,7 x 25

МЕРФИЛ-LAC PLUS плетёный фиолетовый
2/0 (3 metric) 100 см

4Ау-0,7х25 нас, сил-2/0-100

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

**ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с ШОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ,
однократного применения, стерильная**
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями

Рег. уд. № _____ от _____ 20__ г.

1/8 0,3 x 13 3/8 0,53 x 16 Premium

ПОЛИГЛИКОЛИД плетёный фиолетовый
6/0 (0,7 metric) 45 см

PGA плетёный фиолетовый
6/0 (0,7 metric) 45 см

1Ш-0,3х13-6/0-45-Полигликолид м.ф. -3Тов-0,53х16-6/0-45-PGA м.ф. -GA-0,3х13 Premium

Дата стер. MM.ГГГГ 00 Партия №
Голен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

3/8 1,5 x 50

MEPFIL плетеный неокрашенный 1 (4 metric) 35см	P(LA/CL) моно фиолетовый (нить К-петля) 1 (4 metric) 37см
---	--

3А-1,5х50-1-35-Merfil пл.неокр./
1-37-P(LA/CL) м.ф. (нить К-петля)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

5/16 1,2 x 48 2/8 0,45 x 16

MEPFIL-DVds моно фиолетовый 3/0 (2 metric) 20см	P(LA/CL) моно фиолетовый 3/0 (2 metric) 40см
--	---

5/16А-1,2х48-3/0-20-Merfil-DVds м.ф./
3/0-40-P(LA/CL) м.ф.-2Шкв-0,45х16

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

3/8 2,0 x 50

MEPFIL-MO моно фиолетовый (нить К-петля) 2 (5 metric) 20см	MEPFIL-D моно фиолетовый (нить К-петля) 2 (5 metric) 20см
---	--

3А-2,0х50-2-20-Merfil-MO м.ф./
2-20-Merfil-D м.ф.

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

4/8 1,27 x 48 4/8 0,5 x 20

Насечка Силиконовое покрытие Матовое покрытие

MONOFAST моно фиолетовый (нить петля) 3/0 (2 metric) 45см	TRISORB II моно фиолетовый 3/0 (2 metric) 45см
--	---

4А-1,27х48 нас. сил-3/0-45-Monofast м.ф. (нить петля)/
3/0-45-Trisorb II пл.ф.-4А-0,5х20 мат

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

0,55 x 20 4/5 0,4 x 20

Силик. покр. Черное покр.

MONOSORB моно фиолетовый 6/0 (0,7 metric) 30см	MONOSORB PLUS моно фиолетовый 6/0 (0,7 metric) 45см
---	--

А-0,55х20 сил-6/0-30-Monosorb м.ф./
6/0-45-Monosorb plus м.ф.-4/5А-0,4х20 сил. черн.

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

4/8 1,27 x 48

Насечка Силиконовое покрытие

NEOSORB плетеный фиолетовый (нить петля) 3/0 (2 metric) 70см	NEOSORB PLUS плетеный фиолетовый 3/0 (2 metric) 40см
---	---

4А-1,27х48-3/0-70-Neosorb пл.ф. (нить петля)/
3/0-40-Neosorb plus пл.ф.

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

4/8 0,7 x 30

Насечка Силиконовое покрытие

КЕТГУТ простой (нить петля) 6/0 (1,5 metric) 75 см	КЕТГУТ хромированный (нить петля) 6/0 (1,5 metric) 75 см
--	--

4А-0,7х30 нас.сил-5/0-75 (нить петля)/
5/0-75 (нить петля)

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Радиационный
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

3/8 0,7 x 30

NEOSORB RAPID плетеный фиолетовый 4/0 (1,5 metric) 70см	TRISORB плетеный фиолетовый 4/0 (1,5 metric) 65см
--	--

3Тто-0,7х30-4/0-70-Neosorb rapid пл.ф./
4/0-65-Trisorb пл.ф.

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

Y 0,6 x 22

Premium

MEPFIL-DVbs моно фиолетовый (нить К-петля) 3/0 (2 metric) 20 см
--

YA-0,6х22-3/0-20-Merfil-DVbs м.ф. (нить К-петля) Premium

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

ИГЛА АТРАВМАТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
с шовным материалом,
однократного применения, стерильная
ТУ9432-002-43225198-2007
с рассасывающимися нитями
Per. уд. № от 20 г

3/8 2,0 x 50

MEPFIL-DVb моно фиолетовый (нить К-петля) 2/0 (3 metric) 20см	MONOFAST PLUS моно фиолетовый (нить петля) 2/0 (3 metric) 40см
--	---

3А-2,0х50-2-20-Merfil-MO м.ф./
2-20-Merfil-D м.ф.

Дата стер. MM.ГГГГ 00 00
Годен до MM.ГГГГ Шт. 00

ОТК

Стерильно, нетоксично
Способ стерилизации: Газовый
000 "Микрохирургия глаза" и "Контур"
Россия, 428003, Чувашская Республика-Чувашия,
г.о.Чебоксары, г.Чебоксары, ул.Калинина, зд.107, помещ.4

Всего прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре)

_____ листа (ов)

Директор ООО "МФИК"

_____ С.Ю. Карпов

