



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

На медицинское изделие

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Микрохирургия глаза" и "Контур" (ООО "МГиК"), Россия,
428003, Чувашская Республика, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары,
ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Микрохирургия глаза" и "Контур" (ООО "МГиК"), Россия,
428003, Чувашская Республика, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары,
ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

Место производства медицинского изделия

ООО "МГиК", Россия, 428003, Чувашская Республика, г.о. город Чебоксары,
г. Чебоксары, ул. Калинина, зд. 107, помещ. 4

Номер регистрационного досье № РД-63504/51628 от 09.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 21.20.24.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 22 листах

приказом Росздравнадзора от 18 ноября 2024 года № 6507

допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0079547

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 1

На медицинское изделие

Игла атравматическая хирургическая с шовным материалом, однократного применения, стерильная по ТУ 9432-002-43225198-2007 с рассасывающимися нитями, варианты исполнения:

1. Игла с шовным материалом Полидиоксанон/Wortex-D/Merfil-D моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

1.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

1.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

1.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

1.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

1.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

1.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

1.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

1.3. Исполнение нити с наконечником:

1.3.1. С одним игольным наконечником:

1.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

1.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

1.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

1.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

1.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

1.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151841

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 2

2. Игла с шовным материалом Wortex -DV/Мерfil-DV моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

2.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

2.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

2.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;

2.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;

2.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

2.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

2.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

2.3. Исполнение нити с наконечником:

2.3.1. С одним игольным наконечником:

2.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной.

2.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

2.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной.

2.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

2.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной.

2.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком

3. Игла с шовным материалом Wortex-MO/Мерfil-MO моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151820

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 3

- 3.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 3.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 3.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;
- 3.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 3.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 3.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 3.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 3.3. Исполнение нити с наконечником:
- 3.3.1. С одним игольным наконечником:
- 3.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 3.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 3.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 3.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 3.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 3.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
4. Игла с шовным материалом P(LA/CL) моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 4.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151821

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 4

с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

4.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

4.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

4.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

4.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

4.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

4.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

4.3. Исполнение нити с наконечником:

4.3.1. С одним игольным наконечником:

4.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

4.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

4.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

4.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

4.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

4.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

5. Игла с шовным материалом Monosorb моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

5.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

5.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые, прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151822

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 5

изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

5.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

5.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

5.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

5.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

5.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

5.3 Исполнение нити с наконечником:

5.3.1 С одним игольным наконечником:

5.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

5.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

5.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

5.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

5.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

5.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

6. Игла с шовным материалом Monofast моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

6.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

6.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые, ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

6.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

6.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151823

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года

№ РЗН 2019/8580

Лист 6

- 1.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 6.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 6.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 6.3. Исполнение нити с наконечником:
- 6.3.1. С одним игольным наконечником:
- 6.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 6.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 1.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 6.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 6.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 6.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
7. Игла с шовным материалом Wortex/Merfil/Полигликолид многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:
- 7.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 7.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкаобразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 7.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;
- 7.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;
- 7.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 7.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151824

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 7

- 7.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 7.3 Исполнение нити с наконечником:
- 7.3.1 С одним игольным наконечником:
- 7.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 7.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 7.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 7.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 7.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 7.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
8. Игла с шовным материалом Wortex II/Merfil II многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 8.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 8.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 8.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;
- 8.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 8.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 8.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 8.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 8.3 Исполнение нити с наконечником:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0151825

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 8

8.3.1 С одним игольным наконечником:

8.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

8.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

8.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

8.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

8.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

8.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

9. Игла с шовным материалом Merfil-lac/Wortex-lac многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

9.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

9.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

9.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

9.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

9.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

9.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

9.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

9.3 Исполнение нити с наконечником:

9.3.1 С одним игольным наконечником:

9.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151826

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 9

спиральной или не спиральной, или без насечки.

9.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

9.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

9.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

9.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

9.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

10. Игла с шовным материалом Wortex-quick/Мерфил-quick многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

10.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

10.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

10.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;

10.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;

10.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

10.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

10.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

10.3. Исполнение нити с наконечником:

10.3.1 С одним игольным наконечником:

10.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

10.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

10.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151827

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 10

форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

10.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

10.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

10.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

11. Игла с шовным материалом Wortex-lac quick/Мерfil-lac quick многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

11.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

11.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия: S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

11.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;

11.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;

11.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

11.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

11.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

11.3. Исполнение нити с наконечником:

11.3.1. С одним игольным наконечником:

11.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

11.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

11.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

11.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151828

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года

№ РЗН 2019/8580

Лист 11

11.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

11.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

12. Игла с шовным материалом Полигликолид/PGA многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

12.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

12.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

12.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;

12.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;

11.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

12.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

11.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

12.3 Исполнение нити с наконечником:

12.3.1 С одним игольным наконечником:

12.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

12.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

12.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

12.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

12.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

12.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151829

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года

№ РЗН 2019/8580

Лист 12

13. Игла с шовным материалом Trisorb многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

13.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

13.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

13.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

13.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

13.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

13.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

13.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

13.3 Исполнение нити с наконечником:

13.3.1 С одним игольным наконечником:

13.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

13.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

13.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

13.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

13.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

13.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

14. Игла с шовным материалом Wortex rapid/Trisorb rapid многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151830

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 13

вариантах исполнения:

14.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

14.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

14.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

14.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

14.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

14.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

14.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

14.3 Исполнение нити с наконечником:

14.3.1 С одним игольным наконечником:

14.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

14.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

14.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

14.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

14.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

13.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

15. Игла с шовным материалом Trisorb II многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

15.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным)

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151831

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 14

концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

15.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

15.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

15.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

15.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

15.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

15.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

15.3. Исполнение нити с наконечником:

15.3.1. С одним игольным наконечником:

15.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

15.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

15.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

15.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

15.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

15.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

16. Игла с шовным материалом Neosorb многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

16.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

16.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151832

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 15

острия: S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

16.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

16.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

15.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

16.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

16.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

16.3 Исполнение нити с наконечником:

16.3.1 С одним игольным наконечником:

16.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

16.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

16.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

16.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

16.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

16.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

17. Игла с шовным материалом Wortex-lac rapid/Neosorb rapid многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

17.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

17.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

17.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151833

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 16

с шагом 0,01мм;

17.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

17.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

17.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

17.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

17.3. Исполнение нити с наконечником:

17.3.1 С одним игольным наконечником:

17.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

17.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

17.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

17.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

17.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

17.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

18. Игла с шовным материалом Wortex-lac plus/Mepfil-lac plus многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:

18.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

18.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

18.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;

18.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;

18.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151834

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 17

без покрытия;

18.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

18.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

18.3. Исполнение нити с наконечником:

18.3.1. С одним игольным наконечником:

18.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

18.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

18.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

18.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

18.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.

18.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

19. Игла с шовным материалом PGA-plus многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

19.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

19.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

19.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;

19.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;

19.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

19.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

19.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151835

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 18

- 19.3 Исполнение нити с наконечником:
- 19.3.1 С одним игольным наконечником:
- 19.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 19.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 19.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 19.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 19.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 19.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
20. Игла с шовным материалом Wortex plus CH/Trisorb plus многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 20.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 20.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 20.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;
- 20.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 20.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 20.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 20.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 20.3 Исполнение нити с наконечником:
- 20.3.1 С одним игольным наконечником:
- 20.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0151836

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 19

- в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 20.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 20.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 20.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 20.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 20.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
21. Игла с шовным материалом Wortex-lac plus CH/Neosorb plus многофиламентный (плетеный, крученный) или моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый, синий или зеленый условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:
- 21.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 21.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 21.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;
- 21.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;
- 21.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 21.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 21.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 21.3. Исполнение нити с наконечником:
- 21.3.1. С одним игольным наконечником:
- 21.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 21.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0151837

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 20

- 21.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 21.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 21.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 21.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
22. Игла с шовным материалом Wortex-D plus CH/Monosorb plus моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5см в вариантах исполнения:
- 22.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 22.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 22.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08мм до 2,5мм с шагом 0,01мм;
- 22.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140мм с шагом 0,01мм;
- 22.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 22.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 22.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 22.3 Исполнение нити с наконечником:
- 22.3.1 С одним игольным наконечником:
- 22.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 22.3.2 С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;
- 22.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 22.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151838

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 21

- 22.3.3.1 Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 22.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
23. Игла с шовным материалом Wortex-MO plus CH/Monofast plus моно неокрашенный, белый, бежевый, фиолетовый или синий условных номеров 12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:
- 23.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;
- 23.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;
- 23.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;
- 23.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;
- 23.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;
- 23.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;
- 23.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;
- 23.3. Исполнение нити с наконечником:
- 23.3.1. С одним игольным наконечником:
- 23.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 23.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 23.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 23.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками:
- 23.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; нить с насечкой однонаправленной, двунаправленной, спиральной или не спиральной, или без насечки.
- 23.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.
24. Игла с шовным материалом Кетгут простой или хромированный условных номеров

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0151839

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 ноября 2024 года № РЗН 2019/8580

Лист 22

12/0, 11/0, 10/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2, 3, 4, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10, длиной нити от 10 см до 10000 см с шагом 0,5 см в вариантах исполнения:

24.1. Форма поперечного сечения острия колющей части (острия) игольного наконечника: шпательная (трапециевидная, ланцетовидная, копьеобразная трапециевидная), круглая (конической формы, со сглаженным (притупленным) концом, с уплощенным концом), таперкат (с удлиненной трехгранной подточкой, с короткой трехгранной подточкой), треугольная (режущая, обратнорежущая) или четырехгранная;

24.1.1. Степень изгиба игольного наконечника: прямые; прямые с изогнутым концом острия; S-образные; прогрессивно-изогнутые; сложноизогнутые; ложкообразные; изогнутые на 1/8, 2/8 (1/4), 3/8, 4/8 (1/2), 4/5, 5/8, 5/16, 7/16 окружности;

24.1.2. Диаметр исходной проволоки игольного наконечника: от 0,08 мм до 2,5 мм с шагом 0,01 мм;

24.1.3. Развернутая длина игольного наконечника: от 3,5 мм до 140 мм с шагом 0,01 мм;

23.1.4. Покрытие игольного наконечника: силиконовое, антибликовое покрытие или без покрытия;

24.1.5. Наличие насечки: с насечкой или без насечки;

24.2. Наличие дополнительного покрытия нити: с силиконовым покрытием или без дополнительного покрытия;

24.3. Исполнение нити с наконечником:

24.3.1. С одним игольным наконечником:

24.3.1.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; без насечки.

24.3.2. С двумя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

24.3.2.1. Вид исполнения нити: одна нить или две нити: в виде прямого отрезка, в форме петли или концевой петли; без насечки.

24.3.3. С тремя игольными наконечниками: одинаковыми или разными наконечниками;

24.3.3.1. Вид исполнения нити: две нити: в виде прямого отрезка; без насечки.

24.4. Наличие игл с ушком: без игл с ушком или с иглами с ушком.

в составе:

- инструкция по применению - 1 шт.

в количестве одного и более типоразмеров от 1 до 15 штук в индивидуальной упаковке.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0151840