

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ
ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР «КРЕБСОЛ»
объем 10 литров

Кислотный компонент «МЕДЕЛЕН» КК-А-110

Ионный состав концентрированного раствора, ммоль/л

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻
3605,0	70,0	52,5	17,5	3815,0	105,0

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения
гемодиализным аппаратом кислотного компонента КК-А-110 в
пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺²	Mg ⁺²	Cl ⁻	CH ₃ COO ⁻	HCO ₃ ⁻
138,0	2,0	1,5	0,5	109,0	3,0	32,0

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых
складских отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при
t от 0° до 30°С.

Способ применения:

Открыть канистру с КДР, вставить заборное
устройство гемодиализного аппарата.

Забор концентрированного раствора и его
разбавление производить в автоматическом
режиме в соответствии с инструкцией к
гемодиализному оборудованию.



НЕФРОН

ТУ 9398-006-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro для применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР «КРЕБСОЛ» объем 10 литров

Кислотный компонент «СУКЦИТРАТ» КК-Аля-1

Ионный состав концентрированного раствора, ммоль/л

Na^+	K^+	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^-	CH_3COO^-	Цитрат	Сукцинат
15,5	70,0	61,25	17,5	3832,5	10,5	10,85	30,8

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Ионный состав гемодиализирующего раствора после разведения

гемодиализным аппаратом кислотного компонента КК-Аля-1 в

пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

Na^+	K^+	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^-	CH_3COO^-	Цитрат	Сукцинат	HCO_3^-
18,3	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,31	0,88	32,0

Способ применения:

Открыть канистру с КДР, вставить заборное устройство гемодиализного аппарата.

Забор концентрированного раствора и его разбавление производить в автоматическом режиме в соответствии с инструкцией к гемодиализному оборудованию.

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых
отопляемых помещениях без доступа солнечных лучей при
температуре от 0° до 30°С.



®

НЕФРОН

ТУ 9398-006-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro для применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР «КРЕБСОЛ»

объем 10 литров

Кислотный компонент «ЦИТРАТ» КК-Ал-1

Исходный состав концентрированного раствора, ммоль/л

	K^{+}	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^{-}	CH_3COO^{-}	Цитрат
Исходный	70,0	61,25	17,5	3832,5	10,50	31,50

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Исходный состав гемодиализирующего раствора после разведения

гемодиализным аппаратом кислотного компонента КК-Ал-1 в

пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

	K^{+}	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^{-}	CH_3COO^{-}	Цитрат	HCO_3^{-}
После разведения	2,0	1,75	0,5	109,5	0,3	0,9	32,0

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых
отопляемых помещениях без доступа солнечных лучей при
температуре до 30°C.

Способ применения:

Открыть канистру с КДР, вставить заборное
устройство гемодиализного аппарата.

Забор концентрированного раствора и его
разбавление производить в автоматическом
режиме в соответствии с инструкцией к
гемодиализному оборудованию.



®

НЕФРОН

ТУ 9398-006-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro для применения

РАСТВОР СОЛЕЙ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ДИАЛИЗИРУЮЩИЙ ДЛЯ АППАРАТОВ «ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» КДР «КРЕБСОЛ» объем 10 литров

Кислотный компонент «АЦИДОСОЛ» КК-Ах-1

Состав концентрированного раствора, ммоль/л

K^{+}	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^{-}	Кислотный ион
70,0	61,25	17,50	3937,0	105,0

ВНИМАНИЕ! Применять только с бикарбонатным компонентом ВК-В-1.

Состав гемодиализирующего раствора после разведения

гемодиализным аппаратом кислотного компонента КК-Ах-1 в

пропорции 1/35, бикарбонатного ВК-В-1 в пропорции 1/28,6, ммоль/л:

K^{+}	Ca^{+2}	Mg^{+2}	Cl^{-}	Кислотный ион	HCO_3^{-}
2,0	1,75	0,5	112,5	3,0	32,0

Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых
отапливаемых помещениях без доступа солнечных лучей при
температуре до 30°C.



НЕФРОН

ТУ 9398-006-50861859-2007

ООО «НПО «НЕФРОН» Россия, 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, тел./факс (812) 380 8828

только для In vitro для применения

В документе прошито и пронумеровано

4 (четыре) листа

Ген. директор

Д.Б. Сапожников

